

CLL 300 - CLL 400

COLLIER CERVICAL RIGIDE TYPE MINI MINERVE



SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 1 - 10/21



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



NOTE
Ce dispositif médical n'est pas destiné à être utilisé par quiconque sans précautions. Il est donc conseillé de ne l'utiliser qu'après avoir consulté les Techniciens orthopédiques ou un médecin traitant afin d'éviter toute contre-indication possible. Pour tout problème ne après l'utilisation de l'appareil, contactez votre médecin ou le technicien Orthopédique. En cas de plainte ou de dysfonctionnement, veuillez contacter la société F.G.P. indiquant les raisons au numéro de téléphone 045 8600867 ou envoyer une télécopie au numéro 045 8600835 ou un e-mail à fgp@fgpsrl.it. L'orthèse est conçue pour l'usage exclusif d'un seul patient.

CONSERVATION
Entreposer dans un endroit sec à température ambiante. Protéger contre la chaleur, l'exposition directe à la lumière du soleil et l'humidité. Ne pas jeter dans l'environnement.



SIGNIFICATION DE SYMBOLE	
	Lavage à la main. Remarque : Laver doucement avec une éponge douce. Rincer complètement.
	Ne pas blanchir
	Ne pas sécher dans les séchoirs à tambour rotatifs
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec

ENTRETIEN
STRUCTURE Polyéthylène perforé, rembourrage en mousse recouvert de similicuir
MENTON: CLL 300: absent, CLL 400: présent
TRAU TRACHÉAL: Absent
RADIOTRANSARENTE: Oui
FERMETURE: Bandes auto-agrippantes
Aucunes contre-indications
conues à ce jour. L'applica-
tion correcte ne donne pas
lieu à des contre-indications.

MODE D'EMPLOI

1. Portez le collier en prenant soin de ne pas trop serrer (FIG. 1).
2. Fermez l'arrière avec le système autoagrippant (FIG. 2).
3. Tenez le collier comme sur le dessin, puis réglez la hauteur des deux pièces par le système autoagrippant (FIG. 3).
4. Positionner la partie supérieure sur la partie inférieure afin de régler la hauteur du collier (FIG. 4).

INDICATIONS CLL 300

- Douleurs cervicales
- Discopathies en arthrosiques et/ou post-aigu avec ou sans hernies saillantes
- Résultats douloureux des fractu-res cervicales
- Traumatisme cervical de la colonne vertébrale
- Petits détachements osseux de processus épineux cervicaux
- Douleurs cervicales dans la polyarthrite rhumatoïde précoce
- Douleurs cervicales dans l'arthrose

INDICATIONS CLL 400

- Douleurs cervicales
- Discopathies en arthrosiques et/ou post-aigu avec ou sans hernies saillantes
- Résultats douloureux des fractu-res cervicales
- Traumatisme cervical de la colonne vertébrale
- Petits détachements osseux de processus épineux cervicaux
- Douleurs cervicales dans la polyarthrite rhumatoïde précoce
- Douleurs cervicales dans l'arthrose

MESURES

Tailles Ø Circonférence

XL	47-55 cm
L	42-48 cm
M	38-44 cm
S	34-39 cm

Tailles Ø Circonférence du cou

XL	47-55 cm
L	42-48 cm
M	38-44 cm
S	34-39 cm

Hauteur réglable avec système auto-agrippant