

- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con i prodotti realizzati da FGP S.r.l. DBT-DSTPEFCAST e DBT-DSTPEFCASTPLUS.
- Assicurarsi che il cuneo di scarico sia ben fissato alla suola prima dell'utilizzo.
- Fare molta attenzione in caso di deambulazione su suolo scivoloso o bagnato.

#### AVVERTENZE D'USO

**INDICAZIONI:** dispositivo destinato alla pronazione del piede. Utile ad esempio, nei casi di: trattamento di fase acuta delle ulcere del retro piede; trattamento del piede vascolare; trattamento post operatorio delle lesioni del retro piede.

**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



Fabbricante

**MD**

Dispositivo medico

**REF**

Codice prodotto



Conservare lontano da fonti di calore



Consultare le istruzioni d'uso



Conservare in ambiente secco

**LOT**

Codice lotto



Uso multiplio singolo paziente



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



**FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



FISTRDBT-FRICCUNEI  
Rev. 01 - 11/25



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# CUNEI DI SCARICO

Set di cunei



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Nel caso in cui sia necessario operare uno scarico del tallone del paziente, il dispositivo D.STEP CAST è dotato di due cunei agganciabili alla suola che portano il carico del paziente verso l'avampiede.

1. Rimuovere le quattro parti della suola pre-fustellate (fig.1).
2. Questo esporrà quattro inserti filettati dove andrà posizionato il cuneo di rialzo per lo scarico del tallone (fig.2).
3. Scelto il cuneo dell'altezza idonea, sulla base delle necessità terapeutiche, posizionarlo in modo che la parte più alta si trovi in corrispondenza del tallone (fig.3).
4. Procedere a fissare il cuneo allo scafo mediante le apposite viti. Ogni cuneo è dotato di due coppie di viti di lunghezza diversa, le viti più lunghe servono a fissare la zona del tallone, quelle più corte la zona verso l'avampiede. Non è necessaria una particolare coppia di serraggio (fig.4).
5. Verificare che il cuneo risulti correttamente posizionato, cioè che non vi sia distanza tra le superfici a contatto e che non vi sia movimento tra le parti (fig.5).



## STRUTTURA

Set di cunei, composto da un cuneo in altezza 15 mm e uno in altezza 30 mm, realizzati in tecnopolimero e agganciabili alla suola mediante viti apposite.

Dotati di gomma antiscivolo alla base.

Utilizzabili opzionalmente sul tutore con l'obiettivo di scaricare la zona del tallone.

## MISURE

M - L

## Codice d'ordine:

DBT-RICCUNEI

## PULIZIA

### SUPPORTO RIGIDO

Lavare a mano utilizzando sapone neutro e risciacquare in acqua fredda;

lasciar asciugare all'aria o con un panno morbido;

evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniacca, solventi perossidi e sbiancanti ottici;

evitare l'utilizzo di gomme abrasive, spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie;

tenere lontano da fonti di calore e sole;

non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.