



PROGRAMMA ALLUCE VALGO
NIGHT&DAY



HALLUX FLEX + HALLUX GO



**LA TERAPIA NO-STOP
PER L'ALLUCE VALGO**



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP: GUIDATI DALLA SCIENZA, **ORIENTATI AL BENESSERE.**



FGP si distingue per il costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di prodotti all'avanguardia, che integrano tecnologia e abilità artigianale per migliorare la qualità della vita delle persone. Al centro della filosofia aziendale, la "Scienza del Movimento" rappresenta l'approccio rigoroso e scientificamente supportato con cui l'azienda sviluppa e perfeziona i suoi prodotti, in un dialogo costante con il mondo della ricerca e i professionisti della salute e del benessere.

Con più di cento brevetti e un background di oltre 30 anni di esperienza, FGP si impegna a promuovere il benessere attraverso prodotti sempre più tecnologici e ad alte prestazioni. La credibilità internazionale di FGP è oggi ulteriormente rafforzata dall'appartenenza al gruppo MEDI, multinazionale con sede in Germania, presente con i suoi brand in oltre 90 paesi nel mondo.





SISTEMA NIGHT&DAY

SUDDIVISO IN DUE FASI
PER UN'EFFICACIA UNICA.

Il programma Night&Day FGP dedicato al problema dell'alluce valgo offre una formula originale che, alternando l'uso di due ortesi pensate per lavorare in sinergia, sfrutta in modo intelligente l'intero arco della giornata per limitare l'aggravarsi della patologia e ridurre il dolore in modo ancor più efficace.

I due tutori vengono presentati in una nuova versione che ne esalta comfort e funzionalità. L'**alluce valgo** è una deformazione metatarso-falangea che devia l'alluce verso le altre dita del piede. Questa condizione può causare arrossamenti e gonfiori nella zona a contatto con la calzatura, con conseguente formazione della caratteristica escrescenza (cipolla) e/o lesioni ossee. Inoltre, porta a una deviazione del punto di appoggio del piede che gradualmente, può causare complicazioni alle ginocchia e alla colonna vertebrale.

HALLUX GO 

IL TUTORE DA INDOSSARE DI GIORNO PER UNIRE COMFORT E CORREZIONE.

L'utilizzo di HALLUX GO offre un'azione di allineamento e correzione dell'alluce valgo, garantendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane, grazie anche alla presenza di un **cuscinetto protettivo** in materiale espanso a livello della protuberanza.

La particolare costruzione, con materiali elastici accoppiati ad alta frequenza, conferisce al prodotto una **struttura leggera e traspirante**, mentre la forma cilindrica aperta superiormente che avvolge l'alluce **evita attriti o tensioni sulla zona dell'unghia**.

Infine, gli inserti interni in tecnopolimero grippante, la **regolazione laterale e l'assenza di cuciture**, consentono di indossarlo con le scarpe senza fastidi, favorendo l'azione terapeutica durante la deambulazione.

HALLUX GO È ANCHE "ALLDAY"

Questa ortesi può essere utilizzata sia di giorno che di notte, a seconda delle necessità del paziente.





TESSUTO TRASPIRANTE E SOTTILE

accoppiato in alta frequenza per essere indossato con le scarpe.

TECNOPOLIMERO GRIPPANTE PRESENTE ALL'INTERNO

per migliorare aderenza e stabilizzazione.

ASSENZA TOTALE DI CUCITURE per un comfort ottimale.

CUSCINETTO INTERNO PROTETTIVO in materiale espanso per maggiore comfort e protezione.

CHIUSURA REGOLABILE TRAMITE CINTURINO VELCRABILE LATERALE posizionato in prossimità dell'astragalo per un'accurata regolazione della trazione.

FACILITÀ DI INDOSSO E REGOLAZIONE

TUTORE SOFT HALLUX GO

MD

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

• correttore

STRUTTURA

• in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

MISURE (DX/SX)

| Taglie | Calzata scarpa |
|--------|----------------|
| S | 35-38 |
| M | 38-41 |
| L | 41-44 |
| XL | 44-47 |



PRODOTTO VENDIBILE SINGOLARMENTE / Codice d'ordine: HLX-GO
OPPURE ACQUISTA IL PACCHETTO NIGHT&DAY / Codice d'ordine: PDN-HLX

HALLUX FLEX

IL TUTORE CHE, PROPRIO MENTRE RIPOSI, CONTINUA AD AGIRE PER IL TUO BENESSERE.

Questa ortesi è progettata per migliorare l'allineamento dell'alluce, mantenendolo sull'asse corretto durante il riposo.

Dotata di una **leva graduata** per esercitare trazione regolabile sull'articolazione metatarso-falangea (0°, 7,5° e 15°), offre efficacia nella **riduzione della deviazione e del dolore**, favorendo il processo antinfiammatorio.

Grazie al **sottile snodo ROM**, si adatta naturalmente alla morfologia e al movimento del piede, consentendo anche brevi spostamenti per un comfort ottimale durante l'uso notturno.



**FLESSIBILITÀ, COMFORT
E LEGGEREZZA**

**IMBOTTITURA INTERNA
IN MATERIALE MORBIDO** per
una delicata sensazione sulla pelle.

DUE CINGHIAGGI REGOLABILI
(sul collo del piede e in corrispondenza
dell'alluce) tramite fissaggio a strappo
appositamente progettato per essere
regolabile in lunghezza.



TRAZIONE REGOLABILE
anche tramite leva graduata,
nei gradi 0°, 7,5° e 15°.

DESIGN ANATOMICO
per adattarsi alla forma del piede.

TUTORE RIGIDO HALLUX FLEX

MD

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita.
Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tecnopolimero con snodo dotato di regolazione
in 3 posizioni e sistema di fissaggio a strappo regolabile

MISURE (AMBIDESTRO)

| Taglie | Calzata scarpa |
|--------|----------------|
| 1 | da 35 a 41 |
| 2 | da 41 a 47 |



PRODOTTO VENDIBILE SINGOLARMENTE / Codice d'ordine: HLX-FLEX
OPPURE ACQUISTA IL PACCHETTO NIGHT&DAY / Codice d'ordine: PDN-HLX

FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

