



PROGRAMMA RIZOARTROSI  
**NIGHT&DAY**



**RHIZO POD + RHIZO SKIN**



**IL TRATTAMENTO  
CHE VALE DOPPIO**



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# FGP: GUIDATI DALLA SCIENZA, **ORIENTATI AL BENESSERE.**



FGP si distingue per il costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di prodotti all'avanguardia, che integrano tecnologia e abilità artigianale per migliorare la qualità della vita delle persone. Al centro della filosofia aziendale, la "Scienza del Movimento" rappresenta l'approccio rigoroso e scientificamente supportato con cui l'azienda sviluppa e perfeziona i suoi prodotti, in un dialogo costante con il mondo della ricerca e i professionisti della salute e del benessere.

Con più di cento brevetti e un background di oltre 30 anni di esperienza, FGP si impegna a promuovere il benessere attraverso prodotti sempre più tecnologici e ad alte prestazioni. La credibilità internazionale di FGP è oggi ulteriormente rafforzata dall'appartenenza al gruppo MEDI, multinazionale con sede in Germania, presente con i suoi brand in oltre 90 paesi nel mondo.





## SISTEMA NIGHT&DAY

DUE PRODOTTI PER  
UN'EFFICACIA UNICA.

**Il programma Night&Day FGP dedicato al problema della rizoartrosi offre una formula originale che alterna l'uso di due ortesi pensate per lavorare in sinergia.**

FGP rinnova in modo significativo i due tutori che costituiscono gli elementi complementari del programma Night&Day per il trattamento della **rizoartrosi** e delle **lesioni traumatiche del pollice**. Questo trattamento, che prevede due prodotti, è concepito per agire efficacemente durante l'intero arco della giornata, e assicura una terapia mirata per ridurre il dolore, garantendo sempre il massimo comfort in ogni occasione e sulla base delle necessità del paziente.

**RHIZO POD** 

# IL TUTORE RIGIDO PER RIZOARTROSI CHE PRESERVA LA MOBILITÀ.

RHIZO POD è progettato per essere utilizzato nella fase acuta e molto dolorosa della patologia e consentire al paziente di svolgere le normali attività quotidiane.

Protegge e mantiene in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito guscio rigido realizzato in modo da adattarsi alle diverse morfologie delle mani.

Questo dispositivo mira a immobilizzare l'articolazione trapezio-metacarpale ed è particolarmente indicato per coloro che soffrono di rizoartrosi. Bloccando la zona interessata, RHIZO POD permette comunque di eseguire gesti quotidiani senza compromettere la mobilità essenziale.

## **RHIZO POD È ANCHE "ALLDAY"**

Questa ortesi può essere utilizzata sia di giorno che di notte, a seconda delle necessità del paziente.

### FACILE SISTEMA DI CHIUSURA VELCRABILE

ancora più confortevole grazie alla sua elasticità.

### DESIGN MODERNO E TECNOLOGICO

con una zona più strutturata in corrispondenza dello scafoide per stabilizzare l'articolazione in posizione neutra.

### "FORELLATURA" SUL DORSO E SUL PALMO DELLA MANO

per garantire maggiore traspirabilità e leggerezza.

### GUANTINO PROTETTIVO INTERNO

in tessuto elastico traspirante e sottile, privo di cuciture; progettato per coprire integralmente le zone rigide del tutore senza aumentare lo spessore.

### FORMA SEMI-APERTA A C PER UNA MAGGIOR VESTIBILITÀ

grazie a una perfetta avvolgenza del polso: I bordi arrotondati nella parte superiore assicurano il massimo comfort.

**NUOVO MATERIALE SOFT TOUCH** che, unito al colore neutro, permette al tutore di essere discreto alla vista.

## TUTORE RIGIDO RHIZO POD

MD

### INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

### STECCATURA

- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide

### STRUTTURA

- guantino interno di protezione in tessuto elastico senza cuciture

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-15 cm
M	15-17 cm
L	17-20 cm



**PRODOTTO VENDIBILE SINGOLARMENTE** / Codice d'ordine: RHI-POD  
**OPPURE ACQUISTA IL PACCHETTO NIGHT&DAY** / Codice d'ordine: PDN-RHIZO

**RHIZO SKIN** 

## IL TUTORE SOFT PER LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA.

RHIZO SKIN è consigliato per favorire il processo anti-infiammatorio durante il giorno e la notte.

L'obiettivo del tutore soft è quello di fornire, nelle fasi meno dolorose o iniziali della patologia, una leggera correzione.

Grazie alla sua perfetta vestibilità, garantita dal tessuto elastico accoppiato, consente al tutore di adattarsi facilmente alla conformazione anatomica della mano, garantendo comunque un certo grado di mobilità.



### **RHIZO SKIN È ANCHE "ALLDAY"**

Questa ortesi può essere utilizzata sia di giorno che di notte, a seconda delle necessità del paziente.

**AREA ANTISCIVOLO ALL'INTERNO DEL TUTORE** realizzata in tecnopolimero grippante, per permettere al pollice di assumere la giusta inclinazione, riducendo così il dolore.

**UTILIZZO DI UN TESSUTO ELASTICO SOTTILE E TRASPIRANTE** per assicurare comfort e traspirabilità durante l'uso.

**FUNZIONE CONTENITIVA E DI CONTROLLO** garantita da un tessuto rinforzato in corrispondenza dell'articolazione trapezio-metacarpale che conferisce maggiore sostegno.

**NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA SUL POLSO** dotato di fibbia-passante per rendere più agevole la chiusura del cinturino.

**TUTORE REALIZZATO CON LA TECNICA DELLA SALDATURA IN ALTA FREQUENZA** in grado di migliorare il comfort del tutore senza comprometterne la performance.

## TUTORE SOFT RHIZO SKIN

MD

### INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee

### STECCATURA

- nessuna

### STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con tecnopolimero grippante all'interno

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-15 cm
M	15-17 cm
L	17-20 cm



**PRODOTTO VENDIBILE SINGOLARMENTE** / Codice d'ordine: RHI-SKIN  
**OPPURE ACQUISTA IL PACCHETTO NIGHT&DAY** / Codice d'ordine: PDN-RHIZO

**FGP srl**

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**

