

GINOCCHIERE

PHYLO<sup>®</sup>  
PHYLOTEK<sup>®</sup>

Il comfort  
supera se stesso.



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



PHYLO®






RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE PER  
SOLUZIONI RIABILITATIVE ALL'AVANGUARDIA,  
DI QUALITÀ, E IN SINTONIA  
CON IL BENESSERE DEL PAZIENTE.



FGP.  
MUOVERSI A RITMO  
D'INNOVAZIONE.

Da sempre sensibili al benessere nella riabilitazione, in FGP orientiamo ogni nostra scelta al futuro. Ricerca, sviluppo, innovazione, in un confronto continuo e stimolante con i più autorevoli specialisti ortopedici: tutto questo da noi si traduce in soluzioni riabilitative all'avanguardia, di qualità, e in sintonia con il benessere del paziente.



Il top della competenza tecnologica, il top delle conoscenze medico-scientifiche, il top nella progettazione e realizzazione dei prodotti, per garantire una qualità della vita al top. Così, dalle nostre menti ma anche dai nostri cuori nasce una linea di prodotti che è prima di tutto una filosofia: Phylo.



LA NUOVA FILOSOFIA FGP

## FGP. A NEW COMFORT **PHYLOSOPHY.**

Dopo oltre un anno di lavoro nella ricerca e sviluppo, dall'innovazione FGP nasce Phylo, la nuova concezione di ginocchiera che supera i confini della riabilitazione e del comfort. Grazie al design innovativo, ai tessuti 100% made in FGP e alla tecnologia, le ginocchiere Phylo garantiscono performance inedite.

I nuovi tessuti tridimensionali con intreccio a molla sono stati testati con successo dal Centro Tessile Cottoniero, ottenendo la certificazione Oeko-Tex Standard 100 classe I, per offrire la massima sicurezza anche alle pelli più sensibili.

Leggeri, ergonomici e traspiranti, tutti i modelli Phylo presentano il rivoluzionario trattamento Adaptive che termoregola la temperatura di ciascuna ginocchiera, sfruttando la naturale sudorazione.

Disponibili in due linee per un totale di 13 modelli, Phylotek e Phylo rispondono completamente ed efficacemente a qualsiasi esigenza riabilitativa del ginocchio.

I rivoluzionari snodi Physioglide, ultraleggeri e con ingombro ridotto del 30%, completamente riprogettati, sono in alluminio con trattamento soft-touch e offrono una regolazione ancora più semplice.

Ogni ginocchiera Phylo e Phylotek è progettata e realizzata interamente in FGP, a ulteriore garanzia di qualità.

**Linea Phylo. Un comfort evoluto tutto da scoprire.**



## LE NUOVE GINOCCHIERE FGP

NELLA STORIA  
DEL BENESSERE,  
UNA NUOVA TRAMA.

LEGGEREZZA  
ASSOLUTA

COMFORT  
SENZA LIMITI

DESIGN  
ERGONOMICO



### NUOVO TESSUTO PHYLO® 100% MADE IN FGP

Nuovo tessuto Phyllo realizzato interamente in FGP.  
Trattamento termoregolatore Adaptive.  
Trattamento antibatterico e anti-odore Pure.

### NUOVA TECNOLOGIA PHYLOTEK®

Spessori intelligenti per una vestibilità perfetta.  
Innovativa trama con intreccio a molla.  
Nessuna cucitura per un comfort assoluto.

### NUOVI SNODI PHYSIOGLIDE®

Completamente ridisegnati.  
Ultraleggeri e con ingombro ridotto del 30%.  
In alluminio con trattamento soft-touch.  
Regolazione ancora più semplice.

Studio, progettazione, test, continue verifiche: le nuove ginocchiere FGP sono frutto di una grande sinergia tra differenti ambiti di ricerca. Con le linee Phyllo e Phylotek FGP dedica al ginocchio nuovi orizzonti di benessere, a partire dalla realizzazione dell'originale tessuto brevettato fino alla esclusiva tecnologia alla base del design di ciascun modello.



#### TESSUTO PHYLO®

Nuova trama tridimensionale, con effetto memoria, adattabile e inalterabile nel tempo.



#### TECNOLOGIA PHYLOTEK®

La ginocchiera viene realizzata in un unico pezzo, senza cuciture, per una vestibilità perfetta.



#### SNODI PHYSIOGLIDE®

Riprogettati nei materiali e nel design, con un range di regolazioni da 0° a 140° in flessione-estensione.




# IL NUOVO TESSUTO PHYLO®

## NELLA STORIA DEL BENESSERE, UNA NUOVA TRAMA.

Il nuovo tessuto Phyllo è un'esclusiva innovazione brevettata Made in FGP, studiato per offrire il massimo comfort. Phyllo segue differenti tecnologie di lavorazione e di trattamento per realizzare diversi modelli di ginocchiere, il tutto all'interno di FGP, a ulteriore garanzia di qualità. Ecco perché possiamo dire con certezza che nelle ginocchiere Phyllo il benessere si respira in ogni fibra.


### IL COMFORT ATTIVO

Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla sono studiate per svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d'aria. I fili di nuova generazione sono più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabilità e morbidezza.




### TERMOREGOLAZIONE ADAPTIVE BY HeiQ IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO

Grazie al trattamento Adaptive il tessuto Phyllo reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle. L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolandolo a temperatura. Il tessuto Phyllo offre una vera barriera protettiva naturale.



### TRATTAMENTO PURE BY HeiQ LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO

Grazie al trattamento antibatterico Pure, Phyllo offre una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo.



### CERTIFICAZIONE OEKO-TEX® QUALITÀ A FIOR DI PELLE

Tutti i nuovi tessuti Phyllo hanno superato con successo i test Oeko-Tex, ottenendo la certificazione Standard 100 classe I, per offrire la massima affidabilità anche alle pelli più sensibili a ulteriore garanzia di qualità e sicurezza.





PHYLOTEK® TECHNOLOGY  
LO SPESSORE  
INTELLIGENTE.

## GINOCCHIERE CON TECNOLOGIA PHYLOTEK®

# COMFORT, DESIGN, INNOVAZIONE. AL TOP.

Phylotek è la generazione di ginocchiere dalle performance rivoluzionarie, per un'azione specifica, mirata e con massimo benessere. L'originale tecnologia, brevettata da FGP, ci permette di realizzare ogni ginocchiera direttamente con i nostri macchinari, in un unico pezzo, senza cuciture e con spessore differenziato sul cavo popliteo.

Una grande innovazione in termini di vestibilità che rende ogni ginocchiera in grado di contenere, adattarsi alle conformazioni anatomiche e massaggiare esattamente dove serve. Ogni zona della trama agisce con compressione, controllo e precisione differenziati, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

Le strisce di silicone all'interno offrono maggiore stabilità, mentre le fasce di chiusura regolabile a pinzetta assicurano al paziente un miglior adattamento. Il nuovo snodo Physioglide, regolabile in flessione-estensione, è leggero e facile da regolare, senza l'ausilio di alcun attrezzo. Collamed e Stabimed sono completamente apribili nella parte anteriore, grazie al bordo in poliuretano che assicura una presa migliore.

SPESSORI  
INTELLIGENTI

NUOVI SNODI  
PHYSIOGLIDE®

NESSUNA  
CUCITURA

INNOVATIVA TRAMA  
CON INTRECCIO A MOLLA

TERMOREGOLAZIONE  
ADAPTIVE

CERTIFICAZIONE  
OEKO-TEX



Grazie al trattamento Adaptive il tessuto reagisce alle variazioni climatiche, catturando il sudore per "climatizzare" la pelle, per un comfort davvero evoluto. Il design, essenziale ed ergonomico, è rivoluzionato dalla totale assenza di cuciture, per una vestibilità perfetta e ottimale anche sotto gli abiti. L'esclusivo snodo Physioglide, inoltre, è completamente ridisegnato, più leggero e dalla regolazione più semplice e intuitiva, permettendo un controllo ancora più mirato ed efficace. Phylotek aggiorna il comfort.



### TRATTAMENTO ADAPTIVE

Termoregola il corpo attraverso la naturale sudorazione.

**ADAPTIVE**  
DYNAMIC COOLING



### SENZA CUCITURE E CON SPESSORI INTELLIGENTI

Ogni ginocchiera nasce direttamente dalla macchina, come un tessuto unico, con spessori differenziati e senza cuciture.



### SNODI RIDISEGNATI

Maggior facilità di regolazione, un range di regolazioni più ampio, da 0° a 140° (flex-free) in flessione-estensione.



## GINOCCHIERE CON TECNOLOGIA PHYLOTEK®

SEMPLICEMENTE  
GENIALI.



STABIMED  
PHYLOTEK®



COLLAMED  
PHYLOTEK®



STABIMED PRO  
PHYLOTEK®

**-98%**  
DI CUCITURE

Spessori a compressione differenziata in un unico tessuto.

**-40%**  
DI PESO

Design ergonomico ed essenziale, nuovi snodi Physioglidle ridisegnati e ultraleggeri.

**+70%**  
DI VESTIBILITÀ

Massima elasticità e adattabilità a ciascuna conformazione.





## STABIMED PHYLOTEK®

GINOCCHIERA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

Ginocchiera aperta in tessuto Phylo, con tecnologia Phylotek, e nuovi snodi regolabili Physioglide a 4 punti di rotazione per la stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio. Ideale nell'utilizzo sportivo a seguito di lesioni muscolo legamentose, svolge un efficace massaggio, lasciando libertà di movimento nel massimo comfort, grazie anche alla termoregolazione Adaptive.



NUOVE FORME  
DI BENESSERE.



**Tutta la flessibilità e il comfort  
per affrontare con serenità  
la vita quotidiana e  
riprendere a fare sport.**





Snodo Physioglide regolabile in flessione-estensione.



#### INDICAZIONI

Modeste instabilità in varo-valgo  
 Gonartrosi  
 Trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti collaterali  
 Instabilità minori dei legamenti crociati  
 Artrosi dell'articolazione del ginocchio

#### MISURE

**Taglie**   **Ø Coscia**

XS   31-37 cm  
 S   37-45 cm  
 M   45-51 cm  
 L   51-57 cm  
 XL   57-65 cm  
 XXL   65-74 cm

#### ALTEZZA

34 cm



#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

Codice d'ordine: TEK-ST



Copri snodi in poliuretano per una facile rimozione degli snodi.

Spessori intelligenti a ingombro differenziato nella parte posteriore della gamba per una vestibilità perfetta e un massaggio mirato.

Regolazione della chiusura anteriore facilitata dal bordo in poliuretano.





LEGATEVI  
ALLA LIBERTÀ.

## COLLAMED PHYLOTEK®

GINOCCHIERA LUNGA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

Ginocchiera aperta lunga in tessuto tridimensionale Phylo con tecnologia Phylotek e 4 fasce di chiusura per una maggiore stabilizzazione dell'articolazione. Dotata dei nuovi snodi Physioglide regolabili in flessione-estensione con aste lunghe per una migliore stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio ed un maggiore controllo dell'iperestensione. Grazie agli snodi Physioglide policentrici, può essere utilizzato anche per patologie sportive legamentose.




**Controllo, stabilità, comfort  
per evolvere la riabilitazione  
dell'articolazione del ginocchio.**







Snodi Physioglide policentrici di facile regolazione con aste lunghe per una migliore stabilizzazione articolare.



Spessori ridotti nella parte posteriore per un maggiore comfort.



Dotata di 4 fasce di chiusura per un controllo maggiore.

#### INDICAZIONI

Rottura del legamento collaterale mediale (instabilità lieve e moderata)

Lesione LCA

Lesioni combinate legamentose di grado lieve-moderato

Alterazione traumatica degenerativa dell'articolazione del ginocchio

Codice d'ordine: TEK-CO

#### MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

#### ALTEZZA

40 cm



#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex Free)	





IL COMFORT  
CHE NASCE  
DALLA STABILITÀ.



## STABIMED PRO PHYLOTEK®

GINOCCHIERA ARMATA CON SNODO POLICENTRICO

Ginocchiera armata in tessuto tridimensionale Phylo, con tecnologia Phylotek, dotata di stabilizzatore rotuleo in silicone per il controllo della rotula. Grazie ai nuovi snodi policentrici ad ingombro ridotto assicura massima stabilizzazione laterale dell'articolazione del ginocchio e protezione dell'iperestensione durante le attività quotidiane e sportive.



Riprendere a muoversi  
con sicurezza e benessere,  
grazie a una ginocchiera  
che segue ogni movimento,  
alla perfezione.





Stabilizzatore rotuleo in silicone.

Nuovo snodo policentrico non regolabile con blocco in estensione.

**INDICAZIONI**

Modeste instabilità in varo-valgo  
Gonartrosi

**MISURE**

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

**ALTEZZA**

34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST PRO



Spessori ridotti nella parte posteriore della gamba per un maggior comfort.

Design ergonomico per offrire più comfort e stabilità nel movimento.



GINOCCHIERE LINEA PHYLO®

50% TECNOLOGIA,  
50% FILOSOFIA,  
100% QUALITÀ FGP.





GINOCCHIERE LINEA PHYLO®

COMFORT  
IN OGNI FIBRA.

È la linea di ginocchiere che, grazie all'eccezionale flessibilità del tessuto Phylo, brevettato 100% FGP si adattano perfettamente a ciascuna conformazione anatomica. L'effetto memoria mantiene inalterate nel tempo elasticità e traspirabilità.

Grazie alla particolare trama tridimensionale a intreccio a molla, svolgono un massaggio mirato e un'azione contenitiva e traspirante.

ADAPTIVE  
DYNAMIC COOLING

PURE  
NATURALLY FRESH

+40%

TRASPIRABILITÀ

+60%

MORBIDEZZA

+99%

SICUREZZA

Tessuto 3D ad intreccio a molla che favorisce il passaggio d'aria.

Grazie all'utilizzo di filati di nuova generazione, ancora più elastici e piacevoli.

Riduzione dei batteri che causano odori sgradevoli, grazie al trattamento antibatterico Pure.



## GINOCCHIERE LINEA PHYLO®

# IL COMFORT CHE CURA.



PHYLO° 60



PHYLO° 74



PHYLO° 72



PHYLO° 40



PHYLO° 61



PHYLO° 90

DESIGN ERGONOMICO  
 MASSAGGIO ATTIVO  
 ELASTICITÀ E MORBIDEZZA  
 INGOMBRO RIDOTTISSIMO  
 TRASPIRABILITÀ OTTIMALE  
 VESTIBILITÀ PERFETTA

Il design innovativo e lineare accompagna l'estetica al comfort. Il trattamento Adaptive cattura il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle. Il trattamento antibatterico Pure, grazie alle naturali proprietà dell'argento, svolge un'efficace azione anti-odore. L'esclusivo snodo policentrico è completamente riprogettato nell'estetica e nella funzionalità: nuovo design, nuova regolazione più semplice.



### NUOVISSIMO TESSUTO

Innovativa trama 3D con intreccio a molla per un efficace massaggio e un'ottima traspirabilità.



### TERMOREGOLAZIONE ADAPTIVE

Il trattamento Adaptive mantiene costante la temperatura.



### TRATTAMENTO ANTI-ODORE PURE

La molecola d'argento svolge un'efficace azione antibatterica, eliminando anche gli odori.



### NUOVI SNODI

Design innovativo, regolazione più semplice.



### CERTIFICAZIONE OEKO-TEX® STANDARD 100

Sicuro e testato anche per le pelli più sensibili.



# PHYLO® 20

GINOCCHIERA CON FORO ROTULEO



## CARATTERISTICHE


Ginocchiera sagomata con foro rotuleo, realizzata in tessuto tridimensionale Phylo che consente un'ottima traspirazione combinata con una buona azione di supporto e compressione. Strisce interne in silicone antiscivolo.

## INDICAZIONI

Lievi artralgie del ginocchio

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

25 cm

Codice d'ordine: PHY-20

# PHYLO® 40

GINOCCHIERA CON STABILIZZATORE ROTULEO IN SILICONE



## CARATTERISTICHE

Ginocchiera sagomata con foro rotuleo e cuscinetto stabilizzatore interno in silicone. Struttura confortevole in tessuto Phylo che consente un'ottima traspirazione combinata con una buona azione di supporto e compressione. Dotata di strisce interne in silicone antiscivolo.

## INDICAZIONI

Lieve artrosi femoro-rotulea  
Dolore rotuleo  
Post operatorio rotuleo  
Post traumatico

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

25 cm

Codice d'ordine: PHY-40



# PHYLO® 41

GINOCCHIERA CON STABILIZZATORE ROTULEO



## CARATTERISTICHE


Ginocchiera sagomata con foro rotuleo e stabilizzatore interno orientabile a 360° in plastazote. Struttura confortevole realizzata in tessuto Phylo che consente un'ottima traspirazione e compressione. Dotata di strisce interne in silicone antiscivolo.

## INDICAZIONI

Lieve artrosi femoro-rotulea  
Dolore rotuleo  
Post-operatorio rotuleo  
Post traumatico

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-41

# PHYLO® 60

GINOCCHIERA CON STECCHE A SPIRALE



## CARATTERISTICHE

Ginocchiera in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo e cuscinetto stabilizzatore in plastazote orientabile a 360°. Dotata di doppie stecche a spirale laterale e mediale, fasce di chiusura con pinzetta regolabile in velcro e rete posteriore per un maggior comfort. Strisce interne in silicone antiscivolo.

## INDICAZIONI

Lievi gonalgie  
Lievi instabilità  
Dolore rotuleo  
Piccola patologia del ginocchio  
Patologia degenerativa articolare

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-60



# PHYLO® 61

GINOCCHIERA APERTA CON STECCHE A SPIRALE




## CARATTERISTICHE

Ginocchiera aperta anteriormente realizzata in tessuto traspirante Phylo. Dotata di foro rotuleo, doppie stecche a spirale laterale e mediale, fasce di chiusura con pinzetta regolabile e rete posteriore per un maggior comfort. Strisce interne in silicone antiscivolo.

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

34 cm

## INDICAZIONI

Lievi gonalgie  
Lievi instabilità  
Dolore rotuleo  
Piccola patologia del ginocchio  
Patologia degenerativa articolare

Codice d'ordine: PHY-61

# PHYLO® 72

GINOCCHIERA ARMATA CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



## CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo e cuscinetto stabilizzatore in plastazote orientabile a 360°. Dotata di snodi policentrici regolabili in flessione-estensione, fasce di chiusura con pinzetta regolabile e rete posteriore per un maggior comfort. Strisce interne in silicone antiscivolo.

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	105°	

## INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale/mediale  
Dolore rotuleo  
Ginocchio artrosico varo-valgo  
Lievi lesioni al menisco

## ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-72







# PHYLO® 72 A

GINOCCHIERA ARMATA APERTA CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



## CARATTERISTICHE


Ginocchiera armata aperta in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo. Dotata di snodi policentrici regolabili in flessione-estensione, fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete posteriore per un maggiore comfort e strisce interne in silicone.

## INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale-mediale  
Dolore rotuleo  
Ginocchio artrosico varo-valgo  
Lievi lesioni al menisco

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	105°	

## ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-72A

# PHYLO® 74

GINOCCHIERA ARMATA APERTA CON SNODO POLICENTRICO



## CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata aperta in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo; snodi policentrici non regolabili con blocco in estensione. Fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete posteriore per un maggior comfort e strisce interne in silicone antiscivolo.

## INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale-mediale  
Ginocchio artrosico varo-valgo

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-74



# PHYLO® 75

GINOCCHIERA ARMATA CON SNODO POLICENTRICO




## CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata in tessuto traspirante Phyllo; con foro rotuleo e cuscinetto stabilizzatore in plastazote orientabile a 360°. Dotata di snodi policentrici non regolabili con blocco in estensione, fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete posteriore e strisce interne in silicone antiscivolo.

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## ALTEZZA

34 cm

## INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale/mediale

Dolore rotuleo

Ginocchio artrosico varo-valgo

Lievi lesioni al menisco

Codice d'ordine: PHY-75

# PHYLO® 90 PT CONTROL

GINOCCHIERA DINAMICA PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



## CARATTERISTICHE

Ginocchiera dinamica in tessuto traspirante Phyllo, caratterizzata da snodi Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico che permette di correggere, controllare e stabilizzare il movimento articolare. Dotata di fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete posteriore per un maggior comfort. Strisce interne in silicone antiscivolo. Disponibile anche in versione aperta.

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



ALTEZZA 36 cm

Codice d'ordine: PHY-90; PHY-90A (aperta)

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

## INDICAZIONI

Stabilizzazione della rotula

Artrosi femoro-rotulea

Sub-lussazioni di rotula

Condromalacia

Post interventi di "lateral release"

Chirurgia della cartilagine patellare

Lussazione patellare trattata chirurgicamente



Sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico













**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)

 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 10/13

[www.ciabocomunicazione.it](http://www.ciabocomunicazione.it)