

CVO-750 ECO NEXT

TUTORE WALKER PER TIBIOTARSICA FISSO A 0° ECO



Short
h: 27 cm



Normale
h: da 38 cm a 42 cm

Pannelli removibili
in tecnopolimero
con zone traspiranti e rigide.

Plantare traspirante
e lavabile in materiale EVA.

Suola antiscivolo con
conformazione a barca.

Imbottitura in tessuto
accoppiato con vellutino
grippante e protezione
per le dita.



IMMOBILIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELLA CAVIGLIA

INDICAZIONI

Il dispositivo è destinato all'immobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di: distorsioni di caviglia I, II, III grado; esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso; trattamento della pseudoartrosi base V metatarso; esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale; post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia.

STRUTTURA

- Imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grippante all'interno e all'esterno. Dotata di prolungamento per la protezione delle dita.
- Dotato di kit di cuscinetti in MTP, applicabili a necessità, utili per adattare il tutore alla grandezza del piede e garantire comfort e stabilità.
- Plantare traspirante e lavabile in materiale EVA.

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- Disponibile nella versione normale e short. Altezza versione normale da 38 a 42 cm, altezza versione short 27 cm.
- Scafo e aste realizzate in tecnopolimero ad alta resistenza.
- Pannello frontale e posteriore realizzati in tecnopolimero con zone scaricate per garantire una maggiore traspirabilità e utili per incrementare la rigidità del tutore. Tali pannelli sono removibili.
- Suola antiscivolo con conformazione a barca.

CHIUSURA

- Frontale a strappo dell'imbottitura e fasce di fissaggio grippanti. 5 fasce nella versione normale e 3 fasce nella versione short.

MISURE (ambidestro)

Taglie Calzata scarpa

S	34-38
M	38-42
L	42-46

Altezza

CVO-750ECO25 Normale

38 cm
42 cm
42 cm

Altezza

CVO-750ECO25 Short

27 cm

Codici d'ordine:

CVO-750ECO25
CVO-750ECO25SH



La taglia S è utilizzabile anche dai bambini



Inquadra il QR Code e scopri tutti i prodotti.



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



fgpsrl.it

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment