


CVO-750 ECO NEXT PNEUMATICO



Normale
S: h. 38 cm
M: h. 42 cm
L: h. 42 cm



Short
h. 25 cm




Imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con **vellutino grippante** all'interno e all'esterno.

Il pulsante azzurro consente il gonfiaggio delle valve, migliorando **comfort e sostegno**. Lo scafo in tecnopolimero supporta e tutela l'arto.

Plantare **traspirante** e lavabile in materiale EVA.

Chiusura frontale a strappo dell'imbottitura e **5 fasce di fissaggio**.

Suola antiscivolo con conformazione a barca.



TUTORE WALKER PNEUMATICO TIBIO-TARSICA FISSO A 0° ECO

INDICAZIONI

Il dispositivo è destinato all'immobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di:

- Distorsioni di caviglia I, II, III grado;
- Esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso;
- Trattamento della pseudoartrosi base V metatarso;
- Esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale;
- Post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia.

STRUTTURA

- Imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con vellutino grippante all'interno e all'esterno.
- Kit di cuscinetti per aumentare il comfort o removibili per aumentare l'ampiezza medialaterale.
- Plantare traspirante e lavabile in materiale EVA.

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- Scafo in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti.
- Suola antiscivolo con conformazione a barca.

CHIUSURA

- Frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio.

MISURE (ambidestro)

Taglie Calzata scarpa

S	34-38
M	38-42
L	42-46

Altezza

CVO-750ECO25PN

S	38 cm
M	42 cm
L	42 cm

Altezza

CVO-750ECO25PNSH

25 cm

Codici d'ordine:

CVO-750ECO25PN
CVO-750ECO25PNSH



La taglia S è utilizzabile anche dai bambini



Inquadra il QR Code e scopri tutti i prodotti.



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



fgpsrl.it

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment