

LINEA FEEL TECH

Pensata per sostenere, progettata per muoversi.



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

*FEEL*TECH

STABILITÀ

CHE SI SENTE.



In FGP l'innovazione parte dai materiali e dalla progettazione. Con **FEEL TECH**, questo approccio si traduce in tutori per il ginocchio realizzati per offrire **stabilità, vestibilità e comfort prolungato**.

La struttura **senza cuciture** offre elasticità continua ed uniforme che, associata a materiali di nuova generazione, ne **migliorano l'aderenza**, limitando la migrazione anche in caso di attività ad alta intensità.



FEEL TECH è progettato per farti **percepire la stabilità** in modo naturale.

Un lavoro continuo su **materiali, costruzione e fitting** ha portato a una linea che unisce controllo, leggerezza e traspirabilità, migliorando l'esperienza d'uso in ogni contesto: dall'attività quotidiana al movimento più dinamico.

Ogni dettaglio è progettato per **adattarsi al corpo e accompagnarlo nel movimento**, riducendo gli spostamenti indesiderati e aumentando la percezione di efficacia.



CON TE IN OGNI MOVIMENTO.



Un unico pezzo, nessuna cucitura.

La nuova base delle ginocchiere FEEL TECH è realizzata direttamente in sagoma e prodotta interamente in FGP da telai rettilinei.

Il tessuto **FEEL TECH**, traspirante e privo di cuciture, è sviluppato con tecnologia WholeGarment e intreccio LIGHT 3D, caratterizzato dalla presenza di una camera d'aria tra i due tessuti, in grado di migliorare la traspirabilità e la gestione dell'umidità cutanea.

I fili utilizzati permettono di ottenere un tessuto morbido e ben tollerato dalla pelle, mentre la possibilità di **differentiare gli spessori** consente di modulare la compressione in base alle esigenze.

Nei nostri tutori, ad esempio, la zona poplitea presenta una tramatura a basso spessore, pensata per limitare gli accumuli di tessuto e ridurre le situazioni di discomfort.



Stabimed®



Stabimed® Close

Due versioni, stesso comfort.

Ogni modello è disponibile in due versioni per soddisfare le esigenze dei vari utilizzatori.

La versione CLOSE è caratterizzata da una **base tubolare ad alta elasticità**.

La versione OPEN è apribile interamente "a libro" grazie alla patella frontale superiore ed inferiore suddivisa a coppie di strap e con sistema di **chiusura contrapposta**. Queste due peculiarità offrono una migliore personalizzazione del tutore su **qualsiasi conformazione anatomica**, facilitando anche l'indosso ed **evitando la rotazione** del tutore durante la fase di posizionamento.

I modelli 40 e 41 sono disponibili esclusivamente in versione CLOSE.





Snodi ottimizzati per la gestione del R.O.M.

I modelli STABIMED® e COLLAMED® sono dotati di snodi policentrici Physioglide® dotati di regolazione rapida mediante stop **senza l'ausilio di alcun attrezzo**.

Le aste in alluminio Avional sono facilmente modellabili per permettere una **conformazione ancora più precisa** rispetto alle varie conformazioni anatomiche.

I coprisnodi in poliuretano vengono saldati alla base mediante tecniche di confezionamento innovative che permettono l'eliminazione delle cuciture per offrire un comfort elevato e un design sempre più moderno ed accattivante. Mentre, per migliorare il comfort, è stata aggiunta una membrana interna per **proteggere ulteriormente la cute del paziente**.



Trattamenti avanzati per performance elevate.

Regolare la temperatura

SMART TEMP è un trattamento di termoregolazione intelligente che reagisce alle variazioni di temperatura. Quando il calore aumenta, accelera il processo di raffreddamento per evaporazione, contribuendo a mantenere una sensazione di comfort.

Limitare la proliferazione batterica

Q-SKIN by Fulgar® è una fibra con ioni d'argento integrati direttamente durante il processo di filatura. La loro azione batteriostatica aiuta a limitare la proliferazione dei batteri, con un'efficacia duratura nel tempo.

HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT
THERMOREGULATION

Qskin
BY FULGAR®



LA STABILITÀ STA NEI DETTAGLI.



Foro e stabilizzatore rotuleo nelle versioni CLOSE.

Le ginocchiere CLOSE sono dotate di un foro rotuleo anatomicamente proporzionato e di uno stabilizzatore a mezzaluna rivestito in morbido tessuto, con sistema di fissaggio tramite strap (ad eccezione del modello 40).



Fascia antimigrazione.

I modelli 40 e 41 sono dotati di fascia aggiuntiva siliconata alla coscia per migliorare la stabilità durante l'uso.



Presi grip per migliorare l'indossabilità.

I modelli 60, 61, STABIMED® PRO e STABIMED® PRO OPEN sono dotati in corrispondenza degli snodi laterali e mediali di un elemento in poliuretano per migliorare la presa e facilitare il posizionamento.



Grip siliconato interno.

Nella parte interna superiore di tutti i modelli sono presenti degli inserti grip a base siliconica per aumentare la stabilità.



Fasce di chiusura sagomate e terminale a pinzetta.

La conformazione scissata delle fasce migliora la vestibilità e l'aderenza della ginocchiera, mentre il terminale a pinzetta permette di ritagliare la fascia alla dimensione necessaria. La presenza della numerazione sul terminale facilita la chiusura anche al paziente meno esperto.



Zona poplitea con tramatura a basso spessore.

Grazie alla tecnologia di costruzione usata, la zona poplitea presenta uno spessore ridotto che limita l'accumulo del tessuto in questa area molto delicata.



FEEL TECH 40

Ginocchiera traspirante con stabilizzatore rotuleo ad anello in silicone.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- moderate o gravi condropatie femoro-rotulee;
- lievi tendinopatie del rotuleo;
- lieve artrosi femoro-rotulea;
- esiti lussazioni rotulee.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo.

SNODO/ASTE

- Nessuno.

STABILIZZATORE ROTULEO

- In silicone ad anello.

CHIUSURA

- Nessuna.

NOTE

- Tasca per stabilizzatore rotuleo realizzata direttamente dal telaio.
- Dotato di sistema antimigrazione per migliorare la tenuta.

ALTEZZA:
25 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-40



FEEL TECH 41

Ginocchiera traspirante con stabilizzatore rotuleo a mezzaluna.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- moderate o gravi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo.

SNODO/ASTE

- Nessuno.

STABILIZZATORE ROTULEO

- A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo.

CHIUSURA

- Nessuna.

NOTE

- Dotato di sistema antimigrazione per migliorare la tenuta.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-41



FEEL TECH 60

Ginocchiera traspirante chiusa con stecche a spirale.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- moderate o gravi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Doppie stecche a spirale laterale e mediale.

STABILIZZATORE ROTULEO

- A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo.

CHIUSURA

- Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate.

NOTE

- Dotato di presa grip per facilitare l'indosso.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-60



FEEL TECH 61

Ginocchiera traspirante aperta con stecche a spirale.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli. Utile, ad esempio, nei casi di:

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- gonartrosi lieve.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Doppie stecche a spirale laterale e mediale.

STABILIZZATORE ROTULEO

- Nessuno.

CHIUSURA

- Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate.

NOTE

- Dotato di presa grip per facilitare l'indosso.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-61



FEEL TECH STABIMED® PRO

Ginocchiera traspirante chiusa con snodo policentrico.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile.

STABILIZZATORE ROTULEO

- A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo.

CHIUSURA

- Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate.

NOTE

- Dotato di presa grip per facilitare l'indosso.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-STPRO



FEEL TECH STABIMED® PRO OPEN

Ginocchiera traspirante aperta con snodo policentrico.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile.

STABILIZZATORE ROTULEO

- Nessuno.

CHIUSURA

- Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate.

NOTE

- Dotato di presa grip per facilitare l'indosso.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-STPROOP



HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT
THERMOREGULATION

Qskin
BY FULGAR®

FEEL TECH STABIMED® **Ginocchiera traspirante aperta** **con snodo PHYSIOGLIDE®.**

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano.

STABILIZZATORE ROTULEO

- Nessuno.

CHIUSURA

- Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-STAB



HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT
THERMOREGULATION

Qskin
BY FULGAR®

FEEL TECH STABIMED® CLOSE **Ginocchiera traspirante chiusa** **con snodo PHYSIOGLIDE®.**

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica
- traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano.

STABILIZZATORE ROTULEO

- A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo.

CHIUSURA

- Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate.

ALTEZZA:
34 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-STABCL



FEEL TECH COLLAMED®

Ginocchiera traspirante lunga aperta con snodo PHYSIOGLIDE®.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili. Utile, ad esempio, nei casi di:

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

- Policentrico Physioglides® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano.

STABILIZZATORE ROTULEO

- Nessuno.

CHIUSURA

- Mediante sei fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente.

ALTEZZA:
40 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-COLL



FEEL TECH COLLAMED® CLOSE

Ginocchiera traspirante lunga chiusa con snodo PHYSIOGLIDE®.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili, con cuscinetto ad azione compressiva locale attorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di:

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica
- traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazioni rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave.

STRUTTURA

- Soft in tessuto FEEL TECH traspirante privo di cuciture realizzato con intreccio light 3D, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo.
- Siliconatura interna con funzione di antimigrazione.

SNODO/ASTE

Policentrico Physioglides® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano.

STABILIZZATORE ROTULEO

- A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo.

CHIUSURA

- Mediante sei fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente.

ALTEZZA:
40 cm

CODICE D'ORDINE:
FTH-COLLCL



40



60



STABIMED® PRO



STABIMED®



COLLAMED®



41



61



STABIMED® PRO OPEN



STABIMED® CLOSE



COLLAMED® CLOSE

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie	Ø Coscia
XS	34 - 40 cm
S	40 - 46 cm
M	46 - 52 cm
L	52 - 58 cm
XL	58 - 65 cm
XXL	65 - 72 cm



MD

Range di taglie valevole per tutti i modelli FEEL TECH.

REGOLAZIONI (MODELLI STABIMED® E COLLAMED®)

Ext	Flex	Imm
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (flex free)	



Inquadra il QR Code
e scopri tutti i prodotti.



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it