

HALLUX PRO

A close-up photograph of a person's foot wearing a white, form-fitting orthotic device called Hallux Pro. The device is designed to support the arch and correct the alignment of the big toe. The person is standing on a wooden step, and their white pants are visible at the top of the frame. The background is a blurred indoor setting.

LA SOLUZIONE QUOTIDIANA PER L'ALLUCE VALGO

L'utilizzo di **HALLUX PRO** offre un'azione di allineamento e correzione dell'alluce valgo, garantendo il **massimo comfort** nelle **normali attività quotidiane**, grazie anche alla presenza di un cuscinetto protettivo in materiale espanso a livello della protuberanza, e del tecnopolimero grippante che migliora l'aderenza e la trazione.

IL TUTORE DA INDOSSARE DI GIORNO PER UNIRE COMFORT E CORREZIONE

La particolare costruzione con materiali elastici accoppiati ad alta frequenza conferisce al prodotto una struttura **leggera e traspirante**. Gli inserti interni in tecnopolimero grippante e la regolazione laterale consentono di **indossarlo con le scarpe senza fastidi**, favorendo l'azione terapeutica durante la deambulazione.

HALLUX PRO è ANCHE ALLDAY

Questa ortesi può essere utilizzata sia di giorno che di notte, a seconda delle necessità del paziente.

Tessuto traspirante e sottile accoppiato in alta frequenza per essere indossato con le scarpe.

Tecnopolimero grippante presente all'interno per migliorare aderenza e stabilizzazione.

Facilità di indosso e regolazione.

Alluce chiuso per migliorare l'effetto correttivo.

Cuscinetto interno protettivo in materiale espanso per maggiore comfort e protezione.

Chiusura regolabile tramite cinturino velcrabile laterale posizionato in prossimità dell'astragalo per un'accurata regolazione della trazione.

HALLUX PRO



PROGRAMMA NIGHT&DAY

HALLUX FLEX



HALLUX PRO è disponibile anche nel programma **Night&Day**, in abbinata al **tutore notturno HALLUX FLEX** per un trattamento completo dell'alluce valgo.

INDICAZIONI

Tutore destinato alla separazione meccanica delle dita. Utile, ad esempio, nei casi di:

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

TIPOLOGIA

- Correttore

STRUTTURA

- In tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

MD

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	35-38
M	38-41
L	41-44
XL	44-47

Codice d'ordine: **HLX-PRO**

PROGRAMMA NIGHT&DAY

Codice d'ordine: **PDN-HLX**



Inquadra il QR Code e scopri tutti i prodotti.



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



fgpsrl.it

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment