

8LIGHT

**Cavigliera con
bendaggio a 8**

**Passo dopo passo,
verso il benessere
della caviglia.**

**SOSTEGNO.
NUOVA VERSIONE COLORE SKIN.**


**VESTIBILITÀ.
TESSUTO MORBIDO E TRASPIRANTE.**

**CONTROLLO.
TIRANTI AD ALTO COEFFICIENTE ELASTICO.**

**PRATICITÀ.
COMODA CHIUSURA VELCRATA.**



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



8LIGHT

**COMFORT CHE SI SENTE,
SICUREZZA CHE SI VIVE,
DIMENSIONE CHE SCOMPARE.**

8Light fa vivere il movimento in tutta libertà,
sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.



8Light è la cavigliera 100% Made in Italy che protegge la caviglia con la massima discrezione.

Il tessuto Sensitive® Fabrics particolarmente sottile, leggero ed elastico, rende la cavigliera confortevole e aderente per facilitare l'indossabilità anche con la calzatura.

La chiusura posteriore velcrata facilita l'applicazione mentre le due fasce ad alto coefficiente elastico realizzano un efficace bendaggio a "8", per un maggior controllo dell'eversione/inversione della caviglia.

8LIGHT

TESSUTO CHE NON SI VEDE, BENESSERE CHE SI SENTE.

8Light amplia le possibilità cromatiche proponendo oggi la versione color skin. Una soluzione per chi vive il movimento a livello sportivo e necessita di una protezione mimetica.

Con la nuova colorazione, l'estetica veste ancora più a pennello la sicurezza e la performance.

NUOVA VERSIONE COLORE SKIN

Tessuto tinta écreu, mimetico sulla pelle, per una migliore resa estetica.

TESSUTO SOTTILE

Grande vestibilità per il massimo comfort anche all'interno della calzatura.

MATERIALE IN TESSUTO SENSITIVE®


Una grande traspirabilità rende la cavigliera ancora più confortevole.

SOSTEGNO OTTIMALE

Tiranti ad alto coefficiente elastico per un maggior controllo dell'articolazione e tenuta del bendaggio.

CHIUSURA POSTERIORE VELCRATA

Maggior facilità di apertura/chiusura del tutore per una miglior comodità nell'applicazione.



8LIGHT

CAVIGLIERA CON BENDAGGIO AD 8 "8LIGHT"



STRUTTURA

- tessuto Sensitive® con Lycra® che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- velcrata posizionata posteriormente

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



Codice d'ordine
CL8-100 nero;
CL8-200 skin



D.T3-CVT

CAVIGLIERA TRASPIRANTE CON BENDAGGIO AD 8 STABILIZZANTE

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



CVO-601

CAVIGLIERA BIVALVE PNEUMATICA

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 25 cm



M.STEP®

CAVIGLIERA BIVALVE GEL DI POLIMERO

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza

Standard 27 cm

Athletic 25 cm

Codice d'ordine

M.STEP standard; M.STEP athletic
Disponibile anche nella versione Kidz:
M.STEP KIDZ



CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA REGOLABILE R.O.M.

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza
S	32-38	41 cm
M	38-43	43 cm
L	43-48	46 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Disponibile anche nella versione economica: CVO-700 ECO



CVO-750 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA FISSO A 0°

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza
S	32-38	39 cm
M	38-43	42 cm
L	43-48	44 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Disponibile anche nella versione economica: CVO-750 ECO



CVO-750K

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA FISSO A 0° PEDIATRICO



INDICAZIONI

- malattia di Sever
- trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- esiti di fratture distali di tibia e perone
- immobilizzazione postoperatoria
- distorsioni di caviglia di III grado
- trattamento postoperatorio dell'artrorisi (piede piatto)

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza
S	21-22	18 cm
M	23-25	20 cm
L	26-28	23,5 cm
XL	29-33	29,5 cm



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 1 - 09/17

www.clubcomunicazione.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

