

ACROFIX HFB

Tutori per spalla

Per l'arto superiore,
innovazione superiore.

ACROFIX
TUTORE PER LUSSAZIONE
DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE.

HFB
TUTORE PER FRATTURE OMERALI.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

ACROFIX. L'ALLEATO EVOLUTO PER UNA SPALLA RIALLINEATA.

Acrofix è la soluzione ideale per riappropriarsi del benessere della spalla. Le cinghie e i tiranti, grazie a un sistema di forze, lavorano in sinergia tramite trazione e spinta per riallineare correttamente clavicola e acromion. Il dispositivo è oggi evoluto per rispondere ancora più puntualmente alle esigenze dei pazienti, per una qualità del periodo di recupero ancora migliore. Stabilità, adattabilità, comodità sono il frutto di nuove tecniche, nuove scelte e della nostra innovazione di sempre: 100% Made in Italy.

SPALLINA DI RIALLINEAMENTO

Dimensioni più contenute per un comfort ancora migliore.
4 fibbie autoadattanti posizionate anteriormente e posteriormente.
Tessuto rinforzato per una grande stabilità.

SISTEMA DI FISSAGGIO AD ANELLO ANTERIORE E POSTERIORE

Posizionamento semplificato delle fasce di stabilizzazione del tutore.
Miglioramento della personalizzazione in base alla conformità anatomica del paziente.

AMPIA SACCA REGGIBRACCIO

L'altezza della sacca garantisce una migliore stabilità dell'arto.
Anello d'ancoraggio per il pollice.
Fascia di rinforzo alla base per una miglior redistribuzione del peso agevolando il benessere dell'arto.

GUIDA NUMERATA DELLE FASCE DI CHIUSURA

Sistema di chiusura a pinza velcrato e numerato per una maggior semplicità nella prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico.

CINGHIA DI SOSTEGNO POLSO

Più stabilità e miglior comfort all'arto.
Sistema di chiusura personalizzabile velcrato.



HFB. IL BENESSERE DELL'OMERO HA LE SPALLE ANCORA PIÙ COPERTE.

Un pieno recupero inizia da una piena fiducia nel poterlo raggiungere. Per questo FGP propone Humeral Fracture Brace (HFB): il dispositivo dedicato al benessere e alla salute della spalla. HFB è oggi ancora più versatile e performante, arricchito di una fascia removibile, da applicare qualora sia necessario garantire maggiore immobilità all'arto. La struttura è confermata nelle sue scelte tecnologiche innovative:

IMBOTTITURA

interna del dispositivo per garantire maggiore comfort al paziente.



BARRE RIGIDE REMOVIBILI

in alluminio che permettono sia di effettuare esami a raggi-x senza togliere il dispositivo sia di adattarlo a diverse fasi del percorso riabilitativo.

MODELLABILITÀ DELLE BARRE

per una migliore aderenza all'anatomia del paziente e conseguente personalizzazione del dispositivo.



COPERTURA DI PROTEZIONE

realizzata in materiale elasticizzato, per garantire la stabilità delle barre.

FASCIA PER IMMOBILIZZAZIONE

Più stabilità del braccio nei casi in cui sia necessario evitare movimenti di abduzione.

POLSINO REGGIBRACCIO REMOVIBILE

che agevola la stabilità dell'avambraccio e il rilassamento dell'arto.



ACROFIX

TUTORE PER LUSSAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE



STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili e fibbie autoadattanti
- cintura addominale velcrata con chiusura regolabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero e traspirante, con zona velcrabile nella regione del gomito
- fascia di rinforzo alla base
- anello d'ancoraggio per il pollice
- cinghia di sostegno del polso

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce in vellutino ritagliabili con fissaggio tramite linguette velcrate a pinza numerata
- sistema di fissaggio ad anello

NOTE

- la numerazione delle fasce velcrate di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

INDICAZIONI

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion clavari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	41-46 cm

Codice d'ordine: ACRO-100





Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®





STRUTTURA BASE

- tessuto imbottito in poliammide e elastomero
- manicotto predisposto per l'inserimento di barre laterali estraibili e modellabili in alluminio

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- polsino reggibraccio removibile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- sistema di cinghie velcrate regolabili e ritagliabili
- dotato di fascia di immobilizzazione braccio removibile

NOTE

- copertura di protezione del manicotto per una maggiore discrezione e comfort

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle fratture dell'omero prossimale
- trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- trattamento post operatorio delle fratture di omero, scapola clavicola (Floating Shoulder)
- trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Braccio
S	21-28 cm
M	26-34 cm
L	31-40 cm

Codice d'ordine: HFB-100

