

# ALLEVIA

CORSETTI ELASTICI

Il giusto sostegno  
per movimenti liberi  
e sicuri.

## UTILIZZO QUOTIDIANO

IDEALI PER LIEVI PATOLOGIE  
E PER OGNI ATTIVITÀ FISICA E LAVORATIVA.

## UN AIUTO PER LA PREVENZIONE

DI DOLORI LOMBARI, CONTRATTURE  
MUSCOLARI E STRAPPI.

## LIBERTÀ DI AZIONE

MODELLAZIONE PERFETTA PER RENDERE  
CONFORTEVOLE OGNI MOVIMENTO.

IN PUBBLICITÀ SULLE  
MIGLIORI TESTATE



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# ALLEVIA

## **I CORSETTI LOMBARI ADATTI A TUTTI, PERCHÉ CHIUNQUE PUÒ SOFFRIRE DI MAL DI SCHIENA.**

Il dolore lombare rappresenta un sintomo comune, spesso invalidante, che colpisce uomini e donne di qualsiasi età. La diffusione del problema e la conoscenza delle patologie ad esso correlate, ci ha portato a sviluppare i corsetti ALLEVIA e ALLEVIA PLUS che abbinano sostegno, vestibilità e comfort perfetti. Per tutti.

## **PER LA PREVENZIONE E IL BENESSERE QUOTIDIANO.**

I corsetti ALLEVIA offrono un aiuto preventivo a tutte le persone che, a causa dell'età o dell'attività svolta, rappresentano soggetti a rischio. Pensiamo a chi sostiene sforzi fisici ripetuti o resta a lungo in posizioni che stressano la muscolatura della schiena. Per gli sportivi, per chi svolge lavori usuranti, per chi presenta patologie pregresse, i corsetti ALLEVIA sono un perfetto alleato contro il mal di schiena, utilizzabili ogni giorno.

## **PER RITROVARE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO.**

Quando il mal di schiena è già presente, l'utilizzo dei corsetti ALLEVIA aiuta a ridurre il dolore e l'infiammazione e consente di continuare a muoversi garantendo alla schiena il corretto sostegno e la giusta protezione. Anche in fase acuta, infatti, la ripresa del movimento è da preferire al riposo assoluto che risulta, a tutti gli effetti, controproducente.

## IL COMFORT IDEALE PER UN USO FREQUENTE.

L'altezza anteriore contenuta e le sagomature anatomiche, ne rendono più confortevole l'utilizzo durante il lavoro, nelle diverse pratiche sportive e in tutte le attività svolte in casa o praticate outdoor.

- CHIUSURA FRONTALE RIDOTTA IN ALTEZZA (14 CM)
- VESTIBILITÀ E STABILITÀ
- REGOLAZIONE E CHIUSURA A STRAPPO, PRATICA E SICURA, ADATTABILE CON FACILITÀ E PRECISIONE AD OGNI CONFORMAZIONE ANATOMICA
- MODELLAZIONE IDEALE PER UN USO QUOTIDIANO, GRAZIE ALL'ESPERIENZA E ALL'ATTENZIONE SARTORIALE DEI NOSTRI PROFESSIONISTI

## SCHIENA SICURA E ATTIVA.

La colonna vertebrale è il sostegno di ogni nostra azione. Per questo, in FGP, perseguiamo il benessere della schiena attraverso la cura di ogni dettaglio.

- TESSUTO ANELASTICO NELLA ZONA VERTEBRALE, FUNZIONALE AD UN CORRETTO SOSTEGNO BIOMECCANICO
- 4 STECCHE POSTERIORI IN ACCIAIO, AUTOMODELLANTI, PER UN SOSTEGNO EFFICACE
- TESSUTO ELASTICO PER LA MASSIMA AVVOLGENZA, PIACEVOLE AL TATTO GRAZIE ALLA PARTICOLARE SMERIGLIATURA

### DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

- **ALLEVIA** Senza tiranti per la massima facilità di utilizzo
- **ALLEVIA PLUS** Con tiranti elastici per un ulteriore sostegno

## QUALITÀ ACCESSIBILE A TUTTI.

Una vera sfida e non solo al mal di schiena. I corsetti ALLEVIA propongono, infatti, materiali selezionati e una qualità made in Italy a un prezzo assolutamente competitivo. Un risultato reso possibile dalla capacità innovativa e produttiva FGP.

- **100% MADE IN ITALY**
- MATERIALI TRASPIRANTI DI ALTA QUALITÀ
- DISPONIBILI IN SOLE 4 TAGLIE GRAZIE AL TESSUTO ELASTICO E ALLA CURA NELLO SVILUPPO MODELLISTICO
- ELEGANTE COLORE BLU CON DETTAGLI ARGENTO
- **PREZZO AL PUBBLICO IMPOSTO**



### PRODOTTO RIVENDITORE SELEZIONATO:

PER LA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO FGP PREVEDE SOLO IL CANALE DISTRIBUTIVO FISICO.



# ALLEVIA

## CORSETTO ELASTICO



### MISURE CIRCONFERENZA VITA

Taglie	Ø Vita
S	62-74 cm
M	75-88 cm
L	89-103 cm
XL	104-120 cm

Altezza 24 cm



Codice d'ordine: ALL-100

### INDICAZIONI

- Lombalgia lieve
- Lombosciatalgia
- Traumi lievi del rachide lombare
- Contratture muscolari lombari
- Artrosi lombare

### CARATTERISTICHE

- STRUTTURA: tessuto elastico, sagomata anatomicamente.
- TIRANTI: nessuno.
- STECCATURA: 4 stecche posteriori in acciaio automodellante e 2 anteriori non removibili.
- CHIUSURA ANTERIORE: a strappo, con patella ridotta e sagomata.

# ALLEVIA PLUS

## CORSETTO ELASTICO CON TIRANTI



### MISURE CIRCONFERENZA VITA

Taglie	Ø Vita
S	62-74 cm
M	75-88 cm
L	89-103 cm
XL	104-120 cm

Altezza 24 cm



Codice d'ordine: ALL-101

### INDICAZIONI

- Lombalgia lieve
- Lombosciatalgia
- Traumi lievi del rachide lombare
- Contratture muscolari lombari
- Artrosi lombare

### CARATTERISTICHE

- STRUTTURA: tessuto elastico, sagomata anatomicamente.
- TIRANTI: 2 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante.
- STECCATURA: 4 stecche posteriori in acciaio automodellante e 2 anteriori non removibili.
- CHIUSURA ANTERIORE: a strappo, con patella ridotta e sagomata.



# ALLEVIA

## UN GRANDE SOSTEGNO ANCHE ALLE VENDITE.

Un perfetto mix di attività: la stampa più letta, i social più frequentati dal target e supporti ad alto impatto per il punto vendita.

### IN USCITA SU

**La Gazzetta dello Sport**

**CORRIERE DELLA SERA**

**SPORTWEEK**

SETTIMANALE  
**DIPIÙ**

**OGGI**

CORRIERE DELLA SERA  
**SETTE**®

**DIVA**  
E DONNA

I corsetti ALLEVIA saranno protagonisti di una campagna pubblicitaria di grande impatto, pianificata su quotidiani, magazine e periodici ad altissima diffusione.

La campagna stampa sarà integrata e sostenuta da attività di pubbliche relazioni digitali e sponsorizzazioni sui canali social.

■ **PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA  
SU QUOTIDIANI E PERIODICI**

■ **SPONSORIZZAZIONI SOCIAL**

■ **ESPOSITORE DA BANCO E SUPPORTI P.O.P.**

■ **PACKAGING DEDICATO**

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it  
f facebook.com/fgpsrl  
in linkedin.com/company/fgp-srl

 AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment