

D.T3

Comfort, cura, salute.

Seguendo il filo  
dell'innovazione.

TESSUTO DI ULTIMA GENERAZIONE

XS fino a 13 cm  
S 13-16 cm  
M 16-20 cm  
L 20-25 cm  
XL oltre 25 cm

TRASPIRANTE  
LEGGERO  
MORBIDO



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# IL COMFORT 100% MADE IN FGP.

Dalla ricerca e l'innovazione FGP, nasce la nuova linea D.T3.

**Sei prodotti** che ripropongono il design funzionale di un grande classico di successo, la linea DTX, ma completamente ripensati in termini di materiali e performance.

Il **tessuto** di ultima generazione è 100% made in FGP che ne controlla l'intero ciclo produttivo: dalla progettazione, alla selezione dei filati fino alle più recenti tecnologie di realizzazione. Il cuore delle sue performance è proprio qui, fra le sue fibre: **traspirante, leggero, morbido e ultra elastico, garantisce un comfort ancora più elevato**, insieme a ulteriori garanzie di qualità.

Viene infatti trattato seguendo il procedimento di termoregolazione Adaptive e il trattamento antibatterico Pure, superando tutti i test di affidabilità anche per le pelli più sensibili.

Il **design di successo** si rinnova grazie all'inedita e attualissima tonalità di grigio, insieme a nuovi accorgimenti che abbinano l'ergonomia a un'ulteriore efficacia.

**Nuova linea D.T3. Un classico del futuro.**


## TERMOREGOLAZIONE ADAPTIVE BY HeiQ IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO

Grazie al trattamento Adaptive il tessuto reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle. L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolandolo a temperatura. Il tessuto offre una vera barriera protettiva naturale.



## TRATTAMENTO PURE BY HeiQ LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO

Grazie al trattamento antibatterico Pure, il tessuto offre una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo.



## IL COMFORT ATTIVO

Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla sono studiate per svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d'aria. I fili di nuova generazione sono più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabilità e morbidezza.



## D.T3 01

### IMMOBILIZZATORE PRIMO DITO



#### CARATTERISTICHE

Tutore immobilizzatore primo dito in tessuto made in FGP. Garantisce un'ottima traspirazione e il massimo grado di comfort. L'immobilizzazione è garantita da una stecca in alluminio laterale modellabile. Facile da indossare grazie alle chiusure a Velcro.

#### INDICAZIONI

- Rizoartrosi
- Lievi traumi distorsivi del primo dito

#### MISURE (DX/SX)

##### Taglie Ø Polso

S	fino a 15 cm
M	15–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm



#### LUNGHEZZA

14,5 cm

## D.T3 02

### POLSIERA STECCATA



#### CARATTERISTICHE

Polsiera steccata in tessuto made in FGP. Garantisce un'ottima traspirazione e il massimo grado di comfort. Dotata di stecca palmare in alluminio facilmente modellabile. Chiusura con regolazione a Velcro, provvista di un'ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità del tutore.

#### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso
- Patologia del tunnel carpale

#### MISURE (DX/SX)

##### Taglie Ø Polso

XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm



#### LUNGHEZZA

19 cm

Codice d'ordine: DT3-01

Codice d'ordine: DT3-02

## D.T3 03

### POLSIERA STECCATA LIGHT



#### CARATTERISTICHE

Polsiera steccata in tessuto made in FGP. Garantisce un'ottima traspirazione e il massimo grado di comfort. Dotata di stecca palmare in alluminio facilmente modellabile. Facile chiusura a Velcro con morbide fasce a contatto con la cute.

#### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso
- Patologia del tunnel carpale

#### MISURE (DX/SX)

##### Taglie Ø Polso

XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm



#### LUNGHEZZA

19 cm

Codice d'ordine: DT3-03

## D.T3 FSP

### FASCIA PER EPICONDILITE



#### CARATTERISTICHE

Fascia per epicondiliti in tessuto made in FGP con cuscinetto pressore pneumatico e chiusura con regolazione a Velcro.

#### INDICAZIONI

- Epicondiliti
- Epitrocleiti

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-FSP

## D.T3 TTP

CINTURINO SOTTOROTULEO



### CARATTERISTICHE

Cinturino sottorotuleo in tessuto made in FGP; dotato di chiusura con facile regolazione a Velcro e cuscinetto pressore pneumatico anatomico.

### INDICAZIONI

- Sindrome di Osgood-Schlatter

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-TTP

## D.T3 CVT

CAVIGLIERA STABILIZZATRICE  
CON BENDAGGIO AD OTTO



### CARATTERISTICHE

Cavigliera realizzata in tessuto made in FGP, con bendaggio elastico ad "8" per controllo eversione/inversione di caviglia e stecche a spirale mediali e laterali per il controllo della stabilità. Apertura frontale con chiusura a velcro per una più facile applicazione e adattamento alle conformazioni anatomiche del paziente.

### INDICAZIONI

- Instabilità della caviglia
- Algie tibio-tarsiche
- Tendinopatie e tendiniti
- Rieducazione funzionale
- Prevenzione nell'attività sportiva

### MISURE

Taglie Ø Collo del piede

S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: DT3-CVT



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)

 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 01/15

[www.ciabocomunicazione.it](http://www.ciabocomunicazione.it)