

ACRO-REVO CLAVIO® PLUS

TUTORI
PER IL BENESSERE
DELLA **SPALLA**



ACRO-REVO

SUPPORTO QUOTIDIANO



Il tirante della presa polso è dotato di una **fibbia orientabile**, che consente un adattamento alle diverse conformazioni anatomiche.

Sacca reggibraccio: caratterizzata da una regolazione con chiusura a velcro nella parte posteriore, è studiata per adattarsi alle varie anatomie del gomito.

L'attenzione ai materiali, il design ergonomico e la cura dei dettagli rendono ACRO-REVO un prodotto unico nel suo genere.

La sacca reggibraccio è realizzata con un **materiale esterno grippante** e un rivestimento interno in monospugna per garantire il **comfort e traspirabilità**.

Inoltre, il design è stato alleggerito nella parte centrale per offrire una sensazione di maggiore leggerezza.

ACRO-REVO è il tutore destinato all'immobilizzazione dell'articolazione acromion-claveare.

Progettato per offrire **comfort e facilità d'uso** sia al paziente che al tecnico ortopedico, rappresenta la soluzione ideale per un **recupero efficace**.

Il **sistema di cinghie** è stato progettato con un **codice bicolore** per facilitare il posizionamento: le cinghie grigio chiaro sono da posizionare anteriormente, mentre quelle grigio scuro sono da posizionare posteriormente.

Tutte le **cinghie sono ritagliabili** per garantire una migliore adattabilità al paziente. Inoltre, sono numerate per facilitare ulteriormente il posizionamento, permettendo di tensionare il tutore nella sequenza corretta.



Il tutore è dotato di una **fibbia a scatto** che consente una rimozione facilitata per il paziente, previa autorizzazione medica. Questo sistema garantisce che il paziente possa rimettere il tutore esattamente con le stesse regolazioni effettuate dal tecnico ortopedico durante la prima applicazione.



Il risvolto nella parte terminale della sacca permette di **adattare la lunghezza** alle necessità del paziente. Se è necessario un maggiore sostegno per la mano, il risvolto non deve essere effettuato. In caso di attività minime, è possibile risvoltare il materiale per garantire una **maggiore libertà di movimento**.

Il nuovo **ACRO-REVO** utilizza una combinazione di cinghie e tiranti che, attraverso un **sistema di forze**, lavorano in sinergia mediante trazione e spinta per **riallineare correttamente** la clavicola e l'acromion.



Con ACRO-REVO, ogni dettaglio è studiato per migliorare l'esperienza del paziente e semplificare il lavoro del tecnico. I colori differenziati semplificano il montaggio, mentre le cinghie ritagliabili consentono una miglior adattabilità.



Spallina di riallineamento: dimensione contenuta, rifinitura in tessuto soft e una imbottitura morbida in MTP di più di un centimetro garantiscono un ottimo comfort. Dotata di 4 fibbie autoadattanti posizionate anteriormente e posteriormente assicurano l'**adattabilità** sulle varie conformazioni anatomiche e di conseguenza una **maggiore stabilità**.

Stabilità senza restrizioni addominali: L'innovativa revisione del sistema di cinghie ha permesso di eliminare la fascia addominale, mantenendo inalterato il grado di immobilizzazione del tutore. Questo assicura un maggiore comfort al paziente, soprattutto durante la fase in cui il tutore non può essere rimosso.

Il sistema di cinghie è dotato di un anello di congiunzione posteriore, che può essere posizionato in modo personalizzato in base alla distribuzione della tensione sui vari tiranti.



CLAVIO® PLUS

COMFORT SU MISURA



+

Gli **spallacci**, dotati di una banda velcrabile e di un tirante ritagliabile per garantire la personalizzazione del tutore in base alla conformazione anatomica e alle necessità del paziente, sono realizzati in morbida lycra e dotati di un'imbottitura maggiorata per incrementare il comfort.



+

Nella parte posteriore, CLAVIO® PLUS è dotato di un'**ampia placca semirigida** sagomata, che facilita il posizionamento e il richiamo nella zona interscapolare. Le due fibbie orientabili assicurano una maggiore capacità di adattamento, utile per migliorare la **compliance** del paziente e la **distribuzione delle forze**.

Un nuovo standard per il benessere del paziente: grazie all'imbottitura maggiorata e alle cinghie personalizzabili, CLAVIO® PLUS garantisce una miglior vestibilità.



CLAVIO® PLUS è l'immobilizzatore clavicolare che unisce **efficacia e comfort**. Perfetto per chi cerca una soluzione funzionale ed efficace, è progettato con un nuovo design e materiali innovativi che proteggono la pelle, migliorandone la tollerabilità e il comfort per il paziente, grazie ad una migliore traspirabilità.



ACRO-REVO

INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica dell'articolazione acromion-claveare. Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion-claveari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola

STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili e fibbie autoadattanti
- tessuto alveolare leggero e traspirante all'interno
- nuovo sistema di fasce di chiusura identificabile per colore per facilitare il primo posizionamento

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto accoppiato con vellutino grippante esternamente per garantire il sostegno e morbida monospugna interna per garantire comfort e traspirabilità
- regolazione a livello del gomito per una migliore adattabilità sul paziente
- design alleggerito centralmente per una maggiore sensazione di leggerezza

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce in vellutino ritagliabili con fissaggio tramite linguette a strappo con pinzetta numerata, realizzate in vellutino per garantire comfort ed evitare zone rigide a contatto diretto con la cute del paziente
- fascia addominale laterale con fibbia a scatto rapido, per una rimozione veloce del tutore senza compromettere la regolazione
- sistema di fissaggio posteriore con anello

NOTE

- la numerazione delle fasce a strappo di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	41-46 cm



CODICE D'ORDINE:

ACRO-200 (in fase d'ordine specificare DX o SX)



MD

CLAVIO® PLUS

INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione della clavicola.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion-claveari

STRUTTURA BASE

- sistema ad 8 con pannello posteriore sagomato anatomicamente
- design studiato per garantire un miglior richiamo della zona
- il tessuto interno con struttura alveolare garantisce una migliore traspirabilità

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce adattabili e ritagliabili al bisogno, con fissaggio tramite linguette a strappo
- imbottitura maggiorata con copertura in morbida lycra per garantire un miglior comfort sul paziente
- dotato di fibbie autoadattanti per una vestibilità ottimale

NOTE

- la taglia xsmall può essere utilizzata anche per età pediatrica

MISURE

Taglie	Ø Torace
XS	65-80 cm
S	80-95 cm
M	95-110 cm
L	110-125 cm



La taglia XS è utilizzabile anche dai bambini.

CODICE D'ORDINE:

RDS-300



MD



Inquadra il QR Code e scopri tutti i prodotti.

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

f i n
fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FFOLDACRO-CLAVIO
Rev 00 - 01/25