

PELOTA STERNALE C. TWIN FIT

L'EVOLUZIONE DELLA STABILITÀ

Una regolazione facile e veloce pensata per i tecnici ortopedici.

La nuova **pelota sternale C. TWIN FIT** disponibile sugli iperestensori F35 offre un sistema facile e veloce di regolazione dell'altezza della pelota sternale. Pensato per **agevolare i tecnici ortopedici** nel caso di piccoli aggiustamenti e garantire **maggiore comfort ai pazienti**.



Aggancio dal design compatto e robusto: grazie all'esperienza di F35 Tricontrol Plus il sistema di aggancio è stato integrato con l'obiettivo di avvicinare la pelota al telaio migliorando la stabilità.



Regolazione dell'altezza semplificata: grazie ad un doppio alloggiamento permette la regolazione in altezza della pelota senza agire sul telaio.

Compatibile con il Collare Philadelphia: grazie ai due fori superiori presenti sul sottocollo è possibile collegare il Collare Philadelphia in caso di necessità mediante placca di congiunzione dedicata.

Imbottiture per garantire un comfort elevato: la struttura in alluminio con effetto a molla e l'imbottitura realizzata in polietilene incrementano il comfort del paziente.

UNA SOLUZIONE PER TUTTI GLI IPERESTENSORI **F35**

F35 POWER



Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

Altezza
F35P-100N standard
F35P-090N short

F35-100



Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm
XXL	116-130 cm

Altezza
F35-100N, F35T-100N standard
F35-090N, F35T-090N short

F35-100TR



Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm
XXL	116-130 cm

Altezza
F35TR-100N standard
F35TR-090N short



MD

INDICAZIONI

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio:

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile



Inquadra il QR Code
e scopri tutti i prodotti.

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

f i n
fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FCTWINFIT
Rev 00 - 01/25