

# FLEX-PRO

**Ginocchiera  
post operatoria R.O.M.  
telescopica**

**Dalla nostra innovazione,  
nuove soluzioni.**



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# FLEX-PRO: COMPAGNA DI STRADA VERSO UN PIENO RECUPERO.

Giorno dopo giorno, miglioramento dopo miglioramento, l'innovazione FGP conduce fino al pieno recupero. Flex-Pro guida il paziente nel decorso post operatorio unendo alte performance alla massima versatilità.

Il nuovo sistema R.O.M. garantisce una maggiore possibilità di regolazione della flessione-estensione; inoltre il nuovo tasto blocco/sblocco rapido permette di immobilizzare il tutore con un unico gesto.

Le aste telescopiche, dotate di tacche di riferimento, permettono l'adattabilità a tutti i pazienti; migliorata ulteriormente la stabilità grazie ai passanti asolati regolabili in altezza.

Vivere Flex-Pro è il primo passo per ridare ai passi nuovo movimento.

## INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

## MISURE

Universale

Altezze telescopica da 49 cm a 55 cm

Ext. 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Flex. 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

Imm. 0° 15° 30° 45° 60°

Codice d'ordine:GNO-975





## MATERIALE CONFORTEVOLE

L'imbottitura è realizzata in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno per un comfort ottimale.

Il tessuto permette di essere ritagliato per una maggiore personalizzazione del tutore.

Chiusura mediante fasce velcrate.

## NUOVO BLOCCO/SBLOCCO RAPIDO

Innovativo pulsante che permette in un unico gesto di immobilizzare il tutore a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.

## SISTEMA R.O.M. DI FACILE REGOLAZIONE

Il tutore è dotato di uno snodo monocentrico di facile regolazione grazie ai pulsanti di selezione della flessione ed estensione.

La flessione potrà essere selezionata nel seguente range:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.

Il nuovo sistema R.O.M. permette di regolare l'estensione in un range maggiore, dato da: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

## SISTEMA TELESCOPICO CON TACCHE DI RIFERIMENTO

Le aste telescopiche in alluminio permettono di regolare la lunghezza del dispositivo da 49 a 55 cm.

Le tacche di riferimento in bianco agevolano la regolazione.

## REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEI PASSANTI ASOLATI

Possibilità di regolare l'altezza dei passanti asolati per garantire adattabilità e comfort evoluti, con una attenzione particolare dedicata ad una migliore stabilizzazione del tutore.



## GNO-970 LEGGY®

### LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA LEGGY ROM

#### INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

Disponibile anche nelle versioni:  
**GNO-970 ECO economica**  
**GNO-970 COOL**  
**GNO-970 ECO COOL economica**

#### MISURE

Corta: per arto <80 cm	Lunga: per arto >80 cm;
<b>Altezza 57 cm</b>	<b>Altezza 63 cm</b>

#### REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 10° 20° 30°  
**Flex.** 0° 10° 20° 30° 45° 60° 75°  
 90° 105° 120°



## GNO-970 LEGGY® PLUS

### LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA LEGGY ROM CON VALVE

#### INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

Disponibile anche nella versione economica:  
**GNO-970 P ECO**

#### MISURE

Corta: per arto <80 cm	Lunga: per arto >80 cm;
<b>Altezza 57 cm</b>	<b>Altezza 63 cm</b>

#### REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 10° 20° 30°  
**Flex.** 0° 10° 20° 30° 45° 60° 75°  
 90° 105° 120°



## GNO-990

### LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA PEDIATRICA ROM



#### INDICAZIONI

- traumi distorsivi medio-gravi del ginocchio
- esiti distacchi epifisari del ginocchio
- esito epifisiodesi
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Blount
- iperlaxità del ginocchio

#### MISURE

Corta: <b>Altezza 25 cm</b>	Lunga: <b>Altezza 35 cm</b>
--------------------------------	--------------------------------

#### REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 15° 30° 45° 60°  
**Flex.** 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105°  
**Imm.** 0° 15° 30° 45° 60°



## GNT-600

### LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE A 0°

#### INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria del ginocchio

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
S	40-49 cm
M	48-55 cm
L	53-68 cm

**Altezze** 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm



# GNT-601

## LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0° A 3 PANNELLI

### INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

Disponibile anche nella versione economica:  
**GN-3PAN**

### MISURE

Universale

**Altezze** 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm



# GNT-601K

## LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA PEDIATRICA IMMOBILIZ. 0° A 3 PANNELLI



### INDICAZIONI

- esiti fratture distacchi epifisari del ginocchio
- traumi distorsivi del ginocchio

### MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
1°	da 0 a 3 anni	21 cm
2°	da 3 a 7 anni	26 cm
3°	da 7 a 10 anni	31 cm
4°	da 10 a 14 anni	40 cm



# PTS

## LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA CON SUPPORTO TIBIALE PER PCL

### INDICAZIONI

- trattamento post acuto rotture LCP
- post operatoria ricostruzione LCP
- trattamento conservativo di instabilità cronica del LCP

### MISURE

Universale

**Altezze** 50 cm, 60 cm



# GNO-930

## LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA POST ARTROSCOPIA

### INDICAZIONI

- post artroscopia di ginocchio

### MISURE

**Taglie**

Universale

**Altezze** 40 cm



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)  
 [linkedin.com/company/fgp-srl](https://linkedin.com/company/fgp-srl)



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**

