

Epico Active

Tutore soft per gomito con ROM

Ritorno al movimento.



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



ALTA PROTEZIONE NELLA PRATICA SPORTIVA.

Utilizzata nella fase di recupero funzionale, è particolarmente consigliata durante l'esercizio di attività sportive così come nello svolgimento di tutte le attività manuali che impegnino l'articolazione del gomito.



PER TORNARE ALLE PROPRIE ATTIVITÀ E PASSIONI.

La **rigidità del gomito** è generalmente la conseguenza di un grave trauma osseo o dei tessuti molli. Lesioni lievi, malattie degenerative o infiammatorie possono compromettere la mobilità del gomito, ostacolare l'uso normale della mano e causare delle restrizioni nella vita di tutti i giorni.

L'evoluzione degli approcci post operatori ha portato a **privilegiare la mobilizzazione precoce** come chiave per la completa riabilitazione del gomito.

In collaborazione con i migliori medici chirurghi specialisti, FGP propone il **nuovo tutore EPICO ACTIVE utilizzato per sostenere e stabilizzare l'articolazione del gomito.**

Grazie agli snodi policentrici regolabili in flessione-estensione protegge dallo stress in varo e valgo, assicurando **protezione dall'iperestensione** e controllando il range di movimento quanto necessario.



COMFORT, STABILITÀ E PERFETTA REGOLABILITÀ.

Snodi policentrici regolabili in flessione-estensione.



Rete elastica traspirante nella zona del cavo cubitale con striscia argentata per facilitare il corretto posizionamento.



4 fasce numerate e contrapposte facilitano la chiusura ed evitano la rotazione del tutore in fase di posizionamento.



Imbottitura di protezione nella zona del capitello radiale.



Bordo inferiore siliconato per una maggiore tenuta.



EPICO ACTIVE

TUTORE SOFT PER GOMITO CON ROM



STRUTTURA

- struttura di base in tessuto double-layer in grado di garantire un'ottima elasticità. La struttura interna a nido d'ape offre una piacevole sensazione di morbidezza al tatto e traspirabilità
- tessuto in tecnologia Q-skin®, una fibra in poliammide che tramite ioni d'argento presenti al suo interno, aiuta a diminuire la flora batterica in eccesso riducendo così eventuali odori sgradevoli
- zona cavo cubitale realizzata in rete elastica traspirante utile a garantire maggiore traspirabilità ed evitare accumuli di materiali in fase di flessione
- bordo inferiore siliconato per una maggiore tenuta
- imbottitura nella zona del capitello radiale a protezione e comfort

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- doppi snodi policentrici piatti in alluminio Avional
- regolabile mediante kit in dotazione
- quattro gradi di regolazione per la flessione e per l'estensione

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- assente

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- trattamento funzionale precoce nella terapia conservativa dopo una lussazione del gomito con instabilità del gomito mediale e/o laterale
- utilizzo conservativo al fine di evitare lussazioni recidivanti del gomito
- utilizzo post-operatorio in caso di osteocondrite dissecante
- utilizzo post-operatorio dopo il trattamento di patologie della cartilagine, e dopo intervento di sutura o plastica dei legamenti

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio	Ø Bicipite
XS	19-23 cm	21-24 cm
S	23-26 cm	24-28 cm
M	26-29 cm	28-32 cm
L	29-32 cm	32-37 cm
XL	> 32 cm	> 37 cm



Avambraccio,
5 cm dal gomito

Bicipite,
15 cm dal gomito

REGOLAZIONI

Ext. 10°, 20°, 30°, 40°

Flex. 45°, 60°, 75°, 90°

Codice d'ordine: EPI-ACT

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment