

DUAL LOCK E DUAL LOCK MAX PERCHÉ SONO UN'ESPERIENZA DI COMFORT.

Perché sono state progettate con un design e con soluzioni attente al benessere di chi le indossa.

Sono facili da indossare.

La sagomatura anatomica permette di avvolgere perfettamente il polso così da controllarlo in ogni situazione.

L'assenza totale di cuciture e i bordi morbidi sono un'attenzione per rispettare la pelle, anche le più sensibili.

Il materiale interno è traspirante, estremamente morbido, imbottito e forato per aumentare il comfort, la sensazione di freschezza e di benessere.

Il velluto grappante esterno rende la polsiera totalmente adattabile alle diverse conformazioni anatomiche.

DUAL LOCK E DUAL LOCK MAX PER CHE COSA SONO INDICATE.

Sono dispositivi progettati per l'utilizzo nel post operatorio, nelle fasi acute e sub-acute post traumatiche e durante il percorso riabilitativo.

Sono indicati in caso di traumi distorsivi, nel post operatorio di fratture di radio e ulna o della filiera del carpo, esiti di fratture di polso o post-traumatico nell'anziano, infiammazione dei tendini flessori o estensori o artralgie in malattia reumatica.

DUAL LOCK DUAL LOCK MAX

Polsiere steccate ambidestre

L'innovazione che avvolge ed evolve il comfort.

COMFORT
MATERIALI MORBIDI E TRASPIRANTI
IMPREZIOSITI DALL'ESTETICA

SICUREZZA
FASCIA CENTRALE CHE AVVOLGE
COMPLETAMENTE IL POLSO

PROTEZIONE
ASTA PALMARE E PASSANTE MULTIPLIO
PER UNA PROTEZIONE MASSIMA



TEST 01/09/19

Reg. O. 01/19

DUAL LOCK DUAL LOCK MAX

Polsiere steccate ambidestre

Design a misura di comfort.
Innovazione a servizio del benessere.

COMFORT
MATERIALI MORBIDI E TRASPIRANTI
IMPREZIOSITI DALL'ESTETICA

SICUREZZA
FASCIA CENTRALE CHE AVVOLGE
COMPLETAMENTE IL POLSO

PROTEZIONE
ASTA PALMARE E PASSANTE MULTIPLIO
PER UNA PROTEZIONE MASSIMA



Reg. O. 01/19

RINNOVARE LE SOLUZIONI È RINNOVARE LA NOSTRA PROMESSA.

Il benessere: un diritto per tutti, un nostro impegno quotidiano. In un mondo sempre più evoluto, anche le esigenze nelle esperienze di benessere si evolvono. Per questo le risposte di FGP si rinnovano con soluzioni sempre più all'avanguardia nella scelta di materiali, nell'adozione e nell'applicazione di tecnologie e tecniche produttive, per una migliore qualità della vita anche nel periodo di recupero. La capacità innovativa è l'anima del nostro reparto Ricerca e Sviluppo interno. Il Made in Italy e la cura artigianale, i nostri punti fermi.

DUAL LOCK E DUAL LOCK MAX PER CHI SONO STUDIAE.

Sono polsiere steccate realizzate per tutti coloro che necessitano di sicurezza e protezione senza rinunciare al comfort, a vivere il movimento nelle proprie attività, ai gesti quotidiani e a un tocco di design. Sono soluzioni indicate per tutte le età e per tutti gli stili di vita.

Perfettamente versatile per entrambi gli arti grazie al suo design e alla particolare conformazione anatomica.

L'asta palmare in alluminio modellabile di maggiori dimensioni aumenta la sicurezza.

Il passante multiplo in tecnopolimero aumenta la stabilità e il comfort del polso in ogni situazione grazie alla dimensione proporzionata alla taglia.

La fascia di chiusura centrale più lunga aumenta l'avvolgenza e la protezione.

Grazie al suo design innovativo, il colore azzurro del passante multiplo double face dona all'estetica un tocco moderno e accattivante.

AVVOLGENTI, TRASPIRANTI, CONFORTEVOLI E CON UN DESIGN INNOVATIVO.



PASSANTE MULTIPLO IN TECNOPOLIMERO PROPORZIONATO PER OGNI TAGLIA
per adattarsi alle differenti conformazioni anatomiche e garantire il massimo comfort



PASSANTE MULTIPLO DOUBLE FACE A DUE COLORI
reversibile, per un'estetica personalizzabile in base a ogni situazione



FASCIA DI CHIUSURA CENTRALE PIÙ LUNGA
per una stabilità e un effetto ancora più avvolgente



ASSENZA TOTALE DI CUCITURE
per aumentare il comfort



BORDO MORBIDO
che permette al tutore una vestibilità confortevole anche nei punti più delicati a contatto con la pelle



SISTEMA DI BLOCCO DELLE FASCE
grazie alle alette di sicurezza che permettono di aprire la polsiera per agevolarne l'indosso senza farle uscire dal passante



IMBOTTITURE MORBIDE E TRASPIRANTI
interno con imbottiture di protezione in morbido tessuto forato ed esterno in vellutino grappante per una massima adattabilità



ASTA INTERNA MAGGIORATA IN ACCIAIO MODELLABILE
per una migliore stabilità e controllo del polso

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
E fgp@fgpsrl.it
www.fgpsrl.it



CE AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Scarica l'App
FGP FGPOrteSystem®



DUAL LOCK MAX

POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DUA-200

DUAL LOCK

POLSIERA STECCATA AMBIDESTRA



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 21 cm

Codice d'ordine: DUA-100