



POSTURE PLUS
SYSTEM

**BENESSERE
POSTURALE 2.0
PER UN LIVELLO
SUPERIORE
DI COMFORT.**

**NEI PRODOTTI POSTURALI
SIAMO STATI DEGLI ANTESIGNANI
E DEI COSTANTI INNOVATORI.
E CONTINUIAMO AD ESSERLO.**

FGP è stata la prima azienda in Italia a realizzare prodotti dedicati al miglioramento della postura, basandosi sulla componente elastica dei materiali utilizzati e senza alcun vincolo per il movimento.

Dal 2015 ad oggi FGP continua a innovare la linea POSTURE PLUS, ampliando la gamma di soluzioni e integrando le migliori innovazioni tecnologiche, perseguendo la mission di **garantire comfort e benessere posturale per tutti**, per tutte le età e per tutte le occasioni.

L'attenzione rivolta dalla comunità medica alla linea FGP POSTURE PLUS e l'apprezzamento degli utenti sono indice della validità dei prodotti nel migliorare la postura e supportare il benessere quotidiano, **benefici avallati nel tempo da diversi studi e pubblicazioni scientifiche.**



COMFORT PIÙ ELEVATO AL CENTRO DELLA NUOVA LINEA.

FGP è orgogliosa di presentare la linea **POSTURE PLUS 2.0**, realizzata con l'obiettivo di massimizzare il comfort dell'utente.

Dopo aver raggiunto un livello ottimale di funzionalità e richiamo posturale, la ricerca FGP si è concentrata sull'aspetto del comfort. Questo ha permesso di **adattare le maglie alle diverse conformazioni** anatomiche e di consentirne un **utilizzo prolungato in varie situazioni** quotidiane, sia sul luogo di lavoro che durante l'attività sportiva o nel tempo libero.

Uno sviluppo che ha reso l'uso dei prodotti più versatile e adatto a un numero crescente di persone, senza modificarne le qualità posturali.




IL POTERE DEL **BIOFEEDBACK** AL CENTRO DELLA NUOVA LINEA POSTURE PLUS 2.0.

Stress, traumi fisici e comportamenti scorretti (pensiamo alle posizioni assunte durante il giorno mentre lavoriamo o siamo in casa) possono portare ad abitudini posturali errate, compromettendo il benessere fisico. Queste abitudini a volte sono talmente assimilate da non essere più percepite come tali.

È qui che entra in gioco l'**azione di richiamo posturale** delle maglie POSTURE PLUS basata sul **principio del biofeedback**, una tecnica che attraverso stimoli esterni riporta in evidenza al soggetto l'errore e lo rieduca alla corretta postura.


Diverse ricerche hanno dimostrato che gli stimoli propriocettivi delle **maglie POSTURE PLUS** favoriscono un **corretto allineamento posturale**, sia nella curvatura cervicale che in quella lombare, con benefici che non si limitano all'apparato muscolare e scheletrico, ma che coinvolgono altri aspetti del nostro benessere come una migliore ventilazione polmonare e un tono addominale migliorato.

POSTURA
ERRATA



POSTURA
CORRETTA





A OGNUNO LA PROPRIA POSTURALE, ANCHE NELLA NUOVA VERSIONE P+ BASIC.

La nuova linea ripropone le classiche varianti della t-shirt e della maglia con zip, disponibili anche nella versione pediatrica.

Abbiamo inoltre ampliato la nostra linea con il **nuovo modello P+ Basic**, una canotta a spalla larga che, nonostante sia priva di maniche, offre un efficace richiamo posturale a livello scapolare e clavicolare.


Nel complesso, le nostre maglie offrono una **gamma diversificata** per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti. La maglia con zip, ad esempio, è particolarmente comoda per chi presenta una limitata mobilità alla spalla o per chi pratica attività sportiva. Le varianti P+ Effect 2.0 e P+ Basic sono studiate per essere indossate sotto gli abiti, garantendo un profilo praticamente invisibile. Nella versione con zip, la cerniera è dotata di un tirante autobloccante e di una protezione per il collo, assicurando comfort e evitando fastidi durante l'uso.

LE CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTA LA LINEA CHE RENDONO UNICHE LE NOSTRE MAGLIE POSTURALI.

**HEIQ
SMART TEMP**
INTELLIGENT THERMOREGULATION

TRATTAMENTO HEIQ SMART TEMP

Impiego di uno specifico polimero idrofunzionale che, reagendo a contatto con l'umidità e il calore cutaneo, cattura il sudore nelle fibre e regola la temperatura corporea in modo naturale.



**HEIQ
FRESH**
SILVER-FREE ODOR CONTROL

TRATTAMENTO HEIQ FRESH

Finissaggio tessile per il controllo degli odori sul tessuto attraverso ingredienti di origine biologica o minerale efficaci per il controllo degli odori sui tessuti attraverso l'assorbimento dei VOC (composti organici volatili) ovvero delle "molecole maleodoranti".



TECNOLOGIA SEAMLESS

Utilizzando una tecnologia avanzata, realizziamo la maglia riducendo al minimo le cuciture. Questa tecnologia ci consente di utilizzare contemporaneamente più fili, garantendo un'elasticità legata alla tensionatura del filo, e alla sua composizione.





MATERIALI DI BASE



La microfibra elasticizzata, caratterizzata dall'estrema finezza dei suoi filamenti con un diametro inferiore a 10 micron è in grado di assicurare estrema morbidezza ed elevata traspirabilità, rendendo i dispositivi adatti ad essere indossati a diretto contatto con la pelle.

NUOVA TIPOLOGIA DI MANICA



Sagomatura a giromanica per un maggior comfort e per ottenere continuità strutturale nella zona dei trapezi.

STRUTTURA DIFFERENZIATA



Utilizzo di fili con elastomeri di diverso titolo, più tenaci nelle zone di richiamo posturale e più soft nelle zone non interessate dall'effetto posturale, per ottimizzare il rapporto tra richiamo posturale e adattabilità.



IMPLEMENTAZIONE DELLO SVILUPPO TAGLIE



La versione per adulti è stata arricchita con l'**aggiunta della taglia 4°**, concepita per adattarsi alle corporature più importanti.

Inoltre, **tutte le taglie sono state attentamente rivalutate e proporzionate** per garantire un adattamento ottimale alle diverse fisicità, migliorando così ulteriormente la vestibilità del prodotto.

CUCITURE



La nuova tipologia di cucitura adottata assicura una migliore elasticità; questo si traduce nella capacità della maglia di seguire in maniera più precisa i movimenti dell'utilizzatore e di offrire una maggiore resistenza alla trazione, riducendo così il rischio di rotture.

DESIGN



Dettaglio aggiuntivo di colore sul bordo inferiore. Nuovo logo con profilo colorato a contrasto. Nuova tipologia di bordi sulla manica, sul collo e sulla parte inferiore del dispositivo realizzati in morbido tessuto per evitare l'effetto laccio.

DETTAGLI AGGIUNTIVI




LE MAGLIE PRESENTANO 4 DIVERSE ZONE INTERNE, OGNUNA CARATTERIZZATA DA UNA TRAMATURA SPECIFICA PER OBIETTIVI DIFFERENTI.



TRAMATURA ELASTICA JERSEY:

offre una elasticità soft, particolarmente adatta per le zone delicate come torace, seno, addome e zona lombare, dove una pressione eccessiva potrebbe risultare controproducente.



TRAMATURA ELASTICA TRIDIMENSIONALE

A COSTE: presente nella zona scapolare e clavicolare, garantisce una migliore elasticità e un efficace richiamo posturale grazie alla sua struttura ad effetto Ottoman, supportata anche dalle caratteristiche tecniche del filato stesso.



TRAMATURA ELASTICA TRIDIMENSIONALE

A COSTE SOFT: situata nella zona lombare alta e lateralmente sui fianchi, incrementa la vestibilità e il comfort grazie alla struttura ad effetto Ottoman.



TRAMATURA A RETE SOTTOASCELLARE:

aumenta la traspirabilità della maglia.





P+ BASIC

CANOTTA POSTURALE SEAMLESS

INDICAZIONI

MD

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ FRESH
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e clavicolare
- scollatura per un maggior comfort
- canotta con spalla larga

CHIUSURA

- senza zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
1°	76-86 cm
2°	86-98 cm
3°	98-110 cm
4°	110-122 cm



CODICI D'ORDINE

PPS-BASIC



HEIQ
FRESH

HEIQ
SMART TEMP



HEIQ
FRESH

HEIQ
SMART TEMP

P+ YOUNG BASIC

CANOTTA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS

INDICAZIONI

MD

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ FRESH
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e clavicolare
- scollatura per un maggior comfort
- canotta con spalla larga

CHIUSURA

- senza zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Torace
1°	60-66 cm
2°	66-72 cm
3°	72-78 cm



CODICI D'ORDINE

PPS-YOUNGBASIC





P+ EFFECT 2.0

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS

MD

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ FRESH
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e clavicolare
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
1°	76-86 cm
2°	86-98 cm
3°	98-110 cm
4°	110-122 cm



CODICI D'ORDINE

PPS-EFFECT2

HEIQ
FRESH

HEIQ
SMART TEMP



HEIQ
FRESH

HEIQ
SMART TEMP

P+ PERFECT ZIP 2.0

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS

MD

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ FRESH
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e clavicolare
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- con zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
1°	76-86 cm
2°	86-98 cm
3°	98-110 cm
4°	110-122 cm



CODICI D'ORDINE

PPS-PZIP2



P+ YOUNG UP 2.0

MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS

INDICAZIONI

MD

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ FRESH
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e clavicolare
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA


- con zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Torace
1°	60-66 cm
2°	66-72 cm
3°	72-78 cm



CODICI D'ORDINE

PPS-YOUNGUP2

HEIQ
FRESH

HEIQ
SMART TEMP



HEIQ
FRESH

HEIQ
SMART TEMP

P+ YOUNG EASY UP 2.0

MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS

INDICAZIONI

MD

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggior sensazione di freschezza HEIQ FRESH
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e clavicolare
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA


- senza zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Torace
1°	60-66 cm
2°	66-72 cm
3°	72-78 cm




CODICI D'ORDINE

PPS-YOUNGEASYUP2



NOVITÀ E CONFERME DI SUCCESSO.

Oltre ai nuovi modelli, la linea comprende anche alcuni articoli consolidati e apprezzati dai clienti, come il reggiseno posturale P+ Smart Bra, e le maglie P+ Tech e P+ Force.





P+ TECH

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS

MD

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia del “capo integrale” ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato “Nilit Breeze®” garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

CHIUSURA

- senza zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE (UNISEX)

Taglie	Ø Seno/Torace
XS	80–88 cm
S	88–96 cm
M	96–104 cm
L	104–112 cm
XL	112–122 cm



CODICI D'ORDINE

PPS-TECH B (bianca); PPS-TECH N (nera)



P+ SMART BRA

REGGISENO POSTURALE SENZA CUCITURE

INDICAZIONI

MD

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco e sostegno del seno mediante stimolazione meccanica neuromuscolare, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

STRUTTURA

- realizzato con tecnologia WholeGarment®, ovvero assenza totale di cuciture, con filo Nilit® Breeze per una sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura nella zona interscapolare
- bordo inferiore morbido ed elastico


COLORI DISPONIBILI



MISURE

Taglie	Ø Sottoseno	Taglie Reggiseno*
S	66-76 cm	1°-2°
M	72-82 cm	2°-3°
L	78-88 cm	3°-4°
XL	84-94 cm	4°-5°
XXL	90-100 cm	6°-7°

*taglia abituale del reggiseno indossato



CODICI D'ORDINE

PPS-SMART BRA B (bianco); PPS-SMART BRA N (nero)





P+ FORCE

MD

MAGLIA POSTURALE CON CERNIERA

INDICAZIONI

Tutore coadiuvante nel trattamento di atteggiamenti posturali non corretti del tronco mediante stimolazione meccanica neuromuscolare del tronco, come ad esempio:

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabrics associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA con zip

COLORI DISPONIBILI



MISURE DONNA

Taglie	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Taglie	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

CODICI D'ORDINE

DONNA: PXT-SHIRT B W (bianca); PXT-SHIRTW (nera)

UOMO: PXT-SHIRT B M (bianca); PXT-SHIRTM (nera)

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FFOLDPOSTPL
Rev. 00 - 04/24