



PROGRAMMA ALLUCE VALGO NIGHT&DAY

**Tutore rigido e
tutore elastico
per alluce valgo**

La protezione
che ti segue
a ogni passo.

PROGRAMMA ALLUCE VALGO NIGHT&DAY.

Percorso benessere.

Cos'è l'alluce valgo?

È una deformazione dell'articolazione metatarso-falangea che devia l'alluce verso le altre dita del piede, con possibile accavallamento con il secondo e anche terzo dito.

Sintomi

Arrossamenti e gonfiori nella zona a contatto con la calzatura, formazione della caratteristica escrescenza detta "cipolla" e/o lesioni ossee.

Deviazione del punto di appoggio del piede e, gradualmente, possibili complicazioni alle ginocchia e alla colonna vertebrale.

Principali cause

Ereditarietà, abitudine di indossare scarpe con tacchi alti e a punta stretta, scarsa curvatura della pianta del piede (il cosiddetto "piede piatto"), infiammazioni e traumi pregressi, inadeguata tonicità dei muscoli e/o dei legamenti del piede.

FGP ha creato la linea Night&Day, una formula innovativa e originale che sfrutta in modo intelligente tutto l'arco della giornata, grazie all'alternanza di due ortesi che lavorano in sinergia. In tal modo si raddoppiano i benefici e i risultati.

La ricerca FGP oggi propone il programma Night&Day per Alluce Valgo, il primo trattamento completo e specifico per questa comune e dolorosa patologia. Night&Day è pensato per agire nell'arco dell'intera giornata. I materiali sono ipoallergenici e, nell'ottica di un uso continuativo e prolungato, rispettano la fisiologia della cute. Garantendo benessere e comfort 24 ore su 24.

Night&Day è anche: Programma Rizoartrosi

Dedicato alle rizoartrosi e alle lesioni di natura traumatica del pollice. Nelle due fasi garantisce un'efficace terapia per ridurre il dolore, sempre nel massimo comfort. Un prodotto e un trattamento tra i più scelti dai pazienti, grazie agli incoraggianti risultati terapeutici.



PROGRAMMA ALLUCE VALGO NIGHT&DAY

Il trattamento che vale doppio.



PRO_HALLUX



HALLUX_MED



Il programma Alluce Valgo Night&Day lavora incessantemente per restituire benessere al piede, giorno e notte. La sua azione è articolata in due fasi per garantire un'efficace terapia, correggendo la deformazione e riducendo il dolore, sempre nel massimo comfort.

Fase DAY

Prevede l'uso di Pro_Hallux durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone interno e velcro di regolazione laterale, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio.

Fase NIGHT

Questa fase prevede l'uso di Hallux_Med durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo.

Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e antiallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale.

Codice d'ordine del programma: PDN-ALV

PRO_HALLUX

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO



VANTAGGI

- Velcro laterale per regolare in modo preciso la trazione
- Aderenza e stabilizzazione completa grazie al silicone all'interno
- Cuciture esterne per un comfort totale
- Tessuto traspirante e sottile, da indossare sotto calze e scarpe
- In versioni conformate sia per il piede destro che per il sinistro
- Guaina di tessuto elasticizzato per una perfetta adattabilità
- Facile da indossare e regolare
- Specifico per correzione diurna, favorendo la normale deambulazione
- L'accoppiatura di materiali garantisce protezione contro gli sfregamenti con la calzatura e una tensionatura differenziata

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpe
S	36-38
M	38-42
L	oltre il 42



Codice d'ordine: PRT-S15 DX/SX

HALLUX_MED

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO



VANTAGGI

Realizzato in materiale plastico per offrire leggerezza e comodità

Design anatomico per adattarsi alla morfologia del piede

Flessibile e ipoallergenico

Chiusura in velcro per una regolazione ottimale della pressione

In versioni conformate sia per il piede destro che per il sinistro

Riduce i sintomi di sovraccarico o da attrito tra le dita

Stabilizza la correzione della posizione viziosa in abduzione e valgismo del dito grazie alla spinta correttiva sull'articolazione metatarso-falangea

Benessere e sollievo dal dolore

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpe
S	36-38
M	38-42
L	oltre il 42



Codice d'ordine: PRT-S16 DX/SX



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 13485:2004

Rev.0 - 11/12

www.ciabocomunicazione.it