

F 35 POWER

Iperestensore vertebrale
a 3 punti basculante

Stabilità sicura,
a misura
di benessere.

MODULABILITÀ E ADATTABILITÀ

Sistema di regolazione telescopica dell'altezza.

RICERCA ESTETICA

Con nuovo design, nuovi materiali,
nuovo sistema di aggancio imbottiture.

REGOLAZIONE DELLA BANDA PELVICA

Sistema di bloccaggio alla massima estensione.

COMFORT A CONTATTO CON LA PELLE

grazie alle morbide imbottiture rivestite
in Sensitive® nella parte interna.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LA STRADA PER UNA PRONTA GUARIGIONE PASSA DALLA TRANQUILLITÀ DI POTERLA RAGGIUNGERE.

Stare bene è un diritto, far star bene è l'impegno quotidiano della ricerca FGP. E da quest'impegno nasce **F 35 Power**, l'iperestensore vertebrale made in FGP dedicato alla stabilizzazione della colonna che unisce efficacia e comfort, per ritrovare piena funzionalità e libertà.

PELOTA STERNALE

Il design del supporto in alluminio e l'effetto basculante dell'aggancio permettono di evitare la zona sternale scaricando la pressione sui muscoli pettorali. Lo spessore di 12 mm dona un grande comfort. Possibilità di montare la pelota girata di 180° per una maggiore comodità per i soggetti femminili.

SISTEMA TELESCOPICO DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Il sistema delle aste laterali permette di regolare l'iperestensore in altezza in modo veloce e comodo allentando semplicemente le viti di bloccaggio.

PELOTA DORSALE

Dotata di scanalatura centrale, agevola lo scarico vertebrale in situazioni di post-operatorio e, tramite la predisposizione dei passaggi per la cintura di chiusura, è applicabile sia in verticale che in orizzontale. Il comfort è garantito anche da 12 mm di spessore.

BLOCCO BANDA PELVICA

Banda pelvica basculante che, grazie alla nuova conformazione dello snodo, permette di bloccare il movimento basculante nel punto di massima estensione (30°).



F 35 POWER



ULTERIORI CARATTERISTICHE

Punti di taglio evidenziati. Possibilità di un miglior adattamento del supporto in altezza alla conformazione del paziente.

Tessuto di rivestimento. Massimo comfort ottenuto dal materiale di rivestimento in Sensitive® della parte interna a contatto col corpo. L'innovativo rivestimento esterno rende il dispositivo esteticamente gradevole e idrorepellente.

Aggancio del collare. Predisposizione a collegare il collare Philadelphia nei casi fosse necessario un controllo totale della colonna vertebrale.

Struttura in alluminio. Resistente per la massima efficacia e sicurezza.

Imbottiture laterali. Nuovo sistema di fissaggio mediante viti in tecnopolimero a pressione che rendono l'imbottitura facilmente removibile.

INDICAZIONI

Trattamento delle fratture vertebrali, dorsali e lombari

Processi osteolitici vertebrali

Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm



ALTEZZA

Normale
Bassa

Codice d'ordine: F35P-100 (normale); F35P-090 (bassa)



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 05/16

www.ciabocomunicazione.it