

I-35 TOP

**Iperestensore vertebrale
a 3 punti basculante**

**Più sostegno
alla fiducia
nel pieno recupero.**

ADATTABILITÀ ANATOMICA

Sistema telescopico di adattamento
in larghezza e altezza.

SICUREZZA E PERFORMANCE

Struttura realizzata in alluminio.

VESTIBILITÀ E COMFORT

Conformazione anatomica
e imbottitura spessa.

DESIGN

Con nuovi colori a contrasto.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



L'EFFICACIA DI UN VALIDO SUPPORTO ESTERNO. LA TRANQUILLITÀ DI UN PIENO RECUPERO INTERNO.

Sostenere il benessere di ciò che ci sostiene ogni giorno. Da questa visione nasce **I-35 Top**: l'iperestensore vertebrale frutto dell'esperienza di FGP, studiato e realizzato per affrontare le patologie e i traumi che riguardano la colonna vertebrale.

Robustezza e vestibilità, efficacia e adattabilità, estetica e design: I-35 Top

è un prezioso strumento che affianca il medico e il paziente nel percorso di recupero funzionale.



PELOTA STERNALE

La spinta sternale, sfruttando sia l'elasticità del materiale con il quale è realizzato il suo supporto sia il collegamento basculante con la struttura dell'ortesi, è in grado di scaricare la forza di pressione sulla muscolatura pettorale, evitando lo sterno. Predisposizione per il collegamento del collare Philadelphia.

PELOTA DORSALE

Di forma allungata e provvista di scanalature per alleviare la sensazione di pressione sulla colonna rendendo l'ortesi adatta anche al post-operatorio. Fornita di 3 stecche in alluminio nella parte esterna che permettono una modellazione personalizzata ottimizzando l'effetto di spinta e il comfort. Disponibili in 3 dimensioni per un adattamento assoluto.



SISTEMA DI REGOLAZIONE TELESCOPICA

Sistema a scorrimento sulle aste laterali, sul panciale e sulle aste ascellari che permette una regolazione veloce e sicura sia in altezza che in larghezza.



I-35 TOP



ULTERIORI CARATTERISTICHE

Conformazione anatomica. Sagomatura che permette una conformazione anatomica sia della zona ascellare che del bacino. Ottima adattabilità garantita dalle dimensioni ridotte dello snodo iliaco.

Struttura in alluminio. Massima tenuta garantita dall'alluminio. Lavorazione "scatolata" nelle parti soggette a maggior sforzo per aumentarne la robustezza.

Imbottiture. Imbottiture spessorate per garantire maggior comfort, facilmente rimovibili grazie al sistema di aggancio velcrato.

INDICAZIONI

Trattamento delle fratture vertebrali lombari e/o dorsali

Post operatorio in pazienti operati di chirurgia vertebrale della regione lombare

Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

Processi osteolitici vertebrali

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	45-60 cm
S	60-80 cm
M	80-110 cm
L	110-130 cm



ALTEZZA

Normale
Bassa

Codice d'ordine: I35T-100 (normale); I35T-090 (bassa)

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl

 Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 0 - 05/16

www.ciabocomunicazione.it