

PLURIVAL E GLAM

Corsetti lombari

Eleganza e stile
per "lei".
Sostegno e comfort
per tutti.

DIMENSIONI CONTENUTE

per un comfort e un sostegno quotidiano.

TESSUTO INNOVATIVO


Esclusiva tramatura traforata
e traspirante.

SOSTEGNO EFFICACE

con 4 stecche posteriori.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



TEST 01500

PLURIVAL

UN GESTO QUOTIDIANO PER VIVERE AL MEGLIO OGNI MOMENTO.

Basta indossare il nuovo corsetto **Plurival** per **vestirsi di benessere tutto il giorno**. Il design contenuto e la sua altezza ridotta semplificano ogni movimento e lo rendono un corsetto facilmente portabile in ogni momento e confortevole in ogni occasione. E il sostegno è garantito dalle 4 stecche posteriori in acciaio.

SOLO 20 cm DI ALTEZZA POSTERIORE

che garantiscono una grande vestibilità e libertà di movimento.



SAGOMATURA DAL DESIGN SPECIALE

La patella di chiusura anteriore ridotta e la sgambatura anatomica donano al corsetto vestibilità e stabilità in tutte le occasioni.

FASCE ELASTICHE DI TRAZIONE

La loro forza lavora sulla zona lombare alleviando il carico vertebrale.

4 STECCHE POSTERIORI IN ACCIAIO AUTOMODELLANTE

per un sostegno ottimale e un'immediata riduzione del dolore.

TESSUTO ELASTICO TRAFORATO E TRASPIRANTE

Il materiale dona massimo comfort grazie alla sua traspirabilità e grande aderenza grazie alla sua elasticità. La nuova trama è un'esclusiva FGP.



GLAM

VESTIRSI BENE, VESTIRSI DI BENESSERE.

A tutte le "lei" che cercano un supporto per la zona lombare, la ricerca FGP dedica un corsetto dalla grande vestibilità ed eleganza, in tessuto leggero e traspirante, con un raffinato gioco cromatico nella tramatura. Un tocco speciale **per un benessere quotidiano tutto al femminile.**

DESIGN INNOVATIVO

Una nuova trama in esclusiva per FGP per un tocco glamour. Il tessuto è disponibile in due opzioni cromatiche (nero/nero, nero/skin).

4 STECCHE IN ACCIAIO

presagomate per l'arco lombare femminile, per un sostegno ottimale.



RIDOTTA PATELLA ANTERIORE DI CHIUSURA

sistema di chiusura velcrato comodo e sicuro e dalle dimensioni contenute.

CONFORMAZIONE FEMMINILE

design adattato alla silhouette della donna nella parte di curvatura della regione lombare.

TESSUTO LEGGERO ED ELASTICO

con un fattore di elasticità che dura nel tempo e una trama traforata per una traspirazione eccellente.



PLURIVAL

Nero



CARATTERISTICHE

- Tessuto traforato e traspirante, per il massimo comfort e vestibilità.
- Sistema di trazione con tiranti che aumenta la distrazione vertebrale.
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, per un sostegno ottimale della zona lombare.
- Design discreto, per una portabilità in ogni occasione.

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Sciatalgie
- Discopatie

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



ALTEZZA

Posteriore
20 cm

Codice d'ordine: PLU-100

■ Nero/nero

■ Nero/skin



CARATTERISTICHE

- Tessuto traforato, traspirante ad alta elasticità.
- Design sagomato che aderisce sulla silhouette femminile valorizzandola.
- 4 stecche posteriori in acciaio presagomato e automodellante, per un sostegno e sollievo della zona lombare.

INDICAZIONI

Lombalgie
Sciatalgie
Discopatie

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



ALTEZZA

Posteriore
25 cm

Codice d'ordine: GLA-100 (nero/nero); GLA-200 (nero/skin)



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 05/16

www.ciabocomunicazione.it