

COSCIALE FFC-100



STRUTTURA

- soft in tessuto Double-Layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica.
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

NOTE

Il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare e posizionare il tutore sulla coscia fino alla zona inguinale interna, come da immagine.

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Coscia

XS	40-45 cm
S	45-50 cm
M	50-56 cm
L	56-62 cm
XL	62-68 cm



Altezza anteriore 23 cm

Codice d'ordine: FFC-100

POLPACCERA FFP-200



STRUTTURA

- soft in tessuto Double-Layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica.

NOTE

Il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare il tutore sulla gamba fin sotto alla zona rotulea, a totale protezione del polpaccio, come da immagine.

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Polpaccio

S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm



Altezza posteriore 29 cm

Codice d'ordine: FFP-200