

ASPEN TRI-POINT FSO®

Tutore per il controllo dell'**allineamento del tronco**

Il rivoluzionario tutore "**Aspen Tri-Point FSO®**" grazie al sistema a "tre punti", aiuta a migliorare la posizione del **baricentro del tronco**, scaricando la pressione tra i corpi vertebrali. In questo modo contribuisce a migliorare la qualità della vita in pazienti adulti con squilibri posturali o deformità della colonna vertebrale.

Design studiato per minimizzare l'invasività del tutore e massimizzare il comfort e renderlo così **portabile in ogni momento della giornata**, supportando il paziente nelle diverse attività quotidiane.

Progettato per i bisogni specifici del paziente. Le diverse opzioni di configurazione danno al professionista la capacità di **customizzare il trattamento** in base alle necessità del singolo paziente. Per rendere il tutore il più performante possibile.



FGP Orthopedic & Rehabilitation Equipment



Varie opzioni per un unico tutore.



Aspen
MEDICAL PRODUCTS

ASPEN TRI-POINT FSO®

Ortesi Frontale Sagittale



Controllo Frontale

Controllo Sagittale

Controllo Rotazione

Grazie al materiale anelastico del corsetto, **Aspen Tri-Point FSO®** applica forze che lavorano insieme per stimolare un miglior allineamento in tutti e tre i piani anatomici per una più corretta postura.

Tiranti anteriore e posteriore.

Per ottimizzare la spinta esercitata dai cuscini di appoggio, il tirante posteriore può essere posizionato ovunque lungo le strisce di asola in base ai bisogni del paziente.

Cuscino toracico regolabile. Snodabile e flessibile per una aderenza toracica ottimale.



Asta pettorale.

Implementabile, quando necessario, per limitare la rotazione e la cifosi.

Cuscino di appoggio trocanterico regolabile. Auto-orientante rispetto all'anatomia del paziente per un comfort e una vestibilità ottimali.

Maniglie di trazione progettate ergonomicamente. Facilmente individuabili al tatto e progettate per una trazione confortevole.

Asta di sostegno universale modulabile.

L'asta di sostegno in alluminio può essere regolata, modellata e integrata con gli accessori in dotazione e quindi posizionata in qualunque punto del corsetto per l'ottimizzazione della spinta sulla base delle necessità specifiche del paziente.

► Codice Ordine

Corsetto 3POINT-ASPEN

► Taglie

S 61 - 76 cm
M 74 - 89 cm
L 86 - 102 cm
XL 99 - 114 cm

► Misura (bacino)

61 - 76 cm
74 - 89 cm
86 - 102 cm
99 - 114 cm

► Altezza posteriore

25 cm



► **Note:** Adatto ai girovita compresi tra 61-114 cm e fino a 139 cm con pelota addominale addizionale.

► Struttura

Materiale anelastico con struttura alveolata traspirante e zone a strappo

► Steccatura

Asta di sostegno laterale, regolabile, dotata di accessori

► Chiusura anteriore

A strappo

► Tiranti

Due, con sistema SlickTrack™ System

Imbottitura iliaca.

Previene la migrazione del tutore e dà un punto di riferimento al paziente durante il posizionamento.



INDICAZIONI

- scoliosi degenerativa negli adulti
- scoliosi idiopatica negli adulti
- lesioni al midollo spinale
- paresi celebrale
- malattia di Parkinson
- sclerosi multipla
- sindrome di Brown Séquard
- emiplegia post ictus

Sistemi di tiranti indipendenti a carrucola SlickTrack™ System (4:1). Il meccanismo **brevettato** permette al paziente di regolare in modo indipendente la parte superiore e inferiore del tutore per fornire una compressione localizzata, per una massima riduzione del dolore.



I tutori Aspen Tri-Point FSO® sono appositamente progettati per aiutare i pazienti che soffrono di difetti posturali cronici. Questi tutori innovativi forniscono supporto posturale che aiuta a ridurre i sintomi causati da una posizione del corpo sbilanciata. I tutori Aspen Tri-Point FSO® lavorano per incoraggiare un carico simmetrico sulla colonna, promuovendo un centro di gravità più naturale e il ripristino della normale propriocezione.

1. Fabio Zaina, Martina Poggio, Sabrina Donzelli, and Stefano Negrini. "Can Bracing Help Adults with Chronic Back Pain and Scoliosis? Short-Term Results from a Pilot Study." Prosthetics and Orthotics International. 2018.



A adesso FGP.

FGP distribuisce in esclusiva per l'Italia i prodotti del brand Aspen, specialista mondiale nella progettazione e produzione di tutori per la colonna. Nella gamma Aspen proposta oggi da FGP, oltre ad Aspen Tri-Point FSO® sono presenti altre 12 soluzioni al vertice della performance, del design, della funzionalità.

per informazioni **www.fgpsrl.it**

