

# 2019

**CATALOGO GENERALE**

RACHIDE CERVICALE

TRONCO

POLSO-MANO

AVAMBRACCIO-SPALLA

GINOCCHIO

CAVIGLIA



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**NELLE NOSTRE MANI,  
L'INNOVAZIONE  
PRENDE FORMA.**



## **IL TOCCO ARTIGIANALE DÀ VALORE ALLA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.**

Crediamo nell'uomo, nelle sue capacità di intuire, sviluppare, evolvere proposte per migliorare la qualità della vita attraverso l'innovazione.

Crediamo nelle persone, nella loro capacità di confrontarsi e dialogare formando una rete di relazioni per capire i bisogni e proporre le soluzioni più adeguate. Crediamo nella sensibilità e nella cura manuale, insostituibili strumenti che incontrano e modellano l'innovazione.

In FGP, crediamo in una tecnologia all'avanguardia, valorizzata dal tocco artigianale, perché ogni nostro tutore ortopedico e riabilitativo sia il massimo della performance, del comfort, dell'innovazione.




## **NOI DI FGP: PROFESSIONISTI, SPECIALISTI, PERSONE.**

In qualunque ruolo, per qualsiasi mansione, ognuno di noi è un valore prezioso per portare avanti ogni giorno il nostro impegno: creare un benessere per tutti, in ogni occasione. La professionalità e la specializzazione ricoprono ogni reparto: dal commerciale, alla ricerca e sviluppo, fino alla produzione. Qui ci affidiamo all'occhio, alla mano, alla sensibilità dell'uomo per raggiungere ciò che la sola tecnologia non può oggi raggiungere: un'eccellenza sempre al top con prodotti modulati e rifiniti con sapienza artigianale. E in tutti i reparti ci consideriamo persone: rispettiamo la personalità di ognuno perché ognuno di noi costituisce la nostra identità aziendale.

## **RICERCA E SVILUPPO: I GRANDI MOTORI DELLA NOSTRA INNOVAZIONE.**

Abbiamo voluto che ricerca e sviluppo fossero performanti, per trovare materiali più innovativi e soluzioni tecniche e tecnologiche più all'avanguardia. Li abbiamo voluti sempre in movimento, per anticipare il futuro ed essere sempre più avanti. E come ogni motore, li abbiamo voluti soprattutto interni, perché rispecchiassero i valori e l'impegno di FGP, e per agevolare il flusso di informazioni all'azienda. Dalla nostra ricerca e sviluppo nascono le soluzioni più evolute per raggiungere esperienze di benessere attraverso comfort e performance.



★ **PERSONALIZZAZIONE.**

Possibilità di memorizzare i prodotti o i settori che sono di maggior interesse.

👤 **PROFILO.**

Il sistema adatta automaticamente i filtri di ricerca alle professionalità e alle specializzazioni inserite al momento dell'iscrizione.

🏠 **AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE.**

Un catalogo sempre a portata di mano, dove trovare tutti i prodotti e le ultime novità del mondo FGP.



🔍 **VELOCITÀ E PRECISIONE NELLA RICERCA.**

Il sistema intelligente di filtri, facile da usare grazie alla grafica intuitiva, guida alla soluzione più adeguata in pochi passaggi.

## ORTESYSTEM®: LA RISPOSTA INNOVATIVA PER ACCEDERE A OGNI RISPOSTA.

In qualsiasi luogo, in ogni momento, OrteSystem® è la nuova soluzione che accompagna medici e tecnici ortopedici nella loro professionalità. La nuova app permette di accedere al mondo FGP per trovare più rapidamente e facilmente risposte sempre adeguate a ogni casistica. Un sistema di filtri intuitivo, diviso per categorie, guida il professionista fino all'ortesi ritenuta più efficace.

Con OrteSystem®, l'innovazione diventa un supporto indispensabile per essere sempre connessi con le esigenze del paziente, grazie a un sistema di ricerca facile, veloce, personalizzabile.



## CON LE SUE TRAME FGP FIRMA STORIE QUOTIDIANE DI BENESSERE.

L'innovazione di FGP parte da lontano: dallo studio interno del tessuto e la ricerca di materiali all'avanguardia, per far vivere un'esperienza di benessere completa attraverso soluzioni performanti e confortevoli. Un'innovazione che ha un fine, anzi un lieto fine: rispettare la libertà di movimento e migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita.



## TESSUTO FULLFIT®: PERFORMANCE, BENESSERE, COMFORT OVUNQUE.

FullFit® è l'innovativo tessuto double-layer che unisce efficacia e comodità in un'unica soluzione dedicata a chi vive sport e gesti quotidiani come momenti di benessere.

La struttura esterna liscia garantisce maggior durata, mentre l'azione compressiva protegge i fasci muscolari e ne agevola l'attività. La struttura interna morbida e a nido d'ape offre una piacevole sensazione al tatto e permette di veicolare il sudore all'esterno, mantenendo il calore corporeo e garantendo traspirabilità.


Le proprietà antibatteriche rispettano il naturale equilibrio della pelle mentre elasticità e leggerezza rendono il tessuto adattabile ad ogni anatomia.



## TESSUTO PHYLO®: IL COMFORT ATTIVO

Il tessuto Phylo® è un'esclusiva innovazione brevettata made in FGP, studiato per offrire il massimo del comfort. Phylo® segue differenti tecnologie di lavorazione e di trattamento per realizzare diversi modelli di tutori, il tutto all'interno di FGP, a ulteriore garanzia di qualità.

Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla sono studiate per svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d'aria. I fili di nuova generazione sono più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabilità e morbidezza.




**PHYLOTEK®  
TECHNOLOGY.**

### HEIQ FRESH TECH DURABLE ODOR CONTROL

#### TRATTAMENTO FRESH TECH BY HeiQ LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO


Grazie al trattamento antibatterico Fresh Tech, Phylo® offre una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo.



### HEIQ SMART TEMP INTELLIGENT THERMOREGULATION

#### TERMOREGOLAZIONE SMART TEMP BY HeiQ IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO

Grazie al trattamento Smart Temp il tessuto Phylo® reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle. L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolando a temperatura. Il tessuto Phylo® offre una vera barriera protettiva naturale.



## LINEA PHYLOTEK® COMFORT, DESIGN, INNOVAZIONE AL TOP.

Phylotek® è l'esclusiva **tecnologia brevettata da FGP** che permette di realizzare ogni ginocchiera direttamente con i nostri macchinari, in un **unico pezzo, senza cuciture** e con spessore differenziato sul cavo popliteo.

Una **grande innovazione** in termini di vestibilità che rende ogni ginocchiera in grado di contenere, adattarsi alle conformazioni anatomiche e massaggiare esattamente dove serve.

Ogni zona della trama agisce con compressione, controllo e precisione differenziati, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

## FGP BLU

BLU INSOLE **NUOVO** 18

## RACHIDE CERVICALE

CLC-100 22  
CLM-250P **NUOVO** 22  
CLL-300 23  
CLL-400 23  
CLL-901 24  
CLL-700 24  
MCD-100 25

## TRONCO

I-35 TOP 28  
F35 POWER 29  
F35-100 29  
F35-100TR 30  
G35-100 30  
Accessori per iperestensori 31  
SPINOMED® IV 32  
SPINOMED® ACTIVE 32  
RELAXSILVER **NUOVO** 33  
DYNAMICSILVER **NUOVO** 33  
DORSOSILVER 34  
LOMBOSILVER 34  
LOMBOFIXÒ® 4.0 35  
LOMBOFIXÒ® 33-4.0 35  
DORSOFIXÒ® 4.0 36  
LOMBOFIXÒ® 37  
DORSOFIXÒ® 37  
IN-CROSS 38  
IN-CROSS 33 38  
PLURIVAL 39  
GLAM 39  
PRO ACTION 40  
2 SKIN® 40  
FLEXÒ 41  
CRM 950 41  
CRL 300 42  
CRL 350 42  
LUMBAMED BASIC 43  
LUMBAMED PLUS 43  
LUMBAMED PLUS E+MOTION **NUOVO** 44  
LUMBAMED DISC 44  
LUMBAMED SACRO 45  
P+ FORCE 47  
P+ TECH 48  
P+ EFFECT 49  
P+ PERFECT ZIP 50  
P+ YOUNG UP 51  
P+ DORSOLLIEVO 52  
P+ PANTS 53

## ARTO SUPERIORE POLSO-MANO

STAX 56  
FILAMED® 101 / FILAMED® 111 56  
SCAPHOMED® 57  
FINGER CAP 57  
PDN-SCA 58

RHIZOMED® SOFT 58  
PFO-100 59  
D.T3-01 60  
PHYLO® 12 60  
DTX-04 MANUMED® 61  
DTX-05 MANUMED® T 61  
D.T3-02 62  
D.T3-03 62  
DUAL LOCK **NUOVO** 63  
DUAL LOCK MAX **NUOVO** 63  
PHYLO® 13 64  
DTX-06 MANUMED® LONG 64  
PLE-101 MANUMED® DISK 65  
PLE-201 THUMBLOCK® 65  
CTP-101 SUR.FING® 66

## AVAMBRACCIO-SPALLA

EPIBRACE® PRO **NUOVO** 66  
D.T3-FSP 67  
EPICOMED® 67  
EPICOMED® E+EMOTION **NUOVO** 68  
RGB-150 68  
RGB-100 69  
IMB-200 NEW 69  
IMB-300 70  
IMB-350G 70  
IMB-400 71  
IMB-700N 71  
KIT SPALLA POST-OP 72  
IMB-700 72  
IMB-750 73  
IMB 800 73  
SHOULDER ACTION 74  
OMOMED® 76  
RDS-100 76  
RDS-200 CLAVIO® 77  
HFB 77  
ACROFIX 78  
EPICO-REVO 78  
EPICO-REVO PS 79  
REVO KIT 79

## ARTO INFERIORE ANCA-GINOCCHIO

IMA-110 HIPONE® 82  
IMA-110 BR HIPONE® 82  
IMA-103 83  
IMA-150 83  
IMA-109 84  
STABIMED PHYLOTEK® 86  
STABIMED PRO PHYLOTEK® 86  
COLLAMED PHYLOTEK® 87  
PHYLO® 20 88  
PHYLO® 40 88  
PHYLO® 41 89  
PHYLO® 60 89  
PHYLO® 61 90  
PHYLO® 72 90  
PHYLO® 72 A 91  
PHYLO® 74 91

PHYLO® 75 92  
PHYLO® 76 92  
PHYLO® 76 A 93  
PHYLO® 90 PT-CONTROL 93  
PHYLO® 90 A PT-CONTROL 94  
D.T3-TTP 94  
TR-BRACE **NUOVO** 95  
M 601 96  
GENUMEDI® 96  
GENUMEDI® E+EMOTION **NUOVO** 97  
GENUMEDI® PRO 97  
GENUMEDI® PSS 98  
GENUMEDI® PT 98  
FILAMED® 201 99  
FILAMED® 301 99  
FILAMED® 401 100  
FILAMED® 451 100  
FILAMED® 501 101  
FILAMED® 601 101  
FILAMED® 701 102  
FILAMED® 701 AR 102  
FILAMED® 701 WRAP 103  
FILAMED® 801 103  
FILAMED® 851 104  
REHABRACE **NUOVO** 104  
GNT-601 105  
GN-3PAN 105  
PTS 106  
GNO-970 LEGGY® 106  
GNO-970 LEGGY® COOL 107  
GNO-970 LEGGY® ECO COOL 107  
GNO-970 LEGGY® PLUS 108  
GNO-970 LEGGY® PLUS ECO 108  
GNO-960 109  
FLEX-PRO 109  
M.4®s PCL DYNAMIC 110  
M.4®s COMFORT 110  
M.4®s COMFORT SHORT 111  
M.4®s X LOCK 111  
PROTECT 4 EVO 112  
PROTECT 4 SHORT 112  
M.4®s OA 113  
M.4®s OA SHORT 113  
M.4®s OA COMFORT 114  
PROTECT 4 OA 114  
LIGHT OA 115  
SOFT OA 115  
M.3®s 116  
M.4® ANTIRECURVATUM 116  
ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO 117

## CAVIGLIA

CVO-700 BOOTY®/CVO-710 BOOTY® SHORT 118  
CVO-700 ECO/CVO-700 P ECO 118  
CVO-750 BOOTY®/CVO-720 BOOTY® SHORT 119  
CVO 750 ECO SMART/DELUX **NUOVO** 119  
M.STEP® 120  
CVO-601 120  
FILAMED® 901 121  
D.T3-CVT 121

8LIGHT 122  
CVO-800 ANKLE STABIL 122  
CVO-400 123  
LEVAMED® 508 123  
LEVAMED® E+MOTION **NUOVO** 124  
LEVAMED® ACTIVE 124  
ACHIMED® 511 125  
M 501 125  
CVO-730 KIT 126

## RIABILITAZIONE/VARIO

SWI-BAS 126  
SWI-TWO 127  
SWI-PRO 127

## LINEA FULLFIT®

GOMITIERA FullFit® 129  
COSCIALE FullFit® 130  
GINOCCHIERA FullFit® 130  
POLPACCERA FullFit® 131  
CAVIGLIERA FullFit® 131

## LINEA KIDZ

CLC-100K 134  
DTX-03K 134  
DTX-04K 135  
RGB-100K 135  
IMB-200K 136  
RDS-100K 136  
EPICO-REVOK 137  
TEK-40 137  
TTP-100K 138  
GNT-601K 138  
GNO-990 139  
CVO-750K 139  
M.STEP® KIDZ 140

## LINEA PIEDE

PLANTARE PRT-S01 144  
PLANTARE PRT-S02 144  
SOLETTA PRT-S04 144  
TALLONIERA PRT-S06 144  
TALLONIERA PRT-S07 145  
CUSCINETTO PRT-S09 145  
CUSCINETTO PRT-S10 145  
CUSCINETTO PRT-S11 145  
SEPARATORE PRT-S12 146  
DIVARICATORE PRT-S13 146  
PROTEZIONE PRT-S20 146  
PROTEZIONE PRT-S14 146  
PRO\_HALLUX PRT-S15 N 147  
HALLUX\_MED PRT-S16 147  
PDN-ALV 147  
FASCIA PRT-S21 148  
PROTEZIONE PRT-S22 148  
PROTEZIONE PRT-S23 148  
MEMOSTEP PRT-S50 149  
ACTIONSTEP PRT-S51 149  
GUIDA ALLE MISURAZIONI 150

**LINEA SILVERFIXO®**

RELAXSILVER	33
DYNAMICSILVER	33
LOMBOSILVER	34
DORSOSILVER	34

**LINEA POSTURALE**

P+ FORCE	47
P+ TECH	48
P+ EFFECT	49
P+ PERFECT ZIP	50
P+ YOUNG UP	51
P+ DORSOLLIEVO	52
P+ PANTS	53

**LINEA D.T3**

D.T3-01	60
D.T3-02	62
D.T3-03	62
D.T3-FSP	67
D.T3-TTP	94
D.T3-CVT	121

**LINEA PHYLO**

PHYLO® 12	60
PHYLO® 13	64
STABIMED PHYLOTEK®	86
STABIMED PRO PHYLOTEK®	86
COLLAMED PHYLOTEK®	87
PHYLO® 20	88
PHYLO® 40	88
PHYLO® 41	89
PHYLO® 60	89
PHYLO® 61	90
PHYLO® 72	90
PHYLO® 72 A	91
PHYLO® 74	91
PHYLO® 75	92
PHYLO® 76	92
PHYLO® 76 A	93
PHYLO® 90 PT-CONTROL	93
PHYLO® 90 A PT-CONTROL	94

**LINEA TESSUTO ELASTICO**

EPICOMED®	67
EPICOMED® E+EMOTION	68
M 601	96
GENUMEDI®	96
GENUMEDI® E+EMOTION	97
GENUMEDI® PRO	97
GENUMEDI® PSS	98
GENUMEDI® PT	98
LEVAMED® 508	123
LEVAMED® E+MOTION	124
LEVAMED® ACTIVE	124
ACHIMED® 511	125
M 501	125

**LINEA FULLFIT®**

GOMITIERA FullFit®	129
COSCIALE FullFit®	130
GINOCCHIERA FullFit®	130
POLPACCERA FullFit®	131
CAVIGLIERA FullFit®	131

**LINEA FILAMED**

FILAMED® 101 / FILAMED® 111	56
FILAMED® 201	99
FILAMED® 301	99
FILAMED® 401	100
FILAMED® 451	100
FILAMED® 501	101
FILAMED® 601	101
FILAMED® 701	102
FILAMED® 701 AR	102
FILAMED® 701 WRAP	103
FILAMED® 801	103
FILAMED® 851	104
FILAMED® 901	121

**LINEA PROTECT**

PLANTARE PRT-S01	144
PLANTARE PRT-S02	144
SOLETTA PRT-S04	144
TALLONIERA PRT-S06	144
TALLONIERA PRT-S07	145
CUSCINETTO PRT-S09	145
CUSCINETTO PRT-S10	145
CUSCINETTO PRT-S11	145
SEPARATORE PRT-S12	146
DIVARICATORE PRT-S13	146
PROTEZIONE PRT-S20	146
PROTEZIONE PRT-S14	146
PRO_HALLUX PRT-S15 N	147
HALLUX_MED PRT-S16	147
PDN-ALV	147
FASCIA PRT-S21	148
PROTEZIONE PRT-S22	148
PROTEZIONE PRT-S23	148
MEMOSTEP PRT-S50	149
ACTIONSTEP PRT-S51	149

**LINEA KIDZ**

CLC-100K	134
DTX-03K	134
DTX-04K	135
RGB-100K	135
IMB-200K	136
RDS-100K	136
EPICO-REVOK	137
TEK-40	137
TTP-100K	138
GNT-601K	138
GNO-990	139
CVO-750K	139
M.STEP® KIDZ	140



## BLU INSOLE: IL PRIMO PASSO VERSO NUOVE DIMENSIONI DI BENESSERE.



ASSENZA  
DI FILI  
ESTERNI

SPESSORE  
SOTTILE

FACILE  
DA USARE

NUOVO



### INDICAZIONI

Rilevare il carico applicato dal paziente sull'arto interessato e fornire allo stesso un feedback, sonoro o meccanico (vibrazione), in due differenti situazioni:

1. raggiungimento del valore di *carico minimo*.
2. superamento del valore di *carico massimo*.



### MISURE (DX/SX)

Taglia unica personalizzabile 35-48

Codici d'ordine: BLU-100D (dispositivo Blu Insole), BLU-101S.DX, BLU-101S.SX (solette)

R A C H I D E C E R V I C A L E



## CLC-100

COLLARE CERVICALE MORBIDO

**STRUTTURA**

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone

**MENTONIERA**

- assente

**FORO TRACHEALE**

- assente

**RADIOTRASPARENTE**

- sì

**CHIUSURA**

- a strappo

**NOTE**

- dotato di maglina di ricambio

**INDICAZIONI**

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità

**MISURE****Taglie**    **Ø Collo**

S	32-38 cm
M	38-44 cm
L	44-50 cm

**Altezze** 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm**Codice d'ordine:** CLC-100

## CLM-250P

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO  
MODULABILE**STRUTTURA**

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone e rinforzo in polietilene

**MENTONIERA**

- assente

**FORO TRACHEALE**

- assente

**RADIOTRASPARENTE**

- sì

**CHIUSURA**

- a strappo

**NOTE**

- dotato di maglina di ricambio

**INDICAZIONI**

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervicalgia in quadro artrosico
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità

**MISURE****Taglie**    **Ø Collo**

S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm

**Altezza** 10 cm**Codice d'ordine:** CLM-250P

## CLL-300

COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ

**STRUTTURA**

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

**MENTONIERA**

- assente

**FORO TRACHEALE**

- assente

**RADIOTRASPARENTE**

- sì

**CHIUSURA**

- a strappo

**INDICAZIONI**

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

**MISURE****Taglie**    **Ø Collo**

XS	29-35 cm
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm

**Altezza** regolabile con sistema a strappo**Codice d'ordine:** CLL-300

## CLL-400

COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ  
CON MENTONIERA**STRUTTURA**

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

**MENTONIERA**

- presente

**FORO TRACHEALE**

- assente

**RADIOTRASPARENTE**

- sì

**CHIUSURA**

- a strappo

**INDICAZIONI**

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- dolore cervicale in artrite reumatoide iniziale
- dolore cervicale in artrosi
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

**MISURE****Taglie**    **Ø Collo**

S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm

**Altezza** regolabile con sistema a strappo**Codice d'ordine:** CLL-400

# CLL-901

COLLARE CERVICALE BIVALVE PHILADELPHIA



## STRUTTURA

- bivalve in plastazote con placche rigide di rinforzo anteriore e posteriore

## MENTONIERA

- presente

## FORO TRACHEALE

- presente

## RADIOTRASPARENTE

- sì

## CHIUSURA

- a strappo

## NOTE

- predisposizione per collegamento ad iperestensore modello F35, F35 POWER, I35 TOP

## INDICAZIONI

- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
- artrite reumatoide
- spondilite anchilosante
- esiti di fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate)
- esiti interventi chirurgici al rachide cervicale
- trattamento continuativo in patologie croniche non operabili (neoplastiche e non)
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- artrosi cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di severa entità

## MISURE

### Taglie Ø Collo

S	30-35 cm
M	35-40 cm
L	40-45 cm

<b>Altezza</b>	CLL-901/2 1/4	5 cm
	CLL-901/3 1/4	7,5 cm
	CLL-901/4 1/4	10 cm
	CLL-901/5 1/4	12 cm

Codice d'ordine: CLL-901



# CLL-700

COLLARE CERVICALE BIVALVE MALIBÙ



## STRUTTURA

- bivalve realizzata in polietilene espanso sostenuto da placche rigide in Kydex

## MENTONIERA

- presente

## FORO TRACHEALE

- presente

## RADIOTRASPARENTE

- sì (ad eccezioni delle parti in metallo)

## CHIUSURA

- con fibbie

## INDICAZIONI

- cervicalgia severa
- forme neoplastiche cervicali (primitive o secondarie)
- fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate) amieliche o mieliche in acuto
- esiti post chirurgici e non di fratture cervicali
- post operatorio di stabilizzazione cervicali
- instabilità cervicale per artrite reumatoide
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- artrosi cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di severa entità

## MISURE

Universale

Altezza regolabile con viti

Codice d'ordine: CLL-700

# MCD-100

COLLARE CERVICALE BIVALVE MINERVA



## STRUTTURA

- bivalve cervico-dorsale realizzata in polietilene espanso sostenuto da placche rigide in Kydex

## MENTONIERA

- presente

## FORO TRACHEALE

- presente

## RADIOTRASPARENTE

- sì

## CHIUSURA

- a strappo

## NOTE

- modellabile a caldo

## INDICAZIONI

- forme neoplastiche delle vertebre cervicali e delle prime dorsali (primitive o secondarie)
- fratture delle vertebre cervicali e delle prime dorsali stabili (singole o combinate)
- post chirurgia del tratto cervico-dorsale
- instabilità croniche cervico-dorsali e non operabili (neoplastiche e non)
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di grave entità


## MISURE

### Taglie Ø Torace Altezza

S	70-85 cm	40 cm
M	85-105 cm	45 cm
L	105-125 cm	50 cm

Codice d'ordine: MCD-100






TRONCO



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



Sistema di regolazione telescopica

**BANDA PELVICA**

- basculante

**SPINTA STERNALE**

- fissa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni

**STRUTTURA**

- scatolata in alluminio ed imbottiture antiscivolo spessorate grippanti
- regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza

**PELOTA DORSALE**

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico vertebrale e ulteriori sistema di stecche in alluminio modellabile
- disponibile in 3 taglie

**NOTE**

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia



Pelota sternale

**INDICAZIONI**


- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
XS	45-60 cm
S	60-80 cm
M	80-110 cm
L	110-130 cm

**Altezza** I35T-100 standard  
I35T-090 short

**Codici d'ordine:** I35T-100; I35T-090



Pelota sternale elastica basculante

**BANDA PELVICA**

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione (30°)

**SPINTA STERNALE**

- fissa dotata di pelota snodabile imbottita e rivestita in tessuto Sensitive® Fabric

**STRUTTURA**

- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
- imbottiture rivestite in tessuto Sensitive® Fabric a contatto con la pelle, con imbottiture laterali fissate mediante viti in tecnopolimero

**PELOTA DORSALE**

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in tessuto Sensitive® Fabric con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

**NOTE**

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

**INDICAZIONI**


- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

**Altezza** F35P-100 standard  
F35P-090 short

**Codici d'ordine:** F35P-100; F35P-090



Pelota sternale elastica basculante

**BANDA PELVICA**

- basculante

**SPINTA STERNALE**

- fissa dotata di pelota in similpelle snodabile imbottita

**STRUTTURA**

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

**PELOTA DORSALE**

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

**NOTE**

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

**INDICAZIONI**

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

**Altezza** F35-100, F35-100T standard  
F35-090, F35-090T short

**Disponibile in versione light:** F35-100T; F35-090T

**Codici d'ordine:** F35-100; F35-090



# F35-100TR

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI  
BASCULANTE CON REGOLAZIONE STERNALE



Pelota sternale  
pneumatica

Sistema di regolazione  
dell'appoggio sternale

## BANDA PELVICA

- basculante

## SPINTA STERNALE

- regolabile dotata di pelota pneumatica snodabile di dimensioni ridotte

## STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso
- possibilità di regolazione sternale

## PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

## NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

## INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

## MISURE


Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

Altezza F35-100TR standard  
F35-090TR bassa

Codici d'ordine: F35-100TR; F35-090TR

# G35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI FISSO



## BANDA PELVICA

- fissa

## SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

## STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

## PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

## INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

## MISURE


Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

Altezza G35-100 standard  
G35-090 bassa

Codici d'ordine: G35-100; G35-090

# ACCESSORI PER IPERESTENSORI

## PELOTE STERNALI



### A. PELOTA STERNALE CLASSICA

Posizionabile su **G35-100**

MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)

### B. ART. 42 PELOTA STERNALE ELASTICA

Struttura in alluminio elastica con effetto a molla

Posizionabile su **G35-100**

MISURE: taglia unica

### C. ART. 41 PELOTA STERNALE ELASTICA PNEUMATICA

Struttura in alluminio elastica con effetto a molla e imbottitura pneumatica. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

### D. ART. 43 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

### E. ART. 45 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

### F. ART. 44 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

## PELOTE DORSALI



### G. CF2-N CUSCINO LOMBOSACRALE

Cuscino lombosacrale anatomico con asta in alluminio modellabile

MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)

### H. PELOTA DORSALE CLASSICA

Posizionabile su **G35-100**

MISURE: piccola (S); media (M-L); grande (XL)

### I. ART. 44 PELOTA DORSALE

Con imbottitura e scarichi vertebrali

Posizionabile su **F35P-100, F35-100, F35-100TR** e **G35-100**

MISURE: piccola (S); grande (M-L-XL)

COLORE: bianco o grigio (per F35P-100)

### L. PELOTE DORSALI

Posizionabile su **I-35 TOP**

MISURE: piccola (XS)

media (S-M-L per I-35 TOP SHORT e S-M per I-35 TOP)  
grande (L)

## CHIUSURE



### M. CHIUSURA B. FAST

Codice d'ordine: **SP-TBF**

In colore bianco o grigio

### N. CHIUSURA PGS

Codice d'ordine: **SP-TPGS**

In colore bianco o grigio

**STRUTTURA**

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in una tasca in morbido tessuto di vellutino accoppiato

**TIRANTI**

- 2 tiranti personalizzabili che si agganciano alle fibbie presenti sulla patella anteriore
- il tirante ascellare è dotato di morbida imbottitura e stecca-guida per facilitare l'indosso e della spinta posteriore regolabile anti-assuefazione
- ampio tirante lombare

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo

**NOTE**

- si indossa come uno zainetto

**INDICAZIONI**


- cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- morbo di Scheuermann (cifosi idiopatica giovanile)
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- trattamento conservativo e non di neoplasie del tratto dorsale e lombare (singole o multiple)
- cedimenti su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D1-L5

**MISURE**

Taglie	H Tronco	Altezza asta
XS	fino a 43 cm	40 cm
S	44-49 cm	42 cm
M	50-55 cm	47 cm
L	56-61 cm	52 cm
XL	61-67 cm	56 cm



Codice d'ordine: M720

**STRUTTURA**

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in un modellatore in materiale elastico realizzato su misura

**TIRANTI**

- nessuno

**CHIUSURA ANTERIORE**

- con cerniera

**NOTE**

- discreto sotto gli abiti e personalizzato

**INDICAZIONI**


- esiti dolorosi di cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- tratto colonna interessato: D1-L5

**MISURE**

Prodotto personalizzato  
Richiedere la scheda per la corretta presa misure

Altezza su misura

Codice d'ordine: M700

**STRUTTURA**

- tessuto elastico Sensitive® Fabric, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

**TIRANTI**

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- doppia patella di chiusura a strappo in grado di modulare l'altezza anteriore del corsetto
- materiale antiarriacciamento

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 38 cm

Codice d'ordine: LSIL-200

**STRUTTURA**

- tessuto elastico Sensitive® Fabric, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

**TIRANTI**

- 3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo e antiarriacciamento

**INDICAZIONI**

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: LSIL-050

# LOMBOSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO  
CON FILO D'ARGENTO



## STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive® Fabric, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

## TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

## STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

## INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

## MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LSIL-100

# DORSOSILVER

CORSETTO SEMIRIGIDO CON FILO D'ARGENTO  
E SPALLACCI



## STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive® Fabric, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggiore comfort

## TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

- sistema Double X con incrocio posteriore e spallacci contrapposti imbottiti sagomati per un migliore comfort

## STECCATURA

- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

## INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

## MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 54 cm

Codice d'ordine: DSIL-100

# LOMBOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO STOFFA E STECCHE



## STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

## TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

## STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

## NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

## INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

## MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza LFU-600 36 cm  
LFD-610 38 cm

Codici d'ordine: LFU-600 uomo; LFD-610 donna

# LOMBOFIXÒ® 33-4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO STOFFA E STECCHE



## STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

## TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

## STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

## CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

## NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

## INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

## MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: LFU-500 uomo; LFD-510 donna

**STRUTTURA**

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

**TIRANTI**

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo e antiarriacciamento

**NOTE**

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento



Patella anteriore

**INDICAZIONI**

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

**MISURE BACINO**

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-700 uomo; DFD-710 donna

**STRUTTURA**

- tessuto in cotone elastico traspirante

**TIRANTI**

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

**NOTE**

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

**MISURE BACINO**

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza LFU-100 36 cm  
LFD-110 38 cm

Codici d'ordine: LFU-100 uomo; LFD-110 donna

**STRUTTURA**

- tessuto in cotone elastico traspirante

**TIRANTI**

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione che si agganciano anteriormente in un tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

**NOTE**

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

**INDICAZIONI**

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

**MISURE BACINO**

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-200 uomo; DFD-210 donna



## IN-CROSS

CORSETTO ELASTICO

**STRUTTURA**

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

**TIRANTI**

- tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo, morbida

**NOTE**

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

**INDICAZIONI**

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 28 cm

Codici d'ordine: INC-100 nero; INC-101 écru

## IN-CROSS 33

CORSETTO ELASTICO

**STRUTTURA**

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

**TIRANTI**

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo, morbida

**NOTE**

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

**MISURE**


Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: INC-200 nero; INC-201 écru

## PLURIVAL

CORSETTO ELASTICO TRAFORATO

**STRUTTURA**

- tessuto semirigido traforato jaquard

**TIRANTI**

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

**NOTE**

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

**INDICAZIONI**

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**


Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PLU-100

## GLAM

CORSETTO ELASTICO MODA

**STRUTTURA**

- tessuto semirigido traforato jaquard, sagomata anatomicamente

**TIRANTI**

- nessuno

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio presagomate, non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo, con patella ridotta

**NOTE**

- particolarmente adatto alla silhouette femminile

**INDICAZIONI**

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 25 cm

Codici d'ordine: GLA-100 nero/nero; GLA-200 nero/skin

**STRUTTURA**

- tessuto semirigido con particolare trama areata altamente traspirante

**TIRANTI**

- due fasce anelastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano creando un effetto a carrucola e si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in polietilene flessibile non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo con pelota addominale in polietilene rigida removibile

**NOTE**

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

**INDICAZIONI**

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	68-85 cm
M	80-100 cm
L	95-120 cm
XL	115-135 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PRT-T1

**STRUTTURA**

- tessuto in lycra elastica traspirante e antibatterico accoppiato con membrana idrofilica, realizzato senza cuciture

**TIRANTI**

- due fasce elastiche saldate alla pelota posteriore totalmente removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo

**NOTE**

- la patella anteriore è dotata di maniglia interna per facilitare la chiusura, il tirante removibile permette di modulare il tutore in base al percorso terapeutico del paziente

**INDICAZIONI**


- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	65-79 cm
M	80-94 cm
L	95-109 cm
XL	110-124 cm
XXL	125-140 cm

Altezza 2S-200, 2S-201 27 cm  
2S-250, 2S-251 24 cm**Codici d'ordine:**

2S-200 skin; 2S-250 skin; 2S-201 grigio; 2S-251 grigio

**STRUTTURA**

- tessuto elastico millerighe semirigido con sistema di trazione lombare a diamante

**TIRANTI**

- nessuno

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo

**INDICAZIONI**


- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-900

**STRUTTURA**

- tessuto elastico millerighe semirigido traspirante

**TIRANTI**

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo

**INDICAZIONI**

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-950



## CRL 300

CORSETTO ELASTICO IN LYCRA

**STRUTTURA**

- tessuto elastico in lycra

**TIRANTI**

- nessuno

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo

**NOTE**

- incrocio posteriore coadiuvante nell'efficacia della distrazione vertebrale

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	70-85 cm
M	80-95 cm
L	90-105 cm
XL	100-115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-300 nero; CRL-301 écru

## CRL 350

CORSETTO ELASTICO IN LYCRA CON TIRANTI

**STRUTTURA**

- tessuto in lycra

**TIRANTI**

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	70-85 cm
M	80-95 cm
L	90-105 cm
XL	100-115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-350 nero; CRL-351 écru

## LUMBAMED® BASIC

CORSETTO LOMBARE CON STECCHE DI STABILIZZAZIONE

**STRUTTURA**

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto

- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

**TIRANTI**

- nessuno

**STECCATURA**

- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare e removibili

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino		Ø Vita
	Donna 663	Uomo 664	
I	76-86 cm	66-76 cm	
II	87-98 cm	77-88 cm	
III	99-111 cm	89-101 cm	
IV	112-125 cm	102-115 cm	
V	126-140 cm	116-130 cm	

Altezza M.663 27 cm  
M.664 26 cm

Codici d'ordine: M.663 donna; M.664 uomo

Donna



Uomo



## LUMBAMED® PLUS

CORSETTO LOMBARE CON PELOTA MASSAGGIANTE

**STRUTTURA**

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto

- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

- pelota posteriore in silicone con superficie massaggiante in 3D dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile

**TIRANTI**

- nessuno

**STECCATURA**

- 2 stecche posteriori a spirale

**CHIUSURA ANTERIORE**

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

**INDICAZIONI**

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi; discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare; stati infiammatori dell'articolazione ileo-sacrale
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino		Ø Vita
	Donna 669	Uomo 666	
I	76-86 cm	66-76 cm	
II	87-98 cm	77-88 cm	
III	99-111 cm	89-101 cm	
IV	112-125 cm	102-115 cm	
V	126-140 cm	116-130 cm	

Altezza M.669 24 cm  
M.666 23 cm

Codici d'ordine: M.669 donna; M.666 uomo

Donna



Uomo



CORSETTO LOMBARE  
CON PELOTA MASSAGGIANTE EMOTION



Pelota massaggiante  
con fibre di quarzo

#### STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre di lana Merinos
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- pelota posteriore di silicone integrato con fibre di quarzo per un'azione massaggiante dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile

#### TIRANTI

- nessuno

#### STECCATURA

- 2 stecche a spirale posteriori

#### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE GLI ORDINI SARANNO  
EVASI CON IL MODELLO PRECEDENTE**

#### INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi e discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari e artrosi lombare
- stati infiammatori dell'articolazione ileo-sacrale
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

#### MISURE

Taglie	Ø Bacino donna	Ø Vita uomo
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza 24 cm

Codici d'ordine: M.670E

Donna



Uomo



CORSETTO CON SISTEMA A PONTE  
CON FUNZIONE  
DI MOBILIZZAZIONE PROGRESSIVA



#### STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

#### TIRANTI

- 2 fasce elastiche agganciate al sistema a ponte che si fissano anteriormente in un unico tirante

#### STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio armonico da modellare

#### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

#### NOTE

- sistema modulare per incrementare la mobilità

#### INDICAZIONI

- lombalgia; lombosciatalgia; discartrosi; discopatie; post operatorio di ernia discale; contratture muscolari lombari; artrosi lombare; stati irritativi piccole articolazioni; spondilolisi; spondilolistesi (grado 1 di Meyerding); traumi lievi del rachide lombare; tratto colonna interessato: D12-S1

#### MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna 667	Ø Vita Uomo 668
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M.667 35 cm  
M.668 37 cm

Codici d'ordine: M.667 donna; M.668 uomo


Donna



Uomo



CORSETTO PER L'ARTICOLAZIONE  
SACRO-ILIACA



#### STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- design modulabile
- 2 cuscinetti massaggianti posteriori riposizionabili e removibili

#### TIRANTI

- 2 fasce elastiche per garantire migliore elasticità e aderenza con possibilità di essere removibili

#### STECCATURA

- nessuna

#### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia

#### NOTE

- il corsetto permette la modulabilità sulla base del percorso terapeutico del paziente

#### INDICAZIONI

- patologia sacro-iliaca (syndrome SIJ); artrite e instabilità dell'articolazione sacro-iliaca; mialgie e tendinopatie della regione pelvica; instabilità della cintura pelvica; problematiche strutturali dopo spondilolistesi del tratto lombare della colonna (LWS); blocco ricorrente dell'articolazione sacro-iliaca; miotendinopatie ricorrenti (retto dell'addome, piriforme); diastasi e allentamento della sinfisi pubica; tratto colonna interessato: L5-S2




#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
I	70-85 cm
II	85-100 cm
III	100-115 cm
IV	115-130 cm
V	130-145 cm

Altezza 18 cm

Codici d'ordine: M.680



**STRUTTURA**

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

**CHIUSURA**

- con zip

**INDICAZIONI**

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari

**MISURE DONNA**

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm

**MISURE UOMO**


Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

**Codici d'ordine:**

colore nero - PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo / colore bianco - PXT-SHIRT B W donna; PXT-SHIRT B M uomo

**STRUTTURA**

- realizzata con la tecnologia del "capo integrale" ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato "Nilit Breeze" garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

**CHIUSURA**

- senza zip


**INDICAZIONI**

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**MISURE (UNISEX)**

Tg.	Ø Seno/Torace
XS	80-88 cm
S	88-96 cm
M	96-104 cm
L	104-112 cm
XL	112-122 cm

Codici d'ordine: PPS-TECH B bianca; PPS-TECH N nera

**STRUTTURA**

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

**CHIUSURA**

- senza zip


**INDICAZIONI**

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**MISURE (UNISEX)**

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm

Codici d'ordine: PPS-EFFECT B bianca; PPS-EFFECT N nera

**STRUTTURA**


- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

**CHIUSURA**

- con zip


**INDICAZIONI**

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**MISURE (UNISEX)**

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm

Codici d'ordine: PPS-PZIP B bianca; PPS-PZIP N nera

**STRUTTURA**

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

**CHIUSURA**

- con zip


**INDICAZIONI**

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**MISURE (UNISEX)**

Tg.	Ø Torace
1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm

Codici d'ordine: PPS-YOUNG UP B bianca; PPS-YOUNG UP N nera; PPS-YOUNG UP G grigia



Sistema modulare di trazione



Barre di rinforzo in alluminio

**STRUTTURA**

- la parte a contatto con il dorso è realizzata in materiale 3D traspirante, privo di cuciture
- le fasce di trazione ascellare ed addominale sono realizzate in materiale ad alto coefficiente elastico con sistema modulare di tensionamento
- dotato di barre di rinforzo in alluminio modellabile

**CHIUSURA**

- a strappo

**INDICAZIONI**


- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari

**MISURE**

Tg.	Ø Vita
XS	56-64 cm
S	64-72 cm
M	72-80 cm
L	80-90 cm
XL	90-100 cm

Altezza 44,5 cm

Codici d'ordine: PPS-DSO G grigio; PPS-DSO S skin



Riallineamento del bacino

**STRUTTURA**

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric
- fasce di spinta del cingolo sacrale rinforzate in materiale anelastico

**CHIUSURA**

- a strappo a livello addominale

**INDICAZIONI**

- coadiuvante nella correzione delle patologie correlate all'antiversione del bacino
- correzione atteggiamento iperlordotico
- coadiuvante nel trattamento delle stenosi lombari
- patologie della sacroiliaca

**MISURE DONNA**

Tg.	Ø Bacino
XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm

**MISURE UOMO**

Tg.	Ø Vita
S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm



Codici d'ordine: PXT-PANTS W donna; PXT-PANTS M uomo

A R T O S U P E R I O R E



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**STECCATURA**

- data dalla struttura stessa in ABS

**STRUTTURA**

- in ABS trasparente con fori per l'aerazione

**NOTE**

- disponibile anche in scatola completa di 30 pezzi nelle varie misure

**INDICAZIONI**

- fratture falangi distali
- distorsioni
- contusioni
- lesioni di Segond
- esito di intervento di Ishiguro

**MISURE**

Taglie La confezione (30 pz.) contiene:

1°	3 pz. mis. 1°
2°	4 pz. mis. 2°
3°	4 pz. mis. 3°
4°	4 pz. mis. 4°
5°	4 pz. mis. 5°
5° 1/2	4 pz. mis. 5°-1/2
6°	4 pz. mis. 6°
7°	3 pz. mis. 7°

**Codici d'ordine:**

STX-001 per singolo pezzo; STX-030 per confezione

**STECCATURA**

- nessuna

**STRUTTURA**

- in neoprene leggero

**PRESA POLLICE**

- FILAMED® 101: no
- FILAMED® 111: si

**CHIUSURA**

- a strappo sul polso

**INDICAZIONI FILAMED® 101**

- distorsioni lievi del polso
- lievi artralgie del polso
- polso SNAC iniziale
- polso SLAC iniziale
- lievi instabilità radio-carpiche

**INDICAZIONI FILAMED® 111**

- distorsioni di polso e primo dito
- iniziale morbo di De Quervain
- iniziale primo dito a scatto doloroso
- esiti lesioni di Stener (pollice dello sciatore)

**MISURE**

Taglia unica ambidestra

Codici d'ordine: FILAMED 101; FILAMED 111 con dito

**STECCATURA**

- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide

**STRUTTURA**

- cuffia interna di protezione in tessuto elastico senza cuciture

**PRESA POLLICE**

- si

**CHIUSURA**

- mediante sistema a strappo elastico sul polso

**INDICAZIONI**

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

**MISURE (DX/SX)**

Taglie Ø Polso

S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm

Codice d'ordine: SCA-101

**STECCATURA**

- nessuna

**STRUTTURA**

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con silicone interno

**PRESA POLLICE**

- si

**CHIUSURA**

- a strappo sul polso

**INDICAZIONI**

- rizoartrosi
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee


**MISURE (DX/SX)**

Taglie Ø Polso

S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm

Codice d'ordine: FIN-101





SCAPHOMED® + FINGER CAP

**STRUTTURA**

- il programma Night & Day è composto dal tutore SCAPHOMED® e FINGER CAP

**FASE DAY**

- prevede l'uso di SCAPHOMED® nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido

**FASE NIGHT**

- prevede l'uso di FINGER CAP durante la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide grazie all'innovativo tessuto elastico e contenitivo

**INDICAZIONI**

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

**MISURE (DX/SX)****Taglie**    **Ø Polso**

S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: PDN-SCA

**STECCATURA**

- elemento distanziale tra pollice e indice in tecnopolimero

**STRUTTURA BASE**

- in cotone all'interno e con ampie zone grippanti esternamente

**PRESA POLLICE**

- si con zona a soffietto modulabile alle varie conformazioni anatomiche del pollice e tiranti

**CHIUSURA**

- a strappo sia a livello del polso che del pollice

**NOTE**

- il dispositivo non impedisce la presa pollice-indice

**INDICAZIONI**

- rizoartrosi lieve o moderata
- artriti del carpo e metacarpo
- infortuni al legamento (es. pollice dello sciatore)
- infiammazioni all'articolazione del pollice

**MISURE (Ambidestro)****Taglie**    **Ø Polso**

I	13-17 cm
II	18-23 cm

Altezza 8 cm



Codice d'ordine: RHI-100

**STECCATURA**

- mediante la struttura in alluminio posta lateralmente

**STRUTTURA**

- in alluminio modellabile
- possibilità di regolazione del ROM dell'articolazione del polso e metacarpo falangea
- imbottitura termoformata in morbido vellutino grippante

**CHIUSURA**

- mediante 4 fasce a strappo regolabili

**NOTE**

- il tutore è un brevetto esclusivo FGP

**INDICAZIONI**

- fratture di IV e o V metacarpo conservative o chirurgiche
- fratture prima falange di IV e o V dito conservative o chirurgiche
- lussazione volare della metacarpo falangea IV e o V raggio
- lesione tendine superficiale e o profondo del IV-V raggio post operatorio
- morbo di Dupuytren IV e o V raggio
- lesioni tendini estensori (comune di IV e o V raggio e o proprio del V raggio) post operatorio
- lussazione dorsale della metacarpofalangea del IV e o V raggio
- dinamizzazione precoce o tardiva di IV e o V raggio (trattamento conservativo o post operatorio)

**MISURE (DX/SX)****Taglie**    **Altezza**

S	5,5-6,5 cm	23 cm
M	6,5-8,0 cm	25 cm
L	8,0-9,5 cm	27 cm

Nel prendere le misure va considerata la distanza tra i centri di rotazione del polso e del V metacarpo.

Codice d'ordine: PFO-100

**BLOCCATO IN FLESSIONE****DINAMICO****BLOCCATO A 0°****BLOCCO IN SWAN NECK POSITION**

## D.T3-01

IMMOBILIZZATORE STECCATO PRIMO DITO

**STECCATURA**

- laterale in alluminio modellabile

**STRUTTURA**

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

**PRESA POLLICE**

- si

**CHIUSURA**

- a strappo sul polso e sul pollice regolabile a misura tagliando il materiale in eccesso

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
S	fino a 15 cm
M	15-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 14,5 cm

Codice d'ordine: DT3-01

## PHYLO® 12

POLSIERA STECCATA

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

**STRUTTURA**

- parte interna in tessuto Phylo® traspirante, antibatterico e termoregolatore

**CHIUSURA**

- mediante 3 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e facilitata grazie al passante multiplo superiore

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 21 cm

Codice d'ordine: PHY-12

## DTX-04 MANUMED®

POLSIERA STECCATA

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

**STRUTTURA**

- in tessuto traspirante

**CHIUSURA**

- mediante 3 fasce a strappo
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: DTX-04

## DTX-05 MANUMED® T

POLSIERA STECCATA  
CON IMMOBILIZZATORE POLLICE**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

**STRUTTURA**

- in tessuto traspirante

**PRESA POLLICE**

- si

**CHIUSURA**

- mediante 3 fasce a strappo
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

**INDICAZIONI**

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: DTX-05

## D.T3-02

POLSIERA STECCATA

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

**STRUTTURA**

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

**CHIUSURA**

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-02

## D.T3-03

POLSIERA STECCATA LIGHT

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

**STRUTTURA**

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- apribile completamente

**CHIUSURA**

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-03

## DUAL LOCK

POLSIERA STECCATA AMBIDESTRA

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

**STRUTTURA**

- materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

**CHIUSURA**

- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

**MISURE**

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 21 cm

Codice d'ordine: DUA-100

## DUAL LOCK MAX

POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

**STRUTTURA**

- materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

**CHIUSURA**

- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

**MISURE**

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DUA-200

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

**STRUTTURA**

- parte interna in tessuto Phylo® traspirante, antibatterico e termoregolatore

**CHIUSURA**

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e facilitata grazie al passante multiplo superiore

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: PHY-13

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

**STRUTTURA**

- in tessuto traspirante
- apribile completamente

**CHIUSURA**

- mediante 3 fasce a strappo
- la fascia polso è amovibile e riposizionabile per la personalizzazione del tutore e per una maggiore stabilità dell'articolazione

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 14 cm
S	15-17 cm
M	18-20 cm
L	21-23 cm
XL	oltre 23 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DTX-06

**STECCATURA**

- mediante struttura interna in alluminio modellabile

**STRUTTURA**

- doppia imbottitura elettrosaldada con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

**CHIUSURA**

- mediante 3 cinturini a strappo regolabili

**INDICAZIONI**

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	14,5-19,5 cm	22 cm
2°	19,5-23,5 cm	24 cm

Codice d'ordine: PLE-101

**STECCATURA**

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con supporto per pollice

**STRUTTURA**

- doppia imbottitura elettrosaldada con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

**PRESA POLLICE**

- si

**CHIUSURA**

- mediante 3 cinturini regolabili a strappo e cinturino di fissaggio del pollice

**INDICAZIONI**

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 22 cm

Codice d'ordine: PLE-201

**STECCATURA**

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con prolungamento sulle dita della mano

**STRUTTURA**

- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

**CHIUSURA**

- mediante 4 cinturini a strappo regolabili

**INDICAZIONI**

- lesioni nervo radiale
- esiti fratture combinate di mano e polso
- post operatorio di lesioni a tendini flessori ed estensori dal II al IV raggio
- sindrome del tunnel carpale

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Lungh. mano
S	15-17,5 cm
M	17,5-19,5 cm
L	19,5-22 cm

Altezza 29 cm

Codice d'ordine: CTP-101



NUOVO

Cuscinetto pressore orientabile

**STRUTTURA**

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

**PRESSORE**

- cuscinetto pressore orientabile in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

**CHIUSURA**

- a strappo con sistema di tensionamento facilitato grazie alle tacche numerate di riferimento
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

**NOTE**

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

**INDICAZIONI**

- epicondiliti
- epitrocleiti



Disponibile in 4 colori

**MISURE**

Taglia unica ambidestra

**Codice d'ordine:**

EPI-200 F fucsia; EPI-200 L lime;  
EPI-200 A azzurro; EPI-200 G grigio

**STRUTTURA**

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

**PRESSORE**

- pneumatico posizionabile nella zona desiderata

**CHIUSURA**

- a strappo

**INDICAZIONI**

- epicondiliti
- epitrocleiti

**MISURE**

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-FSP



Cuscinetto pressore in grado di realizzare un micro massaggio

**STRUTTURA**

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole

**PRESSORE**

- in silicone integrato lateralmente con scarico trocleare e superficie massaggiante
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

**INDICAZIONI**

- epicondiliti
- epitrocleiti
- esiti lussazione del gomito
- borsite olecranica
- versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche

**MISURE (ambidestro)**

Taglie	Ø Avambraccio
I	17-20 cm
II	20-23 cm
III	23-26 cm
IV	26-29 cm
V	29-32 cm
VI	32-35 cm



5 cm dal gomito

Codice d'ordine: M.822

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO  
CON PRESSORE IN SILICONE EMOTION

NUOVO



Cuscinetto pressore  
in grado di realizzare  
un micro massaggio

medi

#### STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole

#### PRESSORE

- in silicone con fibre di quarzo con scarico trocleare e superficie massaggiante
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

#### INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti
- esiti lussazione del gomito
- borsite olecranica
- versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE GLI ORDINI SARANNO  
EVASI CON IL MODELLO PRECEDENTE

#### MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Avambraccio

II	20-23 cm
III	23-26 cm
IV	26-29 cm
V	29-32 cm
VI	32-35 cm



5 cm  
dal gomito

Codice d'ordine: M.822E

REGGIBRACCIO SEMPLICE  
CON REGOLAZIONE A STRAPPO



#### STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema a strappo

#### CHIUSURA

- a strappo

#### INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomeroale e o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

#### MISURE

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine: RGB-150

REGGIBRACCIO SEMPLICE



#### STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla regolabile mediante fibbia dotata di tubolare di protezione collo

#### CHIUSURA

- mediante fibbia

#### INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomeroale e o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

#### MISURE

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine: RGB-100

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA  
CON ACCESSORIO PER CONTENIMENTO GOMITO



#### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito libero
- cuffia in tessuto traspirante tridimensionale con bordatura in cotone per la stabilizzazione del gomito con sistema a strappo
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

#### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- cinghie nella zona delle spalle in vellutino grippante con doppio manicotto imbottito a protezione del collo

#### NOTE

- le dimensioni ampie e il design sagomato rendono il dispositivo maggiormente confortevole e permettono di avvolgere e contenere più efficacemente la zona interessata

#### INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-200N

## IMB-300

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA  
CON GOMITO CHIUSO



### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con contenimento del gomito
  - dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grappante
- ### STRUTTURA CINGHIAGGIO
- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

### INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-300

## IMB-350G

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA  
CON GOMITO CHIUSO IN TESSUTO GRIPPANTE



### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno con gomito chiuso
  - dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grappante
- ### STRUTTURA CINGHIAGGIO
- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

### INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-350 OG

## IMB-400

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 30° A 70°



### GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

### STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce a strappo in vellutino imbottito grappante
- dotato di fascia addominale a strappo

### NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

### INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-400

## IMB-700N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



### GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

### STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino grappante con cinturino di sostegno del pollice

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura; dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

### NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

### INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

### MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: IMB-700N

## KIT POST OP. SPALLA

KIT RIABILITAZIONE SPALLA CON CUSCINO  
IMB-700N + 2 FASCE ELASTICHE A RESISTENZA  
VARIABILE + 1 LIBRETTO DI ESERCIZI



IMB 700 N

### GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

### STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino con cinturino di sostegno del pollice

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura
- dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

### NOTE

- il kit comprende oltre al tutore IMB-700N 2 fasce elastiche a resistenza variabile e un libretto di esercizi per la riabilitazione

### INDICAZIONI

- coadiuvante riabilitazione patologie della spalla

### MISURE (ambidestro)

#### Taglie Lung. avambraccio

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: KIT-SPALLA

## IMB-700

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



### GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

### STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino grippante

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con fettuccia di rinforzo sulla base

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo, manicotto imbottito di protezione collo

- dotato di fascia addominale regolabile

### NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

### INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-700

## IMB-750

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 30°



### GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

### STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino grippante

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la redistribuzione del peso

- dotato di fascia addominale regolabile

### NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

### INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-750

## IMB-800 MULTISAS®

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA A 15°  
CON SISTEMA INTRA-EXTRA ROTAZIONE  
FINO A 20°



### GRADO ABDUZIONE

- a 15°

### STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico ed avvolgente con copertura in vellutino e morbida lycra nella zona di appoggio dell'avambraccio

- cuneo di regolazione intra-extra rotazione fino a 20° con copertura in vellutino grippante

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- rete di contenimento avambraccio in morbido tessuto traspirante agganciata con sistema a strappo sulla struttura del cuscino

- dotato di pallina riabilitativa

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo con fibbia a scatto di chiusura e cinghia sottoascellare per la redistribuzione del peso

- dotato di fascia addominale regolabile con fibbia a scatto

### NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna, inoltre l'alloggiamento dell'avambraccio inglobato nel cuscino stesso permette di distribuire in modo migliore il peso e ridurre lo stress muscolare, dotato di pallina riabilitativa

### INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

### MISURE (DX/SX)

Taglia unica

Codice d'ordine: IMB-800

**STRUTTURA BASE**

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione a strappo per controllare il movimento della spalla

**INDICAZIONI**

- instabilità articolazione glenomerale
- prevenzione lussazioni glenomerali
- esiti pregresse lussazioni glenomerali
- coadiuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare
- lussazione glenomerale recidivante
- esiti di intervento di Latarjet e artroscopia di spalla
- esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Rockwood

**MISURE (DX/SX)**

Taglie    Ø Torace

S	75-85 cm
M	82-100 cm
L	97-110 cm
XL	107-120 cm

Codice d'ordine: ACT-100



**STRUTTURA BASE**

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole
- dotato di cinghiaggio spalla elastico con doppia fibbia di regolazione per il controllo del movimento
- 2 anelli di trazione permettono di modulare il range di movimento
- cintura vita in materiale elastico

**INDICAZIONI**

- trattamento conservativo dell'artrosi dolorosa della spalla
- trattamento postoperatorio nelle protesi di spalla
- trattamento conservativo nella lussazione di spalla cronica o acuta
- esiti dolorosi post ricostruzione della cuffia dei rotatori

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Bicipite
0	inferiore 26 cm
I	26-29 cm
II	29-33 cm
III	33-36 cm
IV	36-39 cm



Codice d'ordine: M.808

**STRUTTURA BASE**

- sistema ad 8 con fasce di tensionamento ampie dotate di imbottitura morbida e sagomate anatomicamente
  - design studiato per garantire miglior vestibilità sotto gli abiti
  - inserto interno in silicone per maggiore stabilità
- STRUTTURA CINGHIAGGIO**
- fasce adattabili e ritagliabili, con fissaggio tramite linguette a strappo
  - dotato di fibbie autoadattanti per una vestibilità ottimale

**INDICAZIONI**

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

**MISURE**

Taglie	Ø Torace
XS	60-75 cm
S	75-90 cm
M	90-105 cm
L	105-115 cm
XL	115-125 cm



Codice d'ordine: RDS-100

**STRUTTURA BASE**

- della spinta posteriore termosaldata realizzata in materiale traspirante alveolare a contatto con la pelle e vellutino nella parte esterna
- i cinghiaggi delle spalle sono realizzati in monospugna all'interno e vellutino all'esterno con tubolari di protezione e agganciati con fibbie alla struttura posteriore

**INDICAZIONI**

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

**MISURE**

Taglie	Ø Torace
S	65-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-120 cm



Codice d'ordine: RDS-200

**STRUTTURA BASE**

- tessuto imbottito in poliammide e elastomero
- manico predisposto per l'inserimento di barre in alluminio laterali estraibili e modellabili

**STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO**

- polsino reggibraccio removibile
- STRUTTURA CINGHIAGGIO**
- sistema di cinghie a strappo regolabili e ritagliabili
  - dotato di fascia di immobilizzazione braccio removibile

**NOTE**

- copertura di protezione del manico per una maggiore discrezione e comfort

**INDICAZIONI**

- trattamento conservativo delle fratture dell'omero prossimale
- trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- trattamento post operatorio delle fratture di omero, scapola clavicola (Floating Shoulder)
- trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Braccio
S	21-28 cm
M	26-34 cm
L	31-40 cm



Codice d'ordine: HFB-100

# ACROFIX

TUTORE PER LUSSAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE



### STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili e fibbie autoadattanti
- fascia regolabile sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- cintura addominale a strappo con chiusura regolabile

### STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero e traspirante, con zona grippante nella regione del gomito
- fascia di rinforzo alla base
- anello d'ancoraggio per il pollice
- cinghia di sostegno del polso

### STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce in vellutino ritagliabili con fissaggio tramite linguette a strappo con pinzetta numerata
- sistema di fissaggio ad anello

### NOTE

- la numerazione delle fasce a strappo di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

### INDICAZIONI

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion clavari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	41-46 cm



Codice d'ordine: ACRO-100

# EPICO-REVO

TUTORE PER GOMITO ROM



### STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

### TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

### PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa
- a strappo

### CHIUSURA

- a strappo

### INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post op. o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero

### MISURE (DX/SX)

Taglia unica  
A richiesta versione Short

### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVO

# EPICO-REVO PS

TUTORE PER GOMITO ROM CON DISPOSITIVO DI PRONO SUPINAZIONE DEL POLSO



### STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- dispositivo palmare che consente la prono-supinazione del polso
- cintura spalla con tubolare di protezione collo

### TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con reg. ogni 10°)

### PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile
- a strappo

### CHIUSURA

- a strappo

### INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito e trattamento fratture distali dell'omero
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito

### MISURE (DX/SX)

Taglia unica  
A richiesta versione Short

### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVO PS

# REVO-KIT

ACCESSORIO PER PRONO SUPINAZIONE POLSO



### STRUTTURA

- dispositivo palmare in tecnopolimero che consente la prono-supinazione del polso mediante l'asta in acciaio

### PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

### CHIUSURA

- si aggancia ad incastro sulla struttura grazie alla particolare conformazione

### NOTA

- accessorio applicabile su versione per adulto del tutore EPICO-REVO

### NOTE

- accessorio applicabile su versione per adulto del tutore EPICO-REVO

### INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito e trattamento fratture distali dell'omero
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito

### MISURE (DX/SX)

Taglia unica  
A richiesta versione Short

### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: REVO KIT

# A R T O I N F E R I O R E



# IMA-110 HipOne®

TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA  
COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO



## STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grappante all'esterno

## SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120)

## CHIUSURA


- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

## INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetische del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm



## TABELLA REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

**Flex.** 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

**Imm.** 0° 15° 30°

## Codici d'ordine:

IMA-110 asta normale; IMA-120 asta corta

# IMA-110 BR HipOne®

TUTORE FUNZIONALE R.O.M.  
PER ANCA CON BRACCETTO DISTANZIALE



## STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grappante all'esterno

## SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- dotato di braccetto distanziale per permettere l'allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione del femore
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120 BR)

## CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

## INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetische del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm



## TABELLA REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

**Flex.** 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

**Imm.** 0° 15° 30°

## Codici d'ordine: IMA-110 BR asta normale;

IMA-120 BR asta corta; SP-HBR braccetto distanziale

# IMA-103

TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA



## STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in materiale plastico
- imbottitura in morbida monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

## SNODO

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

## CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

## INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetische del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80 cm	38-46 cm	35-40 cm
M	81-100 cm	47-56 cm	41-47 cm
L	101-115 cm	57-66 cm	48-54 cm
XL	116-135 cm	67-76 cm	55-62 cm



## TABELLA REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

**Flex.** 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

**Imm.** 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

**Codice d'ordine: IMA-103**

# IMA-150

TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA  
AMBIDESTRO



## STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottitura in vellutino grappante

## SNODO

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

## CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

## INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetische del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

## MISURE

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm



## TABELLA REGOLAZIONI

**Ext.** 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

**Flex.** 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

**Imm.** 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

**Codice d'ordine: IMA-150**

**STRUTTURA**

- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
- dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura

**SNODO**

- set di stecche a spirale

**CHIUSURA**

- del bacino e della coscia a strappo

**INDICAZIONI**

- FAI (femoral acetabular Impingment) pre-post operatorio
- esiti lussazioni d'anca
- coxartrosi non operabile
- esiti ri protesizzazioni anca

**MISURE (DX/SX)****Taglie Ø Vita**

S	60-72 cm
M	73-85 cm
L	86-98 cm
XL	99-110 cm

**Altezza** 44 cm**Codice d'ordine:** IMA-109

# STABIMED PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO  
PHYSIOGLIDE®



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione rapida mediante stop
- coprisnodo in poliuretano

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

## INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

Codice d'ordine: TEK-ST

# STABIMED PRO PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO  
POLICENTRICO



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna a strappo orientabile a 360°

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

## INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non; iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST PRO

# COLLAMED PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA CON SNODO  
PHYSIOGLIDE®



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione rapida mediante stop
- coprisnodo in poliuretano

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

## INDICAZIONI

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 40 cm

Codice d'ordine: TEK-CO



Spessori ridotti nella parte posteriore per un maggiore comfort



## PHYLO® 20

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE  
CON FORO ROTULEO

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- nessuno

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- nessuno

**CHIUSURA**

- nessuna

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PHY-20



## PHYLO® 40

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON  
STABILIZZATORE ROTULEO

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- nessuno

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in silicone ad anello

**CHIUSURA**

- nessuna

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PHY-40



## PHYLO® 41

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON  
STABILIZZATORE ROTULEO

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- nessuno

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360° con tasca

**CHIUSURA**

- nessuna

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-41



## PHYLO® 60

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE  
CON STECCHE A SPIRALE

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-60



## PHYLO® 61

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA  
CON STECCHE A SPIRALE

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phyllo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- nessuno

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- gonartrosi lieve

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-61

## PHYLO® 72

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phyllo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- policentrico con regolazione mediante stop

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna, orientabile a 360° con sistema a strappo

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento ed esiti distorsioni di ginocchio
- traumatismi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- instabilità post traumatica

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-72

**REGOLAZIONI**

Ext. Flex. Imm.

0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

## PHYLO® 72 A

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA  
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phyllo® traspirante con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- policentrico con regolazione mediante stop

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- nessuno

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-72A

**REGOLAZIONI**

Ext. Flex. Imm.

0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

## PHYLO® 74

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA  
CON SNODO POLICENTRICO

**STRUTTURA**

- soft in tessuto Phyllo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**

- policentrico libero

**TIPOLOGIA REGOLAZIONE**

- nessuna

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- nessuno

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

**MISURE**

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-74

## PHYLO® 75

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico libero
- coprisnodo in poliuretano

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna, orientabile a 360° con sistema a strappo

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

## INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- traumi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio e instabilità post traumatica
- gonartrosi lieve

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-75



## PHYLO® 76

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico libero ultrapiatto
- totalmente coperto ed estraibile

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

## INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-76



## PHYLO® 76 A

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA  
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore completamente apribile, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico libero ultrapiatto
- totalmente coperto ed estraibile

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

## INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-76 A



## PHYLO® 90 PT-CONTROL

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE DINAMICA  
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- regolazione mediante stop

## STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

## INDICAZIONI

- traumi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

## MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 36 cm

Codice d'ordine: PHY-90



## REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

LINEA PHYLO®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA DINAMICA  
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA

CINTURINO SOTTOROTULEO

CINTURINO PRESSORE  
SOTTOROTULEO



#### STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

#### SNODO/ASTE

- poli-centrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
- regolazione mediante stop

#### STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

#### CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

#### NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

#### INDICAZIONI

- traumatismi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

#### MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Altezza 36 cm

Codice d'ordine: PHY-90A



#### STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- con pressore pneumatico anatomico

#### CHIUSURA

- a strappo

#### NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

#### INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-TTP



#### STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

#### PRESSORE

- cuscinetto pressore in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

#### CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

#### NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

#### INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo



Disponibile in 4 colori

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

#### Codice d'ordine:

TRB-100 F fucsia; TRB-100 L lime;  
TRB-100 A azzurro; TRB-100 G grigio

**STRUTTURA**

- soft tubolare anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- bordo anti-arricciamento
- tramatura differenziata sul cavo popliteo e rotula

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- nessuno

**CHIUSURA**

- nessuna

**STRUTTURA**

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

**SNODO/ASTE**

- stecca a spirale mediale e laterale

**TIPOLOGIA REGOLAZIONE**

- nessuna

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

**CHIUSURA**

- nessuna

**INDICAZIONI**

- condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

**INDICAZIONI**

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

**MISURE**

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.601

**MISURE**

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

A richiesta disponibile la taglia VII in versione Extra Wide

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.613

**STRUTTURA**

- soft tubolare in materiale elastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

**SNODO/ASTE**

- stecca a spirale mediale e laterale

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in silicone con aggiunta di fibre di quarzo ed anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

**CHIUSURA**

- nessuna

**INDICAZIONI**

- condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE GLI ORDINI SARANNO  
EVASI CON IL MODELLO PRECEDENTE**MISURE**

Taglie	Ø A	Ø B
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.613E

**STRUTTURA**

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

**SNODO/ASTE**

- policentrico libero in tecnopolimero Easyglide

**TIPOLOGIA REGOLAZIONE**

- nessuna

**STABILIZZATORE ROTULEO**

- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

**CHIUSURA**

- mediante due fasce a strappo regolabili

**INDICAZIONI**

- instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio
- artrosi
- moderate lesioni del menisco
- lieve instabilità dei legamenti collaterali
- per la stabilizzazione e la compressione post operatoria, ad esempio dopo la parziale meniscectomia o la levigatura della cartilagine

**MISURE**

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.615



# GENUMEDI® PSS

GINOCCHIERA ELASTICA  
CON PRESSORE SOTTOROTULEO INTEGRATO



## STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

## SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- cinghia a strappo sottorotulea che permette la regolazione della pressione sul tendine indipendentemente dalla regolazione posteriore

## STABILIZZATORE ROTULEO

- stabilizzatore rotuleo e cuscinetto sottorotuleo in silicone 3D per massaggio

## CHIUSURA

- nessuna

## INDICAZIONI

- infiammazione del tendine rotuleo (Ginocchio del saltatore)
- sindrome di Osgood-Schlatter
- sindrome da dolore femoro-rotuleo
- condropatia e condromalacia rotulea
- lesioni al tendine del rotuleo
- artrosi retrorotulea
- malformazione di rotula
- sindrome della plica

## MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
0	34-37 cm	22-25 cm
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.616



# GENUMEDI® PT

GINOCCHIERA ELASTICA  
CON SISTEMA DI STIMOLAZIONE MUSCOLARE  
PER IL CONTROLLO DELLA ROTULA



## STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre d'eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

## SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- sistema di regolazione a strappo della spinta sul Trigger-point del vasto laterale

## STABILIZZATORE ROTULEO

- anello in silicone 3D per il massaggio e la stimolazione muscolare

## CHIUSURA

- nessuna

## INDICAZIONI

- sindrome del dolore femoro-rotuleo dovuta a squilibrio muscolare
- cattivo allineamento rotuleo
- lateralizzazione rotulea
- rotula ipermobile
- trattamento post operatorio (stabilizzazione della rotula)

## MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.614 DX/SX



# FILAMED® 201

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA TUBOLARE IN NEOPRENE



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, senza foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- nessuno

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- nessuna

## INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 201



# FILAMED® 301

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON SUPPORTO PATELLARE



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con fascia patellare di rinforzo e foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- nessuno

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

## CHIUSURA

- nessuna

## INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 301



# FILAMED® 401

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON STABILIZZATORE ROTULEO



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- nessuno
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- nessuna

## INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 401

# FILAMED® 451

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STECCA  
A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- stecca a spirale mediale e laterale
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- nessuna

## INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni di ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 451

# FILAMED® 501

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON STABILIZZATORE LATERALE A "J"



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e fascia a Y per la trazione rotulea
- SNODO/ASTE**
- stecche a spirale mediali e laterali
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in gomma tubolare a forma di J posizionata lateralmente e tensionabile con due fasce a Y in neoprene a strappo
- CHIUSURA**
- nessuna
- NOTA**
- a richiesta la J potrà essere posizionata verso l'alto o il basso

## INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



Altezza 32 cm

Disponibile su richiesta J superiore o J inferiore

Codice d'ordine: FILAMED 501 "J"

# FILAMED® 601

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON STECCHE A SPIRALE



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
- SNODO/ASTE**
- doppie stecche a spirale laterale e mediale
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo

## INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni di ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 601

# FILAMED® 701

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

## SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

## INDICAZIONI

- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi al ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701



# FILAMED® 701 AR

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA CON SNODO  
POLICENTRICO E INCROCIO SUL CAVO POPLITEO



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo, fasce posteriori sul cavo popliteo che incrociano per limitare l'iperestensione del ginocchio

## SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

## INDICAZIONI

- coadiuvante nelle sindromi da iperlassità legamentosa (Marfan, Ehlers-Danlos)
- esiti stabilizzati di lesioni al LCP
- lievi patologie rotulee
- lievi condropatie femoro-rotulee

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701 AR



# FILAMED® 701 WRAP

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA APERTA  
CON SNODO POLICENTRICO



## STRUTTURA

- soft in neoprene, con foro rotuleo e popliteo, completamente apribile anteriormente

## SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

## INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-37 cm
S	38-43 cm
M	44-49 cm
L	50-55 cm
XL	57-61 cm
XXL	oltre 62 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701 WRAP



# FILAMED® 801

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

## SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

## INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- esiti di distorsioni ginocchio
- instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 801



## REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

XS	0°	0°	0°
S	10°	10°	10°
M	20°	20°	20°
L	30°	30°	30°
XL	45°	45°	45°
		60°	
		75°	
		120°	

# FILAMED® 851

LINEA FILAMED®  
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA LUNGA  
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo

## INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- instabilità post traumatica

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

Codice d'ordine: FILAMED 851

# REHABRACE

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA RIABILITATIVA POLICENTRICA  
CON SISTEMA A MOLLE



## STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero con sistema a molle
- sistema di blocco e sblocco rapido mediante leva
- aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo

## INDICAZIONI

- Trattamento postoperatorio delle ricostruzioni isolate o associate del LCA con tendine rotuleo o tendini flessori
- Trattamento postoperatorio di osteotomie varizzanti
- Trattamento conservativo o postchirurgico, di fratture del piatto tibiale, delle spine tibiali e del femore distale
- Lesioni capsulari complesse del ginocchio ad eccezione delle lesioni del legamento crociato posteriore

## MISURE

Universale

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: REHA-100

# GNT-601

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°  
A 3 PANNELLI



## STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

## INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

## MISURE

Universale

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GNT-601

# GN-3PAN

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°  
A 3 PANNELLI ECONOMY



## STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con rete traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

## INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

## MISURE

Universale

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GN-3PAN

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA CON SUPPORTO TIBIALE  
PER PCL

**STRUTTURA**

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna di cotone all'interno e vellutino grippante all'esterno
- cuscinetto tibiale anatomico in poliuretano rivestito in cotone

**SNODO/ASTE**

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

**CHIUSURA**

- mediante sei fasce a strappo

**INDICAZIONI**

- trattamento post acuto rotture LCP
- post operatoria ricostruzione LCP
- trattamento conservativo di instabilità cronica del LCP

**MISURE**

Universale

**Altezze** 50 cm, 60 cm

**Codice d'ordine:** PTS

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M.

**STRUTTURA**

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

**SNODO/ASTE**

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

**CHIUSURA**

- mediante sei fasce a strappo

**INDICAZIONI**

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

**MISURE**

Corta:  
per arto <80 cm  
**Altezza** 57 cm

Lunga:  
per arto >80 cm;  
**Altezza** 63 cm

**REGOLAZIONI**

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

**Codice d'ordine:** GNO-970

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. SCHELETRICA

**STRUTTURA**

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

**SNODO/ASTE**

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

**CHIUSURA**

- mediante quattro fasce a strappo

**INDICAZIONI**

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

**MISURE**

Corta:  
per arto <80 cm  
**Altezza** 57 cm

Lunga:  
per arto >80 cm;  
**Altezza** 63 cm

**REGOLAZIONI**

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

**Codice d'ordine:** GNO-970 COOL

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. SCHELETRICA

**STRUTTURA**

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno

**SNODO/ASTE**

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

**CHIUSURA**

- mediante quattro fasce a strappo

**INDICAZIONI**

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

**MISURE**

Corta:  
per arto <80 cm  
**Altezza** 57 cm

Lunga:  
per arto >80 cm;  
**Altezza** 63 cm

**REGOLAZIONI**

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

**Codice d'ordine:** GNO-970 ECO COOL

# GNO-970 LEGGY® PLUS

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
  - valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale
- ### SNODO/ASTE
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

## CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

## INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

## MISURE

Corta:  
per arto <80 cm  
**Altezza** 57 cm

Lunga:  
per arto >80 cm;  
**Altezza** 63 cm

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970P

# GNO-970 LEGGY® PLUS ECO

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
  - valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale
- ### SNODO/ASTE
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

## CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

## INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

## MISURE

Corta:  
per arto <80 cm  
**Altezza** 57 cm

Lunga:  
per arto >80 cm;  
**Altezza** 63 cm

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 P ECO

# GNO-960

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA R.O.M. TELESCOPICA



## STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino a strappo all'esterno

## SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione
- aste in alluminio telescopiche

## CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

## INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

## MISURE

Universale

**Altezza** telescopica  
da 49 cm a 55 cm

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-960

# FLEX-PRO

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA R.O.M. TELESCOPICA



## STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

## SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- blocco/sblocco rapido a 0°/18°/30°/45°/60°
- aste in alluminio con sistema telescopico dotato di tacche di riferimento

## CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo
- regolazione telescopica singola della posizione dei passanti asolati

## INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

## MISURE

Universale

**Altezza** telescopica da 49 cm a 55 cm

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	20°
20°	20°	30°
30°	30°	45°
45°	45°	60°
60°	60°	
75°	75°	
90°	90°	
	105°	
	120°	

Codice d'ordine: GNO-975

# M.4<sup>®</sup>s PCL DYNAMIC

LINEA FUNZIONALI  
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL



## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- sistema di spinta tibiale regolabile con sistema epicicloideale

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo numerate regolabili e sistema di tensionamento epicicloideale per il cuscinetto tibiale

## INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni del legamento crociato posteriore
- trattamento conservativo delle lesioni capsulo legamentose complesse
- trattamento post operatorio nella ricostruzione del legamento crociato posteriore

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
	75°	
	90°	

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

**Codice d'ordine: M.4S-PCL**

# M.4<sup>®</sup>s COMFORT

LINEA FUNZIONALI  
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI  
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE<sup>®</sup>



## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI


Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
	75°	
	90°	
	120°	

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

**Codice d'ordine: M.4S-COM bianco; M.4S-COM N nero**

# M.4<sup>®</sup>s COMFORT SHORT

LINEA FUNZIONALI  
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA  
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE<sup>®</sup>



## STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio

- cappuccio di protezione Easy Click

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
	75°	
	90°	
	120°	

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

**Codice d'ordine: M.4S SHORT**

# M.4<sup>®</sup>s X LOCK

LINEA FUNZIONALI  
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CON  
SNODO PHYSIOGLIDE<sup>®</sup> E SISTEMA DI BLOCCO A 0°



## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in materiale idrorepellente all'interno e vellutino grippante all'esterno

## SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio

- cappuccio di protezione Easy Click

- leva rapida di blocco/sblocco snodo a 0°

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA


- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati
- trattamento post traumatico acuto di lesioni capsulo legamentose immediato post operatorio del ginocchio

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
	75°	
	90°	

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

**Codice d'ordine: M.4 S X.LOCK**

# PROTECT 4 EVO

LINEA FUNZIONALI  
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI  
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
  - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
  - imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
  - cappuccio di protezione con chiusura a vite

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: PRO4-EVO

# PROTECT 4 SHORT

LINEA FUNZIONALI  
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA  
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



## STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
  - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
  - imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
  - cappuccio di protezione con chiusura a vite

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PROTECT 4 S

# M.4<sup>®</sup>s OA

LINEA OA  
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



Chiave a brugola inclusa per regolazioni personalizzabili

## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
  - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
  - imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

Altezza 40 cm

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

## Codice d'ordine:

M.4S OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

# M.4<sup>®</sup>s OA SHORT

LINEA OA  
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO CORTA



## STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
  - fibbie di fissaggio fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
  - imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA


- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

## INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

## MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

Altezza 34 cm

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

## Codice d'ordine:

M.4S OA SH Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

# M.4<sup>®</sup>s OA COMFORT

LINEA OA  
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



Chiave a brugola  
inclusa per regolazioni  
personalizzabili

## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con sistema di personalizzazione
- giunti elastici delle arcate superiori e inferiori adattabili alle conformazioni
- giuntura in diagonale per garantire adattabilità
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottitura e cuscinetti in appoggio in tessuto accoppiato morbido e confortevole

## SNODO/ASTE

- snodo policentrico regolabile con asta femorale anteposta e cappuccio Easy Click
- Sistema di regolazione spinta varo/valgo facile e chiara grazie alla nuova grafica

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno
- mediante 6 fasce a scatto numerate e regolabili

## INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°	75°	90°

Altezza 40 cm

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Cod. ordine: M.4S OA COMF Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

# PROTECT 4 OA

LINEA OA  
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grappante

## SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno
- mediante 6 fasce a strappo regolabili

## INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°	75°	90°

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:  
PRO4 OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

# LIGHT OA

LINEA OA  
GINOCCHIERA PER OSTEOARTROSI



## STRUTTURA

- tubolare con parte superiore a Wrap
- tessuto Phylo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
- cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
- silicone interno per una maggiore stabilità
- rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto

## SNODO/ASTE

- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
- snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con asta superiore anteposta e valva di stabilizzazione

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno
- chiusura superiore wrap personalizzabile
- cinghie anteriori di tensionamento a strappo numerate e personalizzabili dotate di scala numerata per la giusta regolazione
- cinghie posteriori a strappo posizionate fuori dalla regione poplitea

## INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio o varo/valgo post traumatico
- varo/valgo artrosico lieve, moderato o costituzionale doloroso

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm		0°	45°	45°
S	37-45 cm		10°	60°	
M	45-51 cm		20°	75°	
L	51-57 cm		30°	90°	
XL	57-65 cm		45°		
XXL	65-74 cm				

Altezza 40 cm

Codice d'ordine:  
LIGHT OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

# SOFT OA

LINEA OA  
GINOCCHIERA PER OSTEOARTROSI



## STRUTTURA

- tubolare con parte superiore a Wrap
- tessuto Phylo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
- cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
- silicone interno per una maggiore stabilità
- rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto

## SNODO/ASTE

- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
- snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con anteposizione della parte femorale

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno
- chiusura superiore wrap personalizzabile
- 4 fasce a strappo numerate regolabili: 2 esterne sagomate e 2 interne con aggancio facilitato allo snodo

## INDICAZIONI

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm		-5°	0°	0°
S	37-45 cm		10°	10°	10°
M	45-51 cm		20°	20°	20°
L	51-57 cm		30°	30°	30°
XL	57-65 cm		45°	45°	45°
XXL	65-74 cm		60°	75°	90°

Altezza 43 cm

Codice d'ordine:  
SOFT OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

LINEA OA  
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
MONOCOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



#### STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico, dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grappante all'esterno

#### SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide unilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- cappuccio di protezione Easy Click

#### STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

#### NOTE

- dotata di cuscino pneumatico gonfiabile secondo le necessità

#### INDICAZIONI

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

#### MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

#### Codice d'ordine:

M.3 S Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

LINEA RECURVATUM  
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER RECURVATUM



#### STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grappante all'esterno

#### SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite
- sistema ARBS di ammortamento progressivo mediante gommini a shore differenziati

#### STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

#### INDICAZIONI

- controllo del genu recurvatum

#### MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°		
60°		
75°		
90°		

Le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Consigliamo uso modulo prese misure per prodotto personalizzato, senza nessun costo aggiuntivo.

#### Codice d'ordine: M.4 ARBS

Kit di regolazione come accessorio su richiesta.

#### PROTEZIONI



- A. CAP 100**  
PROTEZIONE ROTULEA PER GINOCCHIERE FUNZIONALI  
Protezione della rotula negli sport a rischio (motocross, etc.)

MISURE: universale

- B. VAL 100**  
VALVE DI PROTEZIONE  
per GNO 970 LEGGY<sup>®</sup> e GNO 970 LEGGY<sup>®</sup> ECO



#### STABILIZZATORI ROTULEI



- A. STABILIZZATORE ROTULEO**

cuscinetto stabilizzante per rotula in plastazote

- B. STABILIZZATORE ROTULEO**

cuscinetto stabilizzante per rotula grappante in schiuma di polietilene

- C. STABILIZZATORE ROTULEO**

cuscinetto stabilizzante ad anello per rotula in silicone

MISURE: piccolo, grande

#### SNODI PER GINOCCHIERE



- A. SNODO POLICENTRICO**

non regolabile con blocco in estensione per PHYLO<sup>®</sup> 74, PHYLO<sup>®</sup> 75

- B. SNODO POLICENTRICO PIATTO**

per STABIMED PRO PHYLOTEK<sup>®</sup> (colore nero), PHYLO<sup>®</sup> 76, PHYLO<sup>®</sup> 76 A, FILAMED<sup>®</sup> 701, FILAMED<sup>®</sup> 701 WRAP e FILAMED<sup>®</sup> 701 AR

- C. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE<sup>®</sup> PIATTO**

per FILAMED<sup>®</sup> 801

Versione lunga FILAMED<sup>®</sup> 851

- D. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE<sup>®</sup>**

per STABIMED PHYLOTEK<sup>®</sup>

Nella versione con aste lunghe per COLLAMED PHYLOTEK<sup>®</sup>

- E. SNODO POLICENTRICO REGOLABILE**

per PHYLO<sup>®</sup> 72, PHYLO<sup>®</sup> 72 A

Nella versione con aste lunghe per ARTHROFIX PHYLO<sup>®</sup>

# CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
REGOLABILE R.O.M.



CVO 710

## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. della dorso flessione da +20° a -40° e della pianta flessione da -20° a +40°, ogni 10°; immobilizzazione a 10° e 20°
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

## CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-700
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-710

## INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

## MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-700
S	32-38	41 cm
M	38-43	43 cm
L	43-48	46 cm



Altezza per CVO-710 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-700 normale; CVO-710 short

# CVO-700 ECO

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
REGOLABILE R.O.M. ECONOMY



CVO 700P ECO

## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno ed all'esterno per CVO-700 ECO
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompetta nella versione CVO-700P ECO

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. regolabile mediante pin
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- regolazione dell'articolazione R.O.M. della dorso flessione da 0° a 45° e della pianta flessione da 0° a 45° ogni 7.5 e possibilità di immobilizzazione a 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45°

## CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio

## INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

## MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa
S	36-39
M	40-42
L	43-45
XL	Oltre 45



Altezza 40 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine:  
CVO-700 ECO normale; CVO-700P ECO pneumatico

# CVO-750 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA FISSO A 0°



CVO 720

## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

## CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-750
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-720

## INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

## MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-750
S	32-38	39 cm
M	38-43	42 cm
L	43-48	44 cm



Altezza per CVO-720 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 normale; CVO-720 short

# CVO 750 ECO SMART

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
ECONOMY

CVO 750 ECO DELUX  
PNEUMATICO

NUOVO

## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno e all'esterno (versione SMART)
- imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno e all'esterno (versione DELUX)
- plantare traspirante e lavabile in materiale shock-absorbing
- kit di imbottiture per aumentare il comfort o removibili per aumentare l'ampiezza mediale laterale

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- un unico pezzo composto da scafo e guscio in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- pannello frontale flessibile e removibile
- protezione delle dita regolabile e removibile

## CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio

## INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

## MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa
S	36-40
M	40-44
L	44-47



Altezza 38 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 ECO NP (SMART, non pneumatico); CVO-750 ECO N (DELUX, pneumatico)

**STRUTTURA**

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- disponibile in versione:  
M.STEP® STANDARD dotata di valve lunghe in tecnopolimero  
M.STEP® ATHLETIC dotata di valve slim in tecnopolimero

**CHIUSURA**

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcanare

**INDICAZIONI**

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

**MISURE**

Taglia unica ambidestra

**Altezza**

**Standard** 27 cm

**Athletic** 25 cm

Codici d'ordine: M.STEP STANDARD, M.STEP ATHLETIC

**STRUTTURA**

- cuscinetto in materiale plastico gonfiabile con pompetta

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- dotata di valve in materiale plastico

**CHIUSURA**

- a strappo mediante cinturini
- cinturino regolabile sottocalcanare

**INDICAZIONI**

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

**MISURE**

Taglia unica ambidestra

**Altezza** 25 cm

Codice d'ordine: CVO-601

**STRUTTURA**

- in neoprene

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

**CHIUSURA**

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

**INDICAZIONI**

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

**MISURE**

Taglie Ø Collo piede

XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: FILAMED 901

**STRUTTURA**

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

**CHIUSURA**

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

**NOTE**

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

**INDICAZIONI**

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

**MISURE**

Taglie Ø Collo piede

XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: DT3-CVT

CAVIGLIERA CON BENDAGGIO AD 8

CAVIGLIERA STABILIZZANTE CON PLACCHE MALLEOLARI

TUTORE PER CAVIGLIA E PIEDE CIONDOLANTE

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE



CL8-100

**STRUTTURA**

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

**CHIUSURA**

- a strappo posizionata posteriormente

**NOTE**

- disponibile in colore nero e skin

**INDICAZIONI**

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

**MISURE**

Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



Codice d'ordine: CL8-100 nero; CL8-200 skin

**STRUTTURA**

- in poliestere con tallone aperto

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- placche malleolari in materiale plastico estraibili

**CHIUSURA**

- a laccio

**INDICAZIONI**

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

**MISURE**

Taglie	Calzata scarpa
S	37-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46



Codice d'ordine: CVO-800

**STRUTTURA**

- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio

**CHIUSURA**

- a strappo mediante cinturino

**NOTE**

- il materiale può essere ritagliato a misura e modellato

**INDICAZIONI**

- trattamento del piede ciondolante

**MISURE (DX/SX)**

Uomo - Altezza 34 cm  
Donna - Altezza 31 cm

Codice d'ordine: CVO-400

**STRUTTURA**

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climaresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio

**CHIUSURA**

- no

**INDICAZIONI**

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

**MISURE (ambidestro)**

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



Codice d'ordine: M.508

# LEVAMED® E+MOTION

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO  
IN SILICONE EMOTION



## STRUTTURA

- in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone con fibre di quarzo retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio

## CHIUSURA

- no

## INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE GLI ORDINI SARANNO  
EVASI CON IL MODELLO PRECEDENTE

## MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm



Codice d'ordine: M.508E

# LEVAMED® ACTIVE

CAVIGLIERA ELASTICA CON SISTEMA DI CINGHIE  
STABILIZZANTI



## STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture
- dotata di sistema di fasce a strappo per garantire la stabilità all'articolazione e controllare la supinazione

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati

## CHIUSURA

no

## NOTE

- la cavigliera, se necessario, può essere indossata senza il sistema di fasce stabilizzanti

## INDICAZIONI

- funzionalità ridotta dei legamenti dell'articolazione tibio-tarsale
- insufficienza legamentosa
- protezione da ulteriori distorsioni, in particolare nell'attività sportiva
- stati infiammatori dell'articolazione tibio-tarsale (acuti o cronici, posttraumatici o post operatori)
- lievi lesioni della sindesmosi

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



Codice d'ordine: M.508ACTIVE

# ACHIMED®

CAVIGLIERA ELASTICA PER IL TENDINE  
D'ACHILLE CON SUPPORTI IN SILICONE



## STRUTTURA

- in materiale elastico latex-free con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone integrati

## CHIUSURA

- no

## NOTE

- dotata di una coppia di tallonette in silicone per ridurre le tensioni del tendine d'Achille

## INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie achilodinia
- borsite del tendine di Achille

## MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



Codice d'ordine: M.511

# CAVIGLIERA M 501

CAVIGLIERA ELASTICA POLIESTENSIVA



## STRUTTURA

- anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- tramatura differenziata sul tallone

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- no

## CHIUSURA

- no

## INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

## MISURE (ambidestro)


Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



Codice d'ordine: M.501

# CVO-730 KIT

SET DI 3 CUNEI DI PRONAZIONE  
PER TUTORE WALKER



## STRUTTURA

- kit composto da 3 cunei di pronazione di 10° ciascuno utilizzabili anche in combinata
- realizzati in gomma sintetica

## NOTE

- accessori per CVO 750, CVO 750 ECO N, CVO 720, CVO 750 ECO NP

## INDICAZIONI

- coadiuvante nel trattamento riabilitativo del tendine di Achille

## MISURE

S	32-38
M	38-43
L	43-48

Codice d'ordine: CVO-730 KIT

# SWI-BAS

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA  
MONOPODALICA



## STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone in poliuretano
- tavoletta monopodalica

## INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

## MISURE

Singola - unica

Codice d'ordine: SWI-BAS

# SWI-TWO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA  
BIPODALICA



## STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone
- tavoletta a ufo bipodalica

## INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

## MISURE

Singola - unica  
(diametro 36 cm)

Codice d'ordine: SWI-TWO

# SWI-PRO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA  
CON LASER



## STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato, dotato di rullo in gomma orientabile a 360° e di un puntatore a luce laser
- tavoletta monopodalica

## NOTE

- la luce laser permette di compiere molteplici esercizi riabilitativi e creare programmi personalizzati per spalla, anca e caviglia (metodo Perfetti)

## INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia e della spalla

## MISURE

Singola - unica

PER USO PROFESSIONALE

Codice d'ordine: SWI-PRO

# GOMITIERA

GOMITIERA FULLFIT®



#### STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®

#### PRESSORE

- in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata, con fascia di tensionamento a strappo

#### NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

#### INDICAZIONI

- lievi epicondiliti o epitrocleiti
- trattamento conservativo della borsite olecranica
- esito rottura tendine distale del bicipite brachiale
- esito protesi capitello radiale
- esiti stabilizzati di fratture e lussazioni del gomito
- post operatorio nelle artroscopie di gomito

#### MISURE

Taglie Ø Avambraccio

XS	18-22 cm
S	22-26 cm
M	26-30 cm
L	30-35 cm

Altezza 24,5 cm



5 cm  
dal gomito

Codice d'ordine: FFG-300

# COSCIALE

SUPPORTO PER COSCIA  
FULLFIT®



## STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

## NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN antibatterico, in grado di mantenere il naturale equilibrio della pelle

## INDICAZIONI

- trattamento delle contratture muscolari della coscia
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	40-45 cm
S	45-50 cm
M	50-56 cm
L	56-62 cm
XL	62-68 cm

Altezza anteriore 23 cm

Codice d'ordine: FFC-100



# GINOCCHIERA

GINOCCHIERA TUBOLARE SAGOMATA  
FULLFIT®



## STRUTTURA

- soft tubolare in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

## STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

## CHIUSURA

- nessuna

## NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio antibatterico della pelle

## INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

## MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-38 cm
S	38-45 cm
M	45-52 cm
L	52-59 cm
XL	59-66 cm
XXL	66-74 cm

Altezza 31,5 cm

Codice d'ordine: FFK-400



# POLPACCERA

SUPPORTO PER POLPACCIO  
FULLFIT®



## STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® anatomica

## NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

## INDICAZIONI

- trattamento delle contratture muscolari del polpaccio
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

## MISURE

Taglie Ø Polpaccio

S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm

Altezza 29 cm

Codice d'ordine: FFP-200



# CAVIGLIERA

CAVIGLIERA SEMPLICE  
FULLFIT®



## STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®

## CHIUSURA

- no

## NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

## INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

## MISURE

Taglie Ø Caviglia

S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm

Codice d'ordine: FFA-500





L I N E A K I D Z



LINEA KIDZ

# CLC-100K

COLLARE CERVICALE MORBIDO  
PEDIATRICO



## STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in lycra

## MENTONIERA

- assente

## FORO TRACHEALE

- assente

## RADIOTRASPARENTE

- sì

## CHIUSURA

- a strappo

## INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- coadiuvante nel trattamento del torcicollo miogeno

## MISURE

Taglie	Ø Collo	Altezza
1°	18-22 cm	5 cm
2°	22-28 cm	6 cm
3°	28-33 cm	7 cm



Codice d'ordine: CLC-100K

# DTX-03K

POLSIERA STECCATA PEDIATRICA



## STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

## STRUTTURA

- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
- completamente apribile

## CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

## NOTE

- per circonferenza polso superiore a 15 cm vedere prodotto con codice DT3-02

## INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	10-11 cm	13 cm
2°	11-13 cm	14 cm
3°	13,5-14,5 cm	15 cm
4°	oltre 15 cm	16 cm



Codice d'ordine: DTX-03K

# DTX-04K

POLSIERA STECCATA LUNGA  
PEDIATRICA



## STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

## STRUTTURA

- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
- completamente apribile

## CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

## NOTE

- per circonferenza polso superiore a 15 cm vedere prodotto con codice DTX-06

## INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	10-11 cm	16 cm
2°	11-13 cm	18 cm
3°	13,5-14,5 cm	20 cm
4°	oltre 15 cm	22 cm



Codice d'ordine: DTX-04K

# RGB-100K

REGGIBRACCIO SEMPLICE  
PEDIATRICO



## STRUTTURA

- soft con sacca in morbido tessuto in vellutino e monospugna all'interno
- fascia spalla in nastro jaquard regolabile con sistema a strappo
- dotato di imbottitura per protezione collo

## CHIUSURA

- a strappo

## INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito

## MISURE

Taglie	
1°	da 3 a 8 anni
2°	da 8 a 12 anni

Codice d'ordine: RGB-100K

# IMB-200K

IMMOBILIZZATORE BRACCIO  
E SPALLA PEDIATRICO



## STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito libero
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino

## STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino imbottito

## INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla
- trattamento distacchi epifisari composti della testa omerale
- fratture composte di clavicola

## MISURE

### Taglie

1°	da 3 a 8 anni
2°	da 8 a 12 anni

Codice d'ordine: IMB-200K

# RDS-100K

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE  
PEDIATRICO



## STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- cinghiaggio spalle in nastro jacquard regolabile con sistema a strappo e tubolare di protezione nella zona ascellare

## INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- lussazioni acromion clavari

## MISURE

### Taglie

1°	da 3 a 5 anni
2°	da 5 a 8 anni
3°	da 8 a 12 anni

Codice d'ordine: RDS-100K

# EPICO-REVOK

TUTORE PER GOMITO R.O.M.  
PEDIATRICO



## STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in vellutino esternamente e monospugna all'interno
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

## TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo R.O.M. di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

## PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

## CHIUSURA

- a strappo

## INDICAZIONI

- esiti fratture sovracondiloidee dell'omero
- esiti distacchi epifisari del gomito
- lussazione traumatica del gomito
- esiti fratture biossee dell'avambraccio
- esiti fratture di gomito

## MISURE (DX/SX)

Universale

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVOK

# TEK-40

LINEA PHYLOTEK®  
GINOCCHIERA TRASPIRANTE  
PEDIATRICA



## STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- nessuno

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

## CHIUSURA

- nessuna

## NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

## INDICAZIONI

- dolore femoro-rotuleo
- lievi tendinopatie del rotuleo
- esiti lussazioni rotulee
- strabismo rotuleo
- iperlassità di rotula
- morbo di Sinding-Larsen-Johansson
- iniziale Osgood-Schlatter

## MISURE

### Taglie

Taglie	Ø Coscia	Altezza
S	20-25 cm	18 cm
M	24-29 cm	21 cm
L	28-33 cm	22 cm



Codice d'ordine: TEK-40

# TTP-100K

CINTURINO SOTTOROTULEO  
PEDIATRICO



## STRUTTURA

- esterna in poliuretano con imbottitura in morbido materiale traspirante con texture jeans
- con pressore in silicone rivestito in lycra

## CHIUSURA

- a strappo con sistema di sgancio rapido

## NOTE

- tessuto esterno con disegno jeans

## INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter

## MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: TTP-100K

# GNT-601K

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA PEDIATRICA  
IMMOBILIZZATRICE 0° A 3 PANNELLI



## STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con texture jeans

## SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

## CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

## NOTE

- vellutino esterno con disegno jeans

## INDICAZIONI

- esiti fratture distacchi epifisari del ginocchio
- traumi distorsivi del ginocchio

## MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
1°	da 0 a 3 anni	21 cm
2°	da 3 a 7 anni	26 cm
3°	da 7 a 10 anni	31 cm
4°	da 10 a 14 anni	40 cm

Codice d'ordine: GNT-601K

# GNO-990

LINEA POST OPERATORIA  
GINOCCHIERA R.O.M. PEDIATRICA



## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

## SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione mediante pin e coperchio di sicurezza montato su aste in alluminio

## CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

## NOTE

- vellutino esterno con texture jeans

## INDICAZIONI

- traumi distorsivi medio-gravi del ginocchio
- esiti distacchi epifisari del ginocchio
- esito epifisiodesi
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Blount
- iperlassità del ginocchio

## MISURE

Corta  
Altezza 25 cm  
Lunga  
Altezza 35 cm

Codice d'ordine: GNO-990

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
15°	15°	15°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°	60°	60°
	75°	
	90°	
	105°	

# CVO-750K

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
FISSO A 0° PEDIATRICO



## STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

## STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- suola antiscivolo con conformazione a barca

## CHIUSURA

- frontale dell'imbottitura a strappo e 4 fasce di fissaggio

## INDICAZIONI

- malattia di Sever
- trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- esiti di fratture distali di tibia e perone
- immobilizzazione post operatoria
- distorsioni di caviglia di III grado
- trattamento post operatorio dell'artrorisi (piede piatto)

## MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza
S	21-22	18 cm
M	23-25	20 cm
L	26-28	23,5 cm
XL	29-33	29,5 cm

Codice d'ordine: CVO-750K



**STRUTTURA**

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

**STRUTTURA STABILIZZATRICE**

- dotata di valve corte in tecnopolimero

**CHIUSURA**

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcanare

**INDICAZIONI**

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- esiti di distacchi epifisari della pinza malleolare
- esiti stabilizzati di frattura a legno verde del pilone tibiale e del perone distale

**MISURE**

Taglia unica ambidestra

Altezza 17 cm

Codice d'ordine: M.STEP KIDZ



THE GAME  
GOES ON.



L I N E A P I E D E





## PLANTARE PRT-S01

PLANTARE IN SILICONE CON COPERTURA IN TESSUTO

### TIPOLOGIA

- plantare

### STRUTTURA

- silicone con fori per aerazione
- con scarico metatarsale e calcaneare
- copertura in tessuto

### INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-45

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S01



## TALLONIERA PRT-S07

TALLONIERA IN SILICONE

### TIPOLOGIA

- talloniera

### STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

### INDICAZIONI

- tallonite

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	30-34
M	35-39
L	40-44
XL	45-47

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S07



## PLANTARE PRT-S02

PLANTARE IN SILICONE

### TIPOLOGIA

- plantare

### STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- fori per aerazione
- scarico metatarsale e calcaneare

### INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S02



## CUSCINETTO PRT-S09

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE ANTISCIVOLO

### TIPOLOGIA

- cuscinetto

### STRUTTURA

- silicone zigrinato con conformazione anatomica

### INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali

### MISURE (DX/SX)

#### Taglie

Unica

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S09



## SOLETTA PRT-S04

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEARE

### TIPOLOGIA

- mezza soletta

### STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

### INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S04



## CUSCINETTO PRT-S10

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE

### TIPOLOGIA

- cuscinetto

### STRUTTURA

- silicone con distanziatore da posizionare fra le dita per evitare spostamenti all'interno della calzatura

### INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S10



## TALLONIERA PRT-S06

TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

### TIPOLOGIA

- talloniera

### STRUTTURA

- silicone zigrinato
- scarico ad oliva per la zona calcaneare

### INDICAZIONI

- tallonite

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S06



## CUSCINETTO PRT-S11

CUSCINETTO IN SILICONE PER DITA A MARTELLO

### TIPOLOGIA

- cuscinetto

### STRUTTURA

- silicone conformato anatomicamente per le dita del piede
- dotato di separatore per evitare la frizione con la calzatura

### INDICAZIONI

- dito a martello doloroso

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S11



## SEPARATORE PRT-S12

SEPARATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

### TIPOLOGIA

- separatore

### STRUTTURA

- silicone con ridotto spessore

### INDICAZIONI

- deviazione delle dita dei piedi
- sfregamenti interdigitali
- callosità interdigitali

### MISURE

#### Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S12



## PRO\_HALLUX PRT-S15 N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

### TIPOLOGIA

- correttore

### STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

### INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

### MISURE (DX/SX)

#### Taglie Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	42-44
XL	oltre 44

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S15 N



## DIVARICATORE PRT-S13

DIVARICATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

### TIPOLOGIA

- separatore

### STRUTTURA

- silicone con conformazione anatomica per il corretto alloggiamento fra le dita

### INDICAZIONI

- alluce valgo con secondo dito sovraddotto

### MISURE

#### Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S13



## HALLUX\_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

### TIPOLOGIA

- correttore

### STRUTTURA

- in tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini a strappo

### INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

### MISURE (DX/SX)

#### Taglie Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S16



## PROTEZIONE PRT-S20

PROTEZIONE TUBOLARE IN TESSUTO ED INTERNO IN SILICONE

### TIPOLOGIA

- protezione

### STRUTTURA

- in silicone all'interno e tessuto elastico all'esterno
- ritagliabile

### INDICAZIONI

- protezione per dito in griffe doloroso
- protezione per calli dolorosi

### MISURE

#### Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S20



## PDN-ALV

PROGRAMMA NIGHT & DAY PER ALLUCE VALGO



### TIPOLOGIA

- correttore

### STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore HALLUX\_MED e PRO\_HALLUX

### FASE DAY

- Prevede l'uso di PRO\_HALLUX durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone all'interno e sistema di regolazione laterale a strappo, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio

### FASE NIGHT

- Questa fase prevede l'uso di HALLUX\_MED durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e anallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale

### INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

### MISURE (DX/SX)

#### Taglie Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Codice d'ordine: PDN-ALV



## PROTEZIONE PRT-S14

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

### TIPOLOGIA

- protezione

### STRUTTURA

- silicone tubolare con anello di stabilizzazione

### INDICAZIONI

- borsite dolorosa della metatarsofalangea dell'alluce

### MISURE

#### Taglie Calzata scarpa

I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S14





## FASCIA PRT-S21

### FASCIA DI PROTEZIONE METATARSALE

#### TIPOLOGIA

- fascia

#### STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto metatarsale in silicone

#### INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

#### MISURE

##### Taglie

Unica

**Confezione:** 1 paio

**Codice d'ordine:** PRT-S21



## PROTEZIONE PRT-S22

### FASCIA DI PROTEZIONE CON CUSCINETTO ANATOMICO

#### TIPOLOGIA

- fascia

#### STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone con scarico centrale per alluce

#### INDICAZIONI

- alluce valgo

#### MISURE

##### Taglie

Unica

**Confezione:** 1 paio

**Codice d'ordine:** PRT-S22



## PROTEZIONE PRT-S23

### PROTEZIONE CON SILICONE PER ALLUCE VALGO

#### TIPOLOGIA

- protezione

#### STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone per alluce

#### INDICAZIONI

- alluce valgo

#### MISURE

##### Taglie

Unica

**Confezione:** 1 paio

**Codice d'ordine:** PRT-S23



UOMO

## MEMOSTEP PRT-S50

### SOLETTA COMFORT/WORK

#### TIPOLOGIA

- soletta

#### STRUTTURA

- copertura in microfibra super assorbente
- imbottitura effetto memory nella zona metatarsale e calcaneare
- parte inferiore in feltro termoformato con carboni attivi per una sensazione di freschezza e di controllo degli odori

#### IDEALE PER

- scarpe da tutti i giorni
- scarpe da lavoro

Non è un dispositivo medico.

#### MISURE - UOMO

##### Taglie Calzata scarpa

S	39-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46

**Confezione:** 1 paio

**Codice d'ordine:** PRT-S50M uomo



DONNA

Non è un dispositivo medico.

#### MISURE - DONNA

##### Taglie Calzata scarpa

S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42

**Confezione:** 1 paio

**Codice d'ordine:** PRT-S50W donna



## ACTIONSTEP PRT-S51

### SOLETTA SPORTIVA

#### TIPOLOGIA

- soletta

#### STRUTTURA

- copertura in microfibra assorbente con texture sportiva
- scocca semirigida iniettata nella parte del retro piede
- base realizzata da EVA di diverse densità
- inserto in EVA anti shock a livello del tallone
- parte inferiore con scanalature che garantiscono una maggiore stabilità all'interno della calzatura
- pelota metatarsale termoformata

#### IDEALE PER

- uso sportivo come corsa, trekking, basket, calcio, ciclismo etc.

#### MISURE

##### Taglie Calzata scarpa

S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42
XXL	43-44
XXXL	45-46

**Confezione:** 1 paio

**Codice d'ordine:** PRT-S51



Circonferenza collo



Circonferenza torace




Circonferenza vita



Circonferenza polso



Circonferenza bacino

Circonferenza coscia.  
A: misurare 15 cm al di sopra  
del centro del ginocchio.  
B: misurare 5 cm al di sotto  
del centro del ginocchioLunghezza mano.  
Misurare dal polso alla punta  
del dito medio

Circonferenza seno/vita

Circonferenza coscia.  
Misurare 10/15 cm al di sopra  
del centro del ginocchioMisurare dalla mezzeria della linea  
ideale che congiunge le estremità di  
ulna e radio (individuabili alla palpa-  
zione) all'inizio dell'ultima falange del  
pollice

Circonferenza torace/vita

Circonferenza gamba.  
Misurare 10/15 cm al di sotto  
del centro del ginocchioConsiderare la distanza tra i centri di  
rotazione del polso e del 5° metacarpo


Ampiezza spalle



Misura calzata scarpa

Lunghezza avambraccio.  
Misurare dal gomito alla base  
delle ditaLunghezza colonna  
vertebrale.  
Misurare dalla zona  
sacrale alla cervicale


Circonferenza caviglia

Circonferenza avambraccio.  
Misurare 5 cm al di sotto  
della punta del gomitoA: circonferenza vita.  
B: circonferenza prossimale  
C: circonferenza distale

Circonferenza collo del piede



Circonferenza bicipite

A: circonferenza vita.  
B: circonferenza prossimale

Prodotto Rivenditore Selezionato

L'eccellenza di FGP passa anche dalla scelta del canale di vendita. Per questo disponiamo che la vendita dei prodotti contrassegnati dal logo avvenga solo attraverso rivenditori selezionati e altamente professionali. Una scelta che tutela la nostra immagine, ma prima di tutto salvaguarda il benessere e la fiducia di chi si affida a noi. L'azienda prevede l'impiego del solo canale distributivo fisico per la vendita di tali prodotti.

L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli.



**FGP**  
Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
E [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it)



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**

