

CATALOGO GENERALE

DUEMILA

17



RACHIDE
CERVICALE



TRONCO



ARTO SUPERIORE
POLSO-MANO
AVAMBRACCIO-SPALLA



ARTO INFERIORE
GINOCCHIO



ARTO INFERIORE
CAVIGLIA



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LA NUOVA GENERAZIONE DELL'ENERGIA.







ANIMA INNOVATIVA E CURA ARTIGIANALE: LA NOSTRA IDENTITÀ È LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ.

Essere differenti è essere noi stessi: è essere professionisti e persone, ricettivi e propositivi, “made in Italy” e all’avanguardia. È credere nel benessere come diritto di tutti, e a tutti proporre soluzioni per migliorare la qualità della vita e quindi la libertà di vivere ogni gesto, ogni giorno.

Per tutti ci impegniamo aggiornando la nostra eccellenza, dialogando costantemente con medici e professionisti del settore, ascoltando le esigenze di chi ci sceglie e vive in prima persona l’esperienza dei nostri prodotti. Per tutti scegliamo tecniche, tecnologie e materiali sempre più evoluti che, grazie alla cura e alla sensibilità insostituibili dell’uomo, danno vita a tutori ortopedici e riabilitativi confortevoli, performanti, unici.

Perché essere speciali è la nostra specialità.


DAL CONTROLLO TOTALE, UN BENESSERE SPECIALE.

La nostra eccellenza è un impegno e una promessa che rinnoviamo ogni giorno con la scelta di un controllo assoluto in ogni fase. Dalla progettazione fino al confezionamento del prodotto, la nostra struttura è organizzata con reparti interni specializzati, che assolvono ognuno alla propria mansione in un flusso organico, strutturato per mantenere standard elevati ad ogni livello e garantire il massimo del comfort e della performance in ogni prodotto. La nostra eccellenza nasce così, da un controllo totale che, in ogni prodotto, diventa un benessere speciale.

IL BENESSERE OLTRE OGNI LIMITE NASCE SOLO NEI NOSTRI CONFINI.

Essere italiani è la nostra identità, decidere di mantenerla è la nostra scelta quotidiana. Una scelta consapevole, radicale, senza compromessi, che va dalla ricerca, alla progettazione, alla selezione delle materie prime, ai processi di lavorazione. Un impegno costante per mantenere standard qualitativi sempre ai massimi livelli e offrire così le migliori soluzioni per far vivere il periodo di recupero e i gesti quotidiani con il massimo della libertà, del comfort, della qualità della vita. Perché il benessere è un diritto di tutti, e la nostra italianità è la sua firma.





☆ **PERSONALIZZAZIONE.**

Possibilità di memorizzare i prodotti o i settori che sono di maggior interesse.

👤 **PROFILO.**

Il sistema adatta automaticamente i filtri di ricerca alle professionalità e alle specializzazioni inserite al momento dell'iscrizione.

🏠 **AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE.**

Un catalogo sempre a portata di mano, dove trovare tutti i prodotti e le ultime novità del mondo FGP.

🔍 **VELOCITÀ E PRECISIONE NELLA RICERCA.**

Il sistema intelligente di filtri, facile da usare grazie alla grafica intuitiva, guida alla soluzione più adeguata in pochi passaggi.




ORTESYSTEM®: LA RISPOSTA INNOVATIVA PER ACCEDERE A OGNI RISPOSTA.

In qualsiasi luogo, in ogni momento, Ortesystem® è la nuova soluzione che accompagna medici e tecnici ortopedici nella loro professionalità. La nuova app permette di accedere al mondo FGP per trovare più rapidamente e facilmente risposte sempre adeguate a ogni casistica. Un sistema di filtri intuitivo, diviso per categorie, guida il professionista fino all'ortesi ritenuta più efficace.

Con Ortesystem®, l'innovazione diventa un supporto indispensabile per essere sempre connessi con le esigenze del paziente, grazie a un sistema di ricerca facile, veloce, personalizzabile.



FGP Ortesystem



CON LE SUE TRAME FGP FIRMA STORIE QUOTIDIANE DI BENESSERE.

L'innovazione di FGP parte da lontano: dallo studio interno del tessuto e la ricerca di materiali all'avanguardia, per far vivere un'esperienza di benessere completa attraverso soluzioni performanti e confortevoli. Un'innovazione che ha un fine, anzi un lieto fine: rispettare la libertà di movimento e migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita.



TESSUTO FULLFIT: PERFORMANCE, BENESSERE, COMFORT OVUNQUE.



FullFit è l'innovativo tessuto double-layer che unisce efficacia e comodità in un'unica soluzione dedicata a chi vive sport e gesti quotidiani come momenti di benessere.

La struttura esterna liscia garantisce maggior durata, mentre l'azione compressiva protegge i fasci muscolari e ne agevola l'attività. La struttura interna morbida e a nido d'ape offre una piacevole sensazione al tatto e permette di veicolare il sudore all'esterno, mantenendo il calore corporeo e garantendo traspirabilità.

Le proprietà antibatteriche rispettano il naturale equilibrio della pelle mentre elasticità e leggerezza rendono il tessuto adattabile ad ogni anatomia.






PHYLO®



TESSUTO PHYLO: IL COMFORT ATTIVO

Il tessuto Phyllo è un'esclusiva innovazione brevettata made in FGP, studiato per offrire il massimo del comfort. Phyllo segue differenti tecnologie di lavorazione e di trattamento per realizzare diversi modelli di tutori, il tutto all'interno di FGP, a ulteriore garanzia di qualità.


Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla sono studiate per svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d'aria. I fili di nuova generazione sono più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabilità e morbidezza.



HEIQ
FRESH TECH
DURABLE ODOR CONTROL

TRATTAMENTO FRESH TECH BY HeiQ LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO


Grazie al trattamento antibatterico Fresh Tech, Phyllo offre una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo.



HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

TERMOREGOLAZIONE SMART TEMP BY HeiQ IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO

Grazie al trattamento Smart Temp il tessuto Phyllo reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle. L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolandolo a temperatura. Il tessuto Phyllo offre una vera barriera protettiva naturale.



RACHIDE CERVICALE

CLC-100	18
CLC-100K	18
CLM-200	19
CLL-300	19
CLL-400	20
CLL-380	20
CLL-901	21
CLL-700	21
MCD-100	22

TRONCO

I-35 TOP	26
F35 POWER	27
F35-100	28
F35-100TR	28
EASY-C2	29
EASY-F2	29
G35-100	30
P35-100	30
ACCESSORI PER IPERESTENSORI	31
SPINOMED® IV	32
SPINOMED® III	33
SPINOMED® ACTIVE	33
LOMBOCOP RELAX	34
LOMBOCOP	34
LOMBOFIXÒ® 4.0	35
LOMBOFIXÒ® 33-4.0	35
DORSOFIXÒ® 4.0	36
LOMBOFIXÒ®	37
DORSOFIXÒ®	37
IN-CROSS	38
IN-CROSS 33	38
PLURIVAL	39
GLAM	39
PRO ACTION	40
2 SKIN®	40
FLEXÒ	41
CRM 950	41
CRL 300	42
CRL 350	42
LUMBAMED BASIC	43
LUMBAMED PLUS	43
LUMBAMED DISC	44
THERMO PAD	44
P+ FORCE	47
P+ TECH	48
P+ COMF	49
P+ YOUNG	50
P+ DORSOLLIEVO	51
P+ PANTS	53

ARTO SUPERIORE

POLSO-MANO	
STAX	56
FILAMED® 101 / FILAMED® 111	56

SCAPHOMED®	57
FINGER CAP	57
PDN-SCA	58
RHIZOMED® SOFT	58
PFO-100	59
D.T3-01	60
PHYLO® 12	60
DTX-04 MANUMED®	61
DTX-05 MANUMED®T	61
D.T3-02	62
DTX-03K	62
D.T3-03	63
DTX-07 MANUMED®	63
DTX-08 MANUMED®MAX	64
PHYLO® 13	64
DTX-06 MANUMED®LONG	65
DTX-04K	65
PLE-101 MANUMED® DISK	66
PLE-201 THUMBLOCK®	66
CTP-101 SUR.FING®	67

AVAMBRACCIO-SPALLA

PHYLO® FSP	67
EPIBRACE®	68
D.T3-FSP	68
EPICOMED®	69
GOMITIERA FullFit	69
RGB-150	70
RGB-100	70
RGB-100K	71
IMB-200 NEW	71
IMB-200K	72
IMB-300	72
IMB-350G	73
IMB-400	73
IMB-600 S	74
KIT SPALLA POST-OP	74
IMB-700N	75
IMB-700	75
IMB-750N	76
IMB-750	76
IMB 800	77
ACROFIX	77
HFB	78
SHOULDER ACTION	78
OMOMED®	79
RDS-100	79
RDS-100K	80
RDS-200 CLAVIO®	80
EPICO-REVO	81
EPICO-REVO PS	81
EPICO-REVOK	82
REVO KIT	82
TEUS	83

ARTO INFERIORE

ANCA-GINOCCHIO	
IMA-110 HipOne®	86

IMA-110 BR HipOne®	86	M.4®s SHORT	117
IMA-103	87	M.4®s X LOCK	118
IMA-150	87	PROTECT 4 EVO	118
IMA-109	88	PROTECT 4 S	119
IMA-KIDZ	88	M.4®s OA	119
COSCIALE FullFit	89	M.4®s OA SHORT	120
STABIMED PHYLOTEK®	90	PROTECT 4 OA	120
STABIMED PRO PHYLOTEK®	91	M.3®s	121
COLLAMED PHYLOTEK®	91	M.4® ANTIRECURVATUM	121
TEK-40	92	ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO	122
PHYLO® 20	92		
PHYLO® 40	93	CAVIGLIA	
PHYLO® 41	93	CVO-700 BOOTY®/CVO-710 BOOTY® SHORT	124
PHYLO® 60	94	CVO-700 ECO/CVO-700 P ECO	124
PHYLO® 61	94	CVO-750 BOOTY®/CVO-720 BOOTY® SHORT	125
PHYLO® 72	95	CVO-750 ECO / CVO-750 P ECO	125
PHYLO® 72 A	95	CVO-750K	126
PHYLO® 74	96	POLPACCERA FullFit	126
PHYLO® 75	96	D.T3-CVT	127
PHYLO® 76	97	FILAMED® 901	127
PHYLO® 76 A	97	8LIGHT	128
PHYLO® 90 PT-CONTROL	98	CAVIGLIERA FullFit	128
PHYLO® 90 A PT-CONTROL	98	M.STEP®	129
ARTHROFIX PHYLO®	99	M.STEP® KIDZ	129
D.T3-TTP	99	DUALSHELL II	130
PHYLO® TTP	100	CVO-601	130
TTP-100K	100	CVO-800 ANKLE STABIL	131
M 601	101	CVO-400	131
GENUMED®	101	LEVAMED® 508	132
GINOCCHIERA FullFit	102	ACHIMED® 511	132
FILAMED® 201	102	M 501	133
FILAMED® 301	103	CVO-730 KIT	134
FILAMED® 401	103		
FILAMED® 451	104	RIABILITAZIONE/VARIO	
FILAMED® 501	104	SWI-BAS	134
FILAMED® 601	105	SWI-TWO	135
FILAMED® 701	105	SWI-PRO	135
FILAMED® 701 AR	106		
FILAMED® 701 WRAP	106	LINEA PIEDE	
FILAMED® 801	107	PLANTARE PRT-S01	138
FILAMED® 851	107	PLANTARE PRT-S02	138
GNT-600	108	SOLETTA PRT-S04	138
GNT-601	108	TALLONIERA PRT-S06	138
GN-3PAN	109	TALLONIERA PRT-S07	139
GNT-601K	109	CUSCINETTO PRT-S09	139
PTS	110	CUSCINETTO PRT-S10	139
GNO-970 LEGGY®	110	CUSCINETTO PRT-S11	139
GNO-970 LEGGY® ECO	111	SEPARATORE PRT-S12	140
GNO-970 LEGGY® COOL	111	DIVARICATORE PRT-S13	140
GNO-970 LEGGY® ECO COOL	112	PROTEZIONE PRT-S20	140
GNO-970 LEGGY® PLUS	112	PROTEZIONE PRT-S14	140
GNO-970 LEGGY® PLUS ECO	113	PRO_HALLUX PRT-S15 N	141
GNO-990	113	HALLUX_MED PRT-S16	141
GNO-970 LEGGY® TS	114	PDN-ALV	141
GNO-970 LEGGY® TS COOL	114		
GNO-960	115		
GNO-930	115		
M.4®s PCL DYNAMIC	116		
M.4®s COMFORT	117	GUIDA ALLE MISURAZIONI	142

RACHIDE CERVICALE



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



RACHIDE / CERVICALE

CLC-100

COLLARE CERVICALE MORBIDO

CLC-100K

COLLARE CERVICALE MORBIDO
PEDIATRICO



STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglia in cotone

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- velcrata

NOTE

- dotato di maglia di ricambio

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglia in lycra

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini

INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- coadiuvante nel trattamento del torcicollo miogeno

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32-38 cm
M	38-44 cm
L	44-50 cm



Altezze 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm

Codice d'ordine: CLC-100

MISURE

Taglie	Ø Collo	Altezza
1°	18-22 cm	5 cm
2°	22-28 cm	6 cm
3°	28-33 cm	7 cm



Codice d'ordine: CLC-100K

CLM-200

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO



STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone e rinforzo in polietilene

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- velcrata

NOTE

- dotato di maglina di ricambio

INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervicalgia in quadro artrosico
- cervico brachialgie con o senza vertigini

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm

Altezza 10 cm



Codice d'ordine: CLM-200

CLL-300

COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ



STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- torcicollo miogeno
- traumi distorsivi del rachide cervicale

MISURE

Taglie	Ø Collo
XS	29-35 cm
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm

Altezza regolabile con sistema velcrato



Codice d'ordine: CLL-300

CLL-400

**COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ
CON MENTONIERA**

CLL-380

**COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ
CON REGOLAZIONE IN METALLO**



STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- velcrata



STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì (ad eccezioni delle parti in metallo)

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- dolore cervicale in artrite reumatoide iniziale
- dolore cervicale in artrosi

INDICAZIONI

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34–39 cm
M	38–44 cm
L	42–48 cm
XL	47–55 cm



Altezza regolabile con sistema velcrato

Codice d'ordine: CLL-400

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32–38 cm
M	38–44 cm
L	44–50 cm



Altezza regolabile con piastre in metallo

Codice d'ordine: CLL-380

CLL-901

COLLARE CERVICALE BIVALVE PHILADELPHIA



STRUTTURA

- bivalve in plastazote con placche rigide di rinforzo anteriore e posteriore

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- velcrata

NOTE

- predisposizione per collegamento ad iperestensore modello F35, F35 POWER, I35 TOP

INDICAZIONI

- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
- artrite reumatoide
- spondilite anchilosante
- esiti di fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate)
- esiti interventi chirurgici al rachide cervicale
- trattamento continuativo in patologie croniche non operabili (neoplastiche e non)
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- artrosi cervicale

MISURE

Taglie Ø Collo

S	30–35 cm
M	35–40 cm
L	40–45 cm

Altezza	CLL-901/2 1/4	5 cm
	CLL-901/3 1/4	7,5 cm
	CLL-901/4 1/4	10 cm
	CLL-901/5 1/4	12 cm

Codice d'ordine: **CLL-901**



CLL-700

COLLARE CERVICALE BIVALVE MALIBÙ



STRUTTURA

- bivalve realizzata in polietilene espanso sostenuto da placche rigide in Kydex

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì (ad eccezioni delle parti in metallo)

CHIUSURA

- con fibbie

INDICAZIONI

- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
- forme neoplastiche cervicali (primitive o secondarie)
- fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate) amieliche o mieliche in acuto
- esiti post chirurgici e non di fratture cervicali
- post operatorio di stabilizzazione cervicali
- instabilità cervicale per artrite reumatoide
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- artrosi cervicale

MISURE

Universale

Altezza regolabile con viti

Codice d'ordine: **CLL-700**

MCD-100

COLLARE CERVICALE BIVALVE MINERVA



STRUTTURA

- bivalve cervico-dorsale realizzata in polietilene espanso sostenuto da placche rigide in Kydex

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- si

CHIUSURA

- velcrata

NOTE

- modellabile a caldo

INDICAZIONI


- forme neoplastiche delle vertebre cervicali e delle prime dorsali (primitive o secondarie)
- fratture delle vertebre cervicali e delle prime dorsali stabili (singole o combinate)
- post chirurgia del tratto cervico-dorsale
- instabilità croniche cervico-dorsali e/o non operabili (neoplastiche e non)

MISURE

Taglie	Ø Torace	Altezza
S	70–85 cm	40 cm
M	85–105 cm	45 cm
L	105–125 cm	50 cm



Codice d'ordine: MCD-100



TRONCO



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





Sistema di regolazione telescopica

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni

STRUTTURA

- scatolata in alluminio ed imbottiture antiscivolo spessorate velcrabili
- regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico vertebrale e ulteriori sistema di stecche in alluminio modellabile
- disponibile in 3 taglie

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia



Pelota sternale

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	45–60 cm
S	60–80 cm
M	80–110 cm
L	110–130 cm

Altezza I35T-100 standard
I35T-090 bassa

Codici d'ordine: I35T-100; I35T-090



IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE CON BANDA PELVICA REGOLABILE



Banda pelvica basculante



Sistema di regolazione telescopica

TRONCO

BANDA PELVICA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione (30°)

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile imbottita e rivestita di Lycra Sensitive®

STRUTTURA

- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
- imbottiture in Lycra Sensitive® a contatto con la pelle, con imbottiture laterali fissate mediante viti in tecnopolimero

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata in Lycra Sensitive® con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia



Pelota sternale

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie Ø Bacino

XS	60-75 cm
S	76-90 cm
M	91-105 cm
L	106-115 cm

Altezza F35P-100 standard
F35P-090 bassa

Codici d'ordine: F35P-100; F35P-090



F35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE



Pelota sternale
elastica basculante

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle snodabile imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm



Altezza F35-100, F35-100T standard
F35-090, F35-090T bassa

Disponibile in versione light: F35-100T; F35-090T

Codici d'ordine: F35-100; F35-090

F35-100TR

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE CON REGOLAZIONE STERNALE



Pelota sternale
pneumatica

Sistema di regolazione
dell'appoggio sternale

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- regolabile dotata di pelota pneumatica snodabile di dimensioni ridotte

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm



Altezza F35-100TR standard
F35-090TR bassa

Codici d'ordine: F35-100TR; F35-090TR

EASY-C2

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON APOGGI DELTAPETTORALI



BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- regolabile dotata di appoggi deltapettorali in Plastazote

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie Ø Bacino

S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm



Altezza EASY-C2 standard
EASY-C2S bassa

Codici d'ordine: EASY-C2; EASY-C2S

EASY-F2

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON REGOLAZIONE STERNALE



BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- regolabile dotata di pelota pneumatica a forma triangolare

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- pelota lombosacrale anatomica con stecca in alluminio modellabile

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie Ø Bacino

S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm



Altezza EASY-F2 standard
EASY-F2S bassa

Codice d'ordine: EASY-F2; EASY-F2S

G35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI FISSO

P35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI FISSO
CON APOGGIO PUBICO



BANDA PELVICA

- fissa

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza G35-100 standard
G35-090 bassa

Codici d'ordine: G35-100; G35-090



BANDA PUBICA

- fissa

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura velcrata
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza standard

Codice d'ordine: P35-100



PELOTE STERNALI



- A. CUSCINO STERNALE PNEUMATICO**
Posizionabile su **EASY-F2**
- B. PELOTA STERNALE CLASSICA**
Posizionabile su **F35-100, F35-100TR, G35-100 e P35-100**
MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)
- C. ART. 42 PELOTA STERNALE ELASTICA**
Struttura in alluminio elastica con effetto a molla
Posizionabile su **F35-100, F35-100TR, G35-100 e P35-100**
MISURE: taglia unica
- D. ART. 41 PELOTA STERNALE ELASTICA PNEUMATICA**
Struttura in alluminio elastica con effetto a molla e imbottitura pneumatica
Posizionabile su **F35-100, F35-100TR, G35-100 e P35-100**
MISURE: taglia unica
- E. ART. 43 PELOTA STERNALE**
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante
Posizionabile su **F35-100, F35-100T, G35-100 e P35-100**
MISURE: taglia unica
- F. ART. 45 PELOTA STERNALE**
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante
Posizionabile su **I-35 TOP**
MISURE: taglia unica
- G. ART. 44 PELOTA STERNALE**
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante
Posizionabile su **F-35 POWER**
MISURE: taglia unica

PELOTE DORSALI



- F. CF2-N CUSCINO LOMBOSACRALE**
Cuscino lombosacrale anatomico con asta in alluminio modellabile
Posizionabile su **F35-100, F35-100TR, G35-100, P35-100, EASY-C2 e EASY-F2**
MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)
- G. PELOTA DORSALE CLASSICA**
Posizionabile su **F35-100, F35-100TR, G35-100, P35-100 e EASY-C2**
MISURE: piccola (S); media (M-L); grande (XL)
- H. ART. 44 PELOTA DORSALE**
Con imbottitura e scarichi vertebrali
Posizionabile su **F35P-100, F35-100, F35-100TR, G35-100 e P35-100**
MISURE: piccola (S); grande (M-L-XL)
COLORE: bianco o grigio (per F35P-100)
- I. PELOTE DORSALI**
Posizionabile su **I-35 TOP**
MISURE: piccola (XS)
media (S-M-L per I-35 TOP SHORT e S-M per I-35 TOP)
grande (L)

CHIUSURE



- L. CHIUSURA B. FAST**
Codice d'ordine: SP-TBF
In colore bianco o grigio
- M. CHIUSURA PGS**
Codice d'ordine: SP-TPGS
In colore bianco o grigio



medi

STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in una tasca in morbido tessuto di vellutino accoppiato velcrabile

TIRANTI

- 2 tiranti personalizzabili che si agganciano alle fibbie presenti sulla patella anteriore
- il tirante ascellare è dotato di morbida imbottitura e stecca-guida per facilitare l'indosso e della spinta posteriore regolabile anti-assuefazione
- ampio tirante lombare

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- si indossa come uno zainetto



Patella anteriore morbida, dotata di maniglia per il paziente artrosico



Spinta posteriore anti-assuefazione, regolabile

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- morbo di Scheuermann (cifosi idiopatica giovanile)
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- trattamento conservativo e non di neoplasie del tratto dorsale e lombare (singole o multiple)
- cedimenti su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D1-L5

MISURE

Taglie	H Tronco	Altezza
XS	fino a 43 cm	40 cm
S	44-49 cm	42 cm
M	50-55 cm	47 cm
L	56-61 cm	52 cm
XL	61-67 cm	56 cm

vertebra
C7/T1

L5/S1 ca.

Codice d'ordine: M720



STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in una tasca in morbido tessuto di vellutino accoppiato velcrabile

TIRANTI

- 3 tiranti personalizzabili che si agganciano alle fibbie presenti sulla patella anteriore
- il tirante ascellare è dotato di morbida imbottitura
- il tirante centrale modulabile permette una spinta personalizzata

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- si indossa come uno zainetto

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- morbo di Scheuermann (cifosi idiopatica giovanile)
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- trattamento conservativo e non di neoplasie del tratto dorsale e lombare (singole o multiple)
- cedimenti su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D1-L5

MISURE

Taglie	H Tronco	Altezza
XS	37-44 cm	40 cm
S	44-51 cm	43 cm
M	51-55 cm	48 cm
L	55-61 cm	52 cm



vertebra
C7/T1

L5/S1 ca.

Codice d'ordine: M710



- Nero
- Champagne



STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in un modellatore in materiale elastico realizzato su misura

TIRANTI

- nessuno

CHIUSURA ANTERIORE

- con cerniera

NOTE

- discreto sotto gli abiti e personalizzabile

INDICAZIONI

- esiti dolorosi di cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- tratto colonna interessato: D1-L5

MISURE

Prodotto su misura
Richiedere la scheda per la corretta presa misure

Altezza su misura

Codice d'ordine: M700

LOMBOCOP RELAX

CORSETTO ELASTICO CON FILO DI RAME
E DOPPIA PATELLA ANTERIORE



STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica e traspirante accoppiata a tessuto con tramatura in filo di rame a contatto con la pelle

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- doppia patella di chiusura velcrabile in grado di modulare l'altezza anteriore del corsetto

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LCOP-200



LOMBOCOP

CORSETTO ELASTICO CON FILO DI RAME



STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica e traspirante accoppiata a tessuto con tramatura in filo di rame a contatto con la pelle

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LCOP-100





STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



Altezza LFU-600 36 cm
LFD-610 38 cm

Codici d'ordine: LFU-600 uomo; LFD-610 donna



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



Altezza 33 cm

Codici d'ordine: LFU-500 uomo; LFD-510 donna

**STRUTTURA**

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo



Patella anteriore

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76–86 cm	71–81 cm
S	86–96 cm	81–91 cm
M	96–106 cm	91–101 cm
L	106–116 cm	101–111 cm
XL	116–126 cm	111–121 cm
XXL	126–136 cm	121–131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-700 uomo; DFD-710 donna





STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D11-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



Altezza LFU-100 36 cm
LFD-110 38 cm

Codici d'ordine: LFU-100 uomo; LFD-110 donna



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm




Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-200 uomo; DFD-210 donna

IN-CROSS

CORSETTO ELASTICO



STRUTTURA

- tessuto Lycra Sensitive® che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile, morbida

NOTE

- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento
- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 28 cm

Codici d'ordine: INC-100 nero; INC-101 écru



IN-CROSS 33

CORSETTO ELASTICO



STRUTTURA

- tessuto Lycra Sensitive® che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile, morbida

NOTE

- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento
- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: INC-200 nero; INC-201 écru





STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile, con patella ridotta e sagomata

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PLU-100



STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio presagomate, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile, con patella ridotta

NOTE

- particolarmente adatto alla silhouette femminile

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 25 cm

Codici d'ordine: GLA-100 nero/nero; GLA-200 nero/skin



CORSETTO SEMIRIGIDO

CORSETTO ELASTICO DOUBLE SKIN
CON TIRANTI REMOVIBILI**STRUTTURA**

- tessuto semirigido con particolare trama areata altamente traspirante

TIRANTI

- due fasce anelastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano creando un effetto a carrucola e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in polietilene flessibile non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile con pelota addominale in polietilene rigida removibile

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione nelle attività quotidiane

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L2-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	68–85 cm
M	80–100 cm
L	95–120 cm
XL	115–135 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PRT-T1



- Grigio
- Skin

STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica traspirante e antibatterico accoppiato con membrana idrofilica, realizzato senza cuciture

TIRANTI

- due fasce elastiche saldate alla pelota posteriore totalmente removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- la patella anteriore è dotata di maniglia interna per facilitare la chiusura, il tirante removibile permette di modulare il tutore in base al percorso terapeutico del paziente

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	65–79 cm
M	80–94 cm
L	95–109 cm
XL	110–124 cm
XXL	125–140 cm

Altezza 2S-200, 2S-201 27 cm
2S-250, 2S-251 24 cm

Codici d'ordine:

2S-200 skin; 2S-250 skin; 2S-201 grigio; 2S-251 grigio





STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido con sistema di trazione lombare a diamante

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-900



STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido traspirante

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-950



CRL 300

CORSETTO ELASTICO IN LYCRA



STRUTTURA

- tessuto elastico in lycra

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- incrocio posteriore coadiuvante nell'efficacia della distrazione vertebrale

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70–85 cm
M	80–95 cm
L	90–105 cm
XL	100–115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-300 nero; CRL-301 écru

CRL 350

CORSETTO ELASTICO IN LYCRA CON TIRANTI



STRUTTURA

- tessuto in lycra

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70–85 cm
M	80–95 cm
L	90–105 cm
XL	100–115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-350 nero; CRL-351 écru

LUMBAMED BASIC

CORSETTO IN MATERIALE BIELASTICO



STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico arricchito di fibra naturale dell'eucalipto altamente traspirante e termoregolatore

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare manualmente e removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- patella anteriore di chiusura ridotta, dotata di maniglia interna per facilitare il posizionamento
- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna 663	Ø Uomo 664
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M.663 27 cm
M.664 26 cm

Codici d'ordine: M.663 donna; M.664 uomo



LUMBAMED PLUS

CORSETTO IN MATERIALE BIELASTICO
CON PELOTA VARIOFLEX



Pelota elastica
Vario-Flex

STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico arricchito di fibra naturale dell'eucalipto altamente traspirante e termoregolatore
- dotata di pelotta elastica vario-flex removibile

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare manualmente e removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- patella anteriore di chiusura ridotta, dotata di maniglia interna per facilitare il posizionamento
- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- postoperatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- stati infiammatori dell'articolazione illo-sacrale
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna 669	Ø Uomo 666
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M.669 24 cm
M.666 23 cm

Codici d'ordine: M.669 donna; M.666 uomo



LUMBAMED DISC

CORSETTO IN MATERIALE BIELASTICO
CON SISTEMA A PONTE



TRONCO

STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico arricchito di fibra naturale dell'eucalipto altamente traspirante e termoregolatore

TIRANTI

- due fasce elastiche che collegato al sistema di distrazione vertebrale "a ponte" removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare manualmente e removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- velcrabile

NOTE

- patella anteriore di chiusura ridotta, dotata di maniglia interna per facilitare il posizionamento. Il sistema "a ponte" removibile rende il tutore modulare in base al percorso terapeutico del paziente

INDICAZIONI

- lombalgia; lombosciatalgia; discartrosi; discopatie; postoperatorio di ernia discale; contratture muscolari lombari; artrosi lombare; stati irritativi piccole articolazioni; spondilolisi; spondilolistesi (grado 1 di Meyerding); traumi lievi del rachide lombare; tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna 667	Ø Uomo 668
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M.667 35 cm
M.668 37 cm

Codici d'ordine: M.667 donna; M.668 uomo



THERMO PAD



CARATTERISTICHE

- sfrutta gli effetti benefici del calore alleviando il dolore in modo immediato e specifico agendo esclusivamente sulla parte interessata

COME AGISCE

- si attiva piegando la placchetta all'interno
- dopo 30 secondi raggiunge la temperatura di 50°/55° e la mantiene per 20 minuti, raffreddandosi gradualmente
- si applica nell'apposita protezione in tessuto e si posiziona all'interno del corsetto


APPLICABILE SU

- LUMBAMED BASIC
- LUMBAMED PLUS
- CRL 350-351
- CRM 950
- INC 200-201
- INC 100-101

INDICAZIONI


- Tensione muscolare
- Dolori muscolari, ossei cronici o da trauma
- Lombosciatalgie acute
- Artrite reumatoide


Codice d'ordine: PAD-100



LINEA POSTURALE

TRONCO





STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Lycra Sensitive® associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

- con zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari



MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. piu grande.

Codici d'ordine:

colore nero - PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo / colore bianco - PXT-SHIRT B W donna; PXT-SHIRT B M uomo

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS

TRONCO

**STRUTTURA**

- realizzata con la tecnologia del “capo integrale” ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato “Nilit Breeze” garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipototrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**MISURE (UNISEX)**

Tg.	Ø Seno/Torace
XS	80–88 cm
S	88–96 cm
M	96–104 cm
L	104–112 cm
XL	112–122 cm



Codici d'ordine: PPS-TECH B bianca; PPS-TECH N nera; PPS-TECH A azzurra



STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in cotone Makò associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali



MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

Codici d'ordine:

colore nero - PPS-COMF W donna; PPS-COMF M uomo / colore bianco - PPS-COMF B W donna; PPS-COMF B M uomo

MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA

TRONCO

**STRUTTURA**

- combinazione di tessuto elastico di base in cotone Makò associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- privo di silicone

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

**MISURE**

Tg.	Età	Statura	Ø Torace
1°	9/10 anni	132/138 cm	68/70cm
2°	10/11 anni	138/144 cm	70/72 cm
3°	11/12 anni	144/150 cm	72/75 cm
4°	12/13 anni	150/154 cm	75/78 cm
5°	13/14 anni	154/160 cm	78/81 cm



Nel caso in cui le due misure (statura o torace) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la taglia più grande. Il riferimento dell'età è puramente indicativo.

Codice d'ordine: PPS-YOUNG



Sistema modulare di trazione



Barre di rinforzo in alluminio

STRUTTURA

- la parte a contatto con il dorso è realizzata in materiale 3D traspirante, privo di cuciture
- le fasce di trazione ascellare ed addominale sono realizzate in materiale ad alto coefficiente elastico con sistema modulare di tensionamento
- dotato di barre di rinforzo in alluminio modellabile

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari



MISURE


Tg.	Ø Vita
XS	56-64 cm
S	64-72 cm
M	72-80 cm
L	80-90 cm
XL	90-100 cm



LINEA POSTURALE

TRONCO





Riallineamento del bacino

TRONCO

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Lycra Sensitive® a fasce di spinta del cingolo sacrale rinforzate

CHIUSURA

- velcrata a livello addominale

INDICAZIONI

- coadiuvante nella correzione delle patologie correlate all'antiversione del bacino
- correzione atteggiamento iperlordotico
- coadiuvante nel trattamento delle stenosi lombari
- patologie della sacroiliaca



MISURE DONNA

Tg.	Ø Bacino
XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Vita
S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm



ARTO SUPERIORE



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



**STECCATURA**

- data dalla struttura stessa in ABS

STRUTTURA

- in ABS trasparente con fori per l'aerazione

NOTE

- disponibile anche in scatola completa di 30 pezzi nelle varie misure

INDICAZIONI

- fratture falangi distali
- distorsioni
- contusioni
- lesioni di Segond
- esito di intervento di Ishiguro

MISURE

Taglie **La confezione (30 pz.) contiene:**

1°	3 pz. mis. 1°
2°	4 pz. mis. 2°
3°	4 pz. mis. 3°
4°	4 pz. mis. 4°
5°	4 pz. mis. 5°
5° 1/2	4 pz. mis. 5°-1/2
6°	4 pz. mis. 6°
7°	3 pz. mis. 7°

Codici d'ordine:

STX-001 per singolo pezzo; STX-030 per confezione



FILAMED® 111
Versione con dito

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in neoprene leggero

PRESA POLLICE

- FILAMED® 101: no
- FILAMED® 111: si

CHIUSURA

- velcrata sul polso

INDICAZIONI FILAMED® 101

- distorsioni lievi del polso
- lievi artralgie del polso
- polso SNAC iniziale
- polso SLAC iniziale
- lievi instabilità radio-carpiche

INDICAZIONI FILAMED® 111

- distorsioni di polso e primo dito
- iniziale morbo di De quervain
- iniziale primo dito a scatto doloroso
- esiti lesioni di Stener (pollice dello sciatore)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codici d'ordine: FILAMED 101; FILAMED 111 con dito



STECCATURA

- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide

STRUTTURA

- cuffia interna di protezione in tessuto elastico senza cuciture

PRESA POLLICE

- si

CHIUSURA

- mediante sistema velcrato elastico sul polso

INDICAZIONI

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: SCA-101



STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata

PRESA POLLICE

- si

CHIUSURA

- velcrata sul polso

INDICAZIONI


- rizoartrosi
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: FIN-101



SCAPHOMED®    FINGER CAP

STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore SCAPHOMED® e FINGER CAP

FASE DAY

- prevede l'uso di SCAPHOMED® nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido

FASE NIGHT

- prevede l'uso di FINGER CAP durante la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide grazie all'innovativo tessuto elastico e contenitivo

INDICAZIONI

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: PDN-SCA

NUOVO



medi

STECCATURA

- elemento distanziale tra pollice e indice in tecnopolimero

STRUTTURA BASE

- in cotone all'interno e ampie zone velcrabili esternamente

PRESA POLLICE

- si con zona a soffietto modulabile alle varie conformazioni anatomiche del pollice

CHIUSURA

- velcrata sia a livello del polso che del pollice

NOTE

- il dispositivo non impedisce la presa pollice-indice

INDICAZIONI

- rizoartrosi lieve o moderata
- artriti del carpo e metacarpo
- infortuni al legamento (es. pollice dello sciatore)
- infiammazioni all'articolazione del pollice

MISURE (Ambidestro)

Taglie	Ø Polso
I	13-17 cm
II	18-23 cm



Codice d'ordine: RHI-100

TUTORE PER IL 4° E 5° RAGGIO DELLA MANO



STECATURA

- mediante la struttura in alluminio laterale

STRUTTURA

- in alluminio modellabile
- possibilità di regolazione del ROM dell'articolazione del polso e metacarpo falangea
- imbottitura termoformata in morbido vellutino velcrabile

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate regolabili

NOTE

- il tutore è un brevetto esclusivo FGP

INDICAZIONI

- fratture di IV e o V metacarpo conservative o chirurgiche
- fratture prima falange di IV o e V dito conservative o chirurgiche
- lussazione volare della metacarpo falangea IV e o V raggio
- lesione tendine superficiale e o profondo del IV-V raggio post operatorio
- morbo di Dupuytren IV e o V raggio
- lesioni tendini estensori (comune di IV e o V raggio e o proprio del V raggio) post operatorio
- lussazione dorsale della metacarpofalangea del IV e o V raggio
- dinamizzazione precoce o tardiva di IV e o V raggio (trattamento conservativo o post operatorio)


BLOCCATO IN FLESSIONE



DINAMICO



BLOCCATO A 0°



BLOCCO IN SWAN NECK POSITION



MISURE (DX/SX)

Taglie		Altezza
S	5,5-6,5 cm	23 cm
M	6,5-8,0 cm	25 cm
L	8,0-9,5 cm	27 cm

Nel prendere le misure va considerata la distanza tra i centri di rotazione del polso e del V metacarpo.



Codice d'ordine: PFO-100

D.T3-01

IMMOBILIZZATORE STECCATO PRIMO DITO

PHYLO® 12

POLSIERA STECCATA



STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- velcrata sul polso e sul pollice regolabile a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	fino a 15 cm
M	15-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 14,5 cm



Codice d'ordine: DT3-01



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA

- parte interna in tessuto Phylo traspirante, antibatterico e termoregolatore

CHIUSURA

- mediante 3 fasce velcrate regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e facilitata grazie al passante multiplo superiore

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 21 cm



Codice d'ordine: PHY-12



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto traspirante

CHIUSURA

- mediante 3 fasce velcrate
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: DTX-04



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto traspirante

PRESA POLLICE

- si

CHIUSURA

- mediante 3 fasce velcrate
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: DTX-05



**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-02

**STECCATURA**

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
- completamente apribile

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

NOTE

- per circonferenza polso superiore a 15 cm vedere prodotto con codice DT3-02

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	10-11 cm	13 cm
2°	11-13 cm	14 cm
3°	13,5-14,5 cm	15 cm
4°	oltre 15 cm	16 cm

Codice d'ordine: DTX-03K





STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volante

STRUTTURA

- in tessuto traspirante
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini di fissaggio dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-03



MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 21 cm

Codice d'ordine: DTX-07



DTX-08 MANUMED³ MAX

POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA

PHYLO[®] 13

POLSIERA STECCATA LUNGA



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA

- in tessuto traspirante
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini di fissaggio dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA

- parte interna in tessuto Phylo traspirante, antibatterico e termoregolatore

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e facilitata grazie al passante multiplo superiore

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 27 cm



Codice d'ordine: DTX-08

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

Altezza 27 cm



Codice d'ordine: PHY-13



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

STRUTTURA

- in tessuto traspirante
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 fasce velcrate
- la fascia polso è amovibile e riposizionabile per la personalizzazione del tutore e per una maggiore stabilità dell'articolazione

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
- completamente apribile

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

NOTE

- per circonferenza polso superiore a 15 cm vedere prodotto con codice DTX-06

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 14 cm
S	15-17 cm
M	18-20 cm
L	21-23 cm
XL	oltre 23 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DTX-06



MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	10-11 cm	16 cm
2°	11-13 cm	18 cm
3°	13,5-14,5 cm	20 cm
4°	oltre 15 cm	22 cm

Codice d'ordine: DTX-04K



PLE-101 MANUMED® DISK

TUTORE RIGIDO PER POLSO



STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldada con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini velcrati regolabili

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	14,5–19,5 cm	22 cm
2°	19,5–23,5 cm	24 cm



Codice d'ordine: PLE-101

PLE-201 THUMBLOCK®

TUTORE RIGIDO PER POLSO E POLLICE



STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con supporto per pollice

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldada con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

PRESA POLLICE

- si

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini regolabili velcrati e cinturino di fissaggio del pollice

INDICAZIONI

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm

Altezza 22 cm



Codice d'ordine: PLE-201



STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con prolungamento sulle dita della mano

STRUTTURA


- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini velcrati regolabili

INDICAZIONI

- lesioni nervo radiale
- esiti fratture combinate di mano e polso
- post operatorio di lesioni a tendini flessori ed estensori dal II al IV raggio



STRUTTURA

- soft con parte esterna in poliuretano e rivestimento interno in vellutino traspirante privo di cuciture

PRESSORE

- doppio cuscinetto pressore in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata con elemento elastico per adattarsi alle variazioni del volume muscolare
- sistema di regolazione telescopico del tutore

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti



Sistema di regolazione telescopico e doppio cuscinetto

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. mano
S	15-17,5 cm
M	17,5-19,5 cm
L	19,5-22 cm



Altezza 29 cm

Codice d'ordine: CTP-101

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: PHY-FSP

**STRUTTURA**

- soft in vellutino termoformato privo di cuciture

PRESSORE

- pneumatico posizionabile nella zona desiderata grazie all'ampia superficie velcrabile
- sistema di tensionamento facilitato con tacche identificative numerate

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: EPI-100

**STRUTTURA**

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

PRESSORE

- pneumatico posizionabile nella zona desiderata

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-FSP



STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico altamente traspirante e termoregolatore

PRESSORE

- in silicone con fascia velcrata di tensionamento
- dotato di fascia velcrata di tensionamento

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti
- esiti lussazione del gomito
- borsite olecranica
- versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche



STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit

PRESSORE

- in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata, con fascia velcrata di tensionamento

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI

- lievi epicondiliti o epitrocleiti
- trattamento conservativo della borsite olecranica
- esito rottura tendine distale del bicipite brachiale
- esito protesi capitello radiale
- esiti stabilizzati di fratture e lussazioni del gomito
- postoperatorio nelle artroscopie di gomito

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Avambraccio

I	17-20 cm
II	20-23 cm
III	23-26 cm
IV	26-29 cm
V	29-32 cm
VI	32-35 cm



5 cm
dal gomito

Codice d'ordine: M.822

MISURE

Taglie Ø Avambraccio

XS	18-22 cm
S	22-26 cm
M	26-30 cm
L	30-35 cm

Altezza 24,5 cm



5 cm
dal gomito

Codice d'ordine: FFG-300

RGB-150

REGGIBRACCIO SEMPLICE
CON REGOLAZIONE VELCRATA



STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema velcrato

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomerale e o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

MISURE

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine: RGB-150

RGB-100

REGGIBRACCIO SEMPLICE



STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla regolabile mediante fibbia dotata di tubolare di protezione collo

CHIUSURA

- mediante fibbia

INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomerale e o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

MISURE

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine: RGB-100



STRUTTURA

- soft con sacca in morbido tessuto in vellutino e monospugna all'interno
- fascia spalla in nastro jacquard regolabile con sistema velcrato
- dotato di imbottitura per protezione collo

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito

MISURE

Taglie

- | | |
|----|----------------|
| 1° | da 3 a 8 anni |
| 2° | da 8 a 12 anni |

Codice d'ordine: RGB-100K



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno con gomito libero
- cuffia velcrabile in tessuto traspirante tridimensionale con bordatura in cotone per la stabilizzazione del gomito
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino velcrabile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- cinghie nella zona delle spalle in vellutino velcrabile con doppio manicotto imbottito a protezione del collo

NOTE

- le dimensioni ampie e il design sagomato rendono il dispositivo maggiormente confortevole e permettono di avvolgere e contenere più efficacemente la zona interessata

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine:
IMB-200N; KITG-200 accessorio gomito

IMB-200K

IMMOBILIZZATORE BRACCIO
E SPALLA PEDIATRICO



IMB-300

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno con gomito libero
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino velcrabile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino imbottito velcrabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con contenimento del gomito
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino velcrabile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla
- trattamento distacchi epifisari composti della testa omerale
- fratture composte di clavicola

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglie

- | | |
|----|----------------|
| 1° | da 3 a 8 anni |
| 2° | da 8 a 12 anni |

Codice d'ordine: IMB-200K

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-300

IMB-350G

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO VELCRABILE



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno con gomito chiuso
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino velcrabile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con doppio manicotto imbottito di protezione collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-350 OG

IMB-400

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 30° A 70°



GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino velcrabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino imbottito velcrabile
- dotato di fascia addominale velcrabile

NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-400

IMB-600 S

**CUSCINO ABDUTTORE SPALLA
FINO A 70° PNEUMATICO**



GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

STRUTTURA BASE

- cuscino pneumatico dotato di camera d'aria interna in PVC con copertura in vellutino velcrabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la redistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale velcrabile e regolabile

NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: **IMB-600 S**

KIT POST OP. SPALLA

**KIT RIABILITAZIONE SPALLA CON CUSCINO
IMB-700N + 2 FASCE ELASTICHE A RESISTENZA
VARIABILE + 1 LIBRETTO DI ESERCIZI**



IMB 700 N

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino velcrabile all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino velcrabile con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura
- dotata di cintura addominale velcrabile regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- il kit comprende oltre al tutore IMB-700N 2 fasce elastiche a resistenza variabile e un libretto di esercizi per la riabilitazione

INDICAZIONI

- coadiuvante riabilitazione patologie della spalla

MISURE (ambidestro)

Taglie Lungh. avambraccio

S fino a 34 cm

M 35-39 cm

L oltre 39 cm



Codice d'ordine: **KIT-SPALLA**

IMB-700N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino velcrabile all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino velcrabile con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura; dotata di cintura addominale velcrabile regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (ambidestro)

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: IMB-700N

IMB-700

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino velcrabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con fettuccia di rinforzo sulla base

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con manicotto imbottito di protezione collo
- dotato di fascia addominale velcrabile e regolabile

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-700

IMB-750N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 30°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino velcrabile all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino velcrabile con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con spallina ascellare di sostegno in grado di ridistribuire il peso e fibbia a scatto di chiusura
- dotato di fascia addominale velcrabile regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (ambidestro)

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm

Codice d'ordine: **IMB-750N**



IMB-750

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 30°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino velcrabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la redistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale velcrabile e regolabile

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: **IMB-750**

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA A 15°
CON SISTEMA INTRA-EXTRA ROTAZIONE
FINO A 20°



GRADO ABDUZIONE

- a 15°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico ed avvolgente con copertura in vellutino velcrabile e morbida lycra nella zona di appoggio dell'avambraccio
- cuneo di regolazione intra-extra rotazione fino a 20° con copertura in vellutino velcrabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- rete di contenimento avambraccio in morbido tessuto traspirante agganciata con sistema velcrato sulla struttura del cuscino
- dotato di pallina riabilitativa

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino velcrabile con manicotto imbottito di protezione collo con fibbia a scatto di chiusura e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale velcrabile e regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna, inoltre l'alloggiamento dell'avambraccio inglobato nel cuscino stesso permette di distribuire in modo migliore il peso e ridurre lo stress muscolare, dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (DX/SX)

Taglia unica

Codice d'ordine: IMB-800

TUTORE PER LUSSAZIONE
DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE



STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili
- spallina controlaterale sagomata
- cintura addominale velcrata con chiusura regolabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero e traspirante, con zona velcrabile nella regione del gomito
- fascia di rinforzo alla base
- anello d'ancoraggio per il pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce regolabili fissate con fibbie autoadattanti sulla spallina rinforzata
- fibbia di aggancio-sgancio rapido per il paziente

NOTE

- la numerazione delle fasce velcrate di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del medico e del tecnico ortopedico

INDICAZIONI

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion clavari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola


MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	41-46 cm



Codice d'ordine: ACRO-100

NUOVO

**STRUTTURA BASE**

- tessuto imbottito in poliammide e elastomero
- manicotto predisposto per l'inserimento di barre laterali estraibili e modellabili in alluminio

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- polsino reggibraccio removibile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- sistema di cinghie velcrate regolabili e ritagliabili

NOTE

- copertura di protezione del manicotto per una maggiore discrezione e comfort

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle fratture dell'omero prossimale
- trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- trattamento post operatorio delle fratture di omero, scapola clavicola (Floating Shoulder)
- trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Braccio

S	21-28 cm
M	26-34 cm
L	31-40 cm



Codice d'ordine: HFB-100

**STRUTTURA BASE**

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione velcrata per controllare il movimento della spalla

INDICAZIONI

- instabilità articolazione glenomerale
- prevenzione lussazioni glenomerali
- esiti pregresse lussazioni glenomerali
- coadiuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare
- lussazione glenomerale recidivante
- esiti di intervento di Latarjet
- esiti artroscopia di spalla
- esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Rockwood

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Torace

S	75-85 cm
M	82-100 cm
L	97-110 cm
XL	107-120 cm



Codice d'ordine: ACT-100



medi

STRUTTURA BASE

- tessuto in materiale bielastico altamente traspirante e termoregolatore
- dotato di cinghiaggio spalla elastico con doppia fibbia di regolazione per il controllo del movimento
- cintura vita in materiale elastico

INDICAZIONI

- trattamento conservativo dell'artrosi dolorosa della spalla
- trattamento postoperatorio nelle protesi di spalla
- trattamento conservativo nella lussazione di spalla cronica o acuta
- esiti dolorosi post ricostruzione della cuffia dei rotatori


MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Bicipite
I	26-29 cm
II	29-33 cm
III	33-36 cm
IV	36-39 cm



Codice d'ordine: M.808

NUOVO



STRUTTURA BASE

- sistema ad 8 con fasce di tensionamento ampie dotate di imbottitura morbida e sagomate anatomicamente
- design studiato per garantire miglior vestibilità sotto gli abiti
- inserto interno in silicone per maggiore stabilità

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce adattabili e ritagliabili, con fissaggio tramite linguette velcrate a pinza

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)

MISURE

Taglie	Ø Torace
XS	60-75 cm
S	75-90 cm
M	90-105 cm
L	105-115 cm
XL	115-125 cm



Codice d'ordine: RDS-100


RDS-100K

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE
PEDIATRICO



RDS-200 CLAVIO®

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE



STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore in monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno
- cinghiaggio spalle in nastro jaquard regolabile con sistema velcrato e tubolare di protezione nella zona ascellare

STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore termosaldata realizzata in materiale traspirante alveolare a contatto con la pelle e vellutino nella parte esterna
- i cinghiaggi delle spalle sono realizzati in monospugna all'interno e vellutino all'esterno con tubolari di protezione e agganciati con fibbie alla struttura posteriore

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- lussazioni acromion clavari

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

MISURE

Taglie

1°	da 3 a 5 anni
2°	da 5 a 8 anni
3°	da 8 a 12 anni

Codice d'ordine: RDS-100K

MISURE

Taglie Ø Torace

S	65-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-120 cm



Codice d'ordine: RDS-200



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenire le tensioni
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenire tensioni muscolari
- dispositivo palmare che consente la prono-supinazione del polso
- cintura spalla con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con reg. ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambr.
S	fino a 30 cm
L	oltre 30 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVO

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. avambr.
S	fino a 30
L	oltre 30



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVO PS

EPICO-REVOK

TUTORE PER GOMITO ROM
PEDIATRICO



REVO-KIT

ACCESSORIO PER
PRONO SUPINAZIONE POLSO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in vellutino esternamente e monospugna all'interno
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

CHIUSURA

- velcrata

INDICAZIONI

- esiti fratture sovracondiloidee dell'omero
- esiti distacchi epifisari del gomito
- lussazione traumatica del gomito
- esiti fratture biossee dell'avambraccio
- esiti fratture di gomito

MISURE (DX/SX)

Universale

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVOK

STRUTTURA

- dispositivo palmare in tecnopolimero che consente la prono-supinazione del polso mediante l'asta in acciaio

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- si aggancia ad incastro grazie alla particolare struttura

NOTA

- accessorio applicabile su versione per adulto del tutore EPICO-REVO

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero

Codice d'ordine: REVO KIT

ORTESI PER GOMITO ROM CON MOVIMENTI FISIOLGICI MEDIANTE MECCANISMI ATTIVI E PASSIVI



STRUTTURA

- rigida in acciaio, alluminio e materiale composito
- imbottiture realizzate in vellutino velcrabile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM con 3 settaggi del valgismo fisiologico del gomito
- 14 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile ogni 15° tra -90° e +90°

CHIUSURA

- omerale mediante velcro e sistema boa
- bracciale polso mediante cuscinetti di compensazione e blocchetto di fissaggio

INDICAZIONI

- fratture del capitello radiale, dell'olecrano, del coronoide, della paletta omerale
- lussazioni (instabilità semplice)
- artropatie degenerative
- rigidità del gomito
- rottura tendine distale del bicipite radiale o del tricipite brachiale
- instabilità cronica
- esiti lesioni Essex-Lopresti



MISURE (DX/SX)

Taglie	Ampiezza spalle
S	36-43 cm
L	44-60 cm



REGOLAZIONI


Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°
140°	140°	140°

Codice d'ordine: TEUS

ARTO INFERIORE



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



IMA-110 HipOne®

TUTORE FUNZIONALE ROM PER ANCA
COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO



STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120)

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione velcrata
- della presa coscia velcrata

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm




TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine:

IMA-110 asta normale; IMA-120 asta corta

IMA-120 BR HipOne®

TUTORE FUNZIONALE ROM
PER ANCA CON BRACCETTO DISTANZIALE



STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- dotato di braccetto distanziale per permettere l'allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione del femore
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120 BR)

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione velcrata
- della presa coscia velcrata

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm



TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine: IMA-110 BR asta normale;

IMA-120 BR asta corta; SP-HBR braccetto distanziale



STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in materiale plastico
- imbottitura in morbida monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO

- vite di regolazione dell'abduzione
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione velcrata
- della presa coscia velcrata

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80 cm	38-46 cm	35-40 cm
M	81-100 cm	47-56 cm	41-47 cm
L	101-115 cm	57-66 cm	48-54 cm
XL	116-135 cm	67-76 cm	55-62 cm




TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

Codice d'ordine: IMA-103



STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottitura in vellutino velcrabile

SNODO

- vite di regolazione dell'abduzione
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione velcrata
- della presa coscia velcrata

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm




TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

Codice d'ordine: IMA-150

**STRUTTURA**

- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
- dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura

SNODO

- set di stecche a spirale

CHIUSURA

- del bacino e della coscia velcrata

INDICAZIONI

- FAI (femoral acetabular Impingment) pre-post operatorio
- esiti lussazioni d'anca
- coxartrosi non operabile
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita	Altezza stecche
S	60-72 cm	43 cm
M	73-85 cm	47 cm
L	86-98 cm	51 cm
XL	99-110 cm	55 cm



Codice d'ordine: IMA-109

**STRUTTURA**

- corpetto regolabile grazie alla fascia ritagliabile, dotato di chiusure velcrate
- stivaletti removibili con morbida spugna all'interno
- tessuto anallergico e traspirante per il massimo del comfort

CHIUSURA

- fibbie di regolazione con sistema velcrabile per il primo posizionamento
- fibbie a scatto per una più facile apertura
- chiusure a sgancio rapido sulle fibbie regolabili
- cintura addominale velcrabile con la possibilità di essere ritagliata su misura

INDICAZIONI

- trattamento nella diagnosi precoce delle displasie d'anca

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	30-40 cm
M	40-50 cm
L	50-60 cm



Codice d'ordine: IMA-KIDZ

SUPPORTO PER COSCIA FULLFIT



STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN antibatterico, in grado di mantenere il naturale equilibrio della pelle



Tessuto double-layer

INDICAZIONI

- trattamento delle contratture muscolari della coscia
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	40-45 cm
S	45-50 cm
M	50-56 cm
L	56-62 cm
XL	62-68 cm

Altezza anteriore 23 cm

Codice d'ordine: FFC-100



LINEA PHYLOTEK
COMFORT, DESIGN, INNOVAZIONE AL TOP

Phylotek è l'esclusiva **tecnologia brevettata da FGP** che permette di realizzare ogni ginocchiera direttamente con i nostri macchinari, in un **unico pezzo, senza cuciture** e con spessore differenziato sul cavo popliteo.

Una **grande innovazione** in termini di vestibilità che rende ogni ginocchiera in grado di contenere, adattarsi alle conformazioni anatomiche e massaggiare esattamente dove serve. Ogni zona della trama agisce con compressione, controllo e precisione differenziati, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.



PHYLOTEK®
TECHNOLOGY.

LINEA PHYLOTEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO
PHYSIOGLIDE®



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglidle con regolazione rapida mediante stop
- coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST

LINEA PHYLOTEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO
POLICENTRICO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna velcrabile orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non; iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST PRO

LINEA PHYLOTEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione rapida mediante stop
- coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 40 cm

Codice d'ordine: TEK-CO

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

TEK-40

LINEA PHYLOTEK
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
PEDIATRICA



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- dolore femoro-rotuleo
- lievi tendinopatie del rotuleo
- esiti lussazioni rotulee
- strabismo rotuleo
- iperlassità di rotula
- morbo di Sinding-Larsen-Johansson
- iniziale Osgood-Schlatter

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
S	20–25 cm	18 cm
M	24–29 cm	21 cm
L	28–33 cm	22 cm



Codice d'ordine: TEK-40

PHYLO® 20

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON FORO ROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emarto moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 25 cm



Codice d'ordine: PHY-20

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON
STABILIZZATORE ROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PHY-40

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON
STABILIZZATORE ROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-41

PHYLO® 60

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON STECCHE A SPIRALE



STRUTTURA

- soft in tessuto Phyllo traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna velcrabile orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-60

PHYLO® 61

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON STECCHE A SPIRALE



STRUTTURA

- soft in tessuto Phyllo traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-61

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



STRUTTURA

- soft in tessuto Phyllo traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna velcrabile, orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- esiti distorsione ginocchio
- traumatismi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-72

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



STRUTTURA

- soft in tessuto Phyllo traspirante con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-72A

PHYLO® 74

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- coprisnodo in poliuretano

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-74



PHYLO® 75

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- coprisnodo in poliuretano

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna velcrabile, orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio e instabilità post traumatica

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-75



LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna velcrabile, orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-76



LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumatismi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-76 A



PHYLO® 90 PT-CONTROL

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
- regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumatismi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Altezza 36 cm

Codice d'ordine: PHY-90

PHYLO® 90 A PT-CONTROL

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
- regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumatismi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Altezza 36 cm

Codice d'ordine: PHY-90A

LINEA PHYLO
GINOCCHIERA TRASPIRANTE PER OA CON SNODO
POLICENTRICO APERTA ANTERIORMENTE



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo, dotata di cuscinetto condilare pneumatico gonfiabile

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce oblique velcrate

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- ginocchio varo o valgo artrosico lieve o moderato
- varo o valgo costituzionale doloroso
- ginocchio varo o valgo post traumatico

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 40 cm

Codice d'ordine:

ARTHROFIX® PHYLO Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

CINTURINO SOTTOROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- con pressore pneumatico anatomico

CHIUSURA

- velcrata

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-TTP



PHYLO®

STRUTTURA

- esterna in poliuretano con imbottitura in morbido materiale traspirante
- pressore in silicone rivestito in lycra

CHIUSURA

- velcrata con sistema di sgancio rapido

**STRUTTURA**

- esterna in poliuretano con imbottitura in morbido materiale traspirante con texture jeans
- con pressore in silicone rivestito in lycra

CHIUSURA

- velcrata con sistema di sgancio rapido

INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: PHY-TTP

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: TTP-100K



STRUTTURA

- soft tubolare anatomica in materiale elastico (compressione di classe 2)

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm



Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.601



STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico altamente traspirante e termoregolatore, senza cuciture con silicone all'interno e con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm



Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.613

**STRUTTURA**

- soft tubolare in tessuto double-layer FGP FullFit con sagomatura anatomica

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio antibatterico della pelle

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

**STRUTTURA**

- soft tubolare in neoprene, senza foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-38 cm
S	38-45 cm
M	45-52 cm
L	52-59 cm
XL	59-66 cm
XXL	66-74 cm



Altezza 31,5 cm

Codice d'ordine: FFK-400

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm



Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 201

FILAMED® 301

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON SUPPORTO PATELLARE



STRUTTURA

- sof tubolare in neoprene, con fascia patellare di rinforzo e foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 301



FILAMED® 401

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE ROTULEO



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 401



FILAMED® 451

**LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STECCA
A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO**



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED 451

FILAMED® 501

**LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE LATERALE A "J"**



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e fascia a Y per la trazione rotulea

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in gomma tubolare a forma di J posizionata lateralmente e tensionabile con due fasce a Y in neoprene velcrato

CHIUSURA

- nessuna

NOTA

- a richiesta la J potrà essere posizionata verso l'alto o il basso

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED 501 "J"

FILAMED® 601

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STECCHE A SPIRALE



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate

INDICAZIONI

- condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- lieve instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 601



FILAMED® 701

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate

INDICAZIONI

- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi al ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701



FILAMED® 701 AR

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA CON SNODO
POLICENTRICO E INCROCIO SUL CAVO POPLITEO



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo, fasce posteriori sul cavo popliteo che incrociano per limitare l'iperestensione del ginocchio

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate

INDICAZIONI

- coadiuvante nelle sindromi da iperlassità legamentosa (Marfan, Ehlers-Danlos)
- esiti stabilizzati di lesioni al LCP
- lievi patologie rotulee
- lievi condropatie femoro-rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701 AR



FILAMED® 701 WRAP

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



STRUTTURA

- soft in neoprene, con foro rotuleo e popliteo, completamente apribile anteriormente

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-37 cm
S	38-43 cm
M	44-49 cm
L	50-55 cm
XL	57-61 cm
XXL	oltre 62 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701 WRAP



FILAMED® 801

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce velcrate

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- esiti di distorsioni ginocchio
- instabilità post traumatica

FILAMED® 851

LINEA FILAMED
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA LUNGA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 801

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: FILAMED 851

GNT-600

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE A 0°**



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria del ginocchio

MISURE

Taglie	Ø Coscia
S	40-49 cm
M	48-55 cm
L	53-68 cm



Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GNT-600

GNT-601

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI**



STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

MISURE

Universale

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GNT-601

GN-3PAN

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI ECONOMY



STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con rete traspirante all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

MISURE

Universale

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GN-3PAN

GNT-601K

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA PEDIATRICA
IMMOBILIZZATRICE 0° A 3 PANNELLI



109



STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno con texture jeans

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

INDICAZIONI

- esiti fratture distacchi epifisari del ginocchio
- traumi distorsivi del ginocchio

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
1°	da 0 a 3 anni	21 cm
2°	da 3 a 7 anni	26 cm
3°	da 7 a 10 anni	31 cm
4°	da 10 a 14 anni	40 cm

Codice d'ordine: GNT-601K

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA CON SUPPORTO TIBIALE
PER PCL**



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna di cotone all'interno e vellutino velcrabile all'esterno
- cuscinetto tibiale anatomico in poliuretano rivestito in cotone

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post acuto rotture LCP
- post operatoria ricostruzione LCP
- trattamento conservativo di instabilità cronica del LCP

MISURE

Universale

Altezze 50 cm, 60 cm

Codice d'ordine: PTS

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY ROM**



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm

Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;

Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY ROM



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 ECO

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA ROM LEGGY SCHELETRICA



STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 COOL

GNO-970 LEGGY® ECO COOL

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA ROM LEGGY SCHELETRICA**



STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0° 0°
10° 10°
20° 20°
30° 30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°

Codice d'ordine: GNO-970 ECO COOL

GNO-970 LEGGY® PLUS

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA ROM LEGGY CON VALVE**



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

- valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0° 0°
10° 10°
20° 20°
30° 30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°

Codice d'ordine: GNO-970P



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino velcrabile all'esterno
 - valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

	Ext.	Flex.
	0°	0°
	10°	10°
	20°	20°
	30°	30°
		45°
		60°
		75°
		90°
		105°
		120°

Codice d'ordine: GNO-970 P ECO



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione mediante pin e coperchio di sicurezza montato su aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

NOTE

- vellutino esterno con texture jeans

INDICAZIONI

- traumi distorsivi medio-gravi del ginocchio
- esiti distacchi epifisari del ginocchio
- esito epifisiodesi
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Blount
- iperlassità del ginocchio

MISURE

Corta
Altezza 25 cm

Lunga
Altezza 35 cm

REGOLAZIONI

	Ext.	Flex.	Imm.
	0°	0°	0°
	15°	15°	15°
	30°	30°	30°
	45°	45°	45°
	60°	60°	60°
		75°	
		90°	
		105°	

Codice d'ordine: GNO-990

GNO-970 LEGGY® TS

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA TELESCOPICA LEGGY ROM
CON BLOCCO E SBLOCCO RAPIDO**



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione con sicura
- sistema di blocco automatico a 0° e sbocco rapido mediante leva
- aste in alluminio telescopiche

CHIUSURA

- mediante sei fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Universale

Altezza telescopica
da 56 cm a 68 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0° 0°
10° 10°
20° 20°
30° 30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°

Codice d'ordine: GNO-970 TS

GNO-970 LEGGY® TS COOL

**LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA TELESCOPICA LEGGY ROM
SCHELETRICA CON BLOCCO E SBLOCCO RAPIDO**



STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione con sicura
- sistema di blocco automatico a 0° e sbocco rapido mediante leva
- aste in alluminio telescopiche

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Universale

Altezza telescopica
da 56 cm a 68 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0° 0°
10° 10°
20° 20°
30° 30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°

Codice d'ordine: GNO-970 TS COOL

GNO-960

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA ROM TELESCOPICA



STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione con sicura
- aste in alluminio telescopiche

CHIUSURA

- mediante quattro fasce velcrate

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Universale

Altezza telescopica
da 42 cm a 52 cm

Codice d'ordine: GNO-960

REGOLAZIONI

Ext. **Flex.**

0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

GNO-930

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA POST ARTROSCOPIA



STRUTTURA

- soft, completamente apribile, in tessuto con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno
- sacca removibile porta ghiaccio agganciata a velcro

SNODO/ASTE

- nessuno

CHIUSURA

- mediante tre bande con sistema velcrato

INDICAZIONI

- post artroscopia di ginocchio

MISURE


Universale

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: GNO-930

M.4[®]s PCL DYNAMIC

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL



1-Prima. Dopo la rottura del legamento crociato posteriore, il ginocchio si presenta instabile.
2-Dopo. Il sistema di spinta con cuscinetto sagomato mantiene la tibia nella posizione stabilita dal medico.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino velcrabile all'esterno
- sistema di spinta tibiale regolabile con sistema epicicloidale

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 4 fasce velcrate numerate regolabili e sistema di tensionamento epicicloidale per il cuscinetto tibiale



Sistema di spinta tibiale

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni del legamento crociato posteriore
- trattamento conservativo delle lesioni capsulolegamentose complesse
- trattamento postoperatorio nella ricostruzione del legamento crociato posteriore

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



Altezza 50 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S-PCL

M.4[®]s COMFORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE[®]



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

M.4[®]s SHORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE[®]



STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop fissate a vite
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S-COM bianco; M.4S-COM N nero

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S SHORT

M.4[®]s X LOCK

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CON
SNODO PHYSIOGLIDE[®] E SISTEMA DI BLOCCO A 0°



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in materiale idrorepellente all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click
- leva rapida di blocco/sblocco snodo a 0°

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati
- trattamento post traumatico acuto di lesioni capsulo legamentose immediato post operatorio del ginocchio

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 40 cm

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4 S X.LOCK

PROTECT 4 EVO

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino velcrabile

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: PRO4-EVO

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino velcrabile

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



15 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PROTECT 4 S

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



Chiave a brugola inclusa per regolazioni personalizzabili

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissate a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



15 cm

15 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Altezza 40 cm

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto regolazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.4S OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

M.4[®]s OA SHORT

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO CORTA



STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.4S OA SH Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

PROTECT 4 OA

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio fasce velcrate in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino velcrabile

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

PRO4 OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
MONOCOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico, dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide unilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

NOTE

- dotata di cuscino pneumatico gonfiabile secondo le necessità

INDICAZIONI

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulolegamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.3 S Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

LINEA RECURVATUM
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER RECURVATUM



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce velcrate in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino velcrabile all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite
- sistema ARBS di ammortizzamento progressivo mediante gommini a shore differenziati

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce velcrate numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del genus recurvatum

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Consigliamo uso modulo prese misure per prodotto personalizzato, senza nessun costo aggiuntivo.

Kit di regolazione come accessorio su richiesta.

Codice d'ordine: M.4 ARBS

PROTEZIONI



A



- A. CAP 100**
PROTEZIONE ROTULEA PER GINOCCHIERE FUNZIONALI
 Protezione della rotula negli sport a rischio (motocross, etc.)

MISURE: universale

- B. VAL 100**
VALVE DI PROTEZIONE
 per GNO 970 LEGGY® e GNO 970 LEGGY® ECO



B



STABILIZZATORI ROTULEI



A



B



C

- A. STABILIZZATORE ROTULEO**
 cuscinetto stabilizzante per rotula in plastazote

- B. STABILIZZATORE ROTULEO**
 cuscinetto stabilizzante per rotula velcrabile

- C. STABILIZZATORE ROTULEO**
 cuscinetto stabilizzante per rotula in silicone

MISURE: piccolo, grande

SNODI PER GINOCCHIERE



A



B



D



C



E

- A. SNODO POLICENTRICO**
 non regolabile con blocco in estensione per
 PHYLO® 74, PHYLO® 75

- B. SNODO POLICENTRICO PIATTO**
 per STABIMED PRO PHYLOTEK®, PHYLO® 76,
 PHYLO® 76 A, FILAMED® 701, FILAMED® 701 WRAP
 e FILAMED® 701 AR

- C. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE® PIATTO**
 per FILAMED® 801
 Versione lunga FILAMED® 851

- D. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®**
 per STABIMED PHYLOTEK®
 Nella versione con aste lunghe per COLLAMED PHYLOTEK®

- E. SNODO POLICENTRICO REGOLABILE**
 per PHYLO® 72, PHYLO® 72 A
 Nella versione con aste lunghe per ARTHROFIX PHYLO®



CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M.



CVO 710

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- articolazione ROM della dorso flessione da +20° a -40° e della pianta flessione da -20° a +40°, ogni 10°; immobilizzazione a 10° e 20°
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale velcrata dell'imbottitura e 5 fasce velcrate di fissaggio per CVO-700
- frontale velcrata dell'imbottitura e 4 fasce velcrate di fissaggio per CVO-710

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-700
S	32-38	41 cm
M	38-43	43 cm
L	43-48	46 cm



Altezza per CVO-710 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-700 normale; CVO-710 short

CVO-700 ECO

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M. ECONOMY



CVO 700P ECO

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino velcrabile all'interno ed all'esterno
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompetta nella versione CVO-700P ECO

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- articolazione ROM regolabile mediante pin
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- regolazione dell'articolazione ROM della dorso flessione da 0° a 45° e della pianta flessione da 0° a 45° ogni 7.5 e possibilità di immobilizzazione a 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45°

CHIUSURA

- frontale velcrata dell'imbottitura e 5 fasce velcrate di fissaggio

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa
S	36-39
M	40-42
L	43-45
XL	Oltre 45



Altezza 40 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine:
CVO-700 ECO normale; CVO-700P ECO pneumatico



CVO 720

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale velcrata dell'imbottitura e 5 fasce velcrate di fissaggio
- frontale velcrata dell'imbottitura e 4 fasce velcrate di fissaggio per CVO-720

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-750
S	32-38	39 cm
M	38-43	42 cm
L	43-48	44 cm



Altezza per CVO-720 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 normale; CVO-720 short



CVO 750P ECO

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino velcrabile all'interno ed all'esterno
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompetta nella versione CVO-750P ECO

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale velcrata dell'imbottitura e 5 fasce velcrate di fissaggio

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa
S	36-39
M	40-42
L	43-45
XL	Oltre 45



Altezza 45 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 ECO normale; CVO-750P ECO pneumatico

CVO-750K

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
FISSO A 0° PEDIATRICO



POLPACCERA

Oskin

FullFit

SUPPORTO PER POLPACCIO
FULLFIT



STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino velcrabile all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale velcrata dell'imbottitura e 4 fasce velcrate di fissaggio



STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit anatomica

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI

- malattia di Sever
- trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- esiti di fratture distali di tibia e perone
- immobilizzazione postoperatoria
- distorsioni di caviglia di III grado
- trattamento postoperatorio dell'artrosi (piede piatto)

INDICAZIONI

- trattamento delle contratture muscolari del polpaccio
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza
S	21-22	18 cm
M	23-25	20 cm
L	26-28	23,5 cm
XL	29-33	29,5 cm



Codice d'ordine: CVO-750K

MISURE

Taglie	Ø Polpaccio
S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm



Altezza 29 cm

Codice d'ordine: FFP-200

D.T3-CVT

CAVIGLIERA TRASPIRANTE CON BENDAGGIO AD 8 STABILIZZANTE



STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- velcrata posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: DT3-CVT

FILAMED® 901

CAVIGLIERA IN NEOPRENE CON BENDAGGIO AD 8 STABILIZZANTE



STRUTTURA

- in neoprene

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- velcrata posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: FILAMED 901

**STRUTTURA**

- tessuto Lycra Sensitive che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- velcrata posizionata posteriormente

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



Codice d'ordine: CL8-100

**STRUTTURA**

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit

CHIUSURA

- no

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Caviglia
S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm



Codice d'ordine: FFA-500



STRUTTURA

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- disponibile in versione:
M.STEP STANDARD dotata di valve lunghe
M.STEP ATHLETIC dotata di valve slim in tecnopolimero

CHIUSURA

- mediante cinturini velcrati
- cinturino velcrato regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza

Standard 27 cm

Athletic 25 cm

Codici d'ordine: M.STEP STANDARD, M.STEP ATHLETIC



STRUTTURA

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve corte in tecnopolimero

CHIUSURA

- mediante cinturini velcrati
- cinturino velcrato regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- esiti di distacchi epifisari della pinza malleolare
- esiti stabilizzati di frattura a legno verde del pilone tibiale e del perone distale

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 17 cm

Codice d'ordine: M.STEP KIDZ

DUALSHELL II

CAVIGLIERA BIVALVE "DUALSHELL II"



STRUTTURA

- rivestimento in lycra senza cuciture con imbottitura in materiale Shock Absorber

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve disponibili in 2 altezze in tecnopolimero a rigidità variabile e conformate anatomicamente

CHIUSURA

- velcrata mediante cinturini regolabili
- cinturino velcrato regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE (DX/SX)

Taglie	Altezza
Standard	22 cm
Short	20 cm

Codice d'ordine: CDS-101

CVO-601

CAVIGLIERA BIVALVE PNEUMATICA



STRUTTURA

- cuscinetto in materiale plastico gonfiabile con pompetta

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve in materiale plastico

CHIUSURA

- velcrata mediante cinturini
- cinturino velcrato regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: CVO-601

CVO-800 ANKLE STABIL

CAVIGLIERA STABILIZZANTE CON PLACCHE MALLEOLARI



STRUTTURA

- in poliestere con tallone aperto

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- placche malleolari in materiale plastico estraibili

CHIUSURA

- a laccio

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	37-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46



Codice d'ordine: CVO-800

CVO-400

TUTORE PER CAVIGLIA E PIEDE CIONDOLANTE



STRUTTURA

- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio

CHIUSURA

- velcrata mediante cinturino

INDICAZIONI

- trattamento del piede ciondolante

MISURE (DX/SX)

Uomo - Altezza 34 cm

Donna - Altezza 31 cm

Codice d'ordine: CVO-400

LEVAMED® 508

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO
IN SILICONE



STRUTTURA

- in materiale elastico altamente traspirante e termoregolatore
- anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17–20 cm
II	20–22 cm
III	22–24 cm
IV	24–26 cm
V	26–28 cm
VI	28–30 cm



Codice d'ordine: M.508

ACHIMED® 511

CAVIGLIERA ELASTICA PER IL TENDINE D'ACHILLE
CON SUPPORTI IN SILICONE



STRUTTURA

- in materiale elastico altamente traspirante e termoregolatore
- anatomica senza cuciture
- dotata di tallonetta in silicone

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone anatomici integrati medialmente e lateralmente all'altezza del tendine d'Achille

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie
- achilodinia
- borsite del tendine di Achille

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17–20 cm
II	20–22 cm
III	22–24 cm
IV	24–26 cm
V	26–28 cm
VI	28–30 cm



Codice d'ordine: M.511



STRUTTURA

- anatomica in materiale elastico poliestensivo (compressione di classe 2)

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- no

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Caviglia


I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



Codice d'ordine: M.501

CVO-730 KIT

SET DI 3 CUNEI DI PRONAZIONE
PER TUTORE WALKER



STRUTTURA

- kit composto da 3 cunei di pronazione di 10° ciascuno utilizzabili anche in combinata
- realizzati in gomma sintetica

NOTE

- accessori per CVO 750, CVO 750 ECO, CVO 720

INDICAZIONI

- coadiuvante nel trattamento riabilitativo del tendine di Achille

MISURE

S	32-38
M	38-43
L	43-48

Codice d'ordine: CVO-730 KIT

SWI-BAS

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
MONOPODALICA



STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone in poliuretano
- tavoletta monopodalica

INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

MISURE

Singola - unica

Codice d'ordine: SWI-BAS

SWI-TWO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
BIPODALICA



STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone
- tavoletta a ufo bipodalica

INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

MISURE

Singola - unica
(diametro 36 cm)

Codice d'ordine: SWI-TWO

SWI-PRO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
MONOPODALICA CON LASER



STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato, dotato di rullo in gomma orientabile a 360° e di un puntatore a luce laser
- tavoletta monopodalica

NOTE

- la luce laser permette di compiere molteplici esercizi riabilitativi e creare programmi personalizzati per spalla, anca e caviglia (metodo Perfetti)

INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia e della spalla

MISURE

Singola - unica

PER USO PROFESSIONALE


Codice d'ordine: SWI-PRO

LINEA PIEDE



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment





PLANTARE PRT-S01

PLANTARE IN SILICONE CON COPERTURA IN TESSUTO

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con fori per aerazione
- con scarico metatarsale e calcaneare
- copertura in tessuto

INDICAZIONI


- lieve tallonite; lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-45

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S01



PLANTARE PRT-S02

PLANTARE IN SILICONE

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- fori per aerazione
- scarico metatarsale e calcaneare

INDICAZIONI


- lieve tallonite; lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S02



SOLETTA PRT-S04

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEARE

TIPOLOGIA

- mezza soletta

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

INDICAZIONI


- lieve tallonite
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S04



TALLONIERA PRT-S06

TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone zigrinato
- scarico ad oliva per la zona calcaneare

INDICAZIONI

- tallonite

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S06

TALLONIERA PRT-S07

TALLONIERA IN SILICONE

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

INDICAZIONI

- tallonite

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	30-34
M	35-39
L	40-44
XL	45-47

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S07

CUSCINETTO PRT-S09

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE ANTISCIVOLO

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone zigrinato con conformazione anatomica

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali

MISURE (DX/SX)

Taglie

Unica

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S09

CUSCINETTO PRT-S10

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone con distanziatore da posizionare fra le dita per evitare spostamenti all'interno della calzatura

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali; neuroma di Morton

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S10

CUSCINETTO PRT-S11

CUSCINETTO IN SILICONE PER DITA A MARTELLO

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone conformato anatomicamente per le dita del piede
- dotato di separatore per evitare la frizione con la calzatura

INDICAZIONI


- dito a martello doloroso

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S11



SEPARATORE PRT-S12

SEPARATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con ridotto spessore

INDICAZIONI

- deviazione delle dita dei piedi
- sfregamenti interdigitali
- callosità interdigitali


MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S12



DIVARICATORE PRT-S13

DIVARICATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con conformazione anatomica per il correttore alloggiamento fra le dita

INDICAZIONI

- alluce valgo con secondo dito sovraddotto


MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S13



PROTEZIONE PRT-S20

PROTEZIONE TUBOLARE IN TESSUTO ED INTERNO IN SILICONE

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- in silicone all'interno e tessuto elastico all'esterno
- ritagliabile

INDICAZIONI

- protezione per dito in griffe doloroso
- protezione per calli dolorosi

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S20



PROTEZIONE PRT-S14

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- silicone tubolare con anello di stabilizzazione

INDICAZIONI

- borsite dolorosa della metatarsofalangea dell'alluce

MISURE

Taglie Calzata scarpa

I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S14

PRO_HALLUX PRT-S15 N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale velcrato per regolare la trazione

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S15 N

HALLUX_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini velcrati

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S16

PDN-ALV

PROGRAMMA NIGHT & DAY PER ALLUCE VALGO



TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore HALLUX_MED e PRO_HALLUX

FASE DAY

- Prevede l'uso di PRO_HALLUX durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone all'interno e sistema di regolazione laterale velcrato, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio

FASE NIGHT

- Questa fase prevede l'uso di HALLUX_MED durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e anallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Codice d'ordine: PDN-ALV



GUIDA ALLE MISURAZIONI



Circonferenza collo



Circonferenza torace



Circonferenza vita



Circonferenza polso



Circonferenza bacino



Circonferenza coscia.
A: misurare 15 cm al di sopra del centro del ginocchio.
B: misurare 5 cm al di sotto del centro del ginocchio



Lunghezza mano.
Misurare dal polso alla punta del dito medio



Circonferenza seno/vita



Circonferenza coscia.
Misurare 10/15 cm al di sopra del centro del ginocchio



Misurare dalla mezzeria della linea ideale che congiunge le estremità di ulna e radio (individuabili alla palpazione) all'inizio dell'ultima falange del pollice



Circonferenza torace/vita



Circonferenza gamba.
Misurare 10/15 cm al di sotto del centro del ginocchio



Considerare la distanza tra i centri di rotazione del polso e del 5° metacarpo



Ampiezza spalle



Misura calzata scarpa



Lunghezza avambraccio.
Misurare dal gomito alla base delle dita



vertebra
C7/T1
L5/S1 ca.


Lunghezza colonna vertebrale.
Misurare dalla zona sacrale alla cervicale



Circonferenza caviglia



Circonferenza avambraccio.
Misurare 5 cm al di sotto della punta del gomito




A: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale
C: circonferenza distale



Circonferenza collo del piede



Circonferenza bicipite



A: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale



Circonferenza vita

L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008
e UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 0 - 02/17

www.clabcomunicazione.it



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment