

ELASTIC CARE

**RECUPERARE
CON SICUREZZA:
NUOVE FASCE
ELASTICHE FGP
POST-OPERATORIE**

PATELLE ANTERIORI VELCRABILI E DI AMPIE DIMENSIONI

CHIUSURA ANTERIORE A DOPPIA PATELLA

PERFETTO BINOMIO TRA ELASTICITÀ E CONTENIMENTO

STECCATURA ANTIARRICCIAMENTO (FPO 100 - FPO 200)

FPO 200



FPO 100



FPO 300

Dal know-how di FGP nasce la linea FGP ELASTIC-CARE, che con soli tre modelli fornisce fasce di diverse altezze e conformazioni per una copertura completa delle diverse necessità del paziente. Tutti i **materiali utilizzati sono stati testati** per garantire un uso a diretto contatto con la pelle, mentre il **trattamento Sanitized®** controlla eventuali odori che potrebbero insorgere.

Le fasce FGP ELASTIC-CARE offrono una **pressione uniforme** per ridurre le tensioni ai margini delle ferite, favorendo così una migliore cicatrizzazione. Inoltre, grazie all'**effetto compressivo**, sono in grado di contenere o prevenire il rilassamento dei muscoli addominali.



FGP Orthopedic & Rehabilitation Equipment

www.fgpsrl.it



FGP mag

SPECIALE EXPOSANITÀ



FGP Orthopedic & Rehabilitation Equipment

Anno 13, numero 18, Aprile 2024
Editore: FGP s.r.l. Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR, www.fgpsrl.it, fgp@fgpsrl.it, facebook.com/fgpsrl - Direttore Responsabile: Patrizia Adami - Progetto e realizzazione grafica: Clab Comunicazione s.r.l., società unipersonale, info@clabcomunicazione.it - Registrazione al Tribunale di Verona n. 1.970 - Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti senza specifica autorizzazione rilasciata per iscritto dall'Editore.

FGPMAG È ANCHE DIGITALE
Dove e quando vuoi, con gli articoli medici completi e l'archivio dei numeri precedenti.
SCOPRI DI PIÙ: fgp-mag.fgpsrl.it



LA NOSTRA FORZA: OLTRE 35 ANNI DI ESPERIENZA, PIONIERISMO E RICERCA

FGP si presenta all'appuntamento di Exposanità con due importanti restyling di prodotti in ambito ortopedico e riabilitativo, frutto di un mix virtuoso di tecnologia, design e capacità artigianale. Soluzioni innovative, progettate a garanzia di comfort e performance. Dall'evoluzione della linea Posture Plus System, dedicata al benessere posturale, alla linea di tutori Night&Day, specifica per alluce e rizoartrosi. Tante novità in un anno di grandi rinnovamenti, come ci spiega il direttivo dell'azienda con sede a Verona.

Innovazione tecnologica, pionierismo, made in Italy sono da sempre il motore trainante di FGP Srl, azienda di riferimento nella produzione di supporti per l'ortopedia e la riabilitazione. Nata nel 1988 da un'idea imprenditoriale di Moreno Ferrigolo e Alberto Turrini, FGP si è via via imposta sul mercato, diventando un vero e proprio caposaldo in ambito ortopedico. Oggi, con un fatturato in costante crescita, 130 dipendenti, 60 tra agenti di vendita e informatori tecnici e oltre 100 brevetti, l'azienda è protagonista di un'importante evoluzione: l'ingresso nel grande gruppo internazionale Medi GmbH. In vista dell'atteso appuntamento con la fiera Exposanità, abbiamo incontrato la direzione per fare insieme un bilancio di ciò che è stato, di ciò che li attende e delle novità presentate in anteprima a Bologna.

Il 2023 è ormai alle spalle, che anno è stato?

Positivo, sia per quanto riguarda il mercato Italia che il mercato internazionale. È stato un anno di grandi cambiamenti, dovuti principalmente all'acquisizione da parte di Medi GmbH: un'evoluzione naturale che consolida un percorso di collaborazione attivo da molti anni, che non ha in alcun modo modificato il nostro DNA e i nostri valori.

Su cosa vi siete focalizzati?

Nel corso dell'anno ci siamo dedicati alla produzione di nuovi dispositivi, concentrando su performance e design, cercando di rispondere alle esigenze del cliente. Il focus resta sempre il

prodotto, non per nulla siamo un'azienda di produzione italiana. Abbiamo lanciato la nuova linea di polsiere e ginocchiere OA, specifiche per osteoartrite e osteoartrite, e abbiamo avviato progetti importanti che vedranno la luce in questo 2024. Ci siamo aperti anche a nuove collaborazioni, abbiamo consolidato la partnership con la Fondazione per l'Osteoporosi Onlus, una realtà autorevole e riconosciuta a livello nazionale, che ci ha permesso di sostenere giovani ricercatori under 35 con due borse di studio. È stato un anno ricco di soddisfazioni. Siamo stati premiati "Distributori dell'anno 2022" da Aspen, rinomata azienda americana nel campo dei tutori per la colonna con cui collaboriamo in esclusiva per l'Italia dal 2019. Un riconoscimento per l'operatività, la qualità di servizio e i risultati ottenuti che ci rende particolarmente orgogliosi.

Come si è aperto il 2024?

Siamo partiti con grande slancio, testando un comparto finora inesplorato per ampliare ulteriormente la gamma e la varietà della nostra offerta. Il primo prodotto presentato è un'inedita linea di fasce elastiche specifiche per il post operatorio, Elastic-Care, completa di fasce di diverse altezze e conformazioni studiate per rispondere alle molteplici necessità del paziente. Un progetto sfidante, dalla scelta dei materiali, alla modellazione, al comfort.

NUMERO 18
APRILE 2024

SOLUZIONI MADE IN ITALY A SERVIZIO DEL BENESSERE

Noi di FGP amiamo gli orizzonti ampi, che ci consentono di mantenere sempre viva la fiamma della curiosità e la scintilla dell'innovazione. Amiamo prenderci cura dell'ascolto e coltivare il dialogo con i professionisti della salute e del benessere per dare vita a prodotti sempre più evoluti, in grado di migliorare la qualità di vita delle persone. Amiamo innescare sinergie, sperimentare nuovi approcci e perseverare nella ricerca, integrando nuove tecnologie e abilità artigianali per lo sviluppo di strade non ancora percorse. E amiamo farlo soprattutto per i nostri interlocutori, per la fiducia che ci è stata accordata e che intendiamo onorare e valorizzare, continuando ad essere per tutti loro un punto di riferimento solido. Anche quest'anno parteciperemo con il consueto entusiasmo all'appuntamento con Exposanità, nell'ambito del quale avremo il piacere di presentarvi alcune importanti novità, frutto di un'evoluzione costante e di un'esperienza ultra trentennale nel settore dell'ortopedia e della riabilitazione. Sarà un piacere accogliervi al nostro stand, vi aspettiamo!

Moreno Ferrigolo e Alberto Turrini



**PAD 21
STAND B65**

**"Il focus resta
sempre il prodotto,
non per nulla siamo
un'azienda di
produzione italiana"**

Pensando al futuro, quali obiettivi vi ponete?

Il nostro obiettivo è il miglioramento, che possiamo tradurre in crescita in termini di fatturato, di presenza sul mercato e di innovazione. Puntiamo a offrire una gamma di soluzioni sempre più completa in grado di rispondere alle nuove esigenze, mantenendo solida la fiducia con i nostri partner. Entro la fine dell'anno, inoltre, abbiamo in previsione il lancio di un prodotto innovativo per una patologia in forte crescita.

C.B.

FGP È DA SEMPRE SINONIMO DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELLE SOLUZIONI PER L'ORTOPEDIA E LA RIABILITAZIONE

Il costante ascolto delle esigenze del paziente, il continuo confronto con gli specialisti e l'accresciuto know-how maturato nel corso degli anni, sono garanzia di un'esperienza che coniuga efficacia e comfort, offrendo al contempo massima libertà di movimento.

Tale approccio distintivo è alla base del restyling delle due linee iconiche **Posture Plus System** e **Night&Day**, presentate in anteprima da FGP nella vetrina di Exposità 2024.

Materiali di ultima generazione, soluzioni di design che uniscono funzionalità ed estetica, tecniche innovative a servizio di vestibilità e facilità d'uso: sono solo alcuni degli ingredienti che compongono la ricetta di questi dispositivi made in Italy, realizzati con la sapienza e la visione di una realtà proiettata al futuro.



POSTURE PLUS
SYSTEM

FGP PRESENTA

LA LINEA EVOLUTA POSTURE PLUS 2.0

Dal 2015 a oggi FGP continua a innovare l'apprezzata linea dedicata al benessere posturale, ampliando la gamma con nuove soluzioni, perseguendo la mission di garantire il massimo comfort, per tutte le età e per tutte le occasioni.

FGP è stata la prima azienda in Italia a progettare e realizzare prodotti dedicati al miglioramento della postura, basandosi sulla componente elastica dei materiali utilizzati, senza vincoli di movimento. Dopo aver raggiunto un livello ottimale di funzionalità e richiamo posturale, la ricerca FGP si è concentrata sull'aspetto del comfort. Questo ha permesso di adattare le maglie alle diverse conformazioni anatomiche e di consentirne un utilizzo prolungato in varie situazioni quotidiane, sia sul luogo di lavoro che durante l'attività sportiva o nel tempo libero. Uno sviluppo che ha reso l'uso dei prodotti più versatile e adatto a un numero crescente di persone, senza modificarne le qualità posturali.

La nuova linea Posture Plus 2.0 ripropone le classiche varianti delle t-shirt con e senza zip (P+ Perfect Zip 2.0 e P+ Effect 2.0), disponibili anche nella versione pediatrica (P+ Young Up 2.0 e P+ Young Easy Up 2.0). Ma c'è anche un'importante novità, rappresentata dal nuovo modello P+ Basic, una canotta a spalla larga unisex che offre un efficace richiamo posturale a livello scapolare e clavicolare.



Nuova canotta posturale **P+ BASIC**.
Disponibile anche in versione pediatrica
P+ YOUNG BASIC.



P+ PERFECT ZIP 2.0



P+ YOUNG EASY UP 2.0



P+ EFFECT 2.0

LINEA NIGHT&DAY ANCORA PIÙ COMFORT E FUNZIONALITÀ

Il programma Night&Day FGP, specifico per il trattamento della rizoartrosi e per l'alluce valgo, si rinnova in modo significativo grazie al sapiente restyling dei tutori, perfezionati per garantire ulteriore comfort e benessere.

L'innovativo sistema Night&Day FGP offre una formula originale che, alternando l'uso di due ortesi studiate per lavorare in sinergia, sfrutta l'intero arco della giornata per limitare l'aggravarsi delle patologie e ridurre il dolore.


PROGRAMMA RIZOARTROSI

RHIZO POD è un tutore progettato per essere utilizzato nella fase acuta e molto dolorosa della rizoartrosi e consentire al paziente di svolgere le normali attività quotidiane. Protegge e mantiene in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito guscio rigido realizzato in modo da adattarsi alle diverse morfologie delle mani.

RHIZO SKIN è consigliato per favorire il processo anti-infiammatorio durante il giorno e la notte. L'obiettivo del tutore soft è quello di fornire, nelle fasi meno dolorose o iniziali della patologia, una leggera correzione grazie alla sua perfetta vestibilità, garantita dal tessuto elastico accoppiato consente al tutore di adattarsi facilmente alla conformazione anatomica della mano, e garantendo comunque un certo grado di mobilità.



HALLUX GO



HALLUX FLEX

PROGRAMMA ALLUCE VALGO

HALLUX GO offre un'azione di allineamento e correzione dell'alluce valgo, garantendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane, grazie anche alla presenza di un cuscinetto protettivo in materiale espanso a livello della protuberanza. Leggero e traspirante, è progettato per evitare attriti e tensioni sulla zona dell'unghia. Gli inserti interni in tecnopolimero grappante, la regolazione laterale e l'assenza di cuciture, consentono di indossarlo con le scarpe senza fastidi, favorendo l'azione terapeutica durante la deambulazione.

HALLUX FLEX è progettata per migliorare l'allineamento dell'alluce, mantenendolo sull'asse corretto durante il riposo. Dotata di una leva graduata per esercitare trazione regolabile sull'articolazione metatarso-falangea (0°, 7,5° e 15°), offre efficacia nella riduzione della deviazione e del dolore, favorendo il processo antinfiammatorio.



RHIZO SKIN



RHIZO POD