

# 8LIGHT

Nuova cavigliera  
bendaggio a "8".

Passo dopo passo,  
sulla strada  
del benessere.

TEST 016/02.10

**EFFICACIA**  
CONTROLLA IL NATURALE MOVIMENTO

**VESTIBILITÀ**  
TESSUTO SOTTILE E DESIGN MINIMALE

**PORTABILITÀ**  
LEGGEREZZA ED ELASTICITÀ

**TRASPIRABILITÀ**  
TRAMA A NIDO D'APE

**DURATA**  
LUNGO UTILIZZO NEL TEMPO



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# COMFORT CHE SI SENTE. SICUREZZA CHE SI VIVE. DIMENSIONE CHE SCOMPARE.

**8LIGHT** è la cavigliera 100% Made in Italy che protegge la caviglia con la massima discrezione.

Il tessuto Sensitive® Fabrics particolarmente sottile, leggero ed elastico, rende la cavigliera adattabile alla conformazione della parte anatomica e facilmente indossabile anche con la calzatura.

La trama a nido d'ape garantisce traspirabilità e igiene. La chiusura velcrata elastica, resistente, facilmente regolabile, riproduce il bendaggio a "8" e abbraccia l'articolazione per il controllo eversione/inversione della caviglia.

**8LIGHT** fa vivere il movimento in tutta la libertà, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.

→ **EFFICACIA**  
IL BENDAGGIO A "8" PROTEGGE LA CAVIGLIA E NE CONTROLLA IL NATURALE MOVIMENTO

→ **VESTIBILITÀ**  
IL TESSUTO SOTTILE E IL DESIGN MINIMALE PERMETTONO DI INDOSSARLA ANCHE CON LA CALZATURA

→ **PORTABILITÀ**  
LA LEGGEREZZA E L'ELASTICITÀ DEL MATERIALE ADATTANO LA CAVIGLIERA A OGNI ANATOMIA


→ **TRASPIRABILITÀ**  
LA TRAMA DEL TESSUTO A NIDO D'APE PERMETTE IL PASSAGGIO DELL'ARIA

→ **DURATA**  
LE FASCE DI CHIUSURA VELCRATE SONO STUDIAE PER UN LUNGO UTILIZZO NEL TEMPO

## Sensitive® Fabrics, il tessuto LYCRA® dalle alte performances.


**8LIGHT** è realizzata in Sensitive® Fabrics, un particolare tessuto realizzato in trama aperta a nido d'ape, che favorisce la circolazione d'aria tra le fibre, garantendo ancora più freschezza ed igiene. L'elasticità tridimensionale del tessuto e l'elevata percentuale di fibra elastica LYCRA® assicurano una perfetta libertà di movimento ed un'ottima tenuta della forma, anche dopo numerosi lavaggi.

**Sensitive®**  
FABRICS



### EXTRAELASTICO


Il tessuto tridimensionale con elevata percentuale di fibra elastica LYCRA® si adatta perfettamente ai movimenti e mantiene la forma inalterata nel tempo per un comfort ottimale.



### EXTRATRASPIRANTE

La trama aperta a nido d'ape lascia circolare l'aria fra le fibre, per una freschezza superiore.

# 8LIGHT



## CARATTERISTICHE

Cavigliera realizzata con bendaggio elastico ad "8" per controllo eversione/inversione della caviglia. Apertura posteriore con chiusura velcrata per una più facile applicazione e adattamento alle conformazioni anatomiche del paziente.

### MISURE

Taglie Ø Collo del piede

S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



## INDICAZIONI

- Instabilità lievi della caviglia
- Algie tibio-tarsiche
- Tendinopatie e tendiniti
- Rieducazione funzionale
- Prevenzione nell'attività sportiva

Codice d'ordine: CL8-100



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)

 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 0 - 01/16

[clabcomunicazione.it](http://clabcomunicazione.it)