

DTX 06 Manumed Long

Polsiera steccata lunga.

**Il supporto lungo
per un recupero breve.**

COMFORT
PER UN MAGGIOR BENESSERE

DURATA
TESSUTO AD ALTA RESISTENZA

VESTIBILITÀ
FASCE VELCRATE REGOLABILI

SICUREZZA
RINFORZI LATERALI E FASCIA AMOVIBILE



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LA NUOVA DIMENSIONE DI COMFORT E SICUREZZA PER IL POLSO.

Vivere il periodo riabilitativo
con il massimo del benessere,
non rinunciando ai gesti quotidiani
e con piena fiducia in un pronto
e completo recupero:
questo è ciò che desidera il paziente,
e questo è ciò che FGP vuole offrire.

DTX 06 Manumed Long è uno strumento
in più per raggiungere tutto questo.

DTX 06 Manumed Long è un tutore dedicato alla salute del polso, realizzato con un tessuto ad elevata resistenza per una durata ed efficacia terapeutica eccellenti.

L'altissima traspirazione e la conformazione anatomica donano il massimo del comfort una volta indossato.

Le comode chiusure velcrate assicurano il corretto posizionamento del tutore e ne facilitano d'applicazione. Il supporto è dotato di fascia amovibile e riposizionabile per un maggior sostegno del polso, mentre i rinforzi laterali in polietilene e la stecca palmare in alluminio modellabile permettono una stabilità ancora più performante.

Con **DTX 06 Manumed Long** il recupero è davvero a portata di mano.

- ➔ **COMFORT**
TESSUTO AD ALTA TRASPIRAZIONE
PER UN MAGGIOR BENESSERE
DURANTE IL PERIODO DI RECUPERO
- ➔ **DURATA**
TESSUTO AD ALTA RESISTENZA
PER UN USO PROLUNGATO NEL TEMPO
- ➔ **VESTIBILITÀ**
FASCE VELCRATE REGOLABILI
PER UNA CHIUSURA FACILITATA DEL
TUTORE
- ➔ **SICUREZZA**
RINFORZI LATERALI IN POLIETILENE,
FASCIA AMOVIBILE E RIPOSIZIONABILE
PER UN'OTTIMALE EFFICACIA

DTX 06 MANUMED LONG



CARATTERISTICHE

Polsiera in tessuto resistente e ad alta traspirabilità con stecca palmare modellabile e rinforzi laterali.

Chiusure velcrate per rendere l'applicazione facile e comoda.

È provvista di fascia amovibile e riposizionabile per una maggiore stabilità del tutore.

INDICAZIONI

Tendiniti dei flessori estensori

Esiti di fratture del polso

Trattamento post chirurgico nella traumatologia del polso

Trattamento conservativo dei traumi distorsivi del polso

MISURE (DX/SX)

LUNGHEZZA

Taglie Ø Polso

27 cm

XS	fino a 14 cm
S	15-17 cm
M	18-20 cm
L	21-23 cm
XL	oltre 23 cm



Codice d'ordine: DTX-06



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 0 - 01/16

clabcomunicazione.it