


LINEA PHYLO®

Benessere
illimitato.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



BENESSERE
RIDISEGNATO.



I nuovi prodotti della gamma Phyllo rispecchiano appieno un'idea completamente nuova di benessere. Progettati per offrire comfort, vestibilità, resistenza ottimali a ciascun paziente, seguono ogni conformazione anatomica, offrendo efficacia terapeutica. Ottenere questi risultati per FGP è possibile grazie al design ergonomico e sempre più essenziale frutto della ricerca e sviluppo FGP. Linee avvolgenti, migliore vestibilità, ingombri ridotti al minimo, combinazioni inedite e ottimali di materiali innovativi.

Per offrire nuovi orizzonti di benessere.

Phyllo® è un marchio registrato FGP srl.




L'innovativa linea PHYLO ha rivoluzionato il mondo della riabilitazione. E oggi questa concezione senza precedenti si esprime nell'ampliamento di gamma: nascono così le polsiere lunga e corta; il tutore per epicondilite e il cinturino sottorotuleo.

Grazie al design inedito ed ergonomico, a materiali sicuri e performance evolute, anche i nuovi prodotti Phylo garantiscono qualità eccellente, massima efficacia e comfort assoluto.

MARCO MEONI PER FGP. IL BENESSERE È UN GIOCO DI SQUADRA.

Grazie a una forte condivisione dei valori che accomunano il grande sport al mondo del benessere, nasce il fortunato incontro fra FGP e Marco Meoni.

Il pluricampione olimpico e mondiale della nazionale italiana di volley ha testato la qualità dei prodotti FGP ed è per noi un onore averlo come testimonial della nostra linea Phylo.



PHYLO® FSP

TUTORE PER EPICONDILITE



Sistema di regolazione telescopico



Doppio cuscinetto pressore



Cuscinetto pressore posizionabile

CARATTERISTICHE

STRUTTURA IN POLIURETANO

Mantiene inalterate nel tempo forma, performance e compressione.

SISTEMA DI REGOLAZIONE TELESCOPICO

Il suo sistema di regolazione telescopico, dotato di una serie di tacche predefinite, permette di adattare il tutore in modo preciso e ottimale alle varie conformazioni anatomiche del paziente. Una volta regolato è possibile ritagliare il materiale in eccesso evitando accumuli ingombranti. Effettuata la prima regolazione, per indossarlo successivamente sarà sufficiente utilizzare il cinturino anteriore a velcro.

COMPRESSIONE COSTANTE SUL TENDINE

Il cinturino anteriore di regolazione è dotato di un elemento elastico che segue con efficacia le variazioni di volume muscolare del paziente, ottimo per lo sportivo.

COMFORT E RESISTENZA

Rivestimento interno morbido, traspirante, senza cuciture, resistente all'usura e ai lavaggi.

COMPRESSIONE SU MISURA

Dotato di doppio cuscinetto pressore in materiale a densità controllata, posizionabile su un'ampia superficie a velcro e quindi maggiormente adattabile alle varie conformazioni anatomiche.

INDICAZIONI

Epicondiliti

Epitrocleiti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: PHY-FSP

PHYLO® 12

POLSIERA STECCATA CORTA



CARATTERISTICHE

PARTE INTERNA IN TESSUTO PHYLO 100% MADE IN FGP
altamente traspirante, con azione antibatterica e termoregolatore.

POSIZIONAMENTO FACILITATO
grazie al passante multiplo superiore e al tessuto laterale morbido ed elastico.

STECCA PALMARE MODELLABILE
per una stabilizzazione ottimale del polso.

CHIUSURA CON 3 FASCE IN VELCRO
regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e posizionabili secondo le necessità del paziente per una adattabilità massima.

INDICAZIONI

Traumi distorsivi del polso
Tendinite dei flessori estensori
Esiti di fratture del polso
Patologia del tunnel carpale
Trattamento post traumatico

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

LUNGHEZZA 21 cm



Codice d'ordine: PHY-12

PHYLO® 13

POLSIERA STECCATA LUNGA



CARATTERISTICHE

PARTE INTERNA IN TESSUTO PHYLO 100% MADE IN FGP
altamente traspirante, con azione antibatterica e termoregolatore.

POSIZIONAMENTO FACILITATO
grazie al passante multiplo superiore e al tessuto laterale morbido ed elastico.

STECCA PALMARE MODELLABILE
per una stabilizzazione ottimale del polso.

CHIUSURA CON 4 FASCE IN VELCRO
regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e posizionabili secondo le necessità del paziente per una adattabilità massima.

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso e patologia del tunnel carpale
- Patologia del tunnel carpale
- Trattamento post traumatico

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

LUNGHEZZA 27 cm



Codice d'ordine: PHY-13

PHYLO® TTP

CINTURINO SOTTOROTULEO



Pressore in silicone



CARATTERISTICHE

DESIGN ESSENZIALE E LEGGERO

Poco ingombrante anche posteriormente sul cavo popliteo, ideale per la vita quotidiana e per lo sport.

STRUTTURA IN POLIURETANO

Mantiene inalterate nel tempo forma, performance e compressione.

MATERIALI SICURI E PERFORMANTI

Dotato di pressore in silicone e rivestimento in LYCRA®.

FACILE DA INDOSSARE E DA RIMUOVERE

La regolazione a velcro permette un posizionamento ottimale, mentre il sistema di sgancio rapido agevola la rimozione.

MASSIMO COMFORT, VESTIBILITÀ PIACEVOLE

Il rivestimento interno è morbido, traspirante resistente e di facile manutenzione, la parte anteriore del pressore rotuleo è realizzata in piacevole LYCRA®.

INDICAZIONI

Sindrome di Osgood-Schlatter

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: PHY-TTP



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 11/14

www.ciabocomunicazione.it