

POSTURE PLUS

Abbigliamento posturale

La postura ridisegnata da FGP.

- + INCREMENTO DELL'EQUILIBRIO
- + AUMENTO DELLA MOBILITÀ E DELLA RESISTENZA
- + RIPRISTINO DELLA CORRETTA POSTURA
- + MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ RESPIRATORIA
- + RECUPERO PIÙ VELOCE IN CASO DI INFORTUNI
- + MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA
- + PERFORMANCE MIGLIORATE PER GLI ATLETI NELLA VITA QUOTIDIANA
- + VERSIONI FEMMINILI E MASCHILI, NEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE ANATOMICHE
- + COADIUVANTI IN PRESENZA DI TERAPIE POSTURALI SPECIFICHE



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

L'IMPORTANZA DI UNA POSTURA CORRETTA.

Con il termine postura si definisce la reazione del nostro corpo alla forza di gravità nei tre piani dello spazio. Ciascuno di noi sviluppa un personale adattamento all'ambiente fisico, ma anche psichico ed emozionale. La posturologia quindi è una materia multidisciplinare che abbraccia numerose branche della scienza. La corretta postura è la posizione più idonea del nostro corpo nello spazio per attuare le funzioni antigravitarie con il minor dispendio energetico e minor stress delle strutture coinvolte durante tutte le attività giornaliere (deambulazione, corsa, stazio-

namento, ecc). La postura di un individuo è frutto del suo vissuto; pertanto stress, traumi fisici ed emotivi, posture professionali errate ripetute nel tempo, squilibri biochimici, alimentazione scorretta, possono alterarne l'equilibrio. Gli effetti di una postura inquinata si manifestano a livello articolare sotto forma di compressioni, rotazioni e traslazioni non fisiologiche.

Tali sollecitazioni anomale alle strutture componenti l'architettura scheletrica se mantenute nel tempo, possono compromettere strutture cartilaginee e fibro-cartilaginee poichè ne causano il precoce de-

terioramento con conseguente patologia specifica (vedasi atteggiamenti scoliotici, iper lordosi e iper cifosi per danni discali come protusioni ed ernie o in valgismo o varismo di ginocchia per danni meniscali). Anche la respirazione risente in modo diretto degli effetti di una postura non corretta; viene infatti alterata sia la funzionalità (quantità di aria inspirata ed espirata) che la quantità di energia richiesta (in quanto si fa più fatica) per compiere questo vitale gesto che nelle ventiquattro ore viene ripetuto in media 19 mila volte.



POSTURA CIFOTICA



POSTURA IPERLORDOTICA LOMBARE

CHE COS'È IL BIOFEEDBACK?

La linea **Posture Plus** FGP sfrutta i principi del biofeedback (derivato dalla contrazione delle parole inglesi biological feedback), una tecnica terapeutica utilizzata per il trattamento di vari disturbi e malattie in medicina, in psichiatria e in psicosomatica.

Un impulso esterno permette di adottare strategie per imparare a controllare le funzioni compromesse, ripristinando l'equilibrio ottimale. La linea **Posture Plus** è studiata proprio per stimolare ad assumere una posizione antigravitaria funzionalmente corretta.

NUOVA LINEA POSTURALE

NUOVA LINEA POSTURE-PLUS. LA TECNOLOGIA POSTURALE SI EVOLVE.

Grazie alla ricerca FGP nasce oggi, in esclusiva per l'Italia, l'innovativa e sorprendente linea **Posture Plus**. Discreti e indossabili come semplici capi di intimo, **P+ shirt** e **P+ pants**, correggono le posture errate ripristinando il benessere in modo del tutto naturale, assecondando ogni stile di vita.

Veri concentrati di tecnologia posturale, sono basati sul **biofeedback**, una tecnica che stimola in modo continuo il corpo, permettendo il progressivo riallineamento con conseguente recupero del corretto equilibrio. Il design esclusivo combina in modo efficace le forze esercitate da fasce in tessuto elastico con sezioni rigide e contenitive.

La sinergia fra aderenza e trazione riduca la postura in modo progressivo ed efficace.

Ergonomici e discreti, sono in versione sia femminile che maschile per seguire le differenti conformazioni e agire in modo mirato. I tessuti traspiranti e anallergici, certificati OEKO-TEX garantiscono un comfort ottimale.

Linea Posture Plus.
Allineata con il benessere.



P+ SHIRT



P+ PANTS

VANTAGGI IMMEDIATI

- + Incremento dell'equilibrio
- + Aumento della mobilità e della resistenza
- + Aiuto efficace nel ripristino della corretta postura
- + Miglioramento della capacità respiratoria
- + Recupero più veloce in caso di infortuni
- + Maggiore qualità della vita
- + Performance migliorate per gli atleti e nella vita quotidiana
- + Versioni femminili e maschili, nel rispetto delle differenze anatomiche
- + Coadiuvanti in presenza di terapie posturali specifiche


RIALLINEAMENTO PORZIONE TRONCO-LOMBARE

Ergonomica, morbida, traspirante, delicata anche sulla pelle più sensibile, si indossa come una semplice maglietta intima. La sua azione è data dalla combinazione di tessuti elastici e parti rigide, efficaci nella rieducazione del tronco.

Le linee di forza sono state studiate per raggiungere e stimolare le strutture muscolo-scheletriche deputate al controllo della postura.

Il tessuto compressivo nella zona addominale contribuisce al riallineamento della porzione toraco-lombare della colonna.

Disponibile in versione maschile e femminile.



POSTURE
ERRATE



POSTURA
CORRETTA



P+ SHIRT

T-SHIRT POSTURALE



GIROCOLLO AMPIO
PER UNA INDOSSABILITÀ
PIÙ DISCRETA

DOPPIA FASCIA
TORACO-DORSALE
PER RIALLINEAMENTO
POSTURALE

SAGOMATURA
POSTERIORE FINO
ALLA ZONA
SACRALE PER
UN'OTTIMALE
DISTRIBUZIONE
DELLE FORZE

SILICONE
NELLA ZONA
TERMINALE
PER GARANTIRE
LA STABILITÀ

COMODA APERTURA
A ZIP PER UNA FACILE
VESTIBILITÀ

ZONA PETTORALE
AD ELEVATA ELASTICITÀ

TESSUTO A RETE
TRASPIRANTE E
ANALLERGICO

FASCIA ADDOMINALE
DI SPINTA

Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la taglia più grande.

MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Codice d'ordine: PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo



P+ PANTS

PANTALONE POSTURALE

SAGOMATURA ANTERIORE
PIÙ ALTA PER UN
CORRETTO ORIENTAMENTO
DELLE LINEE DI FORZA

CHIUSURA A VELCRO
PER UN TENSIONAMENTO
MODULARE DELLE FASCE

FASCE DI SPINTA
PER CINGOLO SACRALE

TESSUTO TRASPIRANTE
E ANALLERGICO

MATERIALE MOLTO
CONFORTEVOLE
NELLA ZONA POPLITEA

 Secondo
MDD 93/42

INDICAZIONI

Riduzione dell'antiversione del bacino, quindi della lordosi lombo-sacrale, coadiuvando così il trattamento delle stenosi lombari.

MISURE DONNA

Tg. Ø Bacino

XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



MISURE UOMO

Tg. Ø Vita

S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm




Codice d'ordine: PXT-PANTS W donna; PXT-PANTS M uomo



AZIONE SPECIFICA SUL CINGOLO LOMBO-SACRALE

Disegnati per adattarsi a ciascuna anatomia, offrono una vestibilità perfetta, invisibile sotto gli abiti. Grazie alle fasce di trazione che avvolgono il bacino agendo sull'angolo di TILT PELVICO ristabiliscono e mantengono la corretta postura del cingolo lombo-sacrale. Il sistema a velcro di chiusura delle fasce, adatta con precisione l'intensità della spinta alle esigenze individuali. Il materiale traspirante e leggero assicura un comfort ottimale. In versione sia maschile che femminile.





Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 01/15

clabcomunicazione.it