

# 2019

CATALOGO GENERALE



RACHIDE  
CERVICALE



TRONCO



ARTO SUPERIORE  
POLSO-MANO  
AVAMBRACCIO-SPALLA



ARTO INFERIORE  
GINOCCHIO



ARTO INFERIORE  
CAVIGLIA



FGP

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# LA NUOVA GENERAZIONE DELL'ENERGIA.



# BENESSERE IN FORMA DI ENERGIA.

Il movimento è vitalità, autonomia, libertà, è il diritto di vivere in piena serenità ogni gesto: dalla più semplice quotidianità, alla prestazione sportiva più performante.

E far vivere il movimento è un impegno a cui aderiamo ogni giorno, dedicando a ognuno tutta la nostra esperienza, innovazione, ricerca, dialogando costantemente con i più autorevoli specialisti ortopedici.

Le nostre soluzioni sono pensate per far vivere il periodo di recupero senza rinunciare alle proprie abitudini, per far esprimere l'energia con cui ognuno di noi interpreta i propri spazi, e la propria vitalità.





# L'INNOVAZIONE: LA SCINTILLA CHE FA PARTIRE IL MOVIMENTO.

Ogni nostra intuizione è frutto di esperienza, know-how, voglia di migliorare per migliorare la qualità della vita.

La nostra divisione Ricerca e Sviluppo lavora ogni giorno per questo, creando prodotti nuovi ma anche migliorando le prestazioni di quelli esistenti. E la tecnologia è nostra fedele alleata: mettendoci a disposizione strumenti e software all'avanguardia.

Così, ogni giorno, le nostre intuizioni sono scintille che accendono nuovi progetti, e ogni progetto diventa un nuovo o rinnovato prodotto, per rendere accessibile quel benessere diritto di tutti.

# DAL CONTROLLO: ENERGIA. DALL'ENERGIA: LIBERTÀ.

Mettiamo tutta la nostra passione, dedizione, cura in ogni singola fase del processo per garantire soluzioni performanti dedicate al benessere e al movimento.

Ogni fase è controllata con la massima attenzione: dalla progettazione fino alla creazione del prodotto. Il controllo totale di tutti gli aspetti qualitativi, costantemente verificati sia dall'azienda stessa che da enti di certificazione esterni, è tangibile in ogni dettaglio.

A garanzia dell'eccellenza, due le certificazioni ottenute: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI CEI EN ISO 13485:2012. Quest'ultima in particolare riguarda nello specifico i produttori di dispositivi medici, e solo il 10% del panorama di settore può vantare il conseguimento.





## LA RIVOLUZIONARIA LINEA FGP

SPAZIO  
ALL'INNOVAZIONE.

LEGGEREZZA  
ASSOLUTA

COMFORT  
SENZA LIMITI

DESIGN  
ERGONOMICO

Studio, progettazione, test, continue verifiche: questa linea FGP è frutto di una grande sinergia tra differenti ambiti di ricerca. Con le linee Phyllo e Phylotek FGP dedica all'arto superiore e al ginocchio nuovi orizzonti di benessere, a partire dalla realizzazione dell'originale tessuto brevettato fino alla esclusiva tecnologia alla base del design di ciascun modello.



#### TESSUTO PHYLO®

Nuova trama tridimensionale, con effetto memoria, adattabile e inalterabile nel tempo.



#### TECNOLOGIA PHYLOTEK®

I tutori vengono realizzati in un unico pezzo, senza cuciture, per una vestibilità perfetta.



#### SNODI PHYSIOGLIDE®

Riprogettati nei materiali e nel design, con un range di regolazioni da 0° a 140° in flessione-estensione.


L'INNOVATIVO TESSUTO PHYLO®

## NELLA STORIA DEL BENESSERE, UNA NUOVA TRAMA.

Il tessuto Phyllo è un'esclusiva innovazione brevettata made in FGP, studiato per offrire il massimo comfort. Phyllo segue differenti tecnologie di lavorazione e di trattamento per realizzare diversi modelli di tutori, il tutto all'interno di FGP, a ulteriore garanzia di qualità. Ecco perché possiamo dire con certezza che nella linea Phyllo il benessere si respira in ogni fibra.

### IL COMFORT ATTIVO

Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla sono studiate per svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d'aria. I fili di nuova generazione sono più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabilità e morbidezza.




**ADAPTIVE**  
DYNAMIC COOLING

**TERMOREGOLAZIONE ADAPTIVE BY HeiQ  
IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO**

Grazie al trattamento Adaptive il tessuto Phyllo reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle.


L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolandolo a temperatura. Il tessuto Phyllo offre una vera barriera protettiva naturale.



**PURE**  
NATURALLY FRESH

**TRATTAMENTO PURE BY HeiQ  
LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO**

Grazie al trattamento antibatterico Pure, Phyllo offre una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo.



**QUALITÀ A FIOR DI PELLE**

Tutti i nuovi tessuti Phyllo hanno superato con successo i test Oeko-Tex, per offrire la massima affidabilità anche alle pelli più sensibili a ulteriore garanzia di qualità e sicurezza.

## AGGIORNAMO DA SEMPRE IL FUTURO DEL BENESSERE.

Abbiamo un'anima tecnologica, un cuore che pulsa per il benessere, una passione che prende tante forme quante sono le esigenze di chi ci sceglie. E ogni esigenza diventa un prodotto Made in FGP, frutto di tecnologia, ricerca, dialogo con i massimi esperti nella riabilitazione, e soprattutto frutto di ascolto. Perché chi ha a cuore il proprio benessere è da sempre il punto di riferimento del nostro lavoro. A loro dedichiamo tutto il nostro impegno, la nostra innovazione, la nostra passione.

**POSTURE PLUS SYSTEM.** Un benessere di tutti, per tutte le età, per tutte le occasioni. Posture Plus System è l'innovativa linea di abbigliamento che, sfruttando i principi del biofeedback, rieduca alla corretta postura. P+ Comf, P+ Tech, P+ Force, P+ Young, P+ Pants P+ Dorsolievio: 5 capi che intrecciano la scelta di materiali d'eccellenza con l'innovazione nelle tecniche di lavorazione più avanzate (pag. 138).


**I-35 TOP.** Iperestensore vertebrale in alluminio a 3 punti basculante di ultima generazione. Studiato con sistema telescopico sia in altezza che larghezza per un'adattabilità eccellente ad ogni anatomia. Le imbottiture interne, le pelote sternali e dorsali riviste contribuiscono a vivere il periodo riabilitativo con il massimo comfort (pag. 24).

**F 35 POWER.** F 35 power è un alleato affidabile per il benessere della colonna vertebrale. È un iperestensore vertebrale in alluminio a 3 punti modulabile grazie al sistema telescopico in altezza, confortevole tramite le morbide imbottiture, efficace per mezzo della struttura e delle pelote sternali e dorsali (pag. 25).


**LOMBOCOP.** Le proprietà benefiche del rame attraverso i secoli e, grazie alla ricerca FGP, si proiettano nel futuro. Dalla nostra ricerca nasce Lombocop: il corsetto che unisce l'efficacia per il sostegno della zona lombare con i benefici di una tramatura elastica in rame a contatto con la pelle (pagg. 38-39).

**GLAM e PLURIVAL.** Eleganza e stile per "lei", sostegno e comfort per tutti. I corsetti Glam e Plurival sono ideati per sorreggere la zona lombare per un utilizzo prolungato. Le dimensioni contenute e il tessuto traspirante permettono di vestirsi di benessere in ogni occasione. E in più, l'esclusivo tessuto di Glam dona un tocco di classe per tutte le "lei" che cercano un benessere tutto al femminile (pagg. 48-49).

**M.4 s PCL DYNAMIC.** C'è chi ha fondato sul movimento la propria carriera professionale. Molti campioni dello sport hanno già testato l'efficacia M.4 s PCL Dynamic: l'innovativa ginocchiera funzionale per PCL con snodo in cinematica fisiologica dedicata a chiunque abbia subito un infortunio ai legamenti. L'innovativo sistema di spinta tibiale regolabile permette il corretto riallineamento tibia-femore (pag. 114).



24




114

48



138



25



38



## RACHIDE CERVICALE

GLC 100	18
CLM 200	18
CLL 300	19
CLL 400	19
CLL 380	20
CLL 700	20
CLL 901	21
MCD 100	21

## TRONCO

I-35 TOP	24	<b>NUOVO</b>
F 35 POWER	25	<b>NUOVO</b>
3P-100	26	
EASY C2 basculante	27	
EASY F2 basculante	27	
F 35-100 basculante	28	
F 35-100 TR basculante	28	
G 35-100 fisso	29	
P 35-100 fisso	29	
Accessori per iperestensori	30	
SPINOMED®	32	
SPINOMED® IV M720	34	
SPINOMED® III M710	36	
SPINOMED® ACTIVE M700	36	
PRO ACTION PRT-T1	37	
LOMBOCOP RELAX	38	
LOMBOCOP	39	<b>NUOVO</b>
LOMBOFIXO® 4.0	40	
LOMBOFIXO® 33 - 4.0	41	
DORSOFIXO® 4.0	42	
2 SKIN®	43	
FLEXO CRM 900	43	
IN-CROSS 33	44	
IN-CROSS	46	
PLURIVAL	48	<b>NUOVO</b>
GLAM	49	<b>NUOVO</b>
CRL 300	50	
CRL 350	50	
CRM 950	51	
LUMBAMED basic 663-664	51	
LUMBAMED plus 669-666	52	
LUMBAMED disc 667-668	52	
THERMO PAD	53	

## ARTO SUPERIORE POLSO-MANO

STAX	56
FILAMED® 101	56
PHYLO® 12	57
PHYLO® 13	57
DTX 04 MANUMED®	58
DTX 05 MANUMED® T	58

DTX 06 MANUMED® LONG	59
DTX 07 MANUMED®	59
DTX 08 MANUMED® MAX	60
PLE 101 MANUMED® DISK	60
PLE 201 THUMBLOCK®	61
CTP 101 SUR.FING®	61
PFO 100	62
D.T3 02	64
D.T3 03	64
D.T3 01	65
SCA-101 SCAPHOMED®	65
NIGHT&DAY - RIZOARTROSI	66

## AVAMBRACCIO-SPALLA

PHYLO® FSP	67
D.T3 FSP	68
EPI 100 EPIBRACE®	68
EPICOMED® 822	69
IMB 200	69
IMB 300	70
IMB 400	70
IMB 600 S	71
KIT SPALLA	71
IMB 700 N	72
IMB 750 N	73
IMB 800 MULTISAS®	74
RGB 100	75
RGB 150	75
SHOULDER ACTION ACT-100	76
EPICO REVO	77
EPICO REVO PS	77
CLV 100	78
M808 OMOMED®	78
RDS 100	79
RDS 200 CLAVIO®	79

## ARTO INFERIORE ANCA-GINOCCHIO

IMA-110 HipOne®	82
IMA 103	83
IMA 150	83
IMA 109	84
STABIMED PHYLOTEK®	86
STABIMED PRO PHYLOTEK®	87
COLLAMED PHYLOTEK®	88
PHYLO® 20	90
PHYLO® 40	90
PHYLO® 41	91
PHYLO® 60	91
PHYLO® 61	92
PHYLO® 72	92
PHYLO® 72 A	93
PHYLO® 74	93
PHYLO® 75	94

PHYLO® 76	94	ACHIMED® 511	131
PHYLO® 76 A	95	CAVIGLIERA POLIESTENSIVA M 501	131
PHYLO® 90 PT CONTROL	95		
ARTHROFIX PHYLO®	96	<b>RIABILITAZIONE / VARIO</b>	
PHYLO® TTP	97	SWI TWO	132
D.T3 TTP	97	SWI BAS SWING	132
M 601	98	SWI PRO SWING PRO	133
M 613 GENUMED®	98	CVO 730 KIT	133
FILAMED® 201	99		
FILAMED® 301	99	<b>LINEA FULLFIT</b>	134
FILAMED® 401	100		
FILAMED® 451	100	<b>POSTURE PLUS SYSTEM</b>	
FILAMED® 501	101	<b>NUOVO</b>	138
FILAMED® 601	101		
FILAMED® 701	102	<b>KIDZ</b>	
FILAMED® 701 AR	102	CLC 100 K	150
FILAMED® 701 WRAP	103	DTX 03 K	150
FILAMED® 801	103	DTX 04 K	151
FILAMED® 851	104	RGB 100 K	151
PTS	104	IMB 200 K	152
GNT 600	105	EPICO REVO K	152
GNT 601	105	RDS 100 K	153
GNO 970 LEGGY®	106	IMA KIDZ	153
GNO 970 LEGGY® PLUS	107	TTP-100 K	154
GNO 970 LEGGY® TS	108	TEK 40 K	154
GNO 970 LEGGY® TS COOL	108	GNT 601 K	155
GNO 960	109	GNO 990	155
GNO 930	109	M. STEP KIDS	156
PROTECT 4 EVO	110	CVO 750 K	156
M.4°s X Lock	112		
M.4°s SHORT	112	<b>LINEA PROTECT</b>	
M.4°s COMFORT	113	PLANTARE PRT-S01	160
M.4°s PCL DYNAMIC	114	PLANTARE PRT-S02	160
Linea OA	116	SOLETTA PRT-S04	160
M.4°s OA	118	TALLONIERA PRT-S06	161
PROTECT 4 OA	119	TALLONIERA PRT-S07	161
M.3°s	119	CUSCINETTO PRT-S09	161
M.4° ANTIRECURVATUM	120	CUSCINETTO PRT-S10	162
CAP 100	122	CUSCINETTO PRT-S11	162
Accessori per ortesi del ginocchio	122	SEPARATORE PRT-S12	162
		DIVARICATORE PRT-S13	162
<b>CAVIGLIA</b>		PROTEZIONE TUBOLARE PRT-S20	163
CVO 700 BOOTY®	124	PROTEZIONE PRT-S14	163
CVO 710 BOOTY® SHORT	124	PRO_HALLUX PRT-S15 N	163
CVO 750 BOOTY®	125	HALLUX_MED PRT-S16	163
CVO 720 BOOTY® SHORT	125	NIGHT&DAY - ALLUCE VALGO	164
D.T3 CVT	126		
FILAMED® 901	126	<b>APPARECCHIATURA RIABILITATIVA</b>	
8LIGHT	127	TEUS	166
M. STEP®	128		
CVO 601	128	<b>GUIDA ALLE MISURAZIONI</b>	170
DUALSHELL II CDS-101	129		
CVO 800 ANKLE STABIL	129		
CVO 400	130		
LEVAMED® 508	130		

# RACHIDE CERVICALE



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment





## CLC 100

COLLARE CERVICALE MORBIDO



### INDICAZIONI

- Artrosi cervicali
- Cervicalgia
- Traumi distorsivi del rachide cervicale

#### MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32-38 cm
M	38-44 cm
L	44-50 cm



#### ALTEZZA

6 cm
8 cm
10 cm
12 cm

## CLM 200

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO



### INDICAZIONI

- Artrosi cervicali
- Cervicalgia
- Traumi distorsivi del rachide cervicale

#### MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm



#### ALTEZZA

10 cm

## CLL 300

COLLARE CERVICALE RIGIDO



### INDICAZIONI

- Artrosi cervicali
- Cervicalgia
- Traumi distorsivi del rachide cervicale
- Discopatie
- Esiti fratture cervicali

#### MISURE

Taglie	Ø Collo
XS	29-35 cm
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm



## CLL 400

COLLARE CERVICALE RIGIDO  
CON MENTONIERA



### INDICAZIONI

- Distorsioni cervicali
- Discopatie
- Artrosi
- Piccoli distacchi ossei spinosi del rachide cervicale
- Esiti fratture cervicali

#### MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm



## CLL 380

COLLARE CERVICALE  
CON REGOLAZIONE IN METALLO



### INDICAZIONI

- Artrosi cervicali
- Cervicalgia
- Traumi distorsivi del rachide cervicale
- Discopatie
- Artrosi
- Esiti fratture cervicali

#### MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32-38 cm
M	38-44 cm
L	44-50 cm



## CLL 700

COLLARE CERVICALE  
MALIBÙ



### INDICAZIONI

- Cervicalgie
- Forme neoplastiche cervicali
- Fratture o esiti di fratture alle vertebre cervicali
- Post operatorio
- Piccoli distacchi ossei spinosi del rachide cervicale

#### MISURE

Universale

## CLL 901

COLLARE CERVICALE PHILADELPHIA  
CON FORO PER TRACHEOTOMIA



### INDICAZIONI

- Forme neoplastiche cervicali
- Fratture o esiti di fratture alle vertebre cervicali
- Post operatorio
- Piccoli distacchi ossei spinosi del rachide cervicale

**PREDISPOSTO PER ESSERE COLLEGATO A:  
F35-100; F35 POWER; I-35 TOP.**

#### MISURE

Taglie	Ø Collo
S	30-35 cm
M	35-40 cm
L	40-45 cm



#### ALTEZZA

CLL-901/2 1/4 (5 cm)
CLL-901/3 1/4 (7,5 cm)
CLL-901/4 1/4 (10 cm)
CLL-901/5 1/4 (12 cm)

## MCD 100

MINERVA  
CERVICO DORSALE



### INDICAZIONI

- Forme neoplastiche cervicali
- Fratture o esiti di fratture alle vertebre cervicali
- Post operatorio

#### MISURE

Taglie	Ø Torace
S	70-85 cm
M	85-105 cm
L	105-125 cm



# TRONCO



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# I-35 TOP

IPERESTENSORE VERTEBRALE  
A 3 PUNTI BASCULANTE

NUOVO



## INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture vertebrali lombari e/o dorsali
- Post operatorio in pazienti operati di chirurgia vertebrale della regione lombare
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi
- Processi osteolitici vertebrali

**L'EFFICACIA DI UN VALIDO SUPPORTO ESTERNO.  
LA TRANQUILLITÀ DI UN PIENO RECUPERO INTERNO.**

### ADATTABILITÀ ANATOMICA

Sistema telescopico di adattamento in larghezza e altezza.

### SICUREZZA E PERFORMANCE

Struttura realizzata in alluminio.

### VESTIBILITÀ E COMFORT

Conformazione anatomica e imbottitura spessa.

### DESIGN

Con nuovi colori a contrasto.

## MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	45-60 cm
S	60-80 cm
M	80-110 cm
L	110-130 cm



## ALTEZZA

Normale  
Bassa



Codice d'ordine: I35T-100 normale, I35T-090 bassa

Sistema di regolazione telescopica

# F 35 Power

IPERESTENSORE VERTEBRALE  
A 3 PUNTI BASCULANTE

NUOVO



## INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture vertebrali lombari e/o dorsali
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

**L'EFFICACIA DI UN VALIDO SUPPORTO ESTERNO.  
LA TRANQUILLITÀ DI UN PIENO RECUPERO INTERNO.**

### MODULABILITÀ E ADATTABILITÀ

Sistema di regolazione telescopica dell'altezza.

### RICERCA ESTETICA

Con nuovo design, nuovi materiali, nuovo sistema di aggancio imbottiture.

### REGOLAZIONE DELLA BANDA PELVICA

Sistema di bloccaggio alla massima estensione (30°).

### COMFORT A CONTATTO CON LA PELLE

grazie alle morbide imbottiture rivestite in tessuto Sensitive® nella parte interna.

## MISURE

Taglie Ø Bacino

XS	60-75 cm
S	76-90 cm
M	91-105 cm
L	106-115 cm



## ALTEZZA

Normale  
Bassa



Sistema di regolazione telescopica

# 3P-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE  
A 3 PUNTI



## INDICAZIONI

- Fratture vertebrali lombari e/o dorsali
- Post operatorio in pazienti operati di chirurgia vertebrale della regione lombare
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

### PELOTA STERNALE PIÙ ADATTABILE

Il doppio meccanismo di adattamento della pelota sternale è ottenuto tramite una struttura che sfrutta l'elasticità del materiale con cui è realizzato il suo telaio, ed un collegamento basculante ai frame dell'ortesi. Questo sistema conferisce una morbida, ma sicura, trasmissione del carico.

### PELOTA DORSALE PIÙ ANATOMICA

La pelota dorsale, agganciata all'iperestensore tramite un'apposita cintura velcrata, presenta una conformazione del cuscinio più larga rispetto al tradizionale. In questo modo l'azione di scarico vertebrale allevia la sensazione di pressione e rende l'ortesi idonea all'utilizzo anche nel post operatorio.

Le stecche in alluminio contenute nella pelota permettono di modellarla, ottimizzando così l'effetto di spinta e la sensazione di comfort. La pelota è disponibile in 3 taglie.

### MISURE

Taglie	Ø Bacino Standard 3P-100	Ø Bacino Short 3P-090
XS	45-60 cm	-
S	60-80 cm	60-80 cm
M	80-110 cm	80-110 cm
L	110-130 cm	110-130 cm

### ALTEZZA

Normale  
Bassa



### NOTA

A richiesta su tutte le taglie del 3P è possibile posizionare la misura della pelota desiderata.

**EASY C2** BASCULANTEIPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI  
CON APOGGI DELTAPETTORALI**INDICAZIONI**

- Fratture vertebrali dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

**ALTEZZA**Normale  
Bassa**EASY F2** BASCULANTEIPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI  
CON REGOLAZIONE STERNALE**INDICAZIONI**

- Fratture vertebrali dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali da osteoporosi

Pelota sternale pneumatica

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

**ALTEZZA**Normale  
Bassa

## F 35-100 BASCULANTE

IPERESTENSORE  
VERTEBRALE A 3 PUNTI



### INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture vertebrali, dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi



Pelota sternale elastica basculante

#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm



#### ALTEZZA

Normale  
Bassa

Disponibile in versione light:

F 35-100 T normale, F 35-090 T bassa

Codice d'ordine: F 35-100 normale, F 35-090 bassa

## F 35-100 TR BASCULANTE

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI  
CON REGOLAZIONE STERNALE



Sistema di regolazione  
dell'appoggio sternale

### INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture vertebrali, dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi



Pelota sternale pneumatica

#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm



#### ALTEZZA

Normale  
Bassa

Codice d'ordine: F 35-100 TR normale, F 35-090 TR bassa

**G 35-100** FISSOIPERESTENSORE  
VERTEBRALE A 3 PUNTI**INDICAZIONI**

- Trattamento delle fratture vertebrali, dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

**ALTEZZA**Normale  
Bassa**P 35-100** FISSOIPERESTENSORE  
VERTEBRALE A 3 PUNTI**INDICAZIONI**

- Trattamento delle fratture vertebrali, dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm



## Pelote sternali



## Pelote dorsali



- A. CUSCINO STERNALE PNEUMATICO**  
Per struttura **EASY F2**.

- B. PELOTA STERNALE CLASSICA**  
Per struttura **F 35-100, F 35-100 TR, G 35-100 e P 35-100**.  
**MISURE:** piccola (S-M); grande (L-XL)

- C. ART. 42 PELOTA STERNALE ELASTICA**  
Struttura in alluminio elastica con effetto a molla. Posizionabile su **F 35-100, F 35-100 TR, G 35-100 e P 35-100**.  
**MISURE:** taglia unica

- D. ART. 41 PELOTA STERNALE ELASTICA PNEUMATICA**  
Struttura in alluminio elastica con effetto a molla e imbottitura pneumatica. Posizionabile su **F 35-100, F 35-100 TR, G 35-100 e P 35-100**.  
**MISURE:** taglia unica

- E. ART. 43 PELOTA STERNALE**  
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. Posizionabile su **F 35-100, F 35-100T, G 35-100, P 35-100 e 3P**.  
**MISURE:** taglia unica

- F. CF2-N CUSCINO LOMBOSACRALE**  
Cuscino lombosacrale anatomico con asta in alluminio modellabile. Posizionabile su **F 35-100, F 35-100 TR, G 35-100, P 35-100, EASY C2 e EASY F2**.  
**MISURE:** piccola (S-M); grande (L-XL)

- G. PELOTA DORSALE CLASSICA**  
Per struttura **F 35-100, F 35-100 TR, G 35-100, P 35-100 e EASY C2**.  
**MISURE:** piccola (S); media (M-L); grande (XL)

- H. ART. 44 PELOTA DORSALE**  
Con imbottitura e scarichi vertebrali. Per struttura **F 35-100, F 35-100 TR, G 35-100, P 35-100 e 3P**.  
**MISURE:** piccola (S); grande (M-L-XL)

- I. PELOTE DORSALI**  
Per struttura **3P**  
**MISURE:**  
piccola (XS)  
media (S-M-L 3P short e S-M 3P normale)  
grande (L)

- L. CHIUSURA B. FAST**  
Codice d'ordine: **SP-TBF**  
In colore bianco o grigio.

- M. CHIUSURA PGS**  
Codice d'ordine: **SP-TPGS**  
In colore bianco o grigio.

CEMENTI E TUBI IN ALLUMINIO  
 PER IL TRATTAMENTO DEL TRONCO  
 NEL TRATTAMENTO DEL LOMBARE  
 NELLE CONDIZIONI CRONICHE  
 E PER IL TRATTAMENTO DEL TRONCO CRONICO

M720

TEST 720/02

TEST 243/06  
 1,8 mm

LA COLONNA  
 PORTANTE  
 PER LA QUALITÀ  
 DELLA VITA

Facilità di adattamento e posizionamento da parte  
 del tecnico ortopedico

Leggero e discreto

Nessuna costrizione toracica e addominale

Nessuna restrizione nei movimenti della spalla e del braccio

Facilità d'uso per il paziente finale

**MISURE**

Taglie  
 XS  
 S  
 M  
 L

H Tronco  
 37-44 cm  
 44-51 cm  
 51-55 cm  
 55-61 cm



# SPINOMED®

TUTORE PER OSTEOPOROSI

## VANTAGGI DI

### SPINOMED® IV

M720

### SPINOMED® III

M710

### SPINOMED® ACTIVE

M700

- Facilità di adattamento e posizionamento al paziente
- Leggero ed invisibile
- Nessuna costrizione toracica e addominale
- Nessuna restrizione nei movimenti della spalla e del braccio
- Facilità di conformazione e personalizzazione dell'ortesi

#### L'OSTEOPOROSI

L'osteoporosi causa difficoltà progressive nei movimenti ed il rischio continuo di nuove fratture, anche senza cadute o traumi.

Colpisce 75 milioni di persone in Europa, Stati Uniti e Giappone. In Italia, le persone affette da osteoporosi sono quasi un milione.


Secondo le stime, si calcola che nei prossimi 50 anni questo numero raddoppierà.

Pertanto, è importante incentivare il movimento e la mobilità articolare per arginare gli effetti della malattia.


#### STRUTTURA OSSEA SANA




#### STRUTTURE OSSEE CON OSTEOPOROSI



vertebra biconcava




vertebra appiattita



vertebra cuneiforme

Le fratture dell'osteoporosi provocano una progressiva riduzione della statura corporea, che può causare l'insorgenza della cifosi e la progressiva perdita di forza muscolare nel tronco, con conseguente aumento del rischio di cadute e difficoltà respiratorie.



Angolo della cifosi



Principio del biofeedback



Una serie di studi dimostra l'efficacia di **Spinomed®**, trattamento che favorisce uno sviluppo rapido e netto della muscolatura del tronco, determinando una riduzione dell'angolo della cifosi e, di conseguenza, della cosiddetta "gobba".

**Spinomed®** è concepito per essere perfettamente adattabile all'anatomia della schiena: si indossa come se fosse uno zainetto dal peso di 450 grammi. Inoltre, le pratiche chiusure velcrate agevolano la vestibilità senza aiuto, consentendo di indossarlo in piena autonomia.

Il tutore si basa sul **principio del biofeedback** (bioreazione): se il paziente incurva il dorso, il sistema di fasce e la pelotta posteriore esercitano una delicata pressione. Per evitare tale pressione il paziente tende ad assumere la posizione eretta facendo uso dei muscoli dorsali.

Movimento e attività costituiscono uno stimolo fondamentale per mantenere le ossa in salute: praticare sport è importante per attivare i muscoli e rafforzare il sistema scheletrico.

**SPINOMED®, SPINOMED® ACTIVE** sono ausili innovativi nel trattamento dell'osteoporosi, determinando:

- postura migliore
- netta attenuazione del dolore
- miglioramento della qualità della vita

**SPINOMED® IV** M720

TUTORE PER OSTEOPOROSI

LA COLONNA  
PORTANTE  
PER LA QUALITÀ  
DELLA VITA.

A testa alta contro  
l'osteoporosi.

**PELOTA ADDOMINALE**

Pelota anteriore morbida, dotata di maniglia per il paziente artrosico.

**PELOTA POSTERIORE**

in alluminio, originale brevettata, in grado di attivare il biofeedback dal paziente.

**SPINTA POSTERIORE**

anti-assuefazione, regolabile, in grado di assicurare il principio di bio-feedback.

**FASCE REGOLABILI**

velcrate per una maggiore adattabilità dell'ortesi.

**MORBIDO E DISCRETO**

Il design offre morbidezza e discrezione sotto gli indumenti.



## INDICAZIONI

- Cedimenti vertebrali su base osteoporotica, localizzati nel tratto dorsale e/o lombare
- Osteocondrosi giovanile
- Ipercifosi con dolore cronico dorsale

## MISURE

### Taglie H Tronco

XS	37-44 cm
S	44-51 cm
M	51-55 cm
L	55-61 cm
XL	oltre 61 cm



## VANTAGGI:

- Facilità di adattamento e posizionamento da parte del tecnico ortopedico
- Leggero e discreto
- Nessuna costrizione toracica e addominale
- Nessuna restrizione nei movimenti della spalla e del braccio
- Facilità d'uso per il paziente finale

**SPINOMED® III** M710

TUTORE PER OSTEOPOROSI

medi

**INDICAZIONI**

- Cedimenti vertebrali su base osteoporotica nel tratto dorsale e/o lombare
- Osteocondrosi giovanile
- Ipercifosi con dolore cronico dorsale

**MISURE**

Taglie	H Tronco
XS	37-44 cm
S	44-51 cm
M	51-55 cm
L	55-61 cm

**SPINOMED® ACTIVE** M700

TUTORE PER OSTEOPOROSI

medi

Nero

Écru

**INDICAZIONI**

- Dolore cronico causato da fratture vertebrali a seguito dell'osteoporosi
- Ipercifosi con dolore cronico dorsale
- Cedimenti vert. in osteoporosi

**MISURE**

Prodotto su misura.

Richiedere la scheda per la corretta presa misure.

# PRO ACTION PRT-T1

CORSETTO STECCATO



Innovativo sistema a fasce incrociate: sostegno e compressione mirati ed efficaci.



Pelota addominale removibile.



Esclusivo sistema di chiusura: regolazione ideale e migliore vestibilità.

## INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Discoartrosi
- Discopatie
- Sciatalgie

### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	68-85 cm
M	80-100 cm
L	95-120 cm
XL	115-135 cm



### ALTEZZA FRONTALE

17,5 cm

### ALTEZZA POSTERIORE

20 cm



Struttura in tessuto elastico: applicazione e adattabilità ottimali.

# LOMBOCOP RELAX

CORSETTO LOMBARE ELASTICIZZATO  
CON FILO DI RAME

NUOVO



## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta o cronica
- Lombosciatalgie
- Traumi lievi della colonna lombosacrale
- Contratture muscolari paravertebrali
- Spondiloartrosi e discopatie
- Osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari

**LOMBOCOP L'EFFICACIA DEL SOSTEGNO  
ARRICCHITA DAL TOCCO DEL RAME: PREZIOSO  
PER IL BENESSERE.**

### LA DOPPIA PATELLA ANTERIORE

permette due modalità di chiusura per assecondare diverse situazioni, posizioni e movimenti

### TESSUTO CON TRAMATURA IN FILO DI RAME

nella parte interna a contatto con la pelle con proprietà antistatiche, antimicrobiche, traspiranti e termoregolanti, benefiche per il corpo umano.

### 4 TIRANTI PER LATO E 4 STECCHE AUTOMODELLANTI SGAMBATURA E DESIGN CONFORMATI

per migliorare la vestibilità e permettere al corsetto di mantenere la stabilità in ogni occasione.

### TESSUTO ELASTICO E CONFORTEVOLE

## MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



## ALTEZZA

Posteriore

33 cm



Tramatura in filo di rame

Codice d'ordine: LCOP-200

# LOMBOCOP

CORSETTO LOMBARE ELASTICIZZATO  
CON FILO DI RAME

NUOVO



## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta o cronica
- Lombosciatalgie
- Traumi lievi della colonna lombosacrale
- Contratture muscolari paravertebrali
- Spondiloartrosi e discopatie
- Osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari

**LOMBOCOP L'EFFICACIA DEL SOSTEGNO  
ARRICCHITA DAL TOCCO DEL RAME: PREZIOSO  
PER IL BENESSERE.**

### PATELLA ANTERIORE

di chiusura in tessuto antiarricciamento.

### 5 TIRANTI E 4 STECCHE AUTOMODELLANTI TESSUTO CON TRAMATURA IN FILO DI RAME

nella parte interna a contatto con la pelle con proprietà antistatiche, antimicrobiche, traspiranti e termoregolanti, benefiche per il corpo umano.

### SGAMBATURA E DESIGN CONFORMATI

per migliorare la vestibilità e permettere al corsetto di mantenere la stabilità in ogni occasione.

### TESSUTO ELASTICO E CONFORTEVOLE

## MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



## ALTEZZA

Posteriore

33 cm



Tramatura in filo di rame

Codice d'ordine: LCOP-100

# LOMBOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE

Skin LFU 600 uomo  
LFD 610 donna



## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture vertebrali
- Lomboradicoliti; ernie discali; artrosi vertebrale
- Lievi spondilolistesi; osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari
- Post operatorio di interventi discectomia a livello lombare; esiti interventi di stabiliz. vert.
- Laminectomie vertebrali

È disponibile anche il modello **LomboFIXÒ®**

Ottima vestibilità, elasticità e la traspirabilità. Dotato di stecche posteriori, chiusure velcrate, tiranti elastici e di un rinforzo in polietilene sulla pelota addominale. Assicura la massima aderenza e stabilità lombare.

### MISURE

Vedi tabella sotto.

**Codice d'ordine:**

**LFU 100 uomo**  
**LFD 110 donna**



### MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna	Ø Bacino Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



### ALTEZZA POSTERIORE

Donna 38 cm  
Uomo 36 cm

# LOMBOFIXÒ® 33 - 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE

041

TRONCO

Skin LFU 500 uomo  
LFD 510 donna



## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta e cronica
- Esiti fratture vertebrali
- Lomboradicoliti
- Ernie discali
- Artrosi vertebrale
- Lievi spondilolistesi
- Osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari
- Post operatorio di interventi discectomia a livello lombare
- Esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- Laminectomie vertebrali

## MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna	Ø Bacino Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



## ALTEZZA POSTERIORE

Donna 33 cm  
Uomo 33 cm

# DORSOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO DORSO-LOMBARE

Skin DFU 700 uomo  
DFD 710 donna



## INDICAZIONI

- Lombalgie e dorsolombalgie acute e croniche
- Esiti fratture vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali
- Artrosi vertebrale; dorso curvo; lievi spondilolistesi
- Osteoporosi con cedimenti vertebrali dorsali e lombari
- Post op. di interventi discectomia; esiti interventi di stabilizzazione vertebrale; laminectomie vertebrali

È disponibile anche il modello DorsoFIXÒ\*

Ottima vestibilità, aderenza e traspirabilità. Ha una struttura confortevole, dotato di spallacci, stecche posteriori, chiusure velcrate, tiranti elastici e di un rinforzo frontale in polietilene. Permette un'ottima stabilità del tratto dorso-lombare.

### MISURE

Vedi tabella sotto.

**Codice d'ordine:**

**DFU 200 uomo**

**DFD 210 donna**



### MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna	Ø Bacino Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



### ALTEZZA POSTERIORE

Donna 55 cm

Uomo 55 cm

## 2 SKIN®

CORSETTI CON TIRANTI REMOVIBILI  
DOUBLE SKIN

Grigio 2S-201 h 27 cm  
2S-251 h 24 cm

Skin 2S-200 h 27 cm  
2S-250 h 24 cm



### INDICAZIONI

- Trattamento lombalgia acuta e cronica
- Trattamento lombosciatalgia o lombocuralgia
- Trattamento esiti fratture vertebrali lombari e/o crolli vert. in osteoporosi
- Post op. intervento rachide lombare



#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	65-79 cm
M	80-94 cm
L	95-109 cm
XL	110-124 cm
XXL	125-140 cm



#### ALTEZZA POSTERIORE

27 cm  
24 cm

## FLEXÒ CRM 900

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE

Grigio



### INDICAZIONI

- Lombalgie o sciatalgie
- Discopatie e artrosi
- Lievi traumatismi lombo-sacrali



#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm



#### ALTEZZA POSTERIORE

27 cm

# IN-CROSS 33 e IN-CROSS

CORSETTI ELASTICI

## BENESSERE SENZA TRUCCHI.

Corsetti elastici

**In-Cross** e **In-Cross 33**.

Più tenuta, più comfort, più vestibilità.

Disponibile nell'altezza  
posteriore di 28 e 33 cm.



### IMMEDIATO SOLLIEVO

I doppi tiranti elastici disposti ad incrocio consentono una maggiore distrazione della colonna vertebrale e una immediata riduzione del dolore.



### POSIZIONAMENTO FACILITATO

Gli appositi fermatiranti impediscono l'arretramento degli stessi e facilitano il posizionamento del corsetto.



### PERFETTA ADATTABILITÀ

La morbida patella anteriore si adatta alla conformazione anatomica del paziente.



### EXTRAELASTICO

Grazie all'elasticità tridimensionale e alla elevata percentuale di fibra elastica Lycra, si adatta perfettamente ai movimenti e mantiene la forma inalterata nel tempo per un comfort ottimale.



### EXTRATRASPIRANTE

La trama aperta a nido d'ape lascia circolare l'aria fra le fibre, per una freschezza superiore

■ Nero INC 200

■ Écru INC 201



## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta o cronica
- Lombosciatalgie
- Spondiloartrosi
- Discopatie lombari
- Contratture dei muscoli paravertebrali lombari
- Lievi traumi di colonna
- Post operatorio
- Esiti di cedimenti vert. lombari in casi di frattura dei processi trasversi

### MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm



### ALTEZZA FRONTALE

23 cm

### ALTEZZA POSTERIORE

33 cm

# IN-CROSS

CORSETTO ELASTICO

 Nero INC 100

 Écru INC 101



## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta o cronica
- Lombosciatalgie
- Spondiloartrosi
- Discopatie lombari
- Contratture dei muscoli paravertebrali lombari
- Lievi traumi di colonna
- Post operatorio

### MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm



### ALTEZZA FRONTALE

23 cm

### ALTEZZA POSTERIORE

28 cm



# PLURIVAL

CORSETTO LOMBARE

NUOVO



## INDICAZIONI

- Lombalgie
- Sciatalgie
- Discopatie

**UN GESTO QUOTIDIANO  
PER VIVERE AL MEGLIO OGNI MOMENTO.**

**TESSUTO TRAFORATO E TRASPIRANTE,**  
per il massimo comfort e vestibilità

**SISTEMA DI TRAZIONE CON TIRANTI**

che aumenta la distrazione vertebrale

**4 STECCHE POSTERIORI** in acciaio automodelante,  
per un sostegno ottimale della zona lombare

**DESIGN DISCRETO**, per una portabilità in ogni occasione


### MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



### ALTEZZA

Posteriore  
20 cm



Tessuto elastico traforato e traspirante

Codice d'ordine: PLU-100

## GLAM

## CORSETTO LOMBARE

■ Nero  
GLA-100

■ Nero/Skin  
GLA-200

NUOVO



## INDICAZIONI

- Lomalgie
- Sciatalgie
- Discopatie

**VESTIRSI BENE,  
VESTIRSI DI BENESSERE.**

**TESSUTO TRAFORATO**, traspirante ad alta elasticità.  
**DESIGN SAGOMATO** che aderisce sulla silhouette femminile valorizzandola.

**4 stecche posteriori** in acciaio presagomato e automodellante, per un sostegno e sollievo della zona lombare.

## MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



## ALTEZZA

Posteriore  
25 cm



Tessuto leggero ed elastico

Codice d'ordine: GLA-100 (nero/nero); GLA-200 (nero/skin)

## CRL 300

CORSETTO IN LYCRA

■ Nero  
CRL 300

■ Ecrù  
CRL 301



### INDICAZIONI

- Lombalgie, discopatie, artrosi



#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70-85 cm
M	80-95 cm
L	90-105 cm
XL	100-115 cm
XXL	oltre 116 cm



#### ALTEZZA POSTERIORE

27 cm

## CRL 350

CORSETTO IN LYCRA CON TIRANTI

■ Nero  
CRL 350

■ Ecrù  
CRL 351



### INDICAZIONI

- Lombalgie, discopatie, artrosi



#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70-85 cm
M	80-95 cm
L	90-105 cm
XL	100-115 cm
XXL	oltre 116 cm



#### ALTEZZA POSTERIORE

27 cm

## CRM 950

CORSETTO ELASTICO  
"MILLERIGHE" CON TIRANTI



### INDICAZIONI

- Lombalgia acuta o cronica
- Lievi traumatismi lombo-sacrali
- Ernie discali
- Post operatorio



#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-74 cm
M	75-89 cm
L	90-104 cm
XL	105-119 cm
XXL	120-135 cm



ALTEZZA  
POSTERIORE  
27 cm

## LUMBAMED BASIC 663-664

CORSETTO LOMBO-SACRALE

medi



### INDICAZIONI

- Insufficienza muscolare miostatica
- Stati irritativi delle piccole artic.
- Instabilità sinfisi
- Patologie legamenti
- Sindrome post discectomia
- Stati dolorosi passaggio lombosac.



#### MISURE

Taglie	Ø Bacino donna 663	Ø Bacino uomo 664
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm



ALTEZZA POSTERIORE uomo 26 cm; donna 27 cm

**LUMBAMED PLUS** 669-666CORSETTO LOMBARE  
CON PELOTA VARIO-FLEX

medi

**INDICAZIONI**

- Patologie dei legamenti
- Stati irritativi artic.sacroiliaca
- Squilibri posturali e muscolari
- Indebolimento artic. (osteocondrosi, spondilosi, spondiloartrosi)
- Sindrome post discectomia

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino donna 669	Ø Bacino uomo 666
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm



Pelota elastica vario-flex

**ALTEZZA POSTERIORE** uomo 23 cm; donna 24 cm**LUMBAMED DISC** 667-668

CORSETTO FUNZIONALE A PONTE

medi

**INDICAZIONI**

- Protrusione o prolasso dei dischi intervertebrali
- Blocchi lombari recidivanti
- Sindr. dolorosa pseudo radicolare
- Sindrome da sovracc. lombare
- Squilibri posturali e muscolari

**MISURE**

Taglie	Ø Bacino donna 667	Ø Bacino uomo 668
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

**ALTEZZA POSTERIORE** uomo 37 cm; donna 35 cm

# THERMO PAD

CUSCINETTO TERMICO

medi



## INDICAZIONI

- Tensione muscolare
- Dolori muscolari
- Dolori ossei cronici o da trauma
- Lombosciatalgie acute
- Artrite reumatoide

Dotato dell'apposita portapelota protettiva, Thermo Pad è anche un efficace complemento all'azione riabilitativa dei corsetti:

- Lumbamed Basic 663-664
- Lumbamed Plus 669-666
- CRL 350
- CRM 950
- INC 100-101
- INC 200-201

**Può essere riattivato  
fino a 1.000 volte.**

## COME AGISCE

- Si attiva piegando la placchetta
- Dopo 30 secondi raggiunge la temperatura di 50°/55°
- Si applica nell'apposita protezione in tessuto e si posiziona all'interno del corsetto
- Applicato sulla parte interessata garantisce circa 20 minuti di benefico calore



# ARTO SUPERIORE



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# STAX

STABILIZZATORI PER DITA  
DELLA MANO



## INDICAZIONI

- Fratture falangi distali
- Distorsioni
- Contusioni
- Lesioni tendine del flessore
- Post operatorio

Codice d'ordine:

STX-001 per singolo pezzo, STX-030 per confezione

## MISURE

Taglie La confezione (30 pz.) contiene:

1°	3 pz. mis. 1°
2°	4 pz. mis. 2°
3°	4 pz. mis. 3°
4°	4 pz. mis. 4°
5°	4 pz. mis. 5°
5° 1/2	4 pz. mis. 5°-1/2
6°	4 pz. mis. 6°
7°	3 pz. mis. 7°

# FILAMED® 101

POLSINO IN NEOPRENE

■ Nero



## INDICAZIONI

- Distorsioni
- Lievi artralgie del polso



Versione con dito:  
FILAMED 111

## MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine:

FILAMED 101 polsino in neoprene

FILAMED 111 polsino in neoprene con dito

## PHYLO® 12

POLSIERA STECCATA CORTA

LINEA PHYLO®



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso e patologia del tunnel carpale
- Patologia del tunnel carpale
- Trattamento post traumatico

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm



#### LUNGHEZZA

21 cm

## PHYLO® 13

POLSIERA STECCATA LUNGA

LINEA PHYLO®



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso e patologia del tunnel carpale
- Patologia del tunnel carpale
- Trattamento post traumatico

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm



#### LUNGHEZZA

27 cm

**DTX 04** MANUMED®

POLSIERA STECCATA

■ Grigio

**INDICAZIONI**

- Traumi distorsivi
- Tendiniti
- Trattamento post traumatico
- Operatorio post frattura del polso
- Patologia del tunnel carpale

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

**LUNGHEZZA**

20 cm

**DTX 05** MANUMED® T

POLSIERA CON IMMOBILIZZATORE POLLICE

■ Grigio

**INDICAZIONI**

- Traumi distorsivi
- Tendiniti
- Trattamento post traumatico
- Operatorio post frattura del polso combinato con la patologia del pollice
- Patologia del tunnel carpale

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
0°	10-14 cm
1°	14-18 cm
2°	19-23 cm
3°	24-28 cm

**LUNGHEZZA**

20 cm

## DTX 06 MANUMED® LONG

POLSIERA STECCATA LUNGA

Grigio



### INDICAZIONI

- Tendiniti dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso
- Trattamento post chirurgico nella traumatologia del polso
- Trattamento conservativo traumi distorsivi del polso



#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 14 cm
S	15-17 cm
M	18-20 cm
L	21-23 cm
XL	oltre 23 cm



#### LUNGHEZZA

27 cm

## DTX 07 MANUMED®

POLSIERA STECCATA AMBIDESTRA

Grigio



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi
- Tendiniti
- Trattamento post traumatico
- Operatorio post frattura del polso
- Patologia del tunnel carpale

#### MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm



#### LUNGHEZZA

21 cm

**DTX 08** MANUMED<sup>3</sup> MAX

POLSIERA STECCATA LUNGA  
AMBIDESTRA

■ Grigio

**INDICAZIONI**

- Tratt. fratture composte meta-epifisi distale di radio ed ulna
- Tratt. post op. fratture instabili di radio e ulna, distorsioni
- Tratt. conservativo e chirurgico delle fratture metacarpali
- artrite, artrosi dell'art. del polso
- Paresi nervo radiale, tendiniti
- Post frattura del polso

**MISURE**

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

**LUNGHEZZA**

27 cm

**PLE 101** MANUMED<sup>®</sup> DISK

TUTORE RIGIDO PER POLSO

■ Grigio

**INDICAZIONI**

- Tendiniti
- Trattamento post operatorio
- Trauma
- Post frattura del polso

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso	Lunghezza
1°	14,5-19,5 cm	22 cm
2°	19,5-23,5 cm	24 cm



**PLE 201 THUMBLOCK®**

TUTORE RIGIDO PER POLSO E POLLICE

■ Grigio

**INDICAZIONI**

- Quadri anatomico-clinici di instabilità legamentosa del 1° dito post traum.
- Immobilizz. completa di polso e 1° dito
- Lesioni legamento collaterale ulnare del 1° dito (lesione di Stener)

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

**LUNGHEZZA**

22 cm

**CTP 101 SUR.FING®**

TUTORE PER TUNNEL CARPALE

■ Grigio

**INDICAZIONI**

- Tendiniti ai flessori dal secondo al 5° dito
- Post operatorio nella chirurgia della mano
- Patologia del tunnel carpace

**MISURE (DX/SX)**

Taglie	Lungh. mano
S	15-17,5 cm
M	17,5-19,5 cm
L	19,5-22 cm

**LUNGHEZZA**

29 cm


# PFO 100

TUTORE PER 4° E 5° RAGGIO DELLA MANO


STABILIZZA,  
ASSICURA,  
RISOLVE.  
PFO: LA RIVOLUZIONE  
DEL SISTEMA  
DI BLOCCAGGIO.



## 1 - PFO BLOCCATO IN FLESSIONE



## 2 - PFO BLOCCATO A 0°



## 3 - PFO DINAMICO



## 4 - PFO BLOCCATO IN SWAN NECK POSITION



**INDICAZIONI**

**1 - PFO BLOCCATO IN FLESSIONE tutore a flessione MTC-F fissa a 60° (articolazione del polso bloccata a 0° o in flessione a 30° o libera).**

Fratture di 4° e/o 5° MTC-F: base - diafisi - epifisi distale conservative o chirurgiche (nel post operatorio); fratture prima falange 4° e/o 5° dito: base - diafisi - epifisi distale; lussazione volare della MTC-F di 4° e/o 5° raggio; lesione tendine flessore superficiale e/o profondo del 4°-5° raggio post-operatorio.

**2 - PFO BLOCCATO A 0° tutore a flessione MTC-F fissa a 0° (articolazione del polso bloccata a 0°).**

Morbo di Dupuytren 4° e/o 5° raggio; lesioni tendini estensori (comune di 4° e/o 5° raggio e proprio del 5° raggio); lussazione dorsale della MTC-F del 4° e/o 5° raggio.

**3 - PFO DINAMICO tutore con MTC-F dinamica (limitazione R.O.M. 0°-30° o 0°-60° o 0°-libero) articolazione del polso bloccata a 0° o a 30° flessione o libera (secondo parere del chirurgo ortopedico).**

Dinamizzazione precoce o tardiva di 4° e/o 5° raggio nel trattamento delle patologie precedentemente elencate.

**4 - PFO BLOCCATO IN SWAN NECK POSITION**

**Snodo del polso bloccato in estensione a 60° o 90°, snodo articolazione MTC-F bloccato a 60° in flessione.**

Ulteriori possibili configurazioni di immobilizzazione come da bibliografia di riferimento (secondo il parere del chirurgo ortopedico).

**MISURE (DX/SX)****Taglie**

S	5,5-6,5 cm
M	6,5-8,0 cm
L	8,0-9,5 cm



Nel prendere le misure va considerata la distanza tra i centri di rotazione del polso e del 5° metacarpo.

Il trattamento di immobilizzazione e riabilitazione di PFO garantisce una ripresa più rapida della frattura, grazie alle sue rivoluzionarie caratteristiche tecniche e funzionali.

- Immobilizzazione delle articolazioni metacarpo-falangee
- Mobilizzazione precoce
- Ottima ergonomia
- Qualità dei materiali

## D.T3 02

POLSIERA STECCATA

■ Grigio

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso
- Patologia del tunnel carpale

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm



#### LUNGHEZZA

19 cm

Codice d'ordine: DT3-02

## D.T3 03

POLSIERA STECCATA LIGHT

■ Grigio

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendinite dei flessori estensori
- Esiti di fratture del polso
- Patologia del tunnel carpale

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13-16 cm
M	16-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm



#### LUNGHEZZA

19 cm

Codice d'ordine: DT3-03

## D.T3 01

IMMOBILIZZATORE PRIMO DITO

Grigio

PURE ADAPTIVE  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Rizoartrosi
- Lievi traumi distorsivi del primo dito

#### MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Polso

S	fino a 15 cm
M	15-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm



#### LUNGHEZZA

14,5 cm

Codice d'ordine: DT3-01

## SCA-101 SCAPHOMED®

TUTORE RIGIDO PER POLLICE



### INDICAZIONI

- Rizoartrosi e tendiniti del pollice
- Distorsioni metacarpo-falangee
- Postumi di fratture e frattura di Bennet
- Lesione di Stener e tendinopatia di De Quervain
- Post operatorio chirurgico del pollice

#### MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Polso

S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



# PROGRAMMA RIZOARTROSI NIGHT&DAY

IL TRATTAMENTO CHE VALE DOPPIO



SCAPHOMED®



FINGER CAP

## FASE DAY

Prevede l'uso di Scaphomed® nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido.

## FASE NIGHT

Prevede l'uso di Finger Cap durante la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide grazie all'innovativo tessuto elastico e contenitivo.

### MISURE (DX/SX)

Taglie    Ø Polso

S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine programma Night&Day: PDN-SCA DX/SX  
Codice d'ordine Finger Cap: FIN-101 DX/SX

# PHYLO® FSP

TUTORE PER EPICONDILITE

LINEA PHYLO®



Sistema di regolazione telescopico



Doppio cuscinetto pressore



Cuscinetto pressore posizionabile

## INDICAZIONI

- Epicondiliti
- Epitrocleiti

## MISURE

Taglia unica ambidestra

## D.T3 FSP

FASCIA PER EPICONDILITE

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Epicondiliti
- Epitrocleeiti

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-FSP


## EPI 100 EPIBRACE®

FASCIA TERMOFORMATATA  
CON CUSCINETTO PNEUMATICO



### INDICAZIONI

- Epitrocleeiti ed epicondiliti



Cuscinetto pressione pneumatico

### MISURE

Taglia unica ambidestra

## EPICOMED® 822

GOMITIERA CON CUSCINETTI  
IN SILICONE

medi



### INDICAZIONI

- Epicondiliti (gomito del tennista)
- Lussazioni del gomito
- Versamenti e tumefazioni articolari da artrite o artrosi
- Condizioni infiammatorie croniche, post operatorie e post traumatiche

#### MISURE (ambidestro)

##### Taglie

I	17-20 cm
II	20-23 cm
III	23-26 cm
IV	26-29 cm
V	29-32 cm
VI	32-35 cm



5 cm dal gomito

## IMB 200

IMMOBILIZZATORE DI BRACCIO  
E SPALLA



### INDICAZIONI

- Esiti di sintesi di frattura della clavicola
- Esiti di lussazioni
- Esiti di capsule plastiche
- Esiti di fratture omerali

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

## IMB 300

IMMOBILIZZATORE DI BRACCIO E  
SPALLA CON SUPPORTO PER GOMITO



### INDICAZIONI

- Esiti di sintesi di frattura della clavicola
- Esiti di lussazioni
- Esiti di capsule plastiche
- Esiti di fratture omerali

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

Disponibile con sacca porta braccio  
in tessuto velcrabile.  
Codice articolo: IMB 350 OG

## IMB 400

CUSCINO ABDUTTORE  
PER SPALLA DA 30° A 70°



### INDICAZIONI

- Esiti di ricostruzione cuffia rotatori
- Esiti di fratture omerali

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

## IMB 600 s

SUPPORTO PNEUMATICO PER ABDUZIONE  
DI BRACCIO E SPALLA FINO A 70°



### INDICAZIONI

- Esiti di ricostruzione cuffia rotatori
- Esiti di fratture omerali

#### MISURE

Taglia unica ambidestra

## KIT SPALLA

POST OPERATORIO E RIABILITATIVO



IMB 700 N

### CARATTERISTICHE

Il kit è stato studiato e realizzato per seguire il paziente dalla fase post operatoria alla fase riabilitativa e comprende:

- 1 cuscino per spalla IMB 700 N
- 2 fasce elastiche a resistenza variabile da 1,30 m.
- 1 libretto di esercizi specifici per il recupero funzionale dell'articolazione

#### MISURE (ambidestro)

##### Taglie

- S fino a 34 cm  
M 35-39 cm  
L oltre 39 cm



# IMB 700 N

CUSCINO PER ABDUZIONE DI BRACCIO E SPALLA DA 10° A 20°



## INDICAZIONI

- Trattamento di abduzione da 10° a 20° nella fase riabilitativa
- Esiti di ricostruzione cuffia rotatori
- Esiti di fratture omerali

È disponibile anche il modello **IMB 700**

Cuscino in polimero espanso ricoperto da confortevole tessuto e dotato di fissaggio con nastro velcro per garantire un'ottima vestibilità.

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: **IMB 700**



### MISURE (ambidestro)

#### Taglie

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



# IMB 750 N

CUSCINO PER ABDUZIONE DI BRACCIO E SPALLA DA 10° A 30°



## INDICAZIONI

- Trattamento di abduzione da 10° a 30° nella fase riabilitativa
- Esiti di ricostruzione cuffia rotatori
- Esiti di fratture omerali

### È disponibile anche il modello IMB 750

Cuscino anatomico in poliuretano espanso ricoperto da confortevole tessuto e dotato di fissaggio con nastro velcro per garantire un'ottima vestibilità. Sistema di fissaggio ascendente per scaricare il peso della spalla.

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB 750



### MISURE (ambidestro)

#### Taglie

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



## IMB 800 MULTISAS®

CUSCINO PER ABDUZIONE DELLA SPALLA A 15°  
CON SISTEMA DI INTRA-EXTRA ROTAZIONE FINO A 20°



### INDICAZIONI

- Lussazione scapolo-omeroale
- Frattura composta del trochite della testa dell'omero
- Traumi distorsivi della spalla
- Interventi di ricostruzione alla cuffia dei rotatori
- Interventi capsulo-plastica in lussazione S.O.
- Immobilizzazione in fratture alla testa dell'omero
- Post operatorio della spalla



### MISURE

Taglia unica DX/SX



### VANTAGGI:

- Sistema di regolazione veloce
- Cuscino conformato anatomicamente
- Possibilità di unire all'abduzione il posizionamento in intra o extra rotazione
- Prolungamento posteriore del cuscino per un miglior controllo notturno dell'arto

## RGB 100

REGGIBRACCIO



### INDICAZIONI

- Post trauma
- Post operatorio

#### MISURE

##### Taglie

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



## RGB 150

REGGIBRACCIO SEMPLICE  
CON REGOLAZIONE VELCRATA



### INDICAZIONI

- Supporto nel post trauma
- Supporto nel post operatorio

#### MISURE

##### Taglie

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm



# SHOULDER ACTION ACT-100

SUPPORTO SPALLA



## INDICAZIONI

- Stabilizzazione dell'articolazione gleno-omerale
- Prevenzione delle lussazioni scapolo-omerali
- Esiti di pregresse lussazioni scapolo-omerali
- Instabilità gleno-omerale

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Torace
S	75-85 cm
M	82-100 cm
L	97-110 cm
XL	107-120 cm



### VANTAGGI:

- Materiale allergico ad alta traspirabilità
- Esclusivo supporto velcro per una perfetta stabilità dell'articolazione
- Controllo ottimale dei movimenti di abduzione ed adduzione, di intra ed extrarotazione
- Eccellente aderenza sulla pelle per una continua stabilità
- Grande vestibilità e invisibilità sotto gli abiti
- Design ergonomico
- Facile da posizionare

## EPICO REVO

GOMITIERA CON REGOLAZIONE  
IN FLEX./EXT.



## EPICO REVO PS

GOMITIERA CON REGOLAZIONE IN FLEX./  
EXT. CON DISPOSITIVO PRONO SUPINAZIONE



### INDICAZIONI

- Lussazione del gomito
- Post operatorio del gomito
- Riabilitativa

### EPICO REVO EVOLVE: realizzato il dispositivo che consente la mobilità del polso in fase riabilitativa.

Lo speciale accessorio è stato studiato per consentire la mobilità del polso nelle posizioni di prono/supinazione: il dispositivo viene installato sulla gomitiera e consente il movimento essenziale del polso nei casi di terapie di lunga durata, per evitare il blocco articolare causato da uno stato prolungato di immobilità. Nel caso in cui la terapia lo preveda, il dispositivo può essere bloccato, comportando l'inibizione, in tal modo, del movimento del polso.

#### MISURE (DX/SX)

##### Taglie

- S fino a 30  
L oltre 30



#### REGOLAZIONI:

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

L'accessorio per prono/supinazione è di facile applicazione, grazie ad un semplice sistema a incastro e può essere ordinato singolarmente o già assemblato dall'azienda sul tutore **Epico Revo**.



#### Codice d'ordine:

**EPICO REVO DX/SX**

Accessorio: **REVO KIT DX/SX**

Epico Revo+accessorio: **EPICO REVO PS DX/SX**

## CLV 100

IMMOBILIZZATORE  
ACROMIO-CLAVEARE



### INDICAZIONI

- Lussazioni e sub-lussazioni dell'articolazione acromio-claveare



#### MISURE (DX/SX)

##### Taglie

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	41-46 cm



## OMOMED® M808

SUPPORTO SPALLA CON  
CONTROLLO MOVIMENTI FUNZIONALI

medi



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo e post operatorio della spalla
- Artrosi
- Lussazione e sublussazione
- Ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Protesizzazioni

#### MISURE (DX/SX)

##### Taglie

	Ø Bicipite
I	26-29 cm
II	29-33 cm
III	33-36 cm
IV	36-39 cm



## RDS 100

IMMOBILIZZATORE  
CLAVICOLARE



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte e scomposte di clavicola
- Terapia conservativa di fratture traum. di clavicola



### MISURE

Taglie	Ø Torace
XS	60-75 cm
S	75-90 cm
M	90-105 cm
L	105-115 cm
XL	115-125 cm



## RDS 200 CLAVIO®

IMMOBILIZZATORE  
CLAVICOLARE



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte e scomposte di clavicola
- Terapia conservativa di fratture traum. di clavicola



### MISURE

Taglie	Ø Torace
S	65-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-120 cm



# ARTO INFERIORE



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



# IMA-110 HipOne®

IL PRIMO TUTORE D'ANCA COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO



#### ESCLUSIVO BRACCETTO DISTANZIALE ROSSO

Aumenta l'adattabilità alle diverse conformazioni, permettendo un ottimale allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione femorale



#### NUOVA ASTA IN VERSIONE CORTA

Segue perfettamente qualsiasi anatomia e movimento, permettendo di posizionare ancora più precisamente il centro di rotazione dello snodo in corrispondenza dell'articolazione coxo-femorale



Morbida imbottitura per un'ortesi più comoda e anatomica



Sistema di controllo del movimento di flessione/estensione e di abduzione

## INDICAZIONI

- Trattamento conservativo dell'anca e lussazione d'anca
- Lussazione articolazione anca traumatica
- Fratture cotile
- Post operatorio
- Lussazione articolare protesi anca
- Esiti riptotesizzazioni anca
- Esiti ricostruzione cotile



#### Codice d'ordine:

- IMA-110 HipOne con asta normale
- IMA-120 HipOne con asta corta
- IMA-110 BR HipOne con braccetto distanziale rosso
- IMA-120 BR HipOne con asta corta e braccetto distanziale
- SP-HBR braccetto distanziale

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Proximale (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm



#### TABELLA REGOLAZIONI

EXT.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
FLEX.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
IMM.	0°	15°	30°				

## VANTAGGI:

- Ultra leggero e adattabilità anatomica.
- Articolazione in grado di garantire la libertà di movimento in flessione/estensione entro i limiti R.O.M. stabiliti, e di indurre il movimento di abduzione. Semplice la selezione dell'entità dell'abduzione che si vuole sia indotta all'articolazione.

## IMA 103

TUTORE FUNZIONALE D'ANCA



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo dell'anca e lussazione d'anca
- Lussazione articolazione anca traumatica
- Fratture cotile e post op.
- Lussazione articolare protesi
- Esiti riptotesizzazioni anca
- Esiti ricostruzione cotile

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80	38-46	35-40
M	81-100	47-56	41-47
L	101-115	57-66	48-54
XL	116-135	67-76	55-62



#### TABELLA REGOLAZIONI

**EXT.** 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°  
**FLEX.** 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°  
**IMM.** 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°

## IMA 150

TUTORE FUNZIONALE D'ANCA  
AMBIDESTRO



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo dell'anca e lussazione d'anca
- Lussazione articolazione anca traumatica
- Fratture cotile e post op.
- Lussazione articolare protesi
- Esiti riptotesizzazioni anca
- Esiti ricostruzione cotile

#### MISURE

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Prossimale (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm



#### TABELLA REGOLAZIONI

**EXT.** 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°  
**FLEX.** 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°  
**IMM.** 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°

# IMA 109

SUPPORTO FUNZIONALE  
PER ANCA SOFT



## INDICAZIONI

- Post operatorio
- Trattamento del non operatorio delle dislocazioni d'anca



### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita	Altezza stecche
S	60-72 cm	43 cm
M	73-85 cm	47 cm
L	86-98 cm	51 cm
XL	99-110 cm	55 cm



NUOVI TESSI FORMATI E CALZAZIONEMENTI IN FOAM  
 CHE TRAMANDANO IL TORSORE ANTI-COCCO PURE  
 A SPESSE PERMETTENDO PER UNA AERAZIONE SUPERFICIA  
 MAGGIOR TOLLERANZA ALLA CALORE E ALLA  
 RIDUZIONE DEL RISK DI LESIONI E FORTISSIMO.

#### MISURE

Taglie	0 (Doppio)
XS	31-33 cm
S	34-36 cm
M	37-39 cm
L	40-42 cm
XL	43-45 cm
XXL	46-48 cm

ARTO INFERIORE

TEST FIBRA

IL COMFORT  
 SUPRA-BE STUSSO



Nuovi stadii Physiologic  
 Completamente ridisegnati.  
 Ultraleggeri e ogni ingombro ridotto del 30%  
 in alluminio con trattamento self-touch.  
 Regolazione ancora più semplice.

# STABIMED PHYLOTEK®

GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

LINEA PHYLOTEK®

ADAPTIVE  
DYNAMIC COOLING



Regolazione della chiusura anteriore facilitata dal bordo in poliuretano.



Copri snodi in poliuretano per una facile rimozione degli snodi.

## INDICAZIONI

- Modeste instabilità in varo-valgo
- Gonartrosi
- Trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti collaterali
- Instabilità minori dei legamenti crociati
- Artrosi dell'articolazione del ginocchio



Snodo Physioglide regolabile in flessione-estensione

### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



Codice d'ordine: TEK-ST

### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

### ALTEZZA

34 cm

# STABIMED PRO PHYLOTEK®

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA CON SNODO POLICENTRICO

LINEA PHYLOTEK®

ADAPTIVE  
DYNAMIC COOLING



Spessori ridotti nella parte posteriore della gamba per un maggior comfort.



Stabilizzatore rotuleo in silicone.

## INDICAZIONI

- Modeste instabilità in varo-valgo
- Gonartrosi



Snodo policentrico non regolabile con blocco in estensione

### MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST PRO

# COLLAMED PHYLOTEK®

GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

LINEA PHYLOTEK®

ADAPTIVE  
DYNAMIC COOLING



Snodi Physioglide policentrici di facile regolazione con aste lunghe per una migliore stabilizzazione articolare.



Dotata di 4 fasce di chiusura per un controllo maggiore.

## INDICAZIONI

- Rottura del legamento collaterale mediale (instabilità lieve e moderata)
- Lesione LCA
- Lesioni combinate legamentose di grado lieve-moderato
- Alterazione traumatica degenerativa dell'articolazione del ginocchio



Snodo Physioglide regolabile in flessione-estensione

### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

### ALTEZZA

40 cm

Codice d'ordine: TEK-CO

## MISURE

Taglie	0	Coscia
XS	31-37	cm
S	38-43	cm
M	44-49	cm
L	50-55	cm
XL	56-61	cm
XXL	62-74	cm

NUOVA ATTIVITÀ ASSOCIATA E CON  
EFFETTI TONIFICANTI SULLE LINEE DEL CORPO

STUDIO, PROGETTAZIONE, TEST, CONTINUE VERIFICHE. LE NUOVE  
BROCCHE PER BRACCI FRUTTANO UNA GRANDE ENERGIA PER  
DIFFERENTI ANTI-DIVERSIONI, CON LE LINEE PAVO E EVOLUTIVE  
PER PERCORSO AL BINGOCCHIO NUOVI ORIZZONTI DI BENESSERE. A  
PARTIRE DALLA REALIZZAZIONE DELL'ORIGINALE TESSUTO BREVET  
TATO IN ITALIA, ESISTENTE TECNOLOGIA ALLA BASE DEL DESIGN DI  
CASCIN, MOBILIO.

WOLFRAMO

## PHYLO® 20

GINOCCHIERA TRASPIRANTE  
CON FORO ROTULEO

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Lievi artralgie del ginocchio

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

25 cm

Codice d'ordine: PHY-20

## PHYLO® 40

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON  
STABILIZZATORE ROTULEO IN SILICONE

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Lieve artrosi femoro-rotulea
- Dolore rotuleo
- Post operatorio rotuleo
- Post traumatico

Stabilizzatore rotuleo



#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

25 cm

Codice d'ordine: PHY-40

# PHYLO® 41

GINOCCHIERA TRASPIRANTE  
CON STABILIZZATORE ROTULEO

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



## INDICAZIONI

- Lieve artrosi femoro-rotulea
- Dolore rotuleo
- Post-operatorio rotuleo
- Post traumatico

Stabilizzatore rotuleo



### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-41

# PHYLO® 60

GINOCCHIERA TRASPIRANTE  
CON STECCHE A SPIRALE

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



## INDICAZIONI

- Lievi gonalgie
- Lievi instabilità
- Dolore rotuleo
- Piccola patologia ginocchio
- Patologia degenerativa articolare

Stabilizzatore rotuleo



### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-60

## PHYLO® 61

GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA  
CON STECCHE A SPIRALE

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Lievi gonalgie
- Lievi instabilità
- Dolore rotuleo
- Piccola patologia del ginocchio
- Patologia degenerativa articolare

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-61

## PHYLO® 72

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale/mediale
- Dolore rotuleo
- Ginocchio artrosico varo-valgo
- Lievi lesioni al menisco



Snodo policentrico  
Physioglide

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

34 cm

#### REGOLAZIONI

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	60°	75°	90°

Codice d'ordine: PHY-72

## PHYLO® 72 A

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA  
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale/mediale
- Dolore rotuleo
- Ginocchio artrosico varo-valgo
- Lievi lesioni al menisco



Snodo policentrico  
Physioglide

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



ALTEZZA

34 cm

#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Codice d'ordine: PHY-72 A

## PHYLO® 74

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
APERTA CON SNODO POLICENTRICO

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale-mediale
- Ginocchio artrosico varo-valgo



Snodo policentrico non regolabile  
con blocco in estensione

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-74

## PHYLO® 75

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale/mediale
- Dolore rotuleo
- Ginocchio artrosico varo-valgo
- Lievi lesioni al menisco



Snodo policentrico non regolabile con blocco in estensione

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-75

## PHYLO® 76

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale/mediale
- Dolore rotuleo
- Ginocchio artrosico varo-valgo
- Lievi lesioni al menisco



Snodo policentrico piatto

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-76

## PHYLO® 76 A

GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA  
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale/mediale
- Dolore rotuleo
- Ginocchio artrosico varo-valgo
- Lievi lesioni al menisco



Snodo policentrico piatto

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

34 cm

Codice d'ordine: PHY-76 A

## PHYLO® 90 PT CONTROL

GINOCCHIERA TRASPIRANTE DINAMICA  
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA

LINEA PHYLO®

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Stabilizzazione della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Sub-lussazioni di rotula
- Condromalacia
- Post interventi di "lateral release"
- Chirurgia cartilagine patellare
- Lussazione patellare trattata chirurgicamente

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



#### ALTEZZA

36 cm

#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Codice d'ordine: PHY-90; PHY-90A (aperta)

# ARTHROFIX PHYLO®

GINOCCHIERA TRASPIRANTE OA CON SNODO POLICENTRICO

LINEA PHYLO

Varo DX / Valgo SX; Varo SX / Valgo DX

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



Cuscinetto condilare pneumatico gonfiabile



## INDICAZIONI

- Lieve ginocchio artrosico in varo-valgo da 0° a 7°
- Lieve gonartrosi
- Instabilità legamentosa
- Lievi patologie muscolo-legamentose



Snodo policentrico  
Physiologic

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

### ALTEZZA

40 cm

# PHYLO® TTP

CINTURINO SOTTOROTULEO

LINEA PHYLO

# D.T3 TTP

CINTURINO SOTTOROTULEO

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



## INDICAZIONI

- Sindrome di Osgood-Schlatter

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: PHY-TTP



## INDICAZIONI

- Sindrome di Osgood-Schlatter

### MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-TTP

## M 601

GINOCCHIERA POLIESTENSIVA

LINEA TESSUTO ELASTICO

medi



### INDICAZIONI

- Distorsioni del ginocchio
- Gonfiori e versamenti articolari
- Stati irritativi di origine reumatica e artrosica

#### MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm



## M 613 GENUMED®

GINOCCHIERA CON ANELLO  
PATELLARE IN SILICONE

LINEA TESSUTO ELASTICO

medi



### INDICAZIONI

- Instabilità lievi dell'articolazione
- Versamenti e tumefazioni articolari
- Infiammazioni croniche di origine post op. e post traum.
- Artrosi ed artriti
- Sindrome dolorosa patello-femorale

#### MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm



## FILAMED® 201

GINOCCHIERA TUBOLARE  
IN NEOPRENE

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Lievi artralgie del ginocchio

#### MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm



#### ALTEZZA

35 cm

## FILAMED® 301

GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON SUPPORTO PATELLARE

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Instabilità rotulea
- Dolore rotuleo

#### MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm



#### ALTEZZA

35 cm

## FILAMED® 401

GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON STABILIZZATORE ROTULEO

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Lieve artrosi femoro-rotulea
- Dolore rotuleo
- Post operatorio rotuleo
- Post traumatico

Stabilizzatore rotuleo



#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



#### ALTEZZA

32 cm

## FILAMED® 451

GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STECCA  
A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Lieve artrosi femoro-rotulea
- Dolore rotuleo
- Post operatorio rotuleo
- Post traumatico

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



#### ALTEZZA

32 cm

## FILAMED® 501

GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON STABILIZZATORE LATERALE A "J"

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Femoro-rotulea
- Instabilità lievi patellari

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



#### ALTEZZA

32 cm

## FILAMED® 601

GINOCCHIERA IN NEOPRENE  
CON STECCHE A SPIRALE

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Lievi gonalgie
- Lievi instabilità
- Patologia degenerativa articolare
- Piccola patologia del ginocchio

Stabilizzatore rotuleo



#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



#### ALTEZZA

32 cm

## FILAMED® 701

GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO

LINEA FILAMED®

## FILAMED® 701 AR

GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA  
CON SNODO POLICENTRICO E INCROCIO  
SUL CAVO POPLITEO

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Modeste instabilità in varo-valgo
- Gonartrosi

Snodo policentrico  
piatto



### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



### ALTEZZA

32 cm

### INDICAZIONI

- Lievi patologie del ginocchio "genus recurvatum"

Snodo policentrico  
piatto



### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



### ALTEZZA

32 cm

## FILAMED® 701 WRAP

GINOCCHIERA IN NEOPRENE APERTA  
ARMATA CON SNODO POLICENTRICO

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Instabilità moderata laterale-mediale
- Ginocchio artrosico varo-valgo



Snodo policentrico  
piatto

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-37 cm
S	38-43 cm
M	44-49 cm
L	50-55 cm
XL	57-61 cm
XXL	oltre 62 cm



#### ALTEZZA

32 cm

## FILAMED® 801

GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA  
CON SNODO PHYSIOGLIDE®

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Instabilità laterale-mediale
- Modeste instabilità varo-valgo
- Riabilitazione e ripresa dell'attività sportiva
- Lievi lesioni del compartimento mediale e laterale



Snodo policentrico  
Physioglide

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



#### REGOLAZIONI

Taglie	Ø Coscia	Ext.	Flex.	Imm.
XS	34-39 cm	0°	0°	0°
S	40-45 cm	10°	10°	10°
M	46-51 cm	20°	20°	20°
L	52-57 cm	30°	30°	30°
XL	oltre 58 cm	45°	45°	45°
			60°	
			75°	
			120°	

ALTEZZA 32 cm

## FILAMED® 851

GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA  
LUNGA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

LINEA FILAMED®



### INDICAZIONI

- Modificazione traumatica o degenerativa dell'articolazione
- Trattamento conservativo di lesioni del legam. laterale
- Instabilità minori dei legamenti crociati
- Instabilità varo-valgo

Snodo polcentrico  
Physioglide



#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

ALTEZZA 40 cm

## PTS

GINOCCHIERA CON  
SUPPORTO TIBIALE PER PCL

LINEA POST OPERATORIO



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo di rotture del PCL
- Post operatoria immobilizzazione in seguito a ricostruzione del PCL
- Trattamento conservativo di instabilità cronica del PCL

#### MISURE

Universale

#### ALTEZZE DISPONIBILI

Corta: 50 cm  
Lunga: 60 cm



## GNT 600

GINOCCHIERA  
IMMOBILIZZATRICE A 0°

LINEA POST OPERATORIO

■ Grigio



### INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio

#### MISURE

Taglie	Ø Coscia
S	40-49 cm
M	48-55 cm
L	53-68 cm



#### ALTEZZA

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

## GNT 601

GINOCCHIERA  
IMMOBILIZZATRICE 0° A 3 PANNELLI

LINEA POST OPERATORIO

■ Grigio  
GNT 601

■ Nero  
GN-3PAN



### INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio

Versione economica:  
GN-3PAN



#### MISURE

Universale

#### ALTEZZA

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

# GNO 970 LEGGY®

GINOCCHIERA POST OPERATORIA R.O.M.

LINEA POST OPERATORIO

Grigio  
GNO-970

Nero  
GNO-970 ECO



## INDICAZIONI

- Post operatorio del ginocchio
- Ricostruzione legamentosa
- Meniscectomia
- Trattamenti conservativi
- Riabilitazione



Versioni:  
GNO-970 Cool  
GNO-970 Eco Cool

## MISURE

Corta: per arto <80 cm  
Lunga: per arto >80 cm

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Disponibile in versione COOL nelle misure corta e lunga.

Solo i modelli GNO-970 e GNO-970 ECO possono essere integrati con le valvole di protezione. Codice d'ordine: VAL 100

# GNO 970 LEGGY® PLUS CON VALVE

GINOCCHIERA POST OPERATORIA R.O.M.

LINEA POST OPERATORIO

Grigio  
GNO-970 P

Nero  
GNO-970 P ECO



## INDICAZIONI

- Post operatorio del ginocchio
- Ricostruzione legamentosa
- Meniscectomia
- Trattamenti conservativi
- Riabilitazione
- Post frattura di femore o tibia
- Post traumatica nelle distorsioni del ginocchio



## MISURE

Corta: per arto <80 cm  
Lunga: per arto >80 cm

## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°



## GNO 970 LEGGY® TS

GINOCCHIERA TELESCOPICA R.O.M.  
CON BLOCCO / SBLOCCO RAPIDO

LINEA POST OPERATORIO

## GNO 970 TS COOL

GINOCCHIERA TELESCOPICA R.O.M.  
CON BLOCCO / SBLOCCO RAPIDO

LINEA POST OPERATORIO



### INDICAZIONI

- Pazienti con instabilità del ginocchio e/o lesioni neuro-muscolari degli arti inferiori
- Post operatorio
- Ricostruzioni legamentose
- Meniscectomia
- Trattamenti conservativi e riabilitazione

#### MISURE

Universale

#### LUNGHEZZA ASTE

Minima: 56 cm  
Massima: 68 cm

#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

## GNO 960

GINOCCHIERA POST OPERATORIA  
R.O.M. TELESCOPICA

LINEA POST OPERATORIO



### INDICAZIONI

- Post-operatorio
- Ricostruzioni legamentose
- Trattamenti conservativi
- Meniscectomia e riabilitazione



#### MISURE

Universale

#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

#### LUNGHEZZA ASTE

Minima: 42 cm  
Massima: 52 cm

## GNO 930

GINOCCHIERA  
POST-ARTROSCOPICA

LINEA POST OPERATORIO



### INDICAZIONI

- Post-artroscopica

#### MISURE

Universale

# PROTECT 4 EVO

GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI PER ACL/PCL/CI  
CON SNODO POLICENTRICO

LINEA FUNZIONALI



## INDICAZIONI

- Rotture del legamento crociato anteriore e dei due legamenti collaterali
- Rotture isolate del legamento crociato anteriore
- Rotture o instabilità del legamento collaterale
- Trattamento conservativo di instabilità del ginocchio

Disponibile anche la versione Short nel modello PROTECT 4.

ALTEZZA 34 cm MISURE: vedi tabella.

Codice d'ordine: PROTECT 4 S DX; PROTECT 4 S SX

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm



### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

### ALTEZZA

40 cm

Codice d'ordine: PRO4-EVO DX; PRO4-EVO SX



## M.4<sup>s</sup> X LOCK

GINOCCHIERA FUNZIONALE  
CON BLOCCO A 0°

LINEA FUNZIONALI

■ Nero  
M4 S X LOCK




### INDICAZIONI

- Lesioni meniscali, rottura ACL, PCL, LCL e MCL
- Tratt. instabilità del ginocchio
- Post op. rottura tendini estensori (patellare e quadricipitale), zona della rotula e della troclea femorale
- Post op. leg. rotuleo e riabilitazione

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Superiore	Ø Inferiore
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

## M.4<sup>s</sup> SHORT

GINOCCHIERA FUNZIONALE SHORT, 4 PUNTI  
PER ACL/PCL/CI CON SNODO PHYSIOGLIDE<sup>®</sup>

LINEA FUNZIONALI

■ Nero  
M4 S SHORT



### INDICAZIONI

- Rottura ACL, PCL, LCL, MCL
- Rotture e instabilità dei legamenti collaterali
- Dopo la ricostruzione legamentosa
- Tratt. conservativo di instabilità del ginocchio; riabilitazione

#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	(per M.4 <sup>s</sup> Short)

#### ALTEZZA

M.4 <sup>s</sup> X LOCK	40 cm
M.4 <sup>s</sup> Short	34 cm

# M.4<sup>s</sup> COMFORT

GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI PER ACL/PCL/CI  
CON SNODO PHYSIOGLIDE®

LINEA FUNZIONALI

□ M4 S COM    ■ M4 S COM N




## INDICAZIONI

- Rottura ACL, PCL, LCL e MCL
- Rotture isolate o parziali ACL, PCL
- Rotture e instabilità dei legamenti collaterali
- Dopo la ricostruzione legamentosa
- Trattamento conservativo di instabilità del ginocchio
- Riabilitazione

### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Superiore	Ø Inferiore
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

### ALTEZZA

M.4<sup>s</sup> COMFORT  
40 cm



NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

# M.4 S PCL DYNAMIC

GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL

LINEA FUNZIONALI

## GINOCCHIO E BENESSERE PERFETTAMENTE ALLINEATI.



L'articolazione del ginocchio è, in particolare, le sue strutture interne sono un elemento fondamentale per la libertà di movimento di tutti. Ancora di più per coloro che ne hanno fatto una carriera professionale. Per questo FGP è orgogliosa di presentare **M.4 s PCL DYNAMIC**: la ginocchiera ad alte performance, che si adatta ad ogni esigenza di recupero nel trattamento conservativo o post-operatorio delle lesioni del legamento crociato posteriore.

**M.4 s PCL DYNAMIC** ha già riscontrato il favore, durante i trial clinici, di campioni internazionali del rugby e del calcio e dei loro staff medici.

**M.4 s PCL DYNAMIC** unisce al comfort l'innovativo sistema di spinta brevettato che, grazie alla particolare architettura della ginocchiera, garantisce un ottimale allineamento femore-tibia necessario per un corretto e sicuro recupero.

### SISTEMA DI SPINTA REGOLABILE: ECCO COME L'INTELLIGENZA SI ESPRIME


- Il sistema di spinta regolabile abbraccia il polpaccio e consente di generare una spinta costante che mantiene la tibia nella posizione desiderata dal medico.

La forma a conchiglia offre massimo comfort.

- Grazie al sistema di tensionamento epicicloidale facilmente regolabile è possibile adattare micrometricamente la forza personalizzandola al paziente.
- Il riallineamento tibia-femore è così garantito a seconda delle esigenze terapeutiche concordate con il medico e contrassegnate dalla scala metrica di riferimento posta lateralmente sulla conchiglia.

### ..E IN PIÙ

- Snodo Physioglide: grazie ai suoi 4 punti di rotazione lo snodo segue correttamente il movimento di flessione-estensione fisiologico del ginocchio assicurando un'elevata coerenza cinematica. Il design piatto dona grande vestibilità anche sotto gli abiti.
- Cunei di regolazione: la soluzione "easy click" e il metodo di sostituzione delle regolazioni senza viti rendono facilmente gestibile lo snodo.
- Cuscinetto tibiale sagomato: la forma del cuscinetto tibiale lo rende estremamente confortevole ed in grado di distribuire efficacemente la pressione esercitata sulla zona.



**1-Prima.** Dopo la rottura del legamento crociato posteriore, il ginocchio si presenta instabile.  
**2-Dopo.** Il sistema di spinta con cuscinetto sagomato mantiene la tibia nella posizione stabilita dal medico.

# M.4 S PCL DYNAMIC

GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL

LINEA FUNZIONALI

■ Nero  
M4S-PCL

NUOVO




## INDICAZIONI

- Trattamento conservativo per lesioni del legamento crociato posteriore
- Trattamento post-operatorio nella ricostruzione del legamento crociato posteriore



### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Superiore	Ø Inferiore
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

### ALTEZZA

50 cm

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

# Linea OA

DIAGNOSI E SCELTA DELL'ORTESI PER PATOLOGIE VARO-VALGO

GINOCCHIO	VARO	VALGO
		
Punto di contatto	Mediale	Laterale
Terapia	Scarico mediale	Scarico laterale
Snodo regolabile varo-valgo	Laterale	Mediale
Direzione del movimento di spinta	Valgo	Varo
<b>ORTESI</b>	<b>M.4<sup>s</sup> OA VARO dx/sx</b> <b>M.3<sup>s</sup> VARO dx/sx</b>	<b>M.4<sup>s</sup> OA VALGO dx/sx</b> <b>M.3<sup>s</sup> VALGO dx/sx</b>

CONSULTATE LA TABELLA PER SCEGLIERE CORRETTAMENTE IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE NECESSITÀ DEL PAZIENTE.


## "SOLLIEVO A 3 PUNTI"

**A**

Articolazione sotto sforzo, senza ortesi.

**B**

Articolazione sotto sforzo, con ortesi:  
Principio dei 3 punti, per una protezione garantita.



## M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup>

# M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup>

## RITROVATE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO CON M.4<sup>s</sup> OA E M.3<sup>s</sup>.

Con la nuova gamma di ginocchiere per osteoartrite FGP ha realizzato le ortesi più leggere del settore, tutori di ultima generazione in grado di offrire ai pazienti affetti da artrosi monocompartimentale del ginocchio un supporto fondamentale per il recupero della mobilità articolare. I dispositivi sono in grado di rispondere a tutte le esigenze terapeutiche, con soluzioni monocompartimentali così come bicompartimentali.

### I DOLORI DELL'ARTROSI DIVENTERANNO UN RICORDO.

M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup> alleviano sensibilmente il dolore causato dall'artrosi monocompartimentale, e permettono così di mantenere uno stile di vita attivo e dinamico.

### L'ORTESI MODERNA: EFFICACE, LEGGERA E DISCRETA.

M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup> sono prodotte con tecnologie avanzate, garanzia di alta qualità e piena compatibilità con il paziente. Il telaio è in alluminio al 100%, e la sua lavorazione si avvale non solo di taglio laser ma anche delle più moderne tecniche di stampaggio a iniezione ad alta pressione. Tutto questo fa dei presidi OA FGP un esempio ideale di leggerezza, precisione, sicurezza e non-invasività.

### LE GINOCCHIERE CHE NON SI FANNO NOTARE.

FGP dà la massima importanza alle esigenze del paziente. Nei casi di trattamento a lungo termine con ortesi di sostegno, gli utilizzatori maggiori sono individui in età avanzata che cercano dispositivi discreti, mimetizzabili con l'abbigliamento quotidiano e utilizzabili senza stress; per questo M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup> sono progettate per essere estremamente sottili. La combinazione di colori inoltre, favorisce ulteriormente la discrezione. La costruzione basata sul principio del "sollevio a 3 punti" permette infine, quando la gamba è sotto sforzo, di contenere e correggere la tendenza a inclinarsi lateralmente; ciò risulta in un benessere immediato per la zona interessata.

### PERFETTA VESTIBILITÀ

Grazie alla particolare composizione delle imbottiture, M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup> sono indicate per pazienti con problemi di sensibilità della cute e quindi predisposti ad arrossamenti da sfregamento. In questi casi le ortesi in plastica sono inefficaci poiché non permettono la modellazione; diversamente M.4<sup>s</sup> OA e M.3<sup>s</sup>, grazie alla duttilità della struttura in alluminio, consentono la regolazione della cinghia mediale. In tal modo la pressione applicata non è mai eccessiva. Tutte le altre cinghie corrono lungo l'esterno del dispositivo, in modo che anche i soggetti più anziani possano allacciarle in modo intuitivo.

### REGOLAZIONE AD-HOC

Con M.4<sup>s</sup> OA è possibile impostare in modo preciso e accurato l'angolo varo o valgo; i controlli disposti vicino agli snodi consentono inoltre di calibrare il grado di sforzo con efficienza e in tutta semplicità.

# M.4<sup>s</sup> OA

TUTORE AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO BICOMPARTIMENTALE  
PER GINOCCHIO VARO-VALGO

LINEA OA

Titanio

Varo DX; Valgo SX; Varo SX; Valgo DX



## INDICAZIONI

- Grave gonartrosi mediale o laterale (III grado min.) combinato con l'instabilità del legamento
- Grave sovraccarico del compartimento mediale o laterale

Disponibile in versione Short:

M.4s OA SHORT


ALTEZZA 35 cm

Codice d'ordine: M4 s OA SHORT



## MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Superiore	Ø Inferiore
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



## REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

ALTEZZA 40 cm



NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Chiave a brugola inclusa per regolazioni personalizzabili

## PROTECT 4 OA

TUTORE AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO

LINEA OA

**Nero** Varo DX; Valgo SX; Varo SX; Valgo DX



### INDICAZIONI

- Grave gonartrosi mediale o laterale (III grado min.) combinato con l'instabilità del legamento
- Grave sovraccarico del compartimento mediale o laterale

## M.3<sup>s</sup>

TUTORE AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO  
MONOCOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO

**Titanio** Varo DX; Valgo SX; Varo SX; Valgo DX




### INDICAZIONI

- Gonartrosi con deviazione in varo o valgo

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Superiore	Ø Inferiore
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm



**NB:** le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Partendo ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

#### REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

ALTEZZA 40 cm



Cuscinetto pneumatico

# M.4® ANTIRECURVATUM

GINOCCHIERA FUNZIONALE PER RECURVATUM

LINEA RECURVATUM



## INDICAZIONI


- Patologie del ginocchio "genus recurvatum"



### MISURE (DX/SX)


Taglie	Ø Superiore	Ø Inferiore
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

ALTEZZA 40 cm



NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Consigliamo uso modulo prese misure per prodotto personalizzato, senza nessun costo aggiuntivo.

### GRADO DI RECURVATO





## CAP 100

PROTEZIONE ROTULEA  
PER GINOCCHIERE FUNZIONALI



### INDICAZIONI

- Protezione della rotulea negli sport a rischio (motocross, etc.)

#### MISURE

Universale

## ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO

CUSCINETTI STABILIZZANTI  
PER ROTULA



A

B



C

- A.** Stabilizzatore rotuleo in plastazote.
- B.** Stabilizzatore rotuleo velcrabile.
- C.** Stabilizzatore rotuleo in silicone piccolo/grande.

## ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO

SNODI PER  
GINOCCHIERE



A

**A.**  
Snodo policentrico  
regolabile per  
**PHYLO® 72,**  
**PHYLO® 72A,**  
Nella versione con aste  
lunghe per  
**ARTHOFIX PHYLO®.**



B

**B.**  
Snodo policentrico  
Physioglide per  
**STABIMED PHYLOTEK®.**  
Nella versione con aste  
lunghe per  
**COLLAMED PHYLOTEK®.**



C

**C.**  
Snodo policentrico non  
regolabile con blocco in  
estensione per  
**STABIMED PRO  
PHYLOTEK®,  
PHYLO® 74, PHYLO® 75.**



D

**D.**  
Snodo policentrico  
piatto per  
**PHYLO® 76,**  
**PHYLO® 76 A,**  
**FILAMED® 701,**  
**FILAMED® 701 WRAP**  
e **FILAMED® 701 AR.**



E

**E.**  
Snodo policentrico  
Physioglide per  
**FILAMED® 801,**  
**FILAMED® 851**  
(versione lunga).

**CVO 700** BOOTY®TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
REGOLABILE R.O.M.**CVO 710** BOOTY® SHORTTUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
REGOLABILE R.O.M. SHORT**INDICAZIONI**

- Fratture tarsali, metatarsali e calcaneiari
- Distorsioni di caviglia di 1°, 2° e 3° grado
- Lesioni del tendine d'achille
- Fratture distali di tibia e fibula
- Immobilizzazione o riabilitazione della dorso flessione

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Versione economica:  
CVO-700 ECO

**MISURE (ambidestro)**

Taglie	Calzata scarpa	Calzata scarpa (versione ECO)
S	32-38	36-39
M	38-43	40-42
L	43-48	43-45
XL	-	Oltre 45

Disponibile anche nelle versioni ECO e PNEUMATICO  
Codici d'ordine: CVO 700 ECO, CVO 700 P ECO  
Taglie: S, M, L, XL

**ALTEZZA**

**CVO 700 BOOTY**  
S 41 cm  
M 43 cm  
L 46 cm

**CVO 710  
BOOTY SHORT**  
35 cm



**CVO 750** BOOTY®TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
FISSO 0°**CVO 720** BOOTY® SHORTTUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA  
FISSO 0° SHORT**INDICAZIONI**

- Fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- Distorsioni di caviglia di 1°, 2° e 3° grado
- Fratture distali di tibia e fibula
- Immobilizzazione post operatoria

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Versione economica:  
CVO-750 ECO

**MISURE (ambidestro)**

Taglie	Calzata scarpa	Calzata scarpa (versione ECO)
S	32-38	36-39
M	38-43	40-42
L	43-48	43-45
XL	-	Oltre 45

**ALTEZZA****CVO 750 BOOTY**

S	39 cm
M	42 cm
L	44 cm

**CVO 720  
BOOTY SHORT**  
35 cm

Disponibile anche nelle versioni ECO e PNEUMATICO

Codici d'ordine: CVO 750 ECO, CVO 750 P ECO

Taglie: S, M, L, XL

## D.T3 CVT

CAVIGLIERA STABILIZZANTE  
CON BENDAGGIO A 8

**PURE** **ADAPTIVE**  
NATURALLY FRESH DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Instabilità della caviglia
- Algie tibio-tarsiche
- Tendinopatie
- Tendiniti
- Rieducazione funzionale
- Prevenzione nell'attività sportiva

#### MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



## FILAMED® 901

CAVIGLIERA IN NEOPRENE  
STABILIZZANTE CON BENDAGGIO A 8



### INDICAZIONI

- Instabilità della caviglia
- Algie tibio-tarsiche
- Tendinopatie
- Tendiniti
- Rieducazione funzionale
- Prevenzione nell'attività sportiva

#### MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



# 8LIGHT CL8-100

CAVIGLIERA CON BENDAGGIO A 8



## INDICAZIONI

- Instabilità lievi della caviglia
- Algie tibio-tarsiche
- Tendinopatie e tendiniti
- Rieducazione funzionale
- Prevenzione nell'attività sportiva

8Light è realizzata in Sensitive® Fabric, un particolare tessuto realizzato in trama aperta a nido d'ape, che favorisce la circolazione d'aria tra le fibre, garantendo ancora più freschezza ed igiene. L'elasticità tridimensionale del tessuto e l'elevata percentuale di fibra elastica LYCRA® assicurano una perfetta libertà di movimento ed un'ottima tenuta della forma, anche dopo numerosi lavaggi.



Extraelastico



Extraspirante



## MISURE

Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



## VANTAGGI:

- Efficacia: controlla il naturale movimento
- Vestibilità: tessuto sottile e design minimale
- Portabilità: leggerezza ed elasticità
- Traspirabilità: trama a nido d'ape
- Durata: lungo utilizzo nel tempo

## M. STEP®

TUTORE BIVALVE  
PER CAVIGLIA

medi



### INDICAZIONI

- Immobilizzazioni post traum.
- Distorsioni legamentose
- Fase di riabilitazione nel recupero dell'att. sportiva



Disponibile nelle versioni:  
Standard, Athletic, Kidz.

### MISURE

Taglia unica ambidestra

## CVO 601

TUTORE BIVALVE PNEUMATICO  
PER CAVIGLIA



### INDICAZIONI

- Immobilizzazioni post traum.
- Distorsioni legamentose
- Fase di riabilitazione nel recupero dell'attività sportiva

### MISURE

Taglia unica ambidestra

**DUALSHELL II** CDS-101

TUTORE BIVALVE PER CAVIGLIA

**INDICAZIONI**

- Traumi distorsivi di tibio-tarsica con lesioni legamento comparto laterale e/o mediale di grado modesto 1° e 2°
- Recupero funzionale in esiti di traumi tibio-tarsica
- Fase di riabilitazione nel recupero dell'attività sportiva

**MISURE (DX/SX)****Taglie**

Standard  
Short

**CVO 800** ANKLE STABIL

CAVIGLIERA STABILIZZANTE

**INDICAZIONI**

- Distorsioni di II° e III° grado
- Artrosi
- Tendiniti
- Rieducazione funzionale

**MISURE****Taglie Calzata scarpa**

S 37-40  
M 41-42  
L 43-44  
XL 45-46



## CVO 400

TUTORE PER CAVIGLIA  
E PIEDE CIONDOLANTE



### INDICAZIONI

- Stabilizza la deambulazione patologica del piede ciondolante



#### MISURE (DX/SX)

Uomo/Donna

#### ALTEZZA

Uomo 29 cm  
Donna 26 cm

## LEVAMED® 508

BENDAGGIO DELLA CAVIGLIA  
CON SUPPORTO IN SILICONE

medi



### INDICAZIONI

- Leggere instabilità dell'articolazione della caviglia
- Malleolo del calciatore, distorsioni
- Versamenti e tumefazioni articolari da artrite o artrosi
- Condizioni infiammatorie croniche post op. e post traum.

#### MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Caviglia

I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



## ACHIMED® 511

BENDAGGIO DEL TENDINE D'ACHILLE  
CON SUPPORTO IN SILICONE

medi



### INDICAZIONI

- Infiammazioni acute e croniche del tendine di Achille
- Condizioni infiammatorie post traumatiche e post operatorie
- Achillodinia
- Borsite del tendine di Achille

#### MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



## CAVIGLIERA POLIESTENSIVA M 501

CAVIGLIERA ELASTICA

medi



### INDICAZIONI

- Distorsioni della caviglia
- Gonfiori e versamenti articolari
- Stati irritativi di origine reumatica e artrosica

#### MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



## SWI TWO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA  
BIPODALICA



### INDICAZIONI

- Strumento coadiuvante nelle terapie riabilitative post mobilizzazione delle articolazioni della caviglia

#### MISURE

Singola - unica  
(diametro 36 cm)

## SWI BAS SWING

TAVOLETTA  
PROPRIOCETTIVA



### INDICAZIONI

- Strumento coadiuvante nelle terapie riabilitative post mobilizzazione delle articolazioni della caviglia

#### MISURE

Singola - unica

## SWI PRO SWING PRO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA  
CON LASER



### INDICAZIONI

- Strumento coadiuvante nelle terapie riabilitative di mobilizzazione delle articolazioni della spalla, anca e caviglia

#### MISURE


Singola - unica



PER USO PROFESSIONALE

## CVO 730 KIT

ACCESSORI



### CARATTERISTICHE

Kit composto da tre cunei di pronazione di 10° ciascuno (accessori per CVO 750, CVO 750 ECO e CVO 720).

#### MISURE

S	32-38
M	38-43
L	43-48



# FullFit

SUPPORTI  
ELASTICI

LINEA **FULLFIT**  
IL PIACERE  
DEL MOVIMENTO,  
IN OGNI MOMENTO.

Supporti elastici  
per gomito, coscia,  
polpaccio, ginocchio  
e caviglia.



Oshtin

TESSUTO **FULLFIT**.  
100% MADE IN FGP.

PERFORMANCE,  
COMFORT,  
BENESSERE OVUNQUE.

**FullFit** è l'innovativo tessuto double-layer che unisce efficacia e comodità in un'unica soluzione dedicata a chi vive lo sport come momento di benessere.

La struttura esterna liscia garantisce maggior durata, mentre l'azione compressiva protegge i fasci muscolari e ne agevola l'attività migliorando la circolazione sanguigna con un effetto benefico su flessibilità, potenza, tempi di recupero.

La struttura interna morbida e a nido d'ape offre una piacevole sensazione al tatto e permette di veicolare il sudore all'esterno, mantenendo il calore corporeo e garantendo traspirabilità.

Le proprietà antibatteriche rispettano il naturale equilibrio della pelle, per un benessere ottimale. L'elasticità rende il tessuto adattabile ad ogni anatomia e la leggerezza offre grande portabilità.

## GOMITIERA FFG-300

SUPPORTO PER GOMITO



### INDICAZIONI

- Contratture muscolari
- Tendinopatie
- Epicondiliti, epitrocleiti

#### MISURE

Taglie	Ø Avambraccio
XS	18-22 cm
S	22-26 cm
M	26-30 cm
L	30-35 cm



#### ALTEZZA

24,5 cm

**COSCIALE** FFC-100

SUPPORTO PER COSCIA

**GINOCCHIERA** FFK-400

SUPPORTO PER GINOCCHIO

**INDICAZIONI**

- Coadiuvante nelle contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva
- Prevenzione delle contratture

**INDICAZIONI**

- Iniziali stati artrosici
- Dolore rotuleo
- Post traumatico
- Prevenzione durante la pratica sportiva

**MISURE**

Taglie	Ø Coscia
XS	40-45 cm
S	45-50 cm
M	50-56 cm
L	56-62 cm
XL	62-68 cm

**ALTEZZA ANTERIORE**

23 cm

**MISURE**

Taglie	Ø Coscia
XS	31-38 cm
S	38-45 cm
M	45-52 cm
L	52-59 cm
XL	59-66 cm
XXL	66-74 cm

**ALTEZZA**

31,5 cm

**POLPACCERA** FFP-200

SUPPORTO PER POLPACCIO

**INDICAZIONI**

- Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva
- Prevenzione delle contratture

**MISURE**

Taglie	Ø Polpaccio
S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm

**ALTEZZA POSTERIORE**

29,5 cm

**CAVIGLIERA** FFA-500

SUPPORTO PER CAVIGLIA

**INDICAZIONI**

- Distorsioni di 1° grado
- Gonfiori e versamenti articolari
- Tendinopatie

**MISURE**

Taglie	Ø Caviglia
S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm



# POSTURE PLUS SYSTEM



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



## FIRMA ITALIANA, BENESSERE UNIVERSALE, INNOVAZIONE TOTALE.

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più innovative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli professionisti del settore ortopedico e riabilitativo.

Perché per noi di FGP, star bene è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno. Da questo impegno nasce **Posture Plus System**: una soluzione di maglie e pantaloni posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastiche e tessuti elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi propriocettivi per rieducare alla corretta postura.

### BENESSERE VERO, BENEFICI VERIFICATI.

Soggetti di diversa età, accomunati da vizi posturali dovuti principalmente ad un impiego sedentario e dall'assenza di attività sportiva. Su questo campione sono state effettuate analisi con e senza maglia posturale. È emerso che gli stimoli propriocettivi esercitati dalla maglia Posture Plus hanno permesso un corretto riallineamento posturale in più angoli anatomici con conseguenti benefici che abbracciano più aspetti.

Ecco i più rilevanti:

- miglior ventilazione polmonare
- facilitazione del decorso dei fasci vascolari-nervosi grazie al riallineamento della curvatura cervicale
- rilassamento dei trapezi
- attivazione dei muscoli profondi
- miglior tono della parete addominale, grazie al riallineamento della curvatura lombare

Gli esperti hanno così rilevato una pluralità di effetti benefici che può avere applicazione in molti campi e in molte situazioni.


### BIOFEEDBACK: UN FELICE RITORNO ALLA CORRETTA POSTURA.

Spesso l'errata postura è talmente assimilata da non essere più percepita come sbagliata. Ma il suo protrarsi non fa altro che acuire il danno. Ecco che entra in campo il biofeedback: una tecnica che, attraverso stimoli esterni, riporta in evidenza al soggetto l'errore e riduca alla corretta postura.

Ed ecco entrare in campo POSTURE PLUS SYSTEM: un programma dedicato a tutti coloro che vogliono riappropriarsi del benessere posturale, per raggiungere una migliore qualità della vita.

**POSTURE PLUS**  
SYSTEM

LA STRADA PIÙ SICURA  
VERSO IL BENESSERE POSTURALE.





#### POSTURE PLUS SYSTEM PER TUTTI.

C'è chi vuole la massima efficacia, chi è attento al comfort, chi cerca la versatilità: PPS acccontenta tutti, uniti nel benessere della corretta postura.

#### POSTURE PLUS SYSTEM PER TUTTE LE ETÀ.

Mamma, papà, bimbi: crescere nella cultura del benessere è un esercizio quotidiano che non ha età. Perché le abbraccia tutte.

#### POSTURE PLUS SYSTEM PER TUTTE LE OCCASIONI.

Nello sport, nel tempo libero, al lavoro: ogni maglia combina scelte tecnologiche, di materiali e di design per far vivere al meglio il benessere posturale.



## TECNOLOGIA E MATERIALI PERFETTI. EFFICACIA E COMFORT PER TUTTI.

- Cuciture piatte o assenti
- Tessuto traspirante per garantire freschezza
- Tessuti elastici adatti a alle più varie anatomiche
- Fasce tensionali anelastiche che esercitano la trazione per il riallineamento
- Design
- Cotone Makò
- Tessuto realizzato in filato Nilit Breeze®

# P+ FORCE

MAGLIA POSTURALE

NUOVO



## INDICAZIONI

Correttivo nell'adulto in tutti i vizi posturali (osteoporosi con dorso curvo, lombalgie e dorsalgie posturali, asimmetrie dei cingoli scapolari e gibbo). Patologie della spalla come impingement subacromiale e instabilità secondarie a deficit muscolare. Dismorfismi della colonna nell'adolescenza (atteggiamento scoliotico, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare, cingolo scapolare anteposto).

Due **FASCE DI TENSIONAMENTO** toraco-dorsali e una fascia lombare che lavorano in sinergia per una maggior efficacia sul biofeedback.

**CUCITURE PIATTE** ed elastiche offrono un grande comfort.

**LUNGHEZZA DELLA MAGLIA** fino alla zona sacrale, rifinita con silicone sul bordo, per offrire una maggior stabilità.

**GIROCOLLO AMPIO** per una migliore portabilità.

**APERTURA A ZIP** per una migliore comodità all'indosso.

**ZONA PETTORALE ALTAMENTE ELASTICA** per un'ottimale vestibilità.

**TESSUTO CON TRAMATURA A RETE** anallergica e traspirante che garantisce massimo benessere nella zona sottoascellare.

### MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



### MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

**Codice d'ordine:** colore nero - PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo  
colore bianco - PXT-SHIRT B W donna; PXT-SHIRT B M uomo



# P+ COMF

MAGLIA POSTURALE

NUOVO



## INDICAZIONI

Correttivo nell'adulto in tutti i vizi posturali (osteoporosi con dorso curvo, lombalgie e dorsalgie posturali, asimmetrie dei cingoli scapolari e gibbo). Patologie della spalla come impingement subacromiale e instabilità secondarie a deficit muscolare. Dismorfismi della colonna nell'adolescenza (atteggiamento scoliotico, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare, cingolo scapolare anteposto).

**CUCITURE PIATTE** ed elastiche offrono un grande comfort.

**TESSUTO COMPLETAMENTE NATURALE** in morbido cotone Makò, per il massimo del benessere.

Due **FASCE DI TENSIONAMENTO** toraco-dorsali e una fascia lombare che lavorano in sinergia per una maggior efficacia.

**LUNGHEZZA DELLA MAGLIA** fino alla zona sacrale, rifinita con silicone sul bordo, per offrire una maggior stabilità, anche come underwear.

**GIROCOLLO AMPIO** per una migliore portabilità sotto gli abiti.

**TESSUTO A RETE TRASPIRANTE** anallergico posizionato lateralmente nella zona sottoascellare che garantisce massimo comfort.

### MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



### MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

**Codice d'ordine:** colore nero - PPS-COMF W donna; PPS-COMF M uomo  
colore bianco - PPS-COMF B W donna; PPS-COMF B M uomo



# P+ YOUNG

MAGLIA POSTURALE

NUOVO



## INDICAZIONI

Dismorfismi della colonna nell'adolescenza (atteggiamento scoliotico, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare, cingolo scapolare anteposto).

**DUE FASCE DI TENSIONAMENTO** toraco-dorsali e una fascia lombare che lavorano in sinergia per una maggior efficacia.

**SAGOMATURA INFERIORE** fino alla zona sacrale per un bilanciamento efficace delle forze.

**GIROCOLLO AMPIO** per una migliore vestibilità.

**TESSUTO A RETE TRASPIRANTE** anallergico posizionato lateralmente dalla zona sottoascellare che garantisce massimo comfort.

**TESSUTO IN COTONE MAKÒ** naturale e traspirante, per il massimo del comfort e del benessere.

## MISURE

Tg.	Età	Statura	Ø Torace
1°	9/10 anni	132/138 cm	68/70cm
2°	10/11 anni	138/144 cm	70/72 cm
3°	11/12 anni	144/150 cm	72/75 cm
4°	12/13 anni	150/154 cm	75/78 cm
5°	13/14 anni	154/160 cm	78/81 cm



Nel caso in cui le due misure (statura o torace) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la taglia più grande. Il riferimento dell'età è puramente indicativo.

Codice d'ordine: colore nero - PPS-YOUNG



# P+ PANTS

PANTALONE POSTURALE

NUOVO



## INDICAZIONI

Riduzione dell'antiversione del bacino, quindi della lordosi lombo-sacrale, coadiuvando così il trattamento delle stenosi lombari.

**FASCE DI SPINTA** del cingolo sacrale. **MASSIMO COMFORT** grazie al materiale della zona poplitea.

**SAGOMATURA ANTERIORE ALTA** per un corretto orientamento delle fasce di trazione.

**CHIUSURA VELCRATA DELLE FASCE** per una regolazione facile e veloce.

**TESSUTO TRASPIRANTE SENSITIVE®.**

### MISURE DONNA

Tg.	Ø Bacino
XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



### MISURE UOMO

Tg.	Ø Vita
S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm



Codice d'ordine: PXT-PANTS W donna; PXT-PANTS M uomo

# P+ TECH

MAGLIA POSTURALE

NUOVO



## INDICAZIONI

Correttivo nell'adulto in tutti i vizi posturali (osteoporosi con dorso curvo, lombalgie e dorsalgie posturali, asimmetrie dei cingoli scapolari e gibbo). Patologie della spalla come impingement subacromiale e instabilità secondarie a deficit muscolare. Dismorfismi della colonna nell'adolescenza (atteggiamento scoliotico, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare, cingolo scapolare anteposto).

**INCROCIO POSTERIORE** per una corretta postura.  
**TESSUTO AD ALTO FATTORE DI ELASTICITÀ** che rende la maglia perfetta da indossare anche come capo intimo.  
**MAGLIA REALIZZATA CON FILATO NILIT BREEZE®** per una sensazione di freschezza sulla pelle.  
**GIROCOLLO ELASTICIZZATO** adattabile facilmente a ogni conformazione anatomica.  
**ZONA PETTORALE E SOTTOASCELLARE** a tramatura più larga, adatta al benessere delle regioni più delicate.  
**PARTICOLARE TRAMATURA** a richiamo elastico.  
**TECNOLOGIA "CAPO INTEGRALE"** ovvero assenza totale di cuciture per il massimo del comfort e della vestibilità.

## MISURE

Tg. Ø Seno/Torace

XS	80-88 cm
S	88-96 cm
M	96-104 cm
L	104-112 cm
XL	112-122 cm



Codice d'ordine: PPS-TECH B (colore bianco)  
 PPS-TECH N (colore nero)  
 PPS-TECH A (colore azzurro)



# P+ DORSOLLIEVO

TUTORE POSTURALE PER COLONNA

NUOVO



## INDICAZIONI

Postura scorretta, dolori del rachide cervicale, debolezza della muscolatura dorsale.

**SISTEMA DI SALDATURA AD ALTA FREQUENZA** che elimina le cuciture per una maggiore portabilità.

**STRUTTURA DORSALE SAGOMATA** in materiale 3D per un perfetto comfort.

**BARRE DI RINFORZO IN ALLUMINIO** modellabili per un ottimale rinforzo dorsale e conseguente stabilizzazione muscolare.

**FASCE DI TRAZIONE ASCELLARI** in materiale anallergico ad alto coefficiente elastico.

**DOPPIA FASCIA ELASTICA**, ritagliabile a misura, studiata per esercitare una forza benefica di trazione.

### MISURE DONNA

Tg.	Ø Vita
XS	56-64 cm
S	64-72 cm
M	72-80 cm
L	80-90 cm
XL	90-100 cm



Codice d'ordine: PPS-DSO G (colore grigio); PPS-DSO S (colore skin)

KIDZ

LINEA KIDZ



02-005 K

180-200 cm



E SITI DI FRACTURE DELLA CLAVICOLA  
E SITI DI FRACTURE DEL  
TUBERO DI FRACTURE OMERALI  
IN CASO DI PAESI O EMPIEIA.

CON FGP KIDZ, IL RECUPERO È  
UN GIOCO PER RAGAZZI

LINEA KIDZ

TEST 27.2

Taglie

da 0 a 6 anni  
da 6 a 7 anni  
da 7 a 10 anni  
da 10 a 14 anni

MSURE

0-21 cm  
21-29 cm  
29-35 cm  
35-40 cm



THE GAME  
GOES ON.

## CLC 100 K

COLLARE MORBIDO



### INDICAZIONI

- Post operatorio
- Traumi distorsivi del rachide cervicale
- Stiramenti del rachide cervicale

#### MISURE

Taglie	Ø Collo	Altezza
1°	18-22 cm	5 cm
2°	22-28 cm	6 cm
3°	28-33 cm	7 cm



## DTX 03 K

SUPPORTO SEMPLICE PER POLSO



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi
- Modeste instabilità del polso
- Esiti di fratture del polso post gessatura

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Lunghezza
1°	10-11 cm	13 cm
2°	11-13 cm	14 cm
3°	13,5-14,5 cm	15 cm
4°	oltre 15 cm	16 cm



## DTX 04 K

SUPPORTO SEMPLICE PER POLSO  
LUNGO



### INDICAZIONI

- Nella fase post-ingessatura delle fratture di polso del bambino
- Traumi distorsivi
- Modeste instabilità del polso

#### MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Lunghezza
1°	10-11 cm	16 cm
2°	11-13 cm	18 cm
3°	13,5-14,5 cm	20 cm
4°	oltre 15 cm	22 cm



## RGB 100 K

REGGIBRACCIO SEMPLICE



### INDICAZIONI

- Post trauma
- Post operatorio
- Leggere instabilità della spalla

#### MISURE

Taglie	
1°	da 3 a 8 anni
2°	da 8 a 12 anni

## IMB 200 K

IMMOBILIZZATORE SPALLA



### INDICAZIONI

- Esiti di fratture della clavicola
- Esiti di lussazioni
- Esiti di fratture omerali
- In caso di paresi o emiplegia

### MISURE

#### Taglie

- 1° da 3 a 8 anni  
2° da 8 a 12 anni

## EPICO REVO K

GOMITIERA CON REGOLAZIONE  
IN FLESSIONE/ESTENSIONE



### INDICAZIONI

- Lussazione del gomito
- Post operatorio del gomito
- Riabilitativa

### MISURE (DX/SX)

Universale

### REGOLAZIONI

Ext./Flex./Imm.

0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°

## RDS 100 K

BENDAGGIO CLAVICOLARE



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte e scomposte di clavicola
- Terapia conservativa di fratture traumatiche di clavicola
- Traumatismi acromio clavari

### MISURE

#### Taglie

1°	da 3 a 5 anni
2°	da 5 a 8 anni
3°	da 8 a 12 anni

## IMA-KIDZ

DIVARICATORE D'ANCA



### INDICAZIONI

- Displasia dell'anca nel neonato



### MISURE

#### Taglie Circonf. vita

S	40-45 cm
M	45-50 cm
L	50-55 cm
XL	55-65 cm



## TTP-100 K

CINTURINO SOTTOROTULEO



### INDICAZIONI

- Sindrome di Osgood-Schlatter

### MISURE

Taglia unica ambidestra

## TEK-40 K

GINOCCHIERA  
CON STABILIZZATORE ROTULEO

ADAPTIVE  
DYNAMIC COOLING



### INDICAZIONI

- Dolore rotuleo
- Post operatorio rotuleo
- Instabilità rotulea

### MISURE

Taglie	Ø Coscia
S	20-25 cm
M	24-29 cm
L	28-33 cm



## GNT 601 K

GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE  
A 3 PANNELLI



### INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio post trauma
- Post operatorio dei legamenti

#### MISURE

##### Taglie

1°	da 0 a 3 anni (h 21 cm)
2°	da 3 a 7 anni (h 26 cm)
3°	da 7 a 10 anni (h 31 cm)
4°	da 10 a 14 anni (h 40 cm)

## GNO 990

GINOCCHIERA POST OPERATORIA  
ROM



### INDICAZIONI

- Riabilitazione post operatoria del ginocchio
- Traumi distorsivi con lesioni legamentose

#### ALTEZZE DISPONIBILI

Corta: 25 cm  
Lunga: 35 cm

#### REGOLAZIONI:

**Ext.:** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°  
**Flex.:** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°  
**Imm.:** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°

## M. STEP KIDS

CAVIGLIERA BIVALVE

medi



### INDICAZIONI

- Immobilizzazioni post traumatiche
- Distorsioni legamentose
- Fase di riabilitazione nel recupero dell'attività sportiva

### MISURE

Universale

## CVO 750 K

WALKER FISSO



### INDICAZIONI

- Fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- Distorsioni di caviglia di 1°, 2° e 3°
- Fratture distali di tibia e fibula
- Immobilizzazione post operatoria

### MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza
S	21-22	18 cm
M	23-25	20 cm
L	26-28	23,5 cm
XL	29-33	29,5 cm



TEK-40

Dolore rotuleo  
Post-operatorio rotuleo  
Instabilità rotulea

LINEA PINKO

TEST 00.1

ESCLUSIVO TESSUTO IN POLIURETANO  
BREVETTATO PER LA SUA FLESSIBILITÀ  
PER LA VELOCITÀ E LA MANOVRA  
PER LA VELOCITÀ E LA MANOVRA




# LINEA PROTECT



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment





## PLANTARE PRT-S01

PLANTARE IN SILICONE  
CON COPERTURA IN TESSUTO

### INDICAZIONI

- Tallonite, metatarsalgia
- Plantalgia del piede piatto
- Algie plantari meccaniche
- Fascite plantare


#### MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-45

#### CONFEZIONE:

1 paio



## PLANTARE PRT-S02

PLANTARE IN SILICONE

### INDICAZIONI

- Tallonite, metatarsalgia
- Plantalgia del piede piatto
- Algie plantari meccaniche
- Fascite plantare


#### MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-46

#### CONFEZIONE:

1 paio



## SOLETTA PRT-S04

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE  
IN SILICONE CON SCARICO CALCANEARE

### INDICAZIONI

- Tallonite, metatarsalgia
- Plantalgia del piede piatto
- Algie plantari meccaniche
- Fascite plantare

#### MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	35-37
M	38-40
L	41-44

#### CONFEZIONE:

1 paio





## TALLONIERA PRT-S06

TALLONIERA IN SILICONE  
CON ZIGRINATURA

### INDICAZIONI

- Talloniti
- Borsiti retrocalcaneari
- Talalgia da "spina calcaneare"

#### MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	35-37
M	38-40
L	41-44

#### CONFEZIONE:

1 paio



## TALLONIERA PRT-S07

TALLONIERA IN SILICONE

### INDICAZIONI

- Talloniti
- Borsiti retrocalcaneari
- Talalgia da "spina calcaneare"

#### MISURE

Taglie Calzata scarpa

S	30-34
M	35-39
L	40-44
XL	45-47

#### CONFEZIONE:

1 paio



## CUSCINETTO PRT-S09

CUSCINETTO METATARSALE  
IN SILICONE ANTISCIVOLO

### INDICAZIONI

- Metatarsalgie meccaniche, secondarie, miste
- Neuroma di Morton

#### MISURE (DX/SX)

Taglie

Unica

#### CONFEZIONE:

1 pezzo



## CUSCINETTO PRT-S10

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE

### INDICAZIONI

- Metatarsalgia meccanica associata a dita a martello
- Disallineamento funzionale delle teste dei metatarsi
- Neuroma di Morton

Confezione: 2 pezzi

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46



## CUSCINETTO PRT-S11

CUSCINETTO IN SILICONE PER DITA A MARTELLO

### INDICAZIONI

- Dita a martello
- Metatarsalgie associate alle dita a martello

Confezione: 1 paio

### MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46



## SEPARATORE PRT-S12

SEPARATORE IN SILICONE PER LE DITA DEL PIEDE


### INDICAZIONI

- Deviazione delle dita dei piedi
- Sfregamenti
- Callosità interdigitali

Confezione: 2 pezzi

### MISURE

Taglie	
S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito



## DIVARICATORE PRT-S13

DIVARICATORE IN SILICONE PER LE DITA DEL PIEDE


### INDICAZIONI

- Alluce valgo
- Sovrapposizione delle dita adiacenti

Confezione: 2 pezzi

### MISURE

Taglie	
S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito



## PROTEZIONE TUBOLARE PRT-S20

PROTEZIONE TUBOLARE IN TESSUTO E INTERNO IN SILICONE

### INDICAZIONI

- Protezione per piccoli traumi all'articolazione falangea
- Calli e occhi di pernice

Confezione: 1 pezzo

### MISURE

#### Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito



## PROTEZIONE PRT-S14

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

### INDICAZIONI

- Alluce valgo

Confezione: 1 pezzo

### MISURE

#### Taglie

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46



## PRO\_HALLUX PRT-S15 N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

### INDICAZIONI

- Correzione dell'alluce valgo

Confezione: 1 pezzo

### MISURE (DX/SX)

#### Taglie

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42



## HALLUX\_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

### INDICAZIONI

- Alluce valgo

Confezione: 1 pezzo

### MISURE (DX/SX)


#### Taglie

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42



# PROGRAMMA PER ALLUCE VALGO NIGHT&DAY

IL TRATTAMENTO CHE VALE DOPPIO



PRO\_HALLUX



HALLUX\_MED

## FASE DAY

Prevede l'uso di Pro\_Hallux durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone interno e sistema di regolazione laterale velcrato, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio.

## FASE NIGHT

Questa fase prevede l'uso di Hallux\_Med durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e antiallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale.

### MISURE (DX/SX)

Taglie Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	oltre 42



Codice d'ordine: PDN-ALV



## APPARECCHIATURA RIABILITATIVA

ESCLUSIVO ELENCO  
MATERIE PLASTICHE E ANALITICI  
AMPIA POSSIBILITÀ DI SOLUZIONI RIABILITATIVE  
COERENZA BIOMECCANICA



ARTE SUPERIORE

TEUS.  
ATTIVO 24 ORE SU 24.  
IL GOMITO  
NON HA PIÙ SCUSE.

# TEUS

IL TUTORE PER GOMITO DI NUOVA GENERAZIONE

BREVETTO  
ESCLUSIVO FGP



## INDICAZIONI

- Fratture del capitello radiale
- Fratture dell'olecrano
- Fratture del coronoide
- Frattura della paletta omerale
- Lussazioni (instabilità semplice)
- Artropatie degenerative
- Rigidità
- Rottura tendine distale del bicipite brachiale
- Rottura tendine distale del tricipite brachiale
- Instabilità cronica

### MISURE (DX/SX)

#### Taglie

S	36-43 cm
L	44-60 cm



Ampiezza spalle

# TEUS

## LA RIVOLUZIONE DI TEUS IN 5 PUNTI



### 1. RIABILITAZIONE ATTIVA

#### Sistema per la dinamica controllata del braccio.

TEUS dispone di un esclusivo e rivoluzionario meccanismo, studiato per il recupero graduale del ROM. Questo sistema "attivo", correttamente predisposto, coadiuva la terapia di recupero nel superamento dei blocchi articolari grazie alla spinta che induce in flessione o in estensione in base alle necessità del paziente.

### 2. GRANDE AMPIEZZA DI MOVIMENTO

#### Sistema ROM in flessione-estensione da 0° a 140°.

L'esclusivo sistema ROM dello snodo permette di limitare o bloccare l'angolo di estensione e flessione del braccio in un range da 0° a 140° con possibilità di regolazione di 10° in 10° per un'adattabilità perfetta alle più disparate esigenze riabilitative.

#### Bibliografia di riferimento

- Musculoskelet Surg. 2014 Dec; 98(3): 209-16. doi: 10.1007/s12306-013-0301-0. Epub 2013 Oct 25. "Efficacy, usability and tolerability of a dynamic elbow orthosis after collateral ligament reconstruction: a prospective randomized study." Merolla G., Bianchi P., Porcellini G.
- J Bone Joint Surg Am. 2012 Apr 18; 94(8): 694-700. doi: 10.2106/JBJS.J.01761. "A prospective randomized controlled trial of dynamic versus static progressive elbow splinting for posttraumatic elbow stiffness." Lindenhovius A.L., Doornberg J.N., Brouwer K.M., Jupiter J.B., Mudgal C.S., Ring D.

- J Hand Surg Am. 2012 May; 37(5): 989-94. doi: 10.1016/j.jhsa.2012.02.019. Epub 2012 Apr "Biomechanical measurements of forearm pronosupination with common methods of immobilization." Trocchia A.M., Eftar J.C., Hammert W.C.
- J Bone Joint Surg Am. 2011; 93: 471-7. doi: 10.2106/JBJS.1.01633. "Functional Elbow Range of Motion for contemporary tasks." M. Sardelli, R.Z. Tasshjian, B.A. MacWilliams
- Clin Orthop Rel Res 1994, 303: 128-134. "Static progressive stretch to reestablish elbow range of motion." P.M. Bonutti, J.E. Windau, B.A. Ables, B.G. Miller



### 3. COERENZA BIOMECCANICA

#### Sistema Carrying angle follower.

TEUS è progettato per rispettare la cinematica articolare del gomito, grazie al sistema "Carrying angle" registrabile.

Tale sistema, dotato di tre posizioni, è stato progettato per seguire il valgismo fisiologico e per rendere il movimento coerente con le diverse anatomie.

### 4. AUTONOMIA FUNZIONALE

#### Sistema ROM del polso.

TEUS offre un sistema di controllo del ROM per la pronazione e la supinazione del polso tra 0° e 90° regolabile in entrambe le direzioni ogni 15° lasciando libertà di movimento sia del polso che della mano.

### 5. ERGONOMIA

#### Sistemi di fissaggio semplici e ingombro ridotto.

TEUS è progettato per assicurare un elevato grado di ergonomia. I sistemi di fissaggio, grazie agli ingombri ridotti al minimo, assicurano una perfetta e semplice vestibilità, garantendo estrema facilità di utilizzo nelle regolazioni e autonomia nei gesti quotidiani.

- J Orthop Trauma 2006; 20 (6): 400 – 404: "Static progressive splinting for posttraumatic elbow stiffness." J.S. Doornberg, D. Ring, J.B. Jupiter
- J Hand Ther 2006; Jan-Mar: 34–38: "A biomechanical analysis of static progressive elbow flexion splinting." M. Szekeres
- Hand Clin 2004; 20: 363–374: "Rehabilitation of elbow trauma." S.J. Chinchalkar, M Szekeres
- J Bone Joint Surg Am. 1979; 61(A-7): 1092– 1095: "Tumbuckle orthotic correction of elbow flexion contractures after acute injuries." D.P. Green; H. McCoy

- Clin Orthop rel Res 2005; 431: 26–35: "Posttraumatic contracture of the elbow." B.F. Morrey
- Verduci Editore 2002: "Splint e tutori del gomito. Le patologie del gomito diagnosi e trattamento." B.F. Morrey
- J Bone Joint Surg Br 2000; 82-B:74-8: "The effectiveness of tumbuckle splinting for elbow contractures." J.J. Geinias, K.J. Patterson, G.J.W. King

# GUIDA ALLE MISURAZIONI



Circonferenza collo.



Circonferenza torace.



Circonferenza vita.



Circonferenza polso.



Circonferenza bacino.



Circonferenza coscia.  
A: misurare 15 cm al di sopra del centro del ginocchio.  
B: misurare 5 cm al di sotto del centro del ginocchio.



Lunghezza mano.  
Misurare dal polso alla punta del dito medio.



Circonferenza seno/vita.



Circonferenza coscia.  
Misurare 10/15/20 cm al di sopra del centro del ginocchio.



Misurare dalla mezzera della linea ideale che congiunge le estremità di ulna e radio (individuabili alla palpazione) all'inizio dell'ultima falange del pollice.



Circonferenza torace/vita.



Circonferenza gamba.  
Misurare 20 cm al di sotto del centro del ginocchio.



Considerare la distanza tra i centri di rotazione del polso e del 5° metacarpo.



Ampiezza spalle



Misura calzata scarpa.



Lunghezza avambraccio.  
Misurare dal gomito alla base delle dita.



Lunghezza colonna vertebrale.  
Misurare dalla zona sacrale alla cervicale.



Circonferenza caviglia.



Circonferenza avambraccio.  
Misurare 5 cm al di sotto della punta del gomito.



A: circonferenza vita.  
B: circonferenza prossimale.  
C: circonferenza distale.



Circonferenza collo del piede.



Circonferenza braccio.



A: circonferenza vita.  
B: circonferenza prossimale.



Circonferenza vita.

L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli.



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI EN ISO 9001:2008  
e UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 1 - 09/18

clikomunicazione.it