

SULLA STRADA DEL BENESSERE, PER I PASSI DI DOMANI.

FGP si prende cura del benessere dei più piccoli con un dispositivo **pratico, sicuro e performante**.

Il tessuto anallergico e traspirante asseconda il benessere delle età più delicate.

Le cinghie in vellutino fissate con fibbie a sgancio rapido anteriore e posteriore facilitano l'applicazione.

La scarpa a stivaletto semplice da indossare grazie alla chiusura velcrata assicura stabilità al dispositivo.



PRATICITÀ

grazie alle fibbie a sgancio rapido.

ADATTABILITÀ

ottenuta per mezzo delle fasce regolabili velcrate e alla cintura addominale facilmente ritagliabile e adattabile evitando così inutili accumuli.

COMFORT E DESIGN

per mezzo del tessuto anallergico e traspirante in originale tessuto jeans.

STABILITÀ

grazie agli stivaletti removibili con chiusura velcrata.





STRUTTURA

- corpetto regolabile grazie alla fascia ritagliabile, dotato di chiusure velcrate
- stivaletti removibili con morbida spugna all'interno
- tessuto anallergico e traspirante per il massimo del comfort

CHIUSURA

- fibbie di regolazione con sistema velcrabile per il primo posizionamento
- fibbie a scatto per una più facile apertura
- chiusure a sgancio rapido sulle fibbie regolabili
- cintura addominale velcrabile con la possibilità di essere ritagliata su misura

INDICAZIONI

- trattamento nella dignosi precoce delle displasie d'anca

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	30-40 cm
M	40-50 cm
L	50-60 cm



Codice d'ordine: IMA-KIDZ