

THERMO PAD

Cuscinetto termico

Un caldo sollievo
a portata di dolore.



Fotos: visualimpact.ch | Thomas Senf



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

DA FGP E MEDI, L'INNOVAZIONE NATURALE CONTRO IL DOLORE.



Quando il dolore muscolare o articolare non dà tregua, è necessario un sollievo rapido ed efficace. La risposta all'avanguardia, distribuita in esclusiva per l'Italia da FGP, arriva da Medi: il nuovo cuscinetto termico Thermo Pad.

Senza nessun farmaco e in modo assolutamente naturale, sfrutta gli effetti benefici del calore, alleviando il dolore in modo immediato e specifico agendo esclusivamente sulla parte interessata. Il suo segreto è tutto negli speciali cristalli racchiusi all'interno di un ergonomico cuscinetto in PVC che reagisce a una semplice pressione delle mani sprigionando un benefico calore.

Pratico, veloce da riscaldare, semplice da applicare, Thermo Pad è comfort e sollievo da tenere sempre a portata di mano.



“Porto sempre con me Thermo Pad, nelle spedizioni, nei tour sciistici, nelle escursioni invernali. Un valido aiuto nelle giornate più fredde”.

Stephan Siegrist, alpinista ed escursionista svizzero.

PRATICO

Si può portare ovunque e si può utilizzare più volte.

SEMPLICE

Si riscalda facilmente e rapidamente.

IMMEDIATO

Agisce rapidamente ed efficacemente contro il dolore.

NATURALE

Non è un farmaco, è sicuro, non ha effetti collaterali.



COME AGISCE.

- Si attiva piegando la placchetta.
- Dopo 30 secondi raggiunge la temperatura di 50°/55°.
- Si applica nell'apposita protezione in tessuto e si posiziona all'interno del corsetto.
- Applicato sulla parte interessata garantisce circa 20 minuti di benefico calore.



THERMO PAD

CUSCINETTO TERMICO

TRATTAMENTO EFFICACE ED IMMEDIATO.



THERMO PAD E LA TERMOTERAPIA. UN CONCENTRATO DI EFFETTI BENEFICI.

La **termoterapia**, è praticata e conosciuta da secoli nel trattamento efficace del dolore. È provato infatti che una fonte di calore costante a contatto con la parte interessata provoca un **aumento della circolazione sanguigna** nei tessuti, con conseguenti **effetti antidolorifici e rilassanti**.

La tecnologia unica di Thermo Pad si basa proprio su questi principi, ottimizzandone l'efficacia. Grazie al **calore terapeutico controllato**, raggiunge sia i tessuti danneggiati che le terminazioni nervose.

Thermo Pad offre così un **immediato sollievo**, interrompendo lo stimolo doloroso e contemporaneamente **riparando muscoli e articolazioni**.

INDICAZIONI

Tensione muscolare

Dolori muscolari

Dolori ossei cronici o da trauma

Lombosciatalgie acute

Artrite reumatoide



THERMO PAD

CUSCINETTO TERMICO



L'ACCESSORIO INDISPENSABILE.

Dotato dell'apposita portapelota protettiva, Thermo Pad è anche un efficace complemento all'azione riabilitativa dei corsetti:

- Lumbamed Basic 663-664;
- Lumbamed Plus 669-666;
- CRL 350;
- CRM 950;
- INC 100-101.



Lumbamed Basic
Lumbamed Plus



CRL 350



CRM 950



INC 100-101

Codice d'ordine: PAD-100



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 0 - 03/14

www.ciabocomunicazione.it