



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

PISANA

Orthopädie Technik



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LINEA PISANA BY MEDI

BENESSERE DISEGNATO PASSO A PASSO.

medi

FGP E PISANA.

INIZIA IL NOSTRO CAMMINO INSIEME.

Da oggi, FGP è esclusivista per l'Italia di Pisana, marchio del gruppo Medi, leader europeo nella produzione di plantari ortopedici personalizzabili. Una linea di prodotti in perfetta sintonia con la nostra cultura della qualità. Proprio come FGP, Pisana dà grande valore alla ricerca, sviluppando ogni anno nuovi originali brevetti, utilizzando materiali pregiati, con lavorazioni di grande precisione e severissimi test qualitativi. Anche Pisana come FGP è sinonimo di tecnologia, innovazione, passione, con l'obiettivo del pieno recupero del benessere di ciascun paziente, attraverso il miglioramento tangibile della postura e della deambulazione.

Chi conosce già Pisana, sa che da sempre rappresenta l'eccellenza nel mondo dei plantari personalizzabili poiché valorizza il ruolo del tecnico ortopedico fornendogli ortesi e materie prime sempre all'avanguardia. Ciascun prodotto infatti nasce da una filosofia ispirata dall'artigianalità, indispensabile per creare prodotti personalizzati e di alta qualità. Nel catalogo che segue, quindi potrete scegliere le ortesi plantari specifiche per ciascuna esigenza, con la sicurezza di soddisfare al meglio le più disparate esigenze della vostra clientela.





INDICE ANALITICO

PLANTARI

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

3-11207	10	3-11270	17
3-11307	10	3-13270	17
3-11607	10	3-91333	17
3-11217	10	3-51306	18
3-11317	10	3-51406	18
3-11208	10	3-52306	18
3-11308	10	3-52406	18
3-11608	10	3-51309	18
3-11218	10	3-51409	18
3-11318	10	3-50320	19
3-11200	11	3-51328	19
3-11300	11	3-51428	19
3-11600	11	3-51221	20
3-11210	11	3-51321	20
3-11310	11	3-51232	20
3-11201	11	3-51332	20
3-11301	11	3-11295	21
3-11601	11	3-11395	21
3-11211	11	3-11295	21
3-11311	11	3-11395	21
3-11205	12	3-51291	21
3-11305	12	3-51391	21
3-11605	12	3-51691	21
3-11328	12	3-51292	22
3-11328	12	3-51392	22
3-11225	13	3-51692	22
3-11325	13	3-51385	22
3-11625	13	3-51385	22
3-11626	13	3-11263 donna	23
3-11626	13	3-11363 uomo	23
3-11638	13	3-53233 donna	23
3-11638	13	3-53333 uomo	23
3-11629	14	3-11332	24
3-11629	14	3-11332	24
3-11330	14	3-11389	24
3-11330	14	3-11389	24
3-11331	14	3-11366	25
3-11331	14	3-11393	25

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI

3-11240	16	3-11361	26
3-13240	16	3-11338	26
3-11241	16	3-11438	26
3-12241	16		

INDICE ANALITICO

ACCESSORI - MATERIALI

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE

1-80500	30	1-83026-00	38
1-80501	30	1-83027-00	38
1-80502	30	1-83029-00	38
1-80503	30	1-83034-00	38
1-80505	30	1-83037-00	38
1-80506	30	1-83040	39
1-80504	31	1-83095	39
1-80550	31	1-83020-01	40
1-80551	31	1-83021-01	40
1-80590	31	1-83022-01	40
1-80591	31	1-83023-01	40
1-80690	32	1-83024-01	40
1-80000	32	1-83025-01	40
1-90000	32	1-83026-01	40

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

1-81001	33	1-83027-01	40
1-81002	33	1-83029-01	40
1-81003	33	1-83034-01	40
1-81004	33	1-83037-01	40
1-81005	33		
1-82001	33		
1-82002	33		
1-82003	33		
1-82004	33		
1-82005	33		
1-81201	34		
1-81404	34		
1-81423	35		
1-81300	35		
1-81301	35		
1-81064	36		
1-81503	36		
1-81504	37		
1-81501	37		

RIVESTIMENTO INFERIORE

1-84121-00-	41
1-84125-00-	41
1-83104-00-	42
1-83105-00-	42

RIVESTIMENTO IN PELLE

1-83525-00-	43
1-83527-00-	43
1-83528-00-	43

MATERIALI PER IL RINFORZO

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

1-83020-00	38	1-84101-00-	43
1-83021-00	38	1-84102-00-	43
1-83022-00	38	1-84103-00-	43
1-83023-00	38	1-84101-01-	44
1-83024-00	38	1-84101-02-	44
1-83025-00	38	1-84101-03-	44
		1-84110-00-	44
		1-84111-00-	45
		1-84112-00-	45

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11307-0000

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66	-67
	In pelle di vitello, stampato					-18
BASE*	TOP Form 33°					-00

NOTE	Dalla taglia 35 con scarico metatarsale
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Senza scarico metatarsale Base prelevigata

* Per realizzazione senza rivestimento

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11207-xx00		 Intera	 Stretta	Unica 35-47
3-11307-xx00		 Intera	 Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48
3-11607-xx00		 Intera	 Forma tedesca	Unica 35-48
3-11217-xx00	 Avvolgente	 Intera	 Stretta	Unica 35-47
3-11317-xx00	 Avvolgente	 Intera	 Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11308-6600

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66	-67
	In pelle di vitello, stampato					-18
BASE*	TOP Forte 40°-45°					-00

NOTE	Dalla taglia 35 con scarico metatarsale
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Senza scarico metatarsale Base prelevigata

* Per realizzazione senza rivestimento

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11208-xx00		 Intera	 Stretta	Unica 35-47
3-11308-xx00		 Intera	 Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48
3-11608-xx00		 Intera	 Forma tedesca	Unica 35-48
3-11218-xx00	 Avvolgente	 Intera	 Stretta	Unica 35-47
3-11318-xx00	 Avvolgente	 Intera	 Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11300-2200

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66	-67
	In pelle di vitello, stampato					-18
COPERTURA*	TOP Form, perforato 33°	-21	-22	-24		
BASE	TOP Forte 40°-45°					

NOTE	Dalla taglia 35 con scarico metatarsale
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Aperto davanti, senza scarico metatarsale Con pelota di gomma Base prelevigata

* Per realizzazione senza rivestimento (usare sempre copertura -21)

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11200-xx00		Intera	Stretta	Unica 35-47
3-11300-xx00		Intera	Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48
3-11600-xx00		Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11210-xx00	Avvolgente	Intera	Stretta	Unica 35-47
3-11310-xx00	Avvolgente	Intera	Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11301-2200

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66	-67
	In pelle di vitello, stampato					-18
COPERTURA*	TOP Form, perforato 33°	-21	-22	-24	-25	
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo					
BASE	TOP Forte 40°-45°					


NOTE	Dalla taglia 35 con scarico metatarsale
CARATTERISTICHE SPECIALI	Aperto davanti, con pelota mobile Strato di THK aggiuntivo Base prelevigata

* Per realizzazione senza rivestimento (usare sempre copertura -21)

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11201-xx00		Intera	Stretta	Unica 35-47
3-11301-xx00		Intera	Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48
3-11601-xx00		Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11211-xx00	Avvolgente	Intera	Stretta	Unica 35-47
3-11311-xx00	Avvolgente	Intera	Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11605-3400



3-11305-3400

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61 -62 -64 -66
	In pelle di vitello, stampato	-18
COPERTURA*	GP Schaum 25°	-34
STRATO INTERMEDIO	TOP Schaum 35° (solo per forma tedesca)	
RINFORZO	Doppio strato di THK aggiuntivo	
BASE*	GP Schaum 25°	
NOTE	Dalla taglia 35 con pelota in gomma	

* Per realizzazione senza rivestimento

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11205-xx00		Intera	Stretta	Unica 35-47
3-11305-xx00		Intera	Larga	Doppia 19-34 Unica 35-48
3-11605-xx00		Intera	Forma tedesca	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11328-3100

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61 -62 -64 -66
	In pelle di vitello, stampato	-18
COPERTURA*	TOP Form 33°	-31
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo	
BASE	TOP Forte 40°-45°	
NOTE	Scarico calcaneare anatomico Pelota in gomma Rivestimento e cuscinetto di scarico calcaneare mobili	

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11328-xx31		Intera	Larga	Unica 35-48
3-11328-3100	Senza rivestimento	Intera	Larga	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA



3-11625-3315



3-11325-3315

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66
	TOP Strech				-95
COPERTURA*	TOP Soft 10°				-33
STRATO INTERMEDIO	TOP Schaum 25°				
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo				
BASE	TOP Forte 40-45°				

NOTE	Aperto davanti, senza scarico metatarsale
------	---

* Per realizzazione senza rivestimento

Tallone incollato Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11225-xx15		Intera	Stretta	Unica 35-47
3-11325-xx15		Intera	Larga	Unica 35-48
3-11625-xx15		Intera	Forma tedesca	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP ONE



3-11626-3300

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66
COPERTURA	TOP Flex 15° - Lunairmed 18°				
BILANCIAMENTO AVANPIEDE	TOP Schaum 25°				
STRATO INTERMEDIO	TOP Soft 10°				
	TOP Schaum 25°				
BASE	TOP Forte 40°-45°				

NOTE	Parte superiore e scarico metatarsale a parte
------	---

a seconda della versione, incollato o a parte

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11626-3300	Senza parte superiore e scarico metatarsale Bilanciamento avampiede a parte	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11626-xx31	Bilanciamento avampiede incorporato	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11626-xx32	Bilanciamento avampiede a parte	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11638-3300	Senza parte superiore e scarico metatarsale Avvolgente	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11638-xx31	Avvolgente	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP ONE PLUS



3-11629-4700

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66
COPERTURA	Lunairmed 18°				
STRATO INTERMEDIO	Moosgummi 10°				
	TOP Schaum 35°				
SUPPORTO	TOP Schaum 25°				
BASE	TOP Forte 40°-45°				
NOTE	Rivestimento e scarico metatarsale a parte (codice -xx31)				

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11629-4700	Senza rivestimento e scarico metatarsale	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48
3-11629-xx31	Con rivestimento e scarico metatarsale a parte	Intera	Forma tedesca	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP TWO



3-11330-3300

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66
COPERTURA	Lunalastik 25°				
STRATO INTERMEDIO	TOP Soft 10°				
	TOP Flex 15°				
	TOP Schaum 25°				
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo				
BASE	TOP Forte 40-45°				
NOTE	Rivestimento e scarico metatarsale a parte (codice -xx31)				

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11330-xx31	Con rivestimento e scarico metatarsale a parte	Intera	Media	Doppia 35-48
3-11330-3300	Senza rivestimento e scarico metatarsale	Intera	Media	Doppia 35-48
3-11331-xx31	Con rivestimento e scarico metatarsale a parte Avvolgente	Intera	Larga	Doppia 35-48
3-11331-3300	Senza rivestimento e scarico metatarsale Avvolgente	Intera	Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

PEDIATRICO



3-11240-3800

RIVESTIMENTO	TOP Velours	<input checked="" type="checkbox"/> -61 <input checked="" type="checkbox"/> -62 <input checked="" type="checkbox"/> -64 <input checked="" type="checkbox"/> -66
COPERTURA*	TOP Multicolor 30°-35°	<input checked="" type="checkbox"/> -36 <input checked="" type="checkbox"/> -37 <input checked="" type="checkbox"/> -38 <input checked="" type="checkbox"/> -39
	TOP Schaum 35°	<input type="checkbox"/>
RINFORZO	Parte interna multistrato	<input type="checkbox"/>
BASE	TOP Schaum 35°	<input type="checkbox"/>
NOTE	Ali laterali Supporto calcaneare leggero Cuneo di supinazione mobile Dalla taglia 35 con scarico metatarsale	

* Per realizzazione senza rivestimento (usare sempre copertura -21)

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11240-xx00		Intera	Stretta	Doppia 19-34 Unica 35-45
3-13240-xx00		3/4	Stretta	Doppia 19-34 Unica 35-45

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

PEDIATRICO



3-11241-3800

COPERTURA*	TOP Multicolor 30°	<input checked="" type="checkbox"/> -37 <input checked="" type="checkbox"/> -38
RINFORZO	Parte interna multistrato	<input type="checkbox"/>
BASE	TOP Schaum 35°	<input type="checkbox"/>
NOTE	Dalla taglia 35 con scarico metatarsale Cuneo di supinazione mobile	

* Per realizzazione senza rivestimento (usare sempre copertura -21)

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11241-xx00	Forma a guscio	Intera	Stretta	Doppia 19-34 Unica 35-45
3-12241-xx00	Forma a guscio	Corta	Stretta	Doppia 19-34 Unica 35-45

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

PEDIATRICO - TOP KID



3-11270-6500

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-58 -61 -62 -64 -65
	TOP Razer	-70
	In pelle di vitello, stampato	-18
COPERTURA*	TOP Multicolor 30°	38 -39
	TOP Schaum 35°	
RINFORZO	Parte interna multistrato	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	

NOTE	Con scarico metatarsale leggero
------	---------------------------------

* Per realizzazione senza rivestimento (usare sempre copertura -21)

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11270-xx00		Intera	Stretta	Doppia 19-46
3-13270-xx00		3/4	Stretta	Doppia 19-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI

CON SCOCCA IN RESINA



4-91333-0000

STRATO INTERMEDIO	TOP Soft 10°	
RINFORZO	Resina	
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Schaum 35°	


NOTE	Scarico calcaneare anatomico in TOP Soft (10° Shore A) adatto a patologie quali Spina calcaneare
------	--

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
4-91333-0000	Awolgente	Intera	Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

NEW MAGIC



3-51306-0000

3-51406-0000

3-52306-0000

3-52406-0000



RINFORZO	Parte interna multistrato con tallone flessibile
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Schaum 35°

NOTE	Tallone flessibile Con materiale ammortizzante sul tallone (15° Shore A)
------	---

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51306-0000		Intera	Stretta	Unica 35-44
3-51406-0000		Intera	Larga	Unica 35-46
3-52306-0000		Corta	Stretta	Unica 35-44
3-52406-0000		Corta	Larga	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

NEW MAGIC EASY



3-51309-0000

3-51409-0000



RINFORZO	Parte interna multistrato con tallone flessibile
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Schaum 35°

NOTE	-
------	---

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51309-0000		Intera	Stretta	Unica 35-44
3-51409-0000		Intera	Larga	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

NEW MAGIC



3-50320-0000

RINFORZO	TOP Black	<input type="checkbox"/>
PARTE INTERNA	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Black	<input type="checkbox"/>
NOTE	Tallone flessibile	

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-50320-0000		Corta	Stretta	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

NEW MAGIC




3-51428-4600

COPERTURA	TOP Schaum 25°	<input type="checkbox"/>
RINFORZO	Parte interna multistrato	<input checked="" type="checkbox"/>
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Schaum 35°	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTE	Caratterizzato da cavità calcaneare, adatta per ospitare un cuscinetto in TOP Soft (10° Shore A) per spina calcaneare	

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51328-4600		Intera	Stretta	Unica 35-44
3-51428-4600		Intera	Larga	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO



3-51321-2230

COPERTURA	TOP Form, perforato 33° -21 -22 -24 -25
BASE	Resina
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop 

NOTE	Cuneo di sostegno dell'arco longitudinale più stabile Pelota in gomma Rivestimento antiscivolo
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Aperto davanti, senza scarico metatarsale

 Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51221-xx30		 Intera	 Stretta	Unica 35-44
3-51321-xx30		 Intera	 Larga	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO



3-51232-8430

RIVESTIMENTO	TOP Velours, perforato -84 -87
COPERTURA	TOP Schaum 25° 
BASE	Resina
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop 

NOTE	Cuneo di sostegno dell'arco longitudinale più stabile Pelota in gomma Rivestimento antiscivolo
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Aperto davanti, senza scarico metatarsale

 Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51232-xx30		 Intera	 Stretta	Unica 35-46
3-51332-xx30		 Intera	 Larga	Unica 35-47

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

PER ALLUCE RIGIDO



3-11295-0099



3-11295-0000


COPERTURA	TOP Therm
RINFORZO	THK Metallic 
RIVESTIMENTO INFERIORE	Carbon look 

NOTE	Rinforzo rigido
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Pelota in gomma Rivestimento

 Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11295-0099	Con rinforzo THK Metallic fino al 1° raggio	 Intera	 Stretta	Unica 36-48
3-11395-0099	Con rinforzo THK Metallic fino al 1° raggio	 Intera	 Larga	Unica 36-48
3-11295-0000		 Intera	 Stretta	Unica 36-48
3-11395-0000		 Intera	 Larga	Unica 36-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO



3-51391-1300

COPERTURA	TOP Form, perforato	 -21  -22  -24  -25
	In pelle di vitello	 -12
	In pelle di vitello, perforato	 -13
BASE	Resina	

NOTE	Pelota in gomma
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Aperto davanti, senza scarico metatarsale

 Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51291-xx00		 Intera	 Stretta	Unica 35-48
3-51391-xx00		 Intera	 Larga	Unica 35-48
3-51691-xx00		 Intera	 Forma tedesca	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO



3-51392-1800

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-61	-62	-64	-66
	TOP Velours, perforato	-84	-87		
	In pelle di vitello, perforato	-18			
COPERTURA	TOP Shaum 25°	-31			
BASE	Resina				

NOTE	Pelota in gomma
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Aperto davanti, senza scarico metatarsale

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51292-xx00		Intera	Stretta	Unica 35-48
3-51392-xx00		Intera	Larga	Unica 35-50
3-51692-xx00		Intera	Forma tedesca	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO



3-51385-4200

3-51385-4260



COPERTURA	Superflex 25°	
RINFORZO	Parte interna in PVC	
BASE	THK Metallic	
RIVESTIMENTO INFERIORE	Carbon look	

NOTE	Scarico per fascite in TOP Cell (ca. 8° Shore A)
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Pelota in gomma Con rivestimento in Velours

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-51385-4200	Con scarico calcaneare e per fascite	Intera	Larga	Unica 35-48
3-51385-4260	Senza scarico calcaneare e per fascite	Intera	Larga	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

MULTIZONA



3-11263-8400



3-11363-8400

RIVESTIMENTO	TOP Velours, perforato	-84 -87	
COPERTURA	Lunairmed 18°		
STRATO INTERMEDIO	Top Black		
RINFORZO	Parte interna in PVC + THK		
BASE	Lunairmed 18°		

NOTE	Dalla taglia 35 con scarico metatarsale
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Pelota in gomma

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11263-8400 donna		Intera	Stretta	Unica 35-44
3-11363-8400 uomo		Intera	Larga	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

MULTIZONA 3/4



3-53233-8730

RIVESTIMENTO	TOP Velours	-84 -87	
COPERTURA	Lunairmed 18°		
BASE	Resina		
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop		

NOTE	Cuneo di sostegno dell'arco longitudinale più stabile Maggiore ammortizzazione Pelota in gomma Rivestimento antiscivolo
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Aperto davanti, senza scarico metatarsale

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-53233-xx30 donna		3/4	Stretta	Unica 35-44
3-53333-xx30 uomo		3/4	Larga	Unica 35-46

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP TWO CHAMP



3-11331-3300

3-11332-3300



RIVESTIMENTO	TOP Velours	<input checked="" type="checkbox"/> -61	<input checked="" type="checkbox"/> -62	<input checked="" type="checkbox"/> -64	<input checked="" type="checkbox"/> -66	
COPERTURA	Lunalastik 25°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STRATO INTERMEDIO	TOP Soft 10°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	TOP Flex 15°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	TOP Schaum 25°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BASE	TOP Forte 40-45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTE	Rivestimento e scarico metatarsale a parte (codice -xx31)					

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11332-xx31	Con rivestimento e scarico metatarsale a parte Avvolgente	Intera	Larga	Doppia 35-48
3-11332-3300	Senza rivestimento e scarico metatarsale Avvolgente	Intera	Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP DRAW



3-11389-3400

COPERTURA	TOP Flex 15°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	TOP Schaum 35° / TOP Form 33°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lunalastik 25° <input checked="" type="checkbox"/> TOP Schaum 25° <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RINFORZO	Speciale strato di THK aggiuntivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BASE	TOP Schaum 35°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOTE	Senza scarico metatarsale					
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Con rivestimento completo o sezionato Con scarico metatarsale Base prelevigata					

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11389-3400	Senza rivestimento	Intera	Larga	Doppia 35-48
3-11389-6000	Con rivestimento	Intera	Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP FIVE



3-11366-4200

COPERTURA	TOP Schaum 25° / TOP Form 33°	<input type="checkbox"/>
	TOP Schaum 25°	<input checked="" type="checkbox"/> -33 <input checked="" type="checkbox"/> -42 <input checked="" type="checkbox"/> -46
	TOP Schaum 35°	<input type="checkbox"/>
	TOP Form 33°	<input checked="" type="checkbox"/>
BASE	TOP Black	<input checked="" type="checkbox"/>
	THK Metallic	<input type="checkbox"/>
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTE	Con rivestimento con scarico metatarsale Con pelota in gomma	

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11366-xx00		Intera	Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP MULTITALENT



3-11393-4114

RIVESTIMENTO	TOP Velours	<input checked="" type="checkbox"/> -56 <input checked="" type="checkbox"/> -58 <input checked="" type="checkbox"/> -61 <input checked="" type="checkbox"/> -62 <input checked="" type="checkbox"/> -65
COPERTURA	Lunalastik 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
STRATO INTERMEDIO	TOP Black	<input checked="" type="checkbox"/>
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTE	Con scarico metatarsale	
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Pelota in gomma	

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11393-xx31		Intera	Larga	Doppia 35-48
3-11393-4114	Senza copertura e pelota	Intera	Larga	Doppia 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP SPORT



3-11361-4200

COPERTURA	Superflex 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
	TOP Form 33°	<input checked="" type="checkbox"/>
	PPT 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
RINFORZO	THK Metallic	<input checked="" type="checkbox"/>
RIVESTIMENTO INFERIORE	TOP Stop	<input checked="" type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Con rivestimento mobile Copertura e pelota mobili
------------------------------	---

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11361-4200	Avvolgente	Intera	Larga	Unica 35-48

PLANTARI SEMILAVORATI SOTTILI MULTISTRATO

TOP WALKING



3-11438-6000

COPERTURA	TOP Velours	<input checked="" type="checkbox"/>
	TOP Flex 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lunalastik 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
SUPPORTO	Lunairmed 18°	<input checked="" type="checkbox"/>
RINFORZO	Strato di THK aggiuntivo	<input checked="" type="checkbox"/>
BASE	TOP Schaum 35°	<input checked="" type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE SU RICHIESTA	Con fodera completa o sezionata Base prelevigata
------------------------------	--

Incollato

MODELLO	CARATTERISTICHE	FORMA	CALZATA	TAGLIA
3-11338-6000		Intera	Media	Doppia 35-48
3-11438-6000		Intera	Larga	Doppia 35-48



ACCESSORI E MATERIALI



ACCESSORI

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80500-01	3927	1	1-80501-01	2031	1	1-80502-01	6891	1
			1-80501-02	2031	2	1-80502-02	6891	2
			1-80501-03	2031	3	1-80502-03	6891	3

ACCESSORI

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80503-01	2057	1	1-80505-01	2032	1	1-80506-01	3917	1
1-80503-02	2057	2	1-80505-02	2032	2	1-80506-02	3917	2
1-80503-03	2057	3				1-80506-03	3917	3

ACCESSORI

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80504-00	7444	0	1-80504-03	7444	3	1-80550-01	2041	1
1-80504-01	7444	1	1-80504-04	7444	4	1-80550-02	2041	2
1-80504-02	7444	2	1-80504-05	7444	5			

ACCESSORI

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80551-01	3435	1	1-80590-05	7007	5	1-80591-05	12556	5
1-80551-02	3435	2	1-80590-06	7007	6	1-80591-06	12556	6
1-80551-03	3435	3	1-80590-07	7007	7	1-80591-07	12556	7
1-80551-04	3435	4	1-80590-08	7007	8	1-80591-08	12556	8
						1-80591-09	12556	9

ACCESSORI

PELOTE METATARSALI E BARRE RETROCAPITATE



MODELLO	Nr.	Tg.
1-80690-01	9138	1
1-80690-02	9138	2
1-80690-03	9138	3
1-80690-04	9138	4

ACCESSORI

SCHIUMA FENOLICA E CARTA PODOGRAFICA



MODELLO	Nr.	Tg.	MODELLO	Nr.	Tg.
1-80000-00			1-90000-00		

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FORM



1-81001



1-81002

1-81003

1-81004

1-81005

CARATTERISTICHE	Materiale con memoria - resistente alla pressione
	Termoformabile - Irristringibile
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 110–130 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.100 x 1.100 mm
DENSITÀ	Circa 33° Shore A

NOTE	Traspirante Libero da azocomposti e fenciclidina (PCP) Materiale testato
------	--

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81001-	◆ 2/3/4/5/7/10/14	Bianco	
1-81002-	◆ 2/3/4/5	Blu	
1-81003-	◆ 2/3/4/5	Rosso	
1-81004-	◆ 2/3/4/5/7/10	Color carne	
1-81005-	◆ 2/3/4/5	Marrone	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FORM - PERFORATO



1-82001



1-82002

1-82003

1-82004

1-82005

CARATTERISTICHE	Materiale con memoria - resistente alla pressione
	Termoformabile - Irristringibile
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 110–130 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.100 x 1.100 mm
DENSITÀ	Circa 33° Shore A

NOTE	Traspirante Libero da azocomposti e fenciclidina (PCP) Materiale testato
------	--

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-82001-	◆ 2/3/4/5	Bianco	Perforato
1-82002-	◆ 2/3/4/5	Blu	Perforato
1-82003-	◆ 2/3/4/5	Rosso	Perforato
1-82004-	◆ 2/3/4/5	Color carne	Perforato
1-82005-	◆ 2/3/4/5	Marrone	Perforato

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FORTE



1-81201

CARATTERISTICHE	Materiale con memoria elevata - resistente alla pressione
	Termoformabile
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 170 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.900 x 950 mm
DENSITÀ	Circa 40°-45° Shore A
NOTE	Dermocompatibile Traspirante Materiale con certificazione

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81201-	◆ 2/3/4/5/7/10/14	Bianco	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP FLEX



1-81404

CARATTERISTICHE	Materiale a memoria elevata
	Shock absorber
	Entrambi i lati lisci
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.370 x 1.000 mm
DENSITÀ	Circa 15° Shore A
NOTE	Non termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81404-	◆ 1,5/3	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP SOFT



1-81423

CARATTERISTICHE	Materiale a memoria elevata e ritardata
	Shock absorber
	Adatto all'incollaggio
	Entrambi i lati lisci
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.370 x 1.000 mm
DENSITÀ	Circa 10° Shore A

NOTE	Non termoformabile
------	--------------------

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81423-	◆ 3/5/6	Rosso	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

TOP MULTICOLOR



1-81300



1-81301

CARATTERISTICHE	Materiale con memoria - resistente alla pressione
	Termoformabile - Irristringibile
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 140 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.150 x 900 mm
DENSITÀ	Circa 30° Shore A

NOTE	-
------	---

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81300-	◆ 2/3/4/5	Multicolore	
1-81301-	◆ 2/3/4/5	Nero/bianco/viola	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

GP SCHAUM



1-81064

CARATTERISTICHE	Termoformabile
	Materiale espanso a celle chiuse
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa 130 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.900 x 900 mm
DENSITÀ	Circa 25° Shore A
NOTE	-

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81064-	◆ 4/10	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

LUNAIRMED



1-81503

CARATTERISTICHE	Materiale espanso a celle chiuse
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 110–130 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.020 x 670 mm
DENSITÀ	Circa 18° Shore A
NOTE	Materiale testato

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81503-	◆ 3/4/6	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

LUNAIRFLEX



1-81504

CARATTERISTICHE	Materiale espanso a celle chiuse
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 110–130 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 930 x 600 mm
DENSITÀ	Circa 22° Shore A

NOTE	Materiale testato
------	-------------------

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81504-	◆ 4/6	Color carne	

MATERIALI IN SCHIUMA ESPANSA

LUNASOFT SL



1-81501

CARATTERISTICHE	Resistente
	Elastico
	Mantiene la forma
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 120–170 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 880 x 690 mm
DENSITÀ	Circa 40° Shore A

NOTE	Materiale testato
------	-------------------

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-81501-	◆ 3/4/6/8	Color carne	

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

TOP VELOURS



1-83020-00



1-83021-00

1-83022-00

1-83023-00

1-83024-00



1-83025-00

1-83026-00



1-83027-00

1-83029-00

COMPONENTI	Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)
CARATTERISTICHE	Lavabile
	Antistrappo e resistente all'attrito
	Resistente alla luce
	Traspirante
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.370 x 1.000 mm

NOTE	Materiale non contenente formaldeide e PCP
------	--

MODELLO	MM	COLORE	MODELLO	MM	COLORE
1-83020-00-	◆ 0,7	Nero	1-83025-00-	◆ 0,7	Verde
1-83021-00-	◆ 0,7	Antracite	1-83026-00-	◆ 0,7	Grigio chiaro
1-83022-00-	◆ 0,7	Blu	1-83027-00-	◆ 0,7	Cognac
1-83023-00-	◆ 0,7	Rosso	1-83029-00-	◆ 0,7	Blu jeans
1-83024-00-	◆ 0,7	Sabbia			

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

TOP VELOURS - PERFORATO



1-83034-00



1-83037-00

COMPONENTI	Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)
CARATTERISTICHE	Lavabile
	Antistrappo e resistente all'attrito
	Resistente alla luce
	Traspirante
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.370 x 1.000 mm

NOTE	Materiale non contenente formaldeide e PCP
------	--

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83034-00-	◆ 0,7	Sabbia	Perforato
1-83037-00-	◆ 0,7	Cognac	Perforato

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

TOP VELOURS - ANTIBATTERICO



1-83040

COMPONENTI	65% poliammide, 35% poliuretano
CARATTERISTICHE	Antibatterico
	Lavabile
	Antistrappo e resistente all'attrito
	Resistente alla luce
	Traspirante
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.370 x 1.000 mm
NOTE	Materiale non contenente formaldeide e PCP

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83040-	◆ 0,4	Nero	

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

TOP STRETCH NERO



1-83095

COMPONENTI	95% poliammide, 5% elasthan
CARATTERISTICHE	Superelastico
	Lavabile
	Antistrappo
	Resistente alla luce
	Traspirante
AMPIEZZA	Circa 1.500 mm (metro lineare)
NOTE	Su richiesta è disponibile come copertura di schiume presenti nella sezione materiali

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83095-	◆ 0,6	Nero	

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

MINIROLLE TOP VELOURS



1-83020-01



COMPONENTI	Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)
CARATTERISTICHE	Lavabile
	Antistrappo e resistente all'attrito
	Resistente alla luce
	Traspirante
DIMENSIONI DEL ROTOLO	Circa 12 cm x 20 mt
NOTE	Materiale non contenente formaldeide e PCP

MODELLO	MM	COLORE	MODELLO	MM	COLORE
1-83020-01-	◆ 0,7	Nero	1-83025-01-	◆ 0,7	Verde
1-83021-01-	◆ 0,7	Antracite	1-83026-01-	◆ 0,7	Grigio chiaro
1-83022-01-	◆ 0,7	Blu	1-83027-01-	◆ 0,7	Cognac
1-83023-01-	◆ 0,7	Rosso	1-83029-01-	◆ 0,7	Blu jeans
1-83024-01-	◆ 0,7	Sabbia			

MATERIALI PER IL RIVESTIMENTO

MINIROLLE TOP VELOURS - PERFORATO



1-83034-01



1-83037-01

COMPONENTI	Microfibra (60% poliammide, 40% poliuretano)
CARATTERISTICHE	Lavabile
	Antistrappo e resistente all'attrito
	Resistente alla luce
	Traspirante
DIMENSIONI DEL ROTOLO	Circa 12 cm x 20 mt
NOTE	Materiale non contenente formaldeide e PCP

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83034-01-	◆ 0,7	Sabbia	Perforato
1-83037-01-	◆ 0,7	Cognac	Perforato

RIVESTIMENTO INFERIORE

TOP STOP



1-84121-00

CARATTERISTICHE	Antiscivolo
	Ottimo per termoformatura
	Buona lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 120°
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.500 x 1.000 mm
NOTE	Termoformabile

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84121-00-	◆ 1	Semitrasparente	Antiscivolo da un lato

RIVESTIMENTO INFERIORE

TOP CLEARFLEX



1-84125-00

CARATTERISTICHE	Antiscivolo
	Buona adesione
	Resistente all'abrasione
	Buona lavorabilità meccanica
	Non termoformabile
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.500 x 1.000 mm
NOTE	-

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84125-00-	◆ 1	Trasparente	

RIVESTIMENTO INFERIORE

VILEDON



1-83104-00

MATERIALE	Sintetico
CARATTERISTICHE	Resistente all'uso
	Resistente allo sporco
	Vari utilizzi
	Buona adesione
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.500 x 1.000 mm
NOTE	-

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83104-00-	◆ 0,7	Marrone chiaro	

RIVESTIMENTO INFERIORE

CARBON-LOOK



1-83105-00


CARATTERISTICHE	Antistrappo
	Buona adesione
	Resistente all'abrasione
AMPIEZZA	Circa 140 mm (metri lineari)
NOTE	-

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-83105-00-	◆ 0,6	Nero	

RIVESTIMENTO IN PELLE



1-83525-00



1-83527-00 1-83528-00

CARATTERISTICHE	Traspirante
	Flessibile
	Prodotto naturale
	Smerigliabile
FORNITURA	Venduto al mq

NOTE	-
------	---

MODELLO	MM	PELLE	CARATTERISTICHE
1-83525-00-	◆ 0,7	Capra	Liscio
1-83527-00-	◆ 1,2	Cuoio	Stampato
1-83528-00-	◆ 1,2	Vitello	Stampato

MATERIALI PER IL RINFORZO

THK



1-84101-00



1-84102-00 1-84103-00

CARATTERISTICHE	Ottimo per termoformatura
	Non si restringe
	Deformabile
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 100–140 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.550 x 1.000 mm

NOTE	Compatibile con la pelle
------	--------------------------

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84101-00-	◆ 1,2	Bianco	Adesivo su un lato
1-84102-00-	◆ 1,2	Bianco	Adesivo su due lati
1-84103-00-	◆ 1,2	Marrone	Adesivo su un lato

MATERIALI PER IL RINFORZO

THK METALLIC



1-84101-01



1-84101-02



1-84101-03

CARATTERISTICHE	Ottimo per termoformatura
	Irristringibile
	Deformabile
	Lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 100–140 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.050 x 1.000 mm
NOTE	Compatibile con la pelle

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84101-01-	◆ 0,5/1,2	Grigio	
1-84101-02-	◆ 1	Verde	
1-84101-03-	◆ 1,1	Rosa	

MATERIALI PER IL RINFORZO

TOP BLACK



1-84110-00

CARATTERISTICHE	Ottimo per termoformatura
	Buona lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 120 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.500 x 1.000 mm
NOTE	-

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84110-00-	◆ 0,5	Nero	Adesivo su un lato

MATERIALI PER IL RINFORZO

TOP THERM



1-84111-00

CARATTERISTICHE	Ottimo per termoformatura
	Buona lavorabilità meccanica
TERMOFORMABILITÀ	Circa da 120 °C
DIMENSIONI DELLA LASTRA	Circa 1.500 x 1.000 mm
NOTE	-

MODELLO	MM	COLORE	CARATTERISTICHE
1-84111-00-	◆ 1,2	Bianco	Adesivo su un lato
1-84112-00-	◆ 0,5	Bianco	Adesivo su un lato

LEGENDA

ESEMPIO:

1-11308-66 00 → 1-11308 -66 00

CODICE ARTICOLO

COPERTURA/RIVESTIMENTO

REALIZZAZIONI SPECIALI

COPERTURE		RIVESTIMENTI	
PELLE		TOP VELOURS	
	-12 TOP LEDER		-56 ARANCIO
	-13 TOP LEDER perforato		-58 BLU JEANS
	-18 SIMILPELLE GOFRATA		-59 AMARETTO
SCHIUME			-61 ANTRACITE
	-21 BIANCO perforato		-62 BLU
	-22 BLU perforato		-63 ROSSO
	-24 COLOR CARNE perforato		-64 SABBIA
	-25 MARRONE perforato		-65 VERDE
	-32 BLU		-66 GRIGIO CHIARO
	-33 ROSSO		-67 COGNAC
	-34 COLOR CARNE	TOP RAZER	
	-36 BICOLORE		-70 ARANCIO
	-37 TRICOLORE	TOP VELOURS	
	-38 MULTICOLORE		-84 SABBIA perforato
	-39 QUADRICOLORE		-87 COGNAC perforato
	-46 GRIGIO		-88 BLU ROYAL perforato
TOP VILES		TOP STRETCH	
	-52 BLU		-95 NERO

Su richiesta sono possibili altre combinazioni di colore. Contattaci.

NOTE



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl

 AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008
e UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev. 0 - 06/14

www.clab.comunicazione.it