

SILVERFIXÒ

**Corsetti lombari
e dorso-lombari con filo
d'argento**

**SilverFixò:
dall'argento, più valore
al benessere.**

**BENESSERE.
TESSUTO ELASTICO CON TRAMATURA
IN FILO D'ARGENTO.**

**SOSTEGNO.
STECHE, ASTA MODELLABILE,
NUOVO SISTEMA DI TENSIONAMENTO
DEGLI SPALLACCI.**

**COMFORT.
TESSUTO ALTAMENTE ELASTICIZZATO
E CONFORMAZIONE ANATOMICA.**



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



TESSUTO SENSITIVE FABRICS: L'INNOVAZIONE CHE AVVOLGE E CHE SI TOCCA CON MANO.

Un abbraccio discreto grazie al suo spessore ridotto, avvolgente grazie alla grande elasticità, traspirante grazie alla particolare tramatura che permette la circolazione dell'aria tra le fibre. Il tessuto Sensitive permette una perfetta vestibilità, una maggiore performance nella distribuzione delle forze, una piacevole sensazione sulla pelle. Una soluzione per un comfort più evoluto che sposta i confini del benessere.

NUOVI SPALLACCI CON SISTEMA DOUBLE X: 3 FASI PER UNA PERFORMANCE UNICA.



Un incrocio ad alto coefficiente elastico, poi spalline imbottite, poi tiranti rigidi: il benessere percorre la schiena e prende forma in 3 step tra di loro consequenziali. Le fasce elasticizzate garantiscono adattabilità e libertà di movimento, le spalline imbottite e sagomate offrono il massimo del comfort e stabilità, i tiranti permettono una facile e completa trasmissione delle forze per riallineare correttamente la colonna. Un sistema evoluto che riflette la ricerca FGP.

NUOVO SISTEMA DI TIRANTI.

Double X è il nuovo sistema di tensionamento degli spallacci facile da utilizzare, che sfrutta il principio di azione-reazione attraverso un movimento di tensionamento.

TESSUTO ESTERNO IN FIBRA ELASTICIZZATA.

Sottile, traspirante, altamente elastico per una vestibilità perfetta e un comfort sempre ad alti livelli.

TRAMATURA INTERNA IN ARGENTO.


Filato che apporta i benefici del metallo, noti fin dall'antichità, con proprietà antimicrobiche e termoregolatori.

GAMMA RINNOVATA.

Tre dispositivi rivisti nei materiali, nel design, nelle scelte tecniche per evolvere il concetto di sostegno e benessere, per una migliore qualità della vita.

SOSTEGNO E VESTIBILITÀ.

In DorsoSilver la conformazione dei due elementi uniti tra di loro ma che lavorano separatamente garantisce solidità e sostegno nella parte dorsale, elasticità e vestibilità nella parte lombare.



SILVERFIXÒ

DALL'ANIMA D'ARGENTO, SOLUZIONI INNOVATIVE: LA NUOVA GENERAZIONE DEL SOSTEGNO VALORIZZA IL BENESSERE.

FGP: dalla nostra ricerca, un benessere ritrovato.

Ascoltare le esigenze dei pazienti, dialogare costantemente con i professionisti medici e tecnici ortopedici: le risposte FGP nascono da qui, e da un impegno quotidiano nell'evolvere soluzioni per migliorare la vita di tutti.

Da sempre FGP seleziona i materiali più all'avanguardia, studia e realizza prodotti, dispositivi, progetti più performanti dedicati al benessere in ogni sua forma. Un'innovazione frutto di ricerca interna, tutta italiana, portata avanti per essere sempre un passo più avanti.

TRAMATURA D'ARGENTO: INDIETRO NEL TEMPO PER ESSERE UN PASSO AVANTI.

Oggi l'innovazione parte dalla storia, e prende origine da uno dei metalli più usati nei secoli per le tante proprietà. Da sempre, l'argento è conosciuto, apprezzato, utilizzato per i propri effetti benefici ed FGP ne fa tesoro facendone l'anima interna della **linea SilverFixò**.

Una tramatura che valorizza il benessere di chi la indossa, e la professionalità di chi la propone.

Ecco perché la nostra ricerca ha scelto l'argento:

— ANTIMICROBICO:

elimina un alto spettro di microbi combattendo i cattivi odori.

— ANTISTATICO:

in grado di assorbire ed eliminare le cariche elettriche accumulate.

— TERMOREGOLANTE:

capace di disperdere il calore in eccesso regolando la temperatura corporea.

— PERMANENTE:

le proprietà benefiche sono conservate nel tempo.

— SCHERMANTE:

protegge il corpo dall'assorbimento dell'energia statica, dall'elettrosmog e dai raggi UV.



BACKSILVER

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI



STRUTTURA

- tessuto elasticizzato altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggiore comfort
- patella anteriore di dimensioni ridotte
- sacca porta asta dotata di imbottitura di protezione

TIRANTI

- due tiranti elastici che si agganciano anteriormente in un unico tirante
- sistema di spallacci Double X con doppio incrocio posteriore e spallacci sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche in acciaio armonico removibili
- un'asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lumbalgie (acute e croniche)
- dorsalgie e lumbalgie di tipo meccanico
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- supporto nella gestione di localizzazioni metastatiche vertebrali dorso-lombari
- post operatorio interventi discectomia
- coadiuvante nel postoperatorio di interventi correttivi per scoliosi
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- spondilodiscoartrosi dorso-lombare
- tratto colonna interessato: D4-S1



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 54 cm

Codice d'ordine: DBSIL-100



UN SUPPORTO MODULABILE CON UN PUNTO FISSO: UN BENESSERE AL TOP.

Passo dopo passo, BackSilver accompagna il paziente nel percorso riabilitativo. La stecca centrale sagomata in lega di alluminio e quelle in acciaio armonico sono collocate in apposite tasche e facilmente estraibili per adattare la spinta alle necessità terapeutiche del paziente.

DORSOSILVER

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm

Altezza 54 cm



Codice d'ordine: **DSIL-100**

STRUTTURA

- tessuto elastico altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggiore comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- sistema Double X con incrocio posteriore e spallacci imbottiti sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

LOMBOSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm

Altezza 33 cm



Codice d'ordine: **LSIL-100**

STRUTTURA

- tessuto elastico altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 0 - 01/18

www.clubcomunicazione.it